

NYA **seca wireless produkter**



Under 2011 kommer flera nya
seca 360° wireless produkter
att presenteras.

NYA

Babyvågen seca 376, 360° wireless.

Förberedd för framtiden - redan idag



Som en av de första i världen och definitivt i Sverige får ni nu den nya versionen av:

seca 376 babyvåg, 360° wireless

Självklart utan någon som helst extra kostnad.

seca 376, wireless
FÖRBEREDD FÖR FRAMTIDEN REDAN IDAG.



Art. nr. 7021

Vad menas med att vågen är förberedd för framtiden redan idag?

Jo den här babyvågen, **seca 376 wireless**, har flera inbyggda funktioner, t.ex. möjlighet till utskrift av vikten. Det smarta är att du bara aktiverar de funktioner som du vill använda. *Vågen är förberedd för framtiden redan idag.*

Vilka grundfunktioner finns det?

- Vågen har två vägområden med olika skalindelning. 5g till 7,5kg eller 10g till 20kg. **Nyhet** - om babyn väger *mer* än 7,5 kg så ställer vågen *automatiskt* om sig till det högre vägområdet. När du lyft bort babyn från vågen, och displayen visar "noll", så ställer vågen in sig på det lägre viktområdet igen.
- Vågen har HOLD-funktion vilket betyder att du låser vikten och kan ta hand om barnet först och läsa av vikten sedan.
- Vågen har också dämpning vilket betyder att om babyn rör sig på vågen när du tryckt på HOLD-knappen så kommer vågen att ta hänsyn till det och visa korrekt vikt.
- TARA-funktionen fungerar så att du först kan lägga ett underlägg på vågen och sedan ta bort underlaggets vikt genom att trycka på TARA-knappen. Sedan väger du babyn som vanligt.
- Automatisk avstängning vid batteridrift.

Vilka extra funktioner får jag?

- För att snabbt få veta när HOLD ställt in sig så kan du aktivera en signal.
- Dämpningen kan ökas så att livliga barn inte gör så att viktvisningen fördröjs.
- Det finns också en BMIF-funktion (Bröst Mjolk Intag Funktion) där man väger babyn, lagrar vikten, matar, lägger babyn på vågen igen och får skillnaden mellan de två vägningarna d.v.s hur mycket babyn ätit.
- Du kan aktivera en trådlös skrifvarfunktion så att du kan trycka fram ett kvitto, men då måste du ha en seca skrivare som kan ta emot den trådlösa signalen. Eftersom överföringen av vikten till skrivaren är trådlös så behöver den inte stå precis bredvid vågen.
- Vågen kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och kopplas samman med ett speciellt dataprogram som kan hjälper till med analys av vikten och slutligen registrera vikten i den elektroniska patientjournalen.

NYA

seca 376, wireless

FAKTA:

Kapacitet	20kg
Gradering	5g för 0 -7,5kg, 10g upp till 20kg
Vikt	3,5kg
Mått (BxHxD)	62 x 19 x 36 cm

Vågen drivs med vanliga AA batterier.
När den kopplats till en trådlös seca skrivare,
eller seca dataprogram, rekommenderas att
vågen drivs via en seca nätadapter.

TILLBEHÖR:



seca 418 huvud/f otstöd



seca 233 längdmätare



seca 414 transportväska



seca 465/seca 466
skrivare



seca nätadapter

CE: seca 376 wireless uppfyller direktiven:
93/42/EEG, MDD och **90/384/EEG, Klass III**
(Certifikat för varje enskild våg medföljer.)