



Welch Allyn's blodtrycksmanschetter för engångsbruk **FlexiPort™**

Verklig standardisering direkt.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Lätt att beställa. Enkel att använda. Helt enkelt fantastisk.

Welch Allyns engångsblodtrycksmanschetter FlexiPort™

Verklig standardisering direkt.

Welch Allyns engångsmanschetter är bekväma, komfortabla och prisvärda. De är förstahandsvalet för sjukvårdspersonal över hela världen som aktivt arbetar mot infektioner på sitt sjukhus eller avdelning. Det beror på att vi erbjuder så gott som varje typ av manschett som en avdelning kan komma att behöva, i kombination med möjligheten till förenklad lagerhantering – på ett sätt som ingen annan manschettleverantör – med vår patenterade FlexiPort-anslutning.

Med FlexiPort-engångsmanschetter är det lätt att flytta patienter från rum till rum, våningsplan till våningsplan och avdelning till avdelning. Tilldela bara en manschett till patienten när han eller hon kommer till sjukhuset, förse all utrustning med FlexiPort-anslutningar och anslut patientens manschett till utrustningen.

När du standardiserar med Welch Allyns engångsblodtrycksmanschetter FlexiPort

- kan varje manschett användas som en en- eller tvåslangmanschett
- reduceras sortimentet med upp till 60 procent, vilket underlättar beställning och lagerhållning
- får du tillgång till alla manschettstorlekar du behöver – från barn* till lårmanschetter
- reducerar du risken för korskontaminering

*Neonatala manschetter är inte FlexiPort-kompatibla



Den patenterade FlexiPort-teknologin gör att en manschett kan användas inom så gott som varje patientvårdsområde

En viktig skillnad

Genom att byta till engångsmanschetter reducerar du risken för korskontaminering – och därmed sammanhängande infektioner – i betydande grad.


Återanvändbara blodtrycksmanschetter kan föra med sig sådana bakterier som klebsiella pneumoniae, norweigan scabies, e. cloacae och staphylococcus aureus – bakterier som är potentiellt dödliga för såväl spädbarn som vuxna.

Blodtrycksmanschetter som används upprepade gånger är en vanlig källa till MRSA, som svarar för 12 % av alla sjukhusrelaterade infektioner i USA.



Vad är FlexiPort?

FlexiPort-anslutningen ger dig en enda anslutningspunkt mellan utrustningar och manschetter vilket gör varje manschett till en en- eller tvåtubsmanschett



Den vridbara porten minskar belastningen på manschettslangen och porten, vilket förbättrar patientens komfort och manschettens hållbarhet



Färgkodad för snabbt och korrekt val av manschettstorlek

Uppfyller kraven i alla aktuella kliniska riktlinjer för korrekt användning från AAMI och AHA

Inga sydda sömmar som kan slitas sönder eller fransa sig.
Det mjuka, latexfria materialet minskar risken för allergiska reaktioner och säkerställer patientkomfort

En unik möjlighet att ansluta och koppla bort tuber gör en- och tvåtubsmanschetter helt utbytbara

Reducera lagerhållningen med 60 %



En verklig standardiseringslösning

FlexiPort har gjort att Welch Allyn är det enda företaget som erbjuder en verklig standardiseringslösning för er avdelning. Tack vare anslutningen av slangarna vid manschettens blir det lätt för vårdgivaren att hitta rätt manschett. Lagret kan dessutom reduceras med upp till 60 procent, vilket underlättar inventering och lagerhållning.

Kontakta Welch Allyns kundtjänst för ytterligare information om hur ni kan underlätta er manschettlagerhållning med Welch Allyns hjälp.

		Alternativ 1	Alternativ 2								
		Koppla med anslutningar direkt till den nuvarande utrustningslangan	Köp FlexiPort-manschetter med slangar och anslutningar som passar er blodtrycksutrustning, utan behov av ändringar.								
		Varken slangar eller kopplingar behövs	En-slang				Två-slang				
Storlek (20 manschetter/ask)	Intervall	FlexiPort	Skruv	Trippelbruk	Låsning	Bajonett	Skruv	Låsning	Trippelbruk och tomt rör	Uppblåsningssystem	
Litet spädbarn (6)	7-10 cm	SOFT-06	SOFT-06-1SC	SOFT-06-1TPE	SOFT-06-1MQ	SOFT-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a	
Spädbarn (7)	9-13 cm	SOFT-07	SOFT-07-1SC	SOFT-07-1TPE	SOFT-07-1MQ	SOFT-07-1HP	SOFT-07-2SC	SOFT-07-2MQ	SOFT-07-2TPE	SOFT-07-2BV	
Litet barn (8)	12-16 cm	SOFT-08	SOFT-08-1SC	SOFT-08-1TPE	SOFT-08-1MQ	SOFT-08-1HP	SOFT-08-2SC	SOFT-08-2MQ	SOFT-08-2TPE	SOFT-08-2BV	
Barn (9)	15-21 cm	SOFT-09	SOFT-09-1SC	SOFT-09-1TPE	SOFT-09-1MQ	SOFT-09-1HP	SOFT-09-2SC	SOFT-09-2MQ	SOFT-09-2TPE	SOFT-09-2BV	
Liten vuxen (10)	20-26 cm	SOFT-10	SOFT-10-1SC	SOFT-10-1TPE	SOFT-10-1MQ	SOFT-10-1HP	SOFT-10-2SC	SOFT-10-2MQ	SOFT-10-2TPE	SOFT-10-2BV	
Vuxen (11)	25-34 cm	SOFT-11	SOFT-11-1SC	SOFT-11-1TPE	SOFT-11-1MQ	SOFT-11-1HP	SOFT-11-2SC	SOFT-11-2MQ	SOFT-11-2TPE	SOFT-11-2BV	
Lång vuxen (11L)	25-34 cm	SOFT-11L	SOFT-11L-1SC	SOFT-11L-1TPE	SOFT-11L-1MQ	SOFT-11L-1HP	SOFT-11L-2SC	SOFT-11L-2MQ	SOFT-11L-2TPE	SOFT-11L-2BV	
Stor vuxen (12)	32-43 cm	SOFT-12	SOFT-12-1SC	SOFT-12-1TPE	SOFT-12-1MQ	SOFT-12-1HP	SOFT-12-2SC	SOFT-12-2MQ	SOFT-12-2TPE	SOFT-12-2BV	
Stor och lång vuxen (12L)	32-43 cm	SOFT-12L	SOFT-12L-1SC	SOFT-12L-1TPE	SOFT-12L-1MQ	SOFT-12L-1HP	SOFT-12L-2SC	SOFT-12L-2MQ	SOFT-12L-2TPE	SOFT-12L-2BV	
Lår (13)	40-55 cm	SOFT-13	SOFT-13-1SC	SOFT-13-1TPE	SOFT-13-1MQ	SOFT-13-1HP	SOFT-13-2SC	SOFT-13-2MQ	SOFT-13-2TPE	SOFT-13-2BV	

* För en hane och hona anslutning med låsning, ändra MQ till MF i artikelnumret.

Standardisera er institution på riktigt och sluta bekymra er över tuber och anslutningar

- 1) Förse all blodtrycksutrustning med FlexiPort-anslutningar
- 2) Tilldela en manschett till varje patient som kommer till sjukhuset
- 3) Få unik möjlighet att ansluta patienternas manschetter direkt till all sorts blodtrycksutrustning – från rum till rum, våningsplan till våningsplan och avdelning till avdelning

Neonatal manschett med Luer lock, hane

Storlek	Intervall	En-slang (10 pack)	Två-slang (10 pack)
NEO 1	3.3-5.6 cm	5082-101-1	5082-101-2
NEO 2	4.2-7.1 cm	5082-102-1	5082-102-2
NEO 3	5.4-9.1 cm	5082-103-1	5082-103-2
NEO 4	6.9-11.7 cm	5082-104-1	5082-104-2
NEO 5	8.9-15.0 cm	5082-105-1	5082-105-2
Multi-Pack	1 of each	5082-241-9	5082-241-10

Kontakta Welch Allyns lokala representant, eller besök oss på www.welchallyn.se, för ytterligare information.

Welch Allyn Sverige
 Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs
 Tel: 042-330 220 Fax: 042-333 210
www.welchallyn.se

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care™