

## Produktkatalog - Littmann stetoskop

Användare	Modell 3100	Modell 3200	Master Cardiology	Cardiology S.T.C.	Cardiology III	Master Classic II	Classic II S.E.	Paediatric Infant	Select
Kardiologer	++	++	++	+	+				
Lungläkare	++	++	+	+	++				
Allmänläkare	++	++	+	+	++	+	+		
Medicinläkare	++	++			++	+			
Internmedicinläkare	++	++	++	+	++				
Pediatriker	++	++			++			++	
Studenter	+	++			++	+	+		
Ambulansförare	++	++				+	+		
Sjuksköterskor							++		+
Sjukgymnast						++			

++ Mycket bra val, + Bra val

Modell	Sort	Vind	Marekitt	Mörkgrön	Purpurn	Grå	Talbertgrön	Silvermetall	Lila	Rosa	Korallröd	Ljusgrön	Orange	Röd	Lila	Pink	Indigo/Blått	Royal Blue	Ocean Blue	Purpur	Tykanstetoskop	Ehlersstetoskop	Ryhende membran	Bildstykke	Totallängd	Garanti (år)
3M™ Littmann® elektroniskt stetoskop Modell 3100 (Ø 51 mm)	●	●	●	●	●																●	-	brostift	60 cm	2	
3M™ Littmann® elektroniskt stetoskop Modell 3200 (Ø 51 mm)	●	●	●																		●	-	knäpift	68 cm	2	
3M™ Littmann® Master Cardiology stetoskop (Ø 50 mm)	●	●	●	●	●																●	Ja	brostift	60 cm	7	
3M™ Littmann® Cardiology S.T.C. stetoskop (Ø 42-48 mm)	●	●	●		●																●	Ja	brostift	60 cm	6	
3M™ Littmann® Cardiology III stetoskop (Ø 45 mm)	●	●	●		●																●	Ja	knäpift	60 cm	5	
3M™ Littmann® Master Classic II stetoskop (Ø 44 mm)	●	●	●				●	●			●										●	Ja	knäpift	68 cm	3	
3M™ Littmann® Classic II S.E. stetoskop (Ø 45 mm)	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●				●	Ja	knäpift	71 cm	5	
3M™ Littmann® Classic II Paediatric stetoskop (Ø 37 mm)	●		●								●	●		●							●	Nej	knäpift	71 cm	3	
3M™ Littmann® Classic II Infant stetoskop (Ø 30 mm)	●								●					●	●						●	Nej	knäpift	71 cm	3	
3M™ Littmann® Select stetoskop (Ø 45 mm)		●							●	●	●							●	●	●	●	Ja	brostift	71 cm	2	

\* Finns tillgänglig som Black Edition (svart bröststycke, svarta öronövers samt svart slang).  
Extra öronövers med varje Littmann stetoskop.

För komplett sortiment besök vår **Nya** webshop: [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)