

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000,-



Blodtrycks Specialisten™

Vid order över 5.000,- medföljer  
Omron mätband för överarm,  
handled och midja utan  
extra kostnad!



# KAMPANJERBJUDANDE!

## Meditech ABPM-05 / 24-timmars blodtryck

– Sannolikt världens minsta och lättaste 24-timmars blodtrycksmätare –



### Meditech ABPM-04 och Nya ABPM-05

Meditech ABPM-04 och ABPM-05 är ett system för ambulatorisk registrering av blodtryck, vanligen benämnt "24-timmars blodtryck". Systemet tillverkas av Meditech Ltd., Budapest, Ungern. Meditech har utvecklat och tillverkat 24-timmars blodtryck sedan 1990 och ABPM-05 är den femte generationen. Fram till idag har Meditech levererat mer än 9.000 system runt om i världen och i Norden har vi levererat mer än 300 system sedan starten i oktober 1997. Meditechs mätare är naturligtvis CE-märkta och företaget Meditech är certifierat enligt ISO 9001 och EN 46001. Certifieringen har utförts av Notifield Body 0120. (SGS Yarsley, Storbritanien).

### Oscillometrisk mätmetod

Meditech ABPM-04 och ABPM-05 använder den oscillometriska principen. Den oscillometriska principen är mycket enkel och smidig att applicera och därtill bekväm för patienten.

### BHS-validerad

Meditech ABPM-04 och ABPM-05 har testats och validerats enligt BHS-protokollet och uppfyller där de rekommenderade kraven för klinisk användning. Resultaten har publicerats i "Blood Pressure Monitoring 1998, vol 3 nr 6".

### Koppling till PC-baserad journal

Programvaran *CardioVisions* till Meditech ABPM-04 och ABPM-05 har färdig funktion för koppling till, och integration med de PC-baserade journalsystemen *Profdoc* och *Medidoc* (går även att koppla till övriga).

#### Teknisk data: ABPM-05

Mätmetod: oscillometrisk  
Mätområde: 0-280 mmHg  
Minneskapacitet: 600 registreringar  
Trycksensor: piezo-resistiv  
Noggrannhet: +/- 3 mmHg, eller +/- 2 % av reg.värde  
Dataöverföring: optisk fiber  
PC interface: seriellt eller USB  
Vikt: 236 gram inkl. batt.  
Storlek: 98 x 69 x 29 mm  
Bruksanvisning på svenska medföljer.  
2 års Garanti.

#### Teknisk data: ABPM-04

Mätmetod: oscillometrisk  
Mätområde: 0-280 mmHg  
Minneskapacitet: 600 registreringar  
Trycksensor: piezo-resistiv  
Noggrannhet: +/- 3 mmHg, eller +/- 2 % av reg.värde  
Dataöverföring: optisk fiber  
PC interface: seriellt eller USB  
Vikt: 350 gram inkl. batt.  
Storlek: 124 x 82 x 33,5 mm  
Bruksanvisning på svenska medföljer.  
2 års Garanti.

**Art.nr: 3101-05 Meditech ABPM-05 komplett.** Ord. pris 25.900,- **Kampanjpris 21.900,-** (monitor, standardmanschett, väska, seriellt eller USB interface (optiskt) för PC och CardioVisions, personlig version).

**Art.nr: 3101 Meditech ABPM-04 komplett.** Ord. pris 22.900,- **Kampanjpris 18.900,-** (monitor, standardmanschett, väska, seriellt eller USB interface (optiskt) för PC och CardioVisions, personlig version).

**Art.nr: 3110 Nätverkslicens** (5 anv.) för CardioVisions. **Pris 8.000,-**

### Tillbehör och reservdelar:

**Art.nr: 3102-05 Meditech ABPM-05** (monitor, manchett och väska). **Pris 19.900,-**

**Art.nr: 3102 Meditech ABPM-04** (monitor, manchett och väska). **Pris 17.900,-**

**Art.nr: 3103 Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05.** Storlek-stor (32-42 cm). **Pris 1.150,-**

**Art.nr: 3104 Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05.** Storlek-barn (<24 cm). **Pris 1.150,-**

**Art.nr: 3105 Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05.** Storlek-normal (24-32 cm). **Pris 995,-**

**Art.nr: 3106 Bärväska till Meditech ABPM-04.** **Pris 935,-**

**Art.nr: 3106-05 Bärväska till Meditech ABPM-05.** **Pris 935,-**

**Art.nr: 3109 Seriellt optiskt interface** till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 5.700,-**

**Art.nr: 3111 Optiskt USB interface** till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 5.700,-**

**Vi erbjuder även  
utbildning och installation  
vid behov. Ring för offert!**

# Meditech

### Nya ABPM-05



### ABPM-04



### För beställning använd bifogad beställningsblankett

Övriga tillbehör och reservdelar finns vid behov. 2 års garanti på ABPM-04 och ABPM-05, och 6 mån. på manchetter och övrigt. Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2010.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000,-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

