

## seca 704

**NYHET**



Transporthjul under pelaren!

**Art.nr. 7013, Här visad med tillbehöret seca 220, längdmätare.**

*En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara hjul!*  
Extremt robust, elektronisk, pelarvåg med större plattform av gjutjärn. *Hela 250 kg kapacitet!*  
Vikten visas i stora, digitala, siffror. TARA, HOLD och BMI-funktion ingår.  
*Två hjul under pelaren gör det lätt att förflytta vågen.* En mycket noggrann och pålitlig våg.  
Levereras med 6 st engångsbatterier, typ AA, som räcker till ca. 16.000 vägningar.  
Med en **seca nätadapter** (tillbehör) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag.  
OBS! **seca 220** längdmätare för 85 – 200cm, beställs som tillbehör!

**Kapacitet** 250kg  
**Gradering** 100g  
**Noggrannhet** <25kg +-25g 25-100kg +-50g 100-150kg +-75g 150-200kg +-100g  
**Vikt** 16kg  
**Mått (BxHxD)** 360 x 930 x 520mm



Uppfyller direktiven:

93/42/EEG, MDD och 90/384/EEG, Klass III  
(Certifikat för varje enskild våg medföljer.)