



## Välj rätt stetoskop som kan bidra till topprestationer.

3M™ Littmann® Stetoskop har justerbara headsets med mjuktätande öronoliver. Littmanns mekaniska stetoskop är utformade med en inställbar teknik som gör att du kan höra ljud med olika frekvenser genom att justera trycket på bröststycket. Få den akustiska prestanda, höga kvalitet och trygghet du behöver med ett Littmann-stetoskop.



	6	7-8	9-10	10+			
	<b>Lightweigh II S.E. Stetoskop</b>	<b>Classic II, Pediatrisk-stetoskop och Spädbarnsstetoskop</b>	<b>Master Classic II™ Stetoskop</b>	<b>Classic III™ Övervakningsstetoskop</b>	<b>Cardiology IV™ Diagnostiskt stetoskop</b>	<b>Master Cardiology™ Stetoskop</b>	<b>Elektroniskt stetoskop Modell 3200</b>
	Idealisk för blodtrycksavläsningar och begränsade patientundersökningar.	Högpresterande, pålitliga, kliniska instrument för fysiska undersökningar och övervakning av dina patienter, under skift efter skift.			Ger utmärkt akustisk känslighet så att du kan utföra noggranna diagnostiska auskultationer. För användning i utmanande och tuffa miljöer.		Högpresterande auskultationer. Hör mer av det du behöver höra med volymförstärkning på 24x, reducering av störande ljud och perfekt anslutning.
<b>Ungefärlig längd</b>	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
<b>Ungefärlig vikt</b>	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	185 g
<b>Garanti</b>	2 år	3 år	3 år	5 år	7 år	7 år	2 år
<b>Membran</b>	Inställbar	Ej inställbar (flytande)	Inställbar	Inställbar (2)	Inställbar (2)	Inställbar	Elektroniska
<b>Ungefärlig diameter för bröststycke</b>	Dubbelsidig 5,2 x 4,5cm 3,5 x 3,2cm	Dubbelsidig Pediatrisk 3,4cm 2,7cm Spädbarn 2,8cm 1,7cm	Enkelsidig 4,3cm	Dubbelsidig Vuxensida 4,3cm Pediatrisida 3,4cm	Dubbelsidig Vuxensida 4,3cm Pediatrisida 3,4cm	Enkelsidig 4,8cm	Enkelsidig 5,1cm
<b>Funktioner</b>	Droppformat bröststycke Passar under blodtrycksmanschett	Speciellt utformad för de minsta patienterna	Utformad för ett smidigare grepp och manövrering	Konverterbar öppen klocka	Konverterbar öppen klocka Slang med dubbla lumen	Slang med dubbla lumen Bästa akustiska responsen i Littmanns mekaniska sortiment	Eliminerar 85 % (i genomsnitt) av omgivande ljud Bluetooth® trådlös teknik Inspelning och playback



**Kraften att lära, ligger i din hand.**

3M™ Littmann® Learning Institute-app –  
Gratis vid köp av ett 3M™ Littmann® Stetoskop!

Behöver du mer hjälp? Besök [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



# 3M™ Littmann® stetoskop, beställningsinformation och slangfärgsguide

**Komponenter**  
(Bröststycke/öronbyglar/skaft)

Lightweight II SE stetoskop	Classic II Spädbarnsstetoskop	Classic II Pediatriskstetoskop	Master Classic II™ Stetoskop	Classic III™ Övervakningsstetoskop	Cardiology IV™ Diagnostiskt stetoskop	Master Cardiology™ Stetoskop	Elektronisk modell 3200 Stetoskop
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

## Slangfärg

Alla standard-ytfinishar	2450 Svart	2114 Svart	2113 Svart	2144L Svart	5620 Svart	5627 Vinröd	6152 Svart	6156 Plommon	2160 Svart	3200BK27 Svart
	2451 Vinröd	2114R Röd	2113R Röd	2146 Vinröd	5621 Grå	5633 Pärlrosa	6154 Marinblå	6158 Hallonröd	2163 Vinröd	3200BU Vinröd
	2452 Karibienblå	2124 Karibienblå	2119 Karibienblå	2147 Marinblå	5622 Marinblå	5831 Plommon	6155 Mörkgrön		2164 Marinblå	3200NB Marinblå
	2454 Himmelsblå		2122 Hallonröd		5623 Karibienblå	5832 Lavendelblå			2167 Plommon	
	2456 Pärlrosa				5630 Himmelsblå	5835 Turkos			2178 Karibienblå	
						5839 Citrongul				
Alla svarta				2141 Svart	5803 Svart	5868 Vinröd	6163 Svart	6168 Marinblå	2161 Svart	
Alla mässing-ytfinishar									2175 Svart	
Alla koppar-ytfinishar					5809 Choklad					
Alla rökfärgade					5811 Svart	5871 Hallonröd	6162 Svart		2176 Svart	
					5812 Mörkt olivgrön		6166 Plommon	6171 Turkos	2182 Mörkt olivgrön	
Regnbågsfärgad/Mässing/Mässing		2157 Hallonröd	2153 Karibienblå		5806 Hallonröd	5807 Karibienblå				
Mässing/Rökfärgad/Rökfärgad							6164 Svart			
Regnbågsfärgad/Svart/Svart					5870 Svart		6165 Svart			
Spegel/Rökfärgad/Rökfärgad					5862 Hallonröd	5863 Marinblå				
					5959 Himmelsblå					
Spegel/Standard/Spegel							6177 Svart	6170 Vinröd		
Champagne/Rökfärgad/Rökfärgad					5861 Svart	5864 Vinröd	6179 Svart			
Champagne/Svart/Champagne							6176 Vinröd	6190 Karibienblå		
Högpolerad regnbågsfärgad/Svart/Svart							6242 Marinblå			
Högpolerad regnbågsfärgad/Rökfärgad/Rökfärgad							6240 Svart	6241 Hallonröd		
<b>FÄRGAT SKAFT-SERIEN: (den infällda rutan visar skaftets färg)</b>										
Svart/Svart/Färg							6200 Svart	6203 Svart		
							6201 Svart			
Högpolerad rökfärgad/Svart/Färg							6202 Marinblå	6204 Svart		
							6232 Svart	6234 Karibienblå		
Högpolerad rökfärgad/Rökfärgad/Färg							6238 Grå			
Regnbågsfärgad/Svart/Färg							6205 Plommon			
Champagne/Champagne/Färg							6206 Hunter			
Rökfärgad/Rökfärgad/Färg					5872 Turkos	5875 Lime				
					5873 Grå					
Spegel/Rökfärgad/Färg					5960 Plommon	5962 Pärlrosa				
Spegel/Standard/Färg					5874 Karibienblå					

**Komponenter:**  
Bröststycke/öronbyglar/skaft

*Standard-ytfinishar*

*Svart*

*Mässing-ytfinish*

*Koppar-ytfinish*

*Rökfärgad*

*Regnbågsfärgad*

*Spegel*

*Champagne*

*Högpolerad rökfärgad*

*Högpolerad regnbågsfärgad*

De visade färgerna är ungefärliga.

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se) | Även tillgängliga: Veterinärstetoskop (1392)

3M, Littmann, L Littmann-logon, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II och Master Cardiology är varumärken inom 3M. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG. © 3M 2020. Med ensamrätt.