

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000,-

# AJ MEDICAL®

BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Kvalitet och Kunskap Sedan 1991



Vid order över 5.000,- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

## KAMPANJ – KATALOG APRIL – JUNI

# 2017

Nya Littmann® Cardiology IV™  
Littmann® och  
WelchAllyn®  
stetoskop  
Nu till kampanjpris!

Nya  
Dopplex® ATP Kit  
Ankel- arm- och  
tättryckspaket  
med DMX från HUNTLEIGH

Smartsigns® Compact 300 från  
HUNTLEIGH – Presenteras snart...  
Blodtrycksmätare – Saturationsmätare/  
Pulsoximeter – Febertermometer  
www.ajmedical.se

**Premiär!**  
Saturationsmätare/  
Pulsoximeter från  
ENVIRO C by  
Honeywell  
Nu till introduktionspris!

**Trippelmanschett™ – TriCUFF® – Originalen – Fler än 100 000 st levererade  
Sannolikt världens mest dokumenterade blodtrycksmanschett**



Welch Allyn  
767-serien  
har livstids  
kalibrerings-  
garanti på  
manometern!

Art.nr: 5703


### WelchAllyn® Kampanjpris!

Ord. pris ~~2.274,-/st~~ Nu **1.695,-/st**  
TriCUFF® med **unika** handmanometern DS65 med tryckventil.

Ord. pris ~~3.895,-/st~~ Nu **2.595,-/st**  
TriCUFF® med nya väggmanometern WA 767.

En manschett för både  
smal, normal och bred  
arm med **unika** Du-  
raShock teknologin.  
Extra stöttålig mano-  
meter som även tål  
fall utan att förlora sin  
kalibrering!

Art.nr: 5012



Rekommenderas!

Se demovideo på  
www.ajmedical.se



**Premiär! HUNTLEIGH Team 3 Antepartum / Intrapartum Introduktionspris!**  
Sonicaid® Team 3 Antepartum med integrerad Dawes-Redman CTG Analys är ett avancerat moder- och fosterövervakningssystem. CTG Antepartum Analys-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Team 3 Antepartum är rik på funktioner som ger en kostnadseffektiv, pålitlig och korrekt övervakning av både fostret och modern.

Ord. pris: ~~112.325,-/st~~ Nu **101.095,-/st**  
Art.nr: H-TEAM3-ANTEPARTUM

Sonicaid® Team 3 Intrapartum med integrerad Dawes-Redman Intrapartum CTG TREND är ett avancerat övervakningssystem för både moder och foster. Den unika och effektiva TREND-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Denna beräknar och rapporterar regelbundet viktiga parametrar gällande Intrapartum CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan.

Ord. pris: ~~115.815,-/st~~ Nu **104.235,-/st**  
Art.nr: H-TEAM3-INTRAPARTUM



**Rekommenderas!** ABI-System Dopplex® ABILITY

Automatic Ankle Brachial Index System är en revolutionerande ankel/arm-indexmätare. ABI beräknas enkelt och korrekt på 3 minuter utan behov av att låta patienten vila först.

Art.nr: H-DA100PB

### HUNTLEIGH Kampanjpris!

Ord. pris ~~7.385,-~~ Nu **6.645,-/st**

Ord. pris ~~42.895,-~~ Nu **37.885,-/st**

Nya Dopplex® DMX

Exkl probe. Vi rekommenderar att båda problemen H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till hand-dopplern!

Art.nr: H-DMX



## OMRON har världens mest dokumenterade blodtrycksmätare

Blodtrycksmätare som klarar alla patienter med spritbara manschetter i alla storlekar! Manschett för normal arm och nätadapter ingår.

Art.nr: 4211

Splash-proof

### Kampanjpris! OMRON HBP-1300

Ord. pris ~~6.345,-/st~~ Nu **4.995,-/st**

Kampanjpris! OMRON HBP-1100

Ord. pris ~~4.395,-/st~~ Nu **3.495,-/st**

Splash-proof + Shock-proof

Stöttålig blodtrycksmätare som klarar alla patienter med spritbara manschetter i alla storlekar. Uppladdningsbara batterier, adapter/laddare och manschetter för normal och bred arm ingår.

Art.nr: 4213



**Vanligt tillbehör:**

Golvstativ till OMRON 907 och OMRON HBP-1300  
Ord. pris ~~4.275,-~~  
Nu! **2.695,-**

Art.nr: 1234

### Kampanjpris! OMRON 907

Den ultimata blodtrycksmätaren som även klarar alla problempatienter. Uppladdningsbara batterier, adapter/laddare och standardmanschett ingår.

Ord. pris ~~8.955,-/st~~ Nu **7.395,-/st** Art.nr: 1220

Se demovideo på  
www.ajmedical.se



Rekommenderas!



### Kampanjpris! OMRON SpotArm i-Q142

Blodtrycksmätaren för mottagningens blodtrycksrum är här! Mätaren kan kopplas till dator och skrivare. Den är mycket smidig att använda på både normal och bred arm med en och samma manschett (22 cm-42 cm). Nätadapter ingår.

Art.nr: 1251 Denna modell finns även som OMRON SpotArm i-Q132 med manschett för 17 cm-32 cm.

Ord. pris ~~2.995,-/st~~ Nu **2.595,-/st**

Art.nr: 1250



För blodtrycksummet!

### Premiär! Introduktionspris! OMRON M7 Intelli IT

Manschett och batterier ingår.

Ord. pris ~~1.989,-/st~~ Nu **1.695,-/st**

Unikt formad manschett för både normal och bred arm!

Lämpar sig även väl för utlåning till patient med sin förvaringsväska och den förlängda slangen (1,2 m)m.m.

OBS! Art.nr. 1240 OMRON M7 finns kvar till kampanjpriset 1.595,-/st!

Art.nr: 4207-12M



Efterföljaren till bästsäljaren Omron M7

Beställ enkelt via [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller våra nummer: Telefon 08-767 29 70 • Fax 08-767 29 82

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000,-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000,- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

# KAMPANJERBJUDANDE!

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den unika IntelliSense teknologin, som mäter på både upp- och nedvägen för en snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Art.nr: 4270** **OMRON M6 AC BLACK EDITION.** Omron M6 i nytt utförande. Manschetten passar normal och bred arm (17 cm-42 cm) och har en 75 cm lång slang. Levereras med batterier, nätadapter och förvaringsväska. M6 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Kvalitetsindikator på resultaten – om personen rört sig mycket under mätningen eller om personen har en oregelbunden puls (visas med symboler). M6 styrs med en knapp för lättare handhavande. **Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och guide (två LED ljus) för hur man sätter på manschetten korrekt.**  
Ord. pris 1.755,- **Kampanjpris 1.395,-** **Se tillbehör och reservdelar** ❖

**Art.nr: 4207-12M** **Premiär! OMRON M7 Intelli IT. Efterföljaren till Omron M7!** Tillförlitlig blodtrycksmätare med unikt formad manschett och 360° noggrannhet, för både normal och bred arm. M7 Intelli IT mäter både på upp- och nedvägen för säkrare, snabbare och behagligare mätning. Mätaren har en **specialmanschett** som innehåller två storlekar i en (22 cm-42 cm), **1,2 m slang** och är formad för att undvika manschetthypertoni. Det nya är att manschetten har **360° noggrannhet** vilket betyder att det spelar ingen roll hur den sitter runt armen. Man kan med andra ord inte göra fel. M7 Intelli IT har även funktioner som medelvärden, indikator för kroppsrörelser under mätningen, guide för manschettapplicering visas med lampa, indikering av oregelbundna hjärtslag, indikering för högt blodtryck och Omron mobil-applikation för iPhone och Android. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Manschett och batterier ingår.  
Ord. pris 1.989,- **Introduktionspris 1.695,-** **Se tillbehör och reservdelar** ■

**Art.nr: 1252** **OMRON i-C10.** Tillförlitlig blodtrycksmätare med unikt formad manschett för både normal och bred arm. i-C10 mäter på både upp- och nedvägen för säkrare, snabbare och behagligare mätning. Mätaren har en specialmanschett som innehåller två storlekar i en (22 cm-42 cm) och är formad för att undvika manschetthypertoni. **Manschetten har en längre (1,2 m) slang för smidigare användning!** i-C10 kan automatiskt mäta upp till 3 blodtryck efter varandra och visar genomsnittsvärdet. i-C10 upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. i-C10 är enkel att använda med enknappsfunktion. Den inbyggda manschettförvaringen förenklar transport och användning. Locket skyddar mot damm och smuts. Manschett och batterier ingår. 2 X 84 minnen i tid och datum.  
Ord. pris 1.729,- **Kampanjpris 1.495,-** **Se tillbehör och reservdelar** ♥

**Art.nr: 1243** **OMRON M10-IT.** Lika tillförlitlig som nya i-C10 men med fler funktioner och möjlighet att koppla till dator. M10-IT har även den unikt formad specialmanschett för att undvika manschetthypertoni. **Nu med längre (1,2 m) slang för smidigare användning!** Den är enkel att applicera och passar både normal och bred arm (22 cm-42 cm). M10-IT kan automatiskt mäta upp till 3 blodtryck efter varandra och visar genomsnittsvärdet. M10-IT upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. M10-IT är enkel att använda med enknappsfunktion. Manschett, batterier, USB-kabel och programvara ingår. 2 X 84 minnen i tid och datum.  
Ord. pris 1.995,- **Kampanjpris 1.695,-** **Se tillbehör och reservdelar** ◆

**Art.nr: 1241** **OMRON 705CP-II.** Blodtrycksmätare med skrivare (ersättaren till 705CP – ASCOT mätaren). Resultaten kan skrivas ut ett åt gången, i samlade resultat och i tabellformat. Utskriften visar även genomsnittligt värde på mätresultaten. Som tillbehör till 705CP-II finns även PC-anslutning med mjukvara och USB-kabel (se tillbehör), som passar alla windows 98, 2:nd edition eller nyare. Standardmanschett och batterier ingår. 28 minnen i tid och datum.  
Ord. pris 3.295,- **Kampanjpris 2.695,-** **Se tillbehör och reservdelar** ●

**Art.nr: 1220** **OMRON 907.** Den ultimata blodtrycksmätaren som klarar alla problempatienter. Extra oscillometrisk och auskultatorisk mätning möjlig. Programmerbart genomsnitt av flera mätningar. Gömd funktion för avläsning (resultaten kan döljas för patienten). Levereras med uppladdningsbara batterier, adapter och standardmanschett.  
Ord. pris 8.955,- **Kampanjpris 7.395,-** **Se tillbehör och reservdelar** ■

**Art.nr: 4270P** **OMRON M6 PROFESSIONAL BLACK EDITION.** Ett paket där den populära mätaren Omron M6 i nytt utförande ingår. I paketet medföljer manschetter för smal, normal och bred arm (17 cm-42 cm), batterier, nätadapter och förvaringsväska. Manschetten för normal och bred arm har en längre (1,2 m) slang för smidigare användning! M6 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Kvalitetsindikator på resultaten – om personen rört sig mycket under mätningen eller om personen har en oregelbunden puls (visas med symboler). M6 styrs med en knapp för lättare handhavande.  
**Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och guide (två LED ljus) för hur man sätter på manschetten korrekt.**  
Ord. pris 2.295,- **Kampanjpris 1.895,-** **Se tillbehör och reservdelar** ❖

**Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll! För beställning använd bifogad beställningsblankett**  
3 års garanti på **alla** mätare (6 månader på manschetter, 1 år på TriCUFF® och barnmanschetter).  
Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2017.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000,-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

**OMRON**

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
**Rekommenderas!**



Ny uppdaterad  
modell med ännu  
bättre manschett  
och 1,2 m slang!

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000,-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000,- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

# KAMPANJERBJUDANDE!

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den unika IntelliSense teknologin, som mäter på både upp- och nedvägen för en snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Art.nr: 1253 OMRON MIT Elite Plus.** Tillförlitlig blodtrycksmätare för överarmen med unik design och ljusupplyst display för mätning även vid mörkare förhållanden. MIT Elite Plus mäter enbart på uppvägen för minskat tryck i manschetten och ger en snabbare och behagligare mätning. MIT Elite Plus visar även ett genomsnittligt värde av de tre senaste mätresultaten. MIT Elite Plus upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. Kan kopplas till dator. Standardmanschett, batterier, USB-kabel och programvara ingår. 90 minnen i tid och datum.

Ord. pris 1.950,- **Kampanjpris 1.695,-**

**Se tillbehör och reservdelar ♠**

**Art.nr: 1254 OMRON MIT Elite.** Tillförlitlig blodtrycksmätare för överarmen med unik design. MIT Elite har samma funktioner som mätare MIT Elite Plus (mätaren ovan), förutom att den inte går att koppla till datorn och inte har en upplyst display. MIT Elite och Elite Plus visar även om mätresultatet ligger för högt i enlighet med riktlinjer från WHO. Mätarna är enkla att använda och bära med sig. Standardmanschett och batterier ingår. 90 minnen i tid och datum.

Ord. pris 1.695,- **Kampanjpris 1.495,-**

**Se tillbehör och reservdelar ♣**

**Art.nr: 1250 OMRON SpotArm i-Q142.** Blodtrycksmätaren för mottagningens blodtrycksrum är här! Mätaren kan kopplas till dator och skrivare. Den är mycket smidig att använda på både normal och bred arm med en och samma manschett (22 cm-42 cm). I-Q142 mäter både på upp- och nedvägen för säkrare och snabbare och därmed behagligare mätning. I-Q142 har ett unikt automatiskt fastsättningssystem för manschetten. Genom att placera armen genom manschetten på det medföljande armstödet säkerställs korrekt placering av manschetten varje gång patienten mäter. I-Q142 upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. Minnesfunktion för 2 x 84 minnen i tid och datum. Levereras med manschett och nätadapter.

Ord. pris 2.995,- **Kampanjpris 2.595,-**

**Se tillbehör och reservdelar ★**

**Art.nr: 1251 OMRON SpotArm i-Q132.** Samma blodtrycksmätare som ovan men för smal och normal arm i en och samma manschett (17 cm-32 cm). Denna modell går ej att koppla till dator och skrivare. Levereras med manschett, batterier och nätadapter.

Ord. pris 2.295,- **Kampanjpris 1.995,-**

**Se tillbehör och reservdelar ◐**

## Tillbehör och reservdelar:

- ♠ Art.nr: 2101 Måttband för överarm, handled och midja. Pris 95,-
- ♣ Art.nr: 1200 Hygienskydd. 100 st/tp. Pris 450,-
- ★ Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd för ben och armar. 100 st/tp. Pris 375,-
- ♣ Art.nr: 1254-1 Manschett Stor (32-42 cm) till MIT. Pris 419,-
- ♣ Art.nr: 1254-2 Manschett Medium (22-32 cm) till MIT. Pris 255,-
- ♣ Art.nr: 1203 Manschett Stor (32-42 cm). Pris 369,-
- ♣ Art.nr: 1202 Manschett Medium (22-32 cm). Pris 235,-
- ♣ Art.nr: 1201 Manschett Liten (17-22 cm). Pris 369,-
- ♥ Art.nr: 1243-1 Manschett till 773, M7, M10-IT & i-C10 (22-42 cm). Pris 439,-
- ♥ Art.nr: 1270-1 Manschett till alla M6 (22-42 cm). Pris 419,-
- ♥ Art.nr: 4270-1 Manschett till M6 Prof. B.E. & M6AC B.E. (22-42 cm). Pris 619,-
- ♣ Art.nr: 4272-1 Manschett till M7 Intelli IT (22-42 cm). Pris 439,-
- ♣ Art.nr: 1223 Manschett till R5-I och R7 (13,5-21,5 cm). Pris 285,-
- ♣ Art.nr: 1204 Nippel. Pris 15,-
- ♥ Art.nr: 1204-1 Nippel till 773, M7, M10-IT och i-C10. Pris 15,-
- ♥ Art.nr: 1204-4 Nippel till M7 IT, M6 AC och M6 Prof. B.E. Pris 15,-
- ♥ Art.nr: 1240-4 Batterilucka till Omron M7, i-C10 och 705 CP II. Pris 19,-
- ♥ Art.nr: 1260-4 Batterilucka till Omron M6 och M10-IT. Pris 19,-
- ♥ Art.nr: 1270-4 Batterilucka till Omron M6W och M6 Prof. Pris 19,-
- ♣ Art.nr: 4270-4 Batterilucka till Omron M7 IT, M6 AC och M6 Prof. B.E. Pris 19,-
- ♣ Art.nr: 1258 Nätadapter S. Pris 319,-
- ★ Art.nr: 1257 Nätadapter till MIT och i-Q. Pris 319,-
- ★ Art.nr: 1232 Skrivare till 705IT, 705CP-II, R7 och i-Q142. Pris 1.195,-
- ★ Art.nr: 1232-1 Pappersrullar till skrivare 5 st/tp. Pris 109,-
- ★ Art.nr: 1241-1 CD-rom till 705 CP II och R7. Pris 89,-
- ★ Art.nr: 1250-1 CD-rom till i-Q142, M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 89,-
- ★ Art.nr: 1241-2 USB-kabel till 705 CP II, R7 och i-Q142. Pris 698,-
- ♣ Art.nr: 1243-2 USB-kabel till M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 698,-
- ♣ Art.nr: 1270-2 Förlängningsslang 1,2 m till M7 IT, M6W, M6AC och M6 Prof. Pris 95,-
- ♥ Art.nr: 1240-2 Förlängningsslang 1,2 m till 773, M7, M10-IT och i-C10. Pris 95,-  
(ingår vid köp av en ny Omron M7, M10-IT och i-C10)

## Tillbehör och reservdelar till Omron 907:

- ♣ Art.nr: 1227 Manschett Stor (32-42 cm). Pris 1.260,-
- ♣ Art.nr: 1226 Manschett Medium (22-32 cm). Pris 1.220,-
- ♣ Art.nr: 1225 Manschett Liten (17-22 cm). Pris 970,-
- ♣ Art.nr: 1234 Golvstativ. Ord. pris 4.275,- Nu **2.695,-**
- ♣ Art.nr: 1235 Väggfäste. Pris 1.895,-
- ♣ Art.nr: 1236 Stångfäste. Pris 2.695,-
- ♣ Art.nr: 1233 Batteripack. Pris 835,-
- ♣ Art.nr: 1238 Nätadapter. Pris 319,-
- ♣ Art.nr: 1228 Förlängningsslang 1 m. Pris 105,-
- ♣ Art.nr: 1229 Förlängningsslang 1,3 m. Pris 109,-
- ♣ Art.nr: 1220-23 Snabbkoppling (hona+hane). Pris 40,-

## Reservdelar manschetter till Omron SpotArm

- ★ Art.nr: 1250-2 Manschett/hölje till i-Q142. Pris 319,-
- ♣ Art.nr: 1251-2 Manschett/hölje till i-Q132. Pris 319,-

## Tillbehör och reservdelar extra manschetter

- Art.nr: 1001-10 Trippelmanschett™ TriCUFF® med nippel (15-42 cm). Ord. pris 1.255,- Nu **995,-**
- Art.nr: 1001-01 TriCUFF® Latexfri med nippel (15-42 cm). Ord. pris 1.560,- Nu **1.255,-**
- Art.nr: 1306-01 Manschett Spädbarn 0-1 år med nippel. Pris 209,-
- Art.nr: 1306-11 Manschett Spädbarn 0-1 år. Latexfri med nippel. Pris 269,-
- Art.nr: 1305-01 Manschett Barn 1-4 år med nippel. Pris 209,-
- Art.nr: 1305-11 Manschett Barn 1-4 år. Latexfri med nippel. Pris 279,-

**OBST!** Vid köp av art.nr: 1201, 1306-01, 1306-11, 1305-01 och 1305-11 måste art.nr: 1240-2 köpas till. (Gäller för M7, M10-IT och i-C10)

**Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!** För beställning använd bifogad beställningsblankett  
3 års garanti på **alla** mätare (6 månader på manschetter, 1 år på TriCUFF® och barnmanschetter).  
Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2017.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000,-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

**OMRON**



## Vanliga tillbehör:



**Art.nr: 1258**

**Art.nr: 1234**

**Art.nr: 1232**

**Hygienskydd för blodtrycksmanschett**



**Art.nr: H-ACC-VAS-016**



**Art.nr: 1200**

FRAKTFRITT  
vid order över  
3.000:-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

## KAMPANJERBJUDANDE!

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den senaste teknologin för en säkrare, snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Art.nr: 4213

**OMRON HBP-1300.** Den ultimata blodtrycksmätaren för professionellt bruk som klarar alla patienter. Den är mycket hållbar och stabil och lätt att förflytta med sin låga vikt (520 g) och det inbyggda handtaget. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är **shock-proof** vilket innebär att den tål stötar, fall och ovarsam hantering. **Splash-proof** betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kropps rörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren har en stor och upplyst display för att underlätta vid sämre ljusförhållanden och sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med manschetter med 1 m slang i storlek medium (22-32 cm) och stor (32-42 cm), uppladdningsbara batterier och nätadapter/laddare.

Ord. pris 6.345:- **Kampanjpris 4.995:-**

Se tillbehör och reservdelar ✕

Art.nr: 4211

**OMRON HBP-1100.** Blodtrycksmätare för professionellt bruk. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är **splash-proof** vilket betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kropps rörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med standardmanschett (22-32 cm) och nätadapter.

Ord. pris 4.395:- **Kampanjpris 3.495:-**

Se tillbehör och reservdelar ✕

Tillbehör och reservdelar till Omron HBP-1300 och HBP-1100:

✕ Art.nr: 1200 Hygienskydd. 100 st/tp. Pris 450:-

✕ Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd för ben och armar. 100 st/tp. Pris 375:-

✕ Art.nr: 1234 Golvstativ. Ord. pris 4.275:- Nu **2.695:-**

✕ Art.nr: 4217 Manschett XL (42-50 cm). Pris 1.095:-

✕ Art.nr: 4218 Manschett L (32-42 cm). Pris 865:-

✕ Art.nr: 4219 Manschett M (22-32 cm). Pris 525:-

✕ Art.nr: 4220 Manschett S (17-22 cm). Pris 495:-

✕ Art.nr: 4221 Manschett XS (12-18 cm). Pris 455:-

✕ Art.nr: 1001-40 Trippelmanschett™ TriCUFF® med nippel (15-42 cm). Ord. pris 1.315:- Nu **1.050:-**

✕ Art.nr: 4222 Batteripack. Pris 825:-

✕ Art.nr: 4223 Nätadapter. Pris 319:-

✕ Art.nr: 1258 Nätadapter S. Pris 319:-

✕ Art.nr: 4224 Förlängningsslang 1,5 m. Pris 265:-

✕ Art.nr: 4225 Förlängningsslang 3,5 m. Pris 309:-

✕ Art.nr: 4226 Nippel. Pris 69:-

✕ Art.nr: 4227 Snabbkoppling (hona+hane). Pris 158:-

Art.nr: 4208

**OMRON RS8.** Enkel och fulladdad blodtrycksmätare för handleden med ny design som har "allt". Den minsta, lättaste (80 g) och tystaste handledsmätare Omron någonsin har gjort. Med den senaste Intellisense teknologin mäter den på "uppvägen" för minskat tryck i manschetten. Den integrerade manschetten för handledsomkrets mellan 13,5 cm och 21,5 cm sätts på undersidan av armen för bekvämare och enklare handhavande. RS8 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning av resultatet, minnesfunktion som lagrar 2 x 100 resultat i tid och datum samt ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Kvalitets indikator på resultatet – om personen har rört sig mycket under mätningen eller om personen har en oregelbunden puls (visas med bilder). Resultaten visas i sifferform, grafisk form och via en blodtrycksnivå indikator. RS8 styrs av en knapp för lättare handhavande samt en 3D-styrd lägespositionering som styr så att mätaren alltid är i rätt höjdhöjd (går att stänga av). Mätaren går att koppla till datorn trådlöst via NFC (Near Field Communications) och kan användas med Bi-Link mjukvaran. Batterier ingår.

Ord. pris 1.995:- **Kampanjpris 1.695:-**

Se tillbehör och reservdelar ✕

Tillbehör och reservdelar till Omron RS8:

✕ Art.nr: 4208-1 CD-rom. Pris 89:-

✕ Art.nr: 4208-2 USB-kabel (NFC). Pris 698:-

✕ Art.nr: 4208-3 Manschett (13,5-21,5 cm). Pris 285:-

**OMRON**

**OMRON HBP-1300**  
tål stötar och fukt!



**Golvstativ med korg**  
Art.nr: 1234

Hygienskydd för  
blodtrycksmanschett

Art.nr: 1200

Art.nr:  
H-ACC-VAS-016



Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



## Sänkt blodtryck utan biverkningar med **RESP@RATE™**!

**RESP@RATE™** – Ett nytt sätt att sänka blodtrycket – helt utan biverkningar!

**Effektivt** – Tio internationella kliniska studier har alla visat positiv effekt med **RESP@RATE™**.

Den genomsnittliga blodtrycksreduktionen var efter 8 veckors behandling 14 mmHg systoliskt och 9 mmHg diastoliskt.

**Säkert** – I kliniska studier har inga biverkningar rapporterats vid behandling med **RESP@RATE™**.

**Enkelt** – **RESP@RATE™** är enkel och behaglig att använda och går att kombinera med medicinering.

Art.nr: 1001-100 **Specialpris 2.396:-** Ord. pris 2.639:-

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



**Nu i nytt utförande!**

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll! För beställning använd bifogad beställningsblankett

3 års garanti på Omrons mätare (6 månader på manschetter).

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2017.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000:-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

# KAMPANJERBJUDANDE!

## Meditech ABPM-05 24-timmars blodtryck

– Sannolikt världens minsta och lättaste 24-timmars blodtrycksmätare –

### Meditech ABPM-04 och Nya ABPM-05

Meditech ABPM-04 och ABPM-05 är ett system för ambulatorisk registrering av blodtryck, vanligen benämnt "24-timmars blodtryck". Systemet tillverkas av Meditech Ltd., Budapest, Ungern. Meditech har utvecklat och tillverkat 24-timmars blodtryck sedan 1990 och ABPM-05 är den femte generationen. Fram till idag har Meditech levererat mer än 15.000 system runt om i världen och i Norden har vi levererat mer än 500 system sedan starten i oktober 1997. Meditechs mätare är naturligtvis CE-märkta och företaget Meditech är certifierat enligt ISO 9001 och EN 46001. Certifieringen har utförts av Notifield Body 0120. (SGS Yarsley, Storbritannien).

### Oscillometrisk mätmetod

Meditech ABPM-04 och ABPM-05 använder den oscillometriska principen. Den oscillometriska principen är mycket enkel och smidig att applicera och därtill bekväm för patienten.

### BHS-validerad

Meditech ABPM-04 och ABPM-05 har testats och validerats enligt BHS-protokollet och uppfyller där de rekommenderade kraven för klinisk användning. Resultaten har publicerats i "Blood Pressure Monitoring 1998, vol 3 nr 6".

### Koppling till PC-baserad journal

Programvaran *CardioVisions* till Meditech ABPM-04 och ABPM-05 har färdig funktion för koppling till, och integration med de PC-baserade journalsystemen *Profdoc* och *Medidoc* (går även att koppla till övriga).

### Teknisk data: ABPM-05

Mätmetod: oscillometrisk  
Mätområde: 0-280 mmHg  
Minneskapacitet: 600 registreringar  
Trycksensor: piezo-resistiv  
Noggrannhet:  $\pm 3$  mmHg, eller  $\pm 2\%$  av reg.värde  
Dataöverföring: optisk fiber  
PC interface: seriellt eller USB  
Vikt: 236 gram inkl. batt.  
Storlek: 98 x 69 x 29 mm  
Bruksanvisning på svenska medföljer.  
2 års garanti. 6 månader på manschetter och övrigt.

### Teknisk data: ABPM-04

Mätmetod: oscillometrisk  
Mätområde: 0-280 mmHg  
Minneskapacitet: 600 registreringar  
Trycksensor: piezo-resistiv  
Noggrannhet:  $\pm 3$  mmHg, eller  $\pm 2\%$  av reg.värde  
Dataöverföring: optisk fiber  
PC interface: seriellt eller USB  
Vikt: 350 gram inkl. batt.  
Storlek: 124 x 82 x 33,5 mm  
Bruksanvisning på svenska medföljer.  
2 års garanti. 6 månader på manschetter och övrigt.

**Art.nr: 3101-05** Meditech ABPM-05 komplett. Ord. pris 25.900:- **Kampanjpris 21.900:-**  
(monitor, standardmanschett, väska, seriellt eller USB interface (optiskt) för PC och CardioVisions, personlig version). Finns även med Bluetooth (ABPM-05 Blue).

**Art.nr: 3101** Meditech ABPM-04 komplett. Ord. pris 22.900:- **Kampanjpris 18.900:-**  
(monitor, standardmanschett, väska, seriellt eller USB interface (optiskt) för PC och CardioVisions, personlig version).

**Art.nr: 3110** Nätverkslicens (5 anv.) för CardioVisions. **Pris 8.000:-**

### Tillbehör och reservdelar:

**Art.nr: 3102-05** Meditech ABPM-05 (monitor, manschett och väska). **Pris 19.900:-**  
**Art.nr: 3102** Meditech ABPM-04 (monitor, manschett och väska). **Pris 17.900:-**  
**Art.nr: 3103-L** Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-stor extra lång (40-58 cm). **Pris 1.295:-**  
**Art.nr: 3103** Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-stor (32-42 cm). **Pris 1.150:-**  
**Art.nr: 3104** Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-barn (<24 cm). **Pris 1.150:-**  
**Art.nr: 3105** Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-normal (24-32 cm). **Pris 995:-**  
**Art.nr: 3105-L** Komplet manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-normal extra lång (32-40 cm). **Pris 1.150:-**  
**Art.nr: 3106** Bärväska till Meditech ABPM-04. **Pris 1.095:-**  
**Art.nr: 3106-05** Bärväska till Meditech ABPM-05. **Pris 1.095:-**  
**Art.nr: 3109** Serielt optiskt interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 5.700:-**  
**Art.nr: 3111** Optiskt USB interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 5.700:-**

### Labtech Cardiospy EC-12R Vilo EKG

EC-12R är en liten och lätt (endast 140 g) EKG monitor. Den kan användas som 3/6/12 funktion kopplad till en PC. Överföringen av data sker trådlöst med Bluetooth. Programvaran *Cardiospy* till EC-12R har färdig funktion för koppling till, och integration med de PC-baserade journalsystemen *Profdoc* och *Medidoc* (går även att koppla till övriga). Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Art.nr: 3560** Labtech EC-12R komplett. Ord. pris 29.900:- **Kampanjpris 24.900:-**

Paketet innehåller en 12 kanalers EKG apparat med Bluetooth kommunikation.  
Programvara för registrering och analys. USB-02/A interface (Bluetooth). 2 års garanti.

**Omron HeartScan HCG-801** känner av vågform (sinuskurva) i hjärtat och visar möjliga EKG-avvikelser.

- Kan under 30 sekunder mäta hjärtrytmen och vågformen (sinuskurva) varje gång den används
- Efter varje mätning utför mjukvaran automatiskt en utvärdering av alla insamlade data
- Direkt efter genomförd mätning visas rytmlinjen på LCD-skärmen
- För en mer detaljerad utvärdering kan data överföras till en PC med EKG-mjukvara
- SD-minnet kan lagra upp till 300 mätningar, vilket möjliggör långtidsmätning
- Mätaren är mycket enkel att använda

**Art.nr: 4061** Ord. pris 9.725:- **Kampanjpris 8.265:-** Vikt 106 g. Mått: 12 x 6,5 x 2 cm. CE-märkt. Kliniskt validerad. 3 års garanti.

Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2017.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82



Nya ABPM-05



Nya  
ABPM-05  
Blue



ABPM-04



Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
**Paketerbjudande!**  
Omron HeartScan HCG-801  
med monitor och mjukvara

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000,-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000,- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

## KAMPANJERBJUDANDE!

Trippelmanschett™ - TriCUFF® - Originalt

Fler än 100 000 st levererade. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Bild

- Art.nr: 5011** TriCUFF® trippelmanschett™. Väljer automatiskt rätt storlek!  
En komplett trippelmanschett™ med **unika** handmanometern WA DS55 (extra stöttålig) med skruvventil. Ord. pris 2.074,- **Kampanjpris 1.595,-**
- Art.nr: 5012** En komplett trippelmanschett™ med **unika** handmanometern WA DS65 (extra stöttålig) med tryckventil. Ord. pris 2.224,- **Kampanjpris 1.695,-**
- Art.nr: 5015** En komplett trippelmanschett™ med elektronisk handmanometer.  
Ord. pris 2.240,- **Kampanjpris 1.795,-**
- Art.nr: 5703** En komplett trippelmanschett™ med **nya** väggmanometer WA 767 och integrerad korg. Ord. pris 3.095,- **Kampanjpris 2.595,-**
- Art.nr: 5173** En komplett trippelmanschett™ med **nya** bordsmanometer WA 767 och integrerad korg. Ord. pris 3.095,- **Kampanjpris 2.595,-**
- Art.nr: 5110** Ett komplett paket för att ta manuellt blodtryck. En komplett trippelmanschett™ med **unika** handmanometern WA DS65 (extra stöttålig) med tryckventil, stetoskop Welch Allyn Duophon 40 mm och hjärtnivåkudden HELP.  
Ord. pris 2.888,- **Kampanjpris 2.195,-**
- Art.nr: 5175** En komplett trippelmanschett™ på golvstativ med hjul med **nya** WA 76 och stor korg. Ord. pris 4.455,- **Kampanjpris 3.595,-**

**Rekommenderas!**

### Blodtrycksmätare manuell AJM® med Welch Allyn DuraShock. Tål fall från höjd utan att förlora kalibreringen!

2-slang komplett med stötsäker manometer vid manschetten och bollpump med skruvventil. Manschetten har tydliga markeringar för kontroll så att rätt storlek används. Hela blodtrycksmätaren är latexfri. 5 års garanti på mekaniken. Läs mer om **unika** DuraShock teknologin på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se). Denna modell finns även med koniska manschetter.

**Art.nr: AJM-8005-00** 6x20 cm för Barn 1-4 år. Ord. pris 895,-

**Art.nr: AJM-8002-00** 9x28 cm för Barn & Ungdom. Ord. pris 895,-

**Art.nr: AJM-8001-00** 12x35 cm för Normal arm. Ord. pris 815,-

**Art.nr: AJM-8003-00** 15x43 cm för Grov arm. Ord. pris 965,-

**Art.nr: AJM-8020-00** 14x37 cm för Grov arm, konisk. Ord. pris 1.195,-

**Art.nr: AJM-8004-00** 18x60 cm för Lårben. Ord. pris 1.245,-

**Art.nr: AJM-8021-00** 19x60 cm för Lårben, konisk. Ord. pris 1.245,-

**Kamp. pris 695,-**

**Kamp. pris 695,-**

**Kamp. pris 695,-**

**Kamp. pris 795,-**

**Kamp. pris 895,-**

**Kamp. pris 995,-**

**Kamp. pris 995,-**

Vid behov av alla 3 storlekarna välj:

TriCUFF® För armar med en omkrets mellan 15 och 42 cm= 9+12+15 cm blåsorna i en!

1-slang helt latexfri med handmanometer och skruvventil DS55. 10 års garanti på mekaniken.

Denna modell finns även med koniska manschetter.

**Art.nr: AJM-1306-00** 3x20 cm för Nyfödda barn. Ord. pris 1.225,-

**Art.nr: AJM-1305-00** 6x20 cm för Barn 1-4 år. Ord. pris 1.195,-

**Art.nr: AJM-1304-00** 9x28 cm för Barn & Ungdom. Ord. pris 1.195,-

**Art.nr: AJM-1301-00** 12x35 cm för Normal arm. Ord. pris 1.115,-

**Art.nr: AJM-1302-00** 15x43 cm för Grov arm. Ord. pris 1.265,-

**Art.nr: AJM-1319-00** 14x37 cm för Grov arm, konisk. Ord. pris 1.495,-

**Art.nr: AJM-1303-00** 18x60 cm för Lårben. Ord. pris 1.545,-

**Art.nr: AJM-1320-00** 19x60 cm för Lårben, konisk. Ord. pris 1.545,-

**Kamp. pris 795,-**

**Kamp. pris 795,-**

**Kamp. pris 795,-**

**Kamp. pris 795,-**

**Kamp. pris 895,-**

**Kamp. pris 995,-**

**Kamp. pris 1.095,-**

**Kamp. pris 1.095,-**

Vid behov av alla 3 storlekarna välj:

TriCUFF® För armar med en omkrets mellan 15 och 42 cm= 9+12+15 cm blåsorna i en!

Ovanstående 1-slags manschetter finns även med handmanometer WA DS65 och tryckventil.

Ange art.nr: -1612 istället för -00. Pristillägg 100,-. Reservdelar till 2- och 1-slags manschetter finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 29 70.

**Art.nr: AJM-1301-1615** En komplett AJM®-manschett för normal vuxen arm 22-32 cm med elektronisk handmanometer. Ord. pris: 1.235,- **Kampanjpris 995,-**

#### Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 1200 Hygienskydd. 100 st/fp. Pris 450,-

Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd för ben och armar. 100 st/fp. Pris 375,-

Art.nr: 1001 Trippelmanschett™ TriCUFF® komplett utan manometer.  
Ord. pris 1.245,- Nu **995,-**

Art.nr: 1001-00 Latexfri TriCUFF®. Ord. pris 1.550,- Nu **1.245,-**

Art.nr: 1002 Innerblåsa till TriCUFF®, Ord. pris 945,- Nu **795,-**

Art.nr: 1002-00 Latexfri innerblåsa till TriCUFF®, Ord. pris 1.175,- Nu **945,-**

Art.nr: 1003 Hölje/manschett till TriCUFF®, Pris 315,-

Art.nr: 1004 Spänne/lås till TriCUFF®, Pris 95,-

Art.nr: 1610 Handmanometer WA DS55 med skruvventil. Ord. pris 829,- Nu **665,-**

Art.nr: 1611 Handmanometer WA DS54 med skruvventil. Pris 499,-

Art.nr: 1909 Bollpump till WA DS55 och DS54. Pris 39,-

Art.nr: 1612 Handmanometer WA DS65 med tryckventil. Ord. pris 979,- Nu **785,-**

Art.nr: 1909-1 Bollpump till WA DS65. Pris 359,-

Art.nr: 1613 Handmanometer WA DS58 med skruvventil. Ord. pris 1.595,- Nu **1.295,-**

Art.nr: 1602 Handmanometer WA Disytest med tryckventil. Pris 499,-

Art.nr: 8006-12 Dosmanometer för DS minus. Pris 525,-

Art.nr: 1615 Elektronisk handman. LD-20. Ord. pris 995,- Nu **795,-**

Art.nr: 1801 Hjärtnivåkudden HELP. Pris 435,-

Art.nr: 1899 Stoppur- Fasttime 2, digital. Pris 495,-

#### Tillbehör och reservdelar till WA 767-serien:

Art.nr: 1905-4 T-koppling + 1 meter slang (för att koppla TriCUFF® till WA767). Pris 69,-

Art.nr: 5272 Stor korg för golvstativ och väggmont. Pris 379,-

Art.nr: 5278 Vägghållare/fäste för montering på skena. Pris 599,-

Art.nr: 1906 Spiralslang. Pris 239,-

Art.nr: 1907 Boll med tryckventil. Pris 169,-

Art.nr: 1908 Boll med skruvventil. Pris 169,-

Art.nr: 5204-5 Snabbkoppling (hona+hane). Pris 76,-

Tillbehör och reservdelar till manschetter (hölje+blåsa):

Art.nr: AJM-8031 2-slang 9x28 cm för Barn & Ungdom. Pris 309,-

Art.nr: AJM-8032 2-slang 12x35 cm för Normal arm. Pris 239,-

Art.nr: AJM-8034 2-slang 15x43 cm för Grov arm. Pris 389,-

Art.nr: AJM-1316 1-slang 9x28 cm för Barn & Ungdom. Pris 309,-

Art.nr: AJM-1313 1-slang 12x35 cm för Normal arm. Pris 239,-

Art.nr: AJM-1314 1-slang 15x43 cm för Grov arm. Pris 389,-

Övriga storlekar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 29 70.

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll av blodtrycksmätarna!

För beställning använd bifogad beställningsblankett

3-10 års garanti på manometrar och livstids kalibreringsgaranti på 767-serien, 1 år på manschetter, tillbehör och reservdelar.  
Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2017.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000,-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82



**TriCUFF®**  
För armmkrets  
15-42 cm!



Art.nr:  
AJM-8001-00

Art.nr:  
H-ACC-VAS-016

**Welch Allyn®**  
**AJ MEDICAL®**



Art.nr:  
AJM-1301-00



Art.nr:  
AJM-1301-1612  
Art.nr:  
AJM-1301-1615



**Så fungerar  
DuraShock  
teknologin**

Läs mer på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000:-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000:- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

# KAMPANJERBJUDANDE!

Olika stetoskop i rostfritt stål från 3M™ Littmann® med högsta kvalitet. Varumärket Littmann står för oöverträffad kvalitet. Varumärket är världsberömt för den akustiska återgivningen, den innovativa designen och den höga kvaliteten. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Bild

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**NYA FÄRGER!**

- 1 Art.nr: 1865 **Littmann 3200 Elektroniskt med Bluetooth.** Längd: 69 cm. 2 års garanti. Finns i färgerna: svart, marinblå och vinröd. Ord. pris 5.225:- **Kampanjpris 4.695:-** CD-skiva med mjukvara medföljer.
- 2 Art.nr: 1855 **Littmann 3100 Elektroniskt.** Längd: 69 cm. 2 års garanti. Finns i färgerna: svart, vinröd och marinblå. Ord. pris 4.235:- **Kampanjpris 3.795:-**
- 3 Art.nr: 1804 **Littmann Master Cardiology Special Editions.** Längd: 69 cm. 7 års garanti. Finns i färgerna: mässing, rökgrå och Black Edition. Ord. pris 3.130:- **Kampanjpris 2.795:-**
- 3 Art.nr: 1803 **Littmann Master Cardiology.** Längd: 69 cm. 7 års garanti. Finns i färgerna: svart, vinröd, marinblå, plommon, mörkgrön och karibienblå. Ord. pris 2.720:- **Kampanjpris 2.445:-**
- 4 Art.nr: 1680 **Nya Littmann Cardiology IV Special Editions.** Längd: 69 cm. 7 års garanti. Finns i färgerna: Black Edition, Rainbow, Champagne, spegel, rökgrå och mässing. Ord. pris 2.595:- **Kampanjpris 2.335:-**
- 4 Art.nr: 1665 **Nya Littmann Cardiology IV.** Längd: 69 cm. 7 års garanti. Finns i färgerna: svart, vinröd, marinblå, mörkgrön, plommon, karibienblå, hallonröd och rosenrosa. Ord. pris 2.445:- **Kampanjpris 2.195:-**
- 5 Art.nr: 1826 **Littmann Master Classic II Special Editions.** Längd: 69 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: Black Edition. Ord. pris 1.275:- **Kampanjpris 1.145:-**
- 5 Art.nr: 1827 **Littmann Master Classic II.** Längd: 69 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: svart, karibienblå, vinröd, marinblå, himmelsblå och mörkgrön. Ord. pris 1.165:- **Kampanjpris 1.045:-** (Denna modell finns även som veterinärstetoskop för stora djur)
- 6 Art.nr: 1736 **Nya Littmann Classic III Special Editions.** Längd: 69 cm. 5 års garanti. Finns i färgerna: koppar, rökgrå, Rainbow och Black Edition. Ord. pris 1.285:- **Kampanjpris 1.155:-**
- 6 Art.nr: 1735 **Nya Littmann Classic III. Originalstetoskopet.** Längd: 69 cm. 5 års garanti. Finns i färgerna: svart, marinblå, hallonröd, lavendel, turkos, citrus, smaragdgrön, tuggummirosa, plommon, orange, karibienblå, grå, mörkgrön, rosa, himmelsblå och limegrön. Ord. pris 1.135:- **Kampanjpris 995:-**
- 7 Art.nr: 1815 **Littmann Classic II S.E.** Längd: 71 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: svart, marinblå och hallonröd. Ord. pris 965:- **Kampanjpris 865:-**
- 8 Art.nr: 1750 **Littmann Classic II Rainbow Edition.** Pediatrik/Barn. Längd: 71 cm. 3 års garanti. Slangfärg: karibienblå. Ord. pris 1.195:- **Kampanjpris 1.075:-**
- 8 Art.nr: 1821 **Littmann Classic II.** Pediatrik/Barn. Längd: 71 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: svart, karibienblå, röd, hallonröd, marinblå, tuggummirosa, orange och kungsblå. Ord. pris 1.125:- **Kampanjpris 995:-** (Denna modell finns även som veterinärstetoskop för små djur)
- 9 Art.nr: 1751 **Littmann Classic II Rainbow Edition.** Infant/Spädbarn. Längd: 71 cm. 3 års garanti. Slangfärg: hallonröd. Ord. pris 1.195:- **Kampanjpris 1.075:-**
- 9 Art.nr: 1824 **Littmann Classic II.** Infant/Spädbarn. Längd: 71 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: svart, röd, hallonröd, tuggummirosa, kungsblå, orange och karibienblå. Ord. pris 1.125:- **Kampanjpris 995:-**
- 10 Art.nr: 1831 **Littmann Select - sjuksköterskestetoskop.** Längd: 71 cm. 2 års garanti. Finns i färgerna: karibienblå, vinröd, lila, kungsblå, havsblå, himmelsblå, svart, hallonröd och tuggummirosa. Ord. pris 615:- **Kampanjpris 555:-**
- 11 Art.nr: 1768 **Littmann Lightweight II S.E.** Längd: 69 cm. 2 års garanti. Finns i färgerna: svart, himmelsblå, tuggummirosa, karibienblå, ljusgrön, ljuslila och vinröd. Ord. pris 515:- **Kampanjpris 455:-**
- 12 Art.nr: 1835 **Namnbricka till Littmann stetoskop. Pris 115:-** **Gravering!** Nu kan vi även erbjuda ingravering av namnbrickan mot ett tillägg av 95:-. Max 13 tecken.

Littmann Reservdelskit finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)



- 13 Art.nr: 1703 **Welch Allyn Planoscop** för vuxen 40 mm, svart. Ord. pris 249:- **Kampanjpris 219:-** Finns även i färgerna: gult, rött, blått och grönt.
- 14 Art.nr: 1709 **Welch Allyn Duophon** för vuxen 40 mm, svart. Ord. pris 329:- **Kampanjpris 269:-** Finns även i färgerna: gult, rött, blått och grönt.
- 15 Art.nr: 1714 **Welch Allyn Professional** för vuxen 72 cm, svart. Ord. pris 1.039:- **Kampanjpris 899:-** Finns även i färgerna: grått, mörkblått och vinrött.
- 16 Art.nr: 1729 **Welch Allyn Professional** för barn 72 cm, svart. Ord. pris 1.039:- **Kampanjpris 899:-**
- 17 Art.nr: 1718 **Welch Allyn Harvey Elite** för vuxen 71 cm, svart. Ord. pris 2.399:- **Kampanjpris 2.099:-** Finns även i färgerna: skogsgrönt, mörkblått och vinrött.
- 18 Art.nr: 1730 **Welch Allyn Harvey Elite** för barn 71 cm, svart. Ord. pris 2.399:- **Kampanjpris 2.099:-**
- 19 Art.nr: 1731 **Welch Allyn Uniscope Enpatientstetoskop** för vuxen, gult. **Pris 79:-**
- 20 Art.nr: 1732 **Welch Allyn Uniscope Enpatientstetoskop** för barn, blått. **Pris 69:-**

Inklusive namnbricka!

Fler modeller av stetoskop, tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 29 70.

**För beställning använd bifogad beställningsblankett**

2-7 års garanti på Littmann stetoskop. 5 år på Welch Allyn Professional, 10 år på Welch Allyn Harvey Elite och 1 år på övriga stetoskop. Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2017.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82



LITTMANN  
SLANGFÄRGER

- Persika
- Havsblå
- Kungsblå
- Tuggummirosa
- Rosa
- Ljuslila
- Röd
- Orange
- Ljusgrön
- Karibienblå
- Hallon
- Lila
- Himmelsblå
- Tallbarrsgrön
- Grå
- Plommon
- Mörkgrön
- Marinblå
- Vinröd
- Svart
- Chokladbrun
- Sand
- Olivgrön
- Lavendel
- Turkos
- Citrus
- Smaragdgrön
- Champagne
- Rosenrosa

Efterträdaren till  
Cardiology III  
Efterträdaren till  
Cardiology III

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000:-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

**Premiär! INTRODUKTIONSERBJUDANDE! ENVITEC Saturationsmätare/Pulsoximeter**

**ENVITEC**  
by Honeywell

**EnviteC Mysign® S Rekommenderas!**  
Pulsoximeter som ger en enkel, snabb och pålitlig mätning och övervakning av blodets syremättnad och puls. Den kan både användas som handhållen för mobil användning och stående på plats för längre övervakning.

- Liten och ergonomisk med lätt vikt
- "Shock protected" vilket innebär att den tål stötar
- Vattentålig
- Mycket hygienisk då den är slät och lätt att rengöra och ej behöver extra skyddshölje
- Roterande 2,8" upplyst display som gör att den kan användas både liggande och stående
- 1 USB interface för alla funktioner
- Pålitligt alarm med tydliga ikoner
- Indikator som visar hur länge sensorn suttit applicerad för att undvika hudirritationer

Art.nr: E-1002223 Ord. pris 5.595:-

**Introduktionspris 4.995:-**

Komplett med batteri, laddare och FingerClip 1,2 m sensor.

Art.nr: E-1002060 Ord. pris 4.995:-

**Introduktionspris 4.495:-**

Endast monitor med batteri och USB-laddare.



Mysign® S



OxiPen®



Mysign® S Fäste



SoftTip® plus sensor

Mycket tålig och autoklaverbar.



**EnviteC OxiPen®**

Liten, kompakt och smidig pulsoximeter att använda för stickprov och kortare kontroller.

- Passar lagom i rockfickan
- 2 knappar för enkel användning
- Snabb och enkel att använda

Art.nr: E-1000155 Ord. pris 3.195:-

**Introduktionspris 2.875:-**

Komplett med batterier och FingerClip 1,2 m sensor.

Art.nr: E-1001707 Ord. pris 2.695:-

**Introduktionspris 2.425:-**

Endast monitor med batterier.

**2 års garanti på Mysign® S och OxiPen®, 1 år på övrigt.**

**Tillbehör och reservdelar:**

Art.nr: E-1002022	SoftTip® plus sensor L till Mysign® S med 1,2 m kabel. <b>Pris 1.665:-</b>
Art.nr: E-1002021	SoftTip® plus sensor L till Mysign® S med 2,95 m kabel. <b>Pris 2.115:-</b>
Art.nr: E-1002024	SoftTip® plus sensor M till Mysign® S med 1,2 m kabel. <b>Pris 1.665:-</b>
Art.nr: E-1002023	SoftTip® plus sensor M till Mysign® S med 2,95 m kabel. <b>Pris 2.115:-</b>
Art.nr: E-1002026	SoftTip® plus sensor S till Mysign® S med 1,2 m kabel. <b>Pris 1.665:-</b>
Art.nr: E-1002025	SoftTip® plus sensor S till Mysign® S med 2,95 m kabel. <b>Pris 2.115:-</b>
Art.nr: E-1002032	Öronsensor till Mysign® S med 1,2 m kabel. <b>Pris 1.195:-</b>
Art.nr: E-1002031	Öronsensor till Mysign® S med 2,95 m kabel. <b>Pris 1.495:-</b>
Art.nr: E-1002028	FingerClip sensor till Mysign® S med 1,2 m kabel. <b>Pris 915:-</b>
Art.nr: E-1002027	FingerClip sensor till Mysign® S med 2,95 m kabel. <b>Pris 1.195:-</b>
Art.nr: E-1001801	Fäste till Mysign® S. <b>Pris 1.585:-</b>
Art.nr: E-1001829	Nätadapter till Mysign® S. <b>Pris 559:-</b>
Art.nr: E-1002080	Mjukvaruprogram till Mysign® S. <b>Pris 495:-</b>
Art.nr: E-1001402	SoftTip® plus sensor L till OxiPen® med 1,2 m kabel. <b>Pris 2.895:-</b>
Art.nr: E-1001395	SoftTip® plus sensor M till OxiPen® med 1,2 m kabel. <b>Pris 2.895:-</b>
Art.nr: E-1001396	SoftTip® plus sensor S till OxiPen® med 1,2 m kabel. <b>Pris 2.895:-</b>
Art.nr: E-06001432	Öronsensor till OxiPen® med 1,2 m kabel. <b>Pris 2.425:-</b>
Art.nr: E-06001268	FingerClip sensor till OxiPen® med 1,2 m kabel. <b>Pris 1.795:-</b>

Fler tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)

**Smartsigns® Compact 300 från HUNTLEIGH – Presenteras snart...  
Blodtrycksmätare – Saturationsmätare/Pulsoximeter – Febertermometer**  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



Läs mer på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**KAMPANJERBJUDANDE! HUNTLEIGH**



Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Rekommenderas! ABI-System Dopplex® ABILITY**

Art.nr: H-DA100PB

Dopplex ABILITY- Automatic Ankle Brachial Index System är en revolutionerande ankel/arm-indexmätare. ABI beräknas enkelt och korrekt på 3 minuter utan behov av att låta patienten vila först. Resultaten beräknas automatiskt, tolkas och visas med pulsvolymvågor på LCD-displayen. Mätresultaten kan antingen skrivas ut på termopapper eller på förklitrade etiketter från den inbyggda skrivaren. Levereras med en uppsättning standardmanschetter, två pappersrullar, en förpackning skyddsstrumpor, nätkabel och bruksanvisning. 1 års garanti.

Ord. pris 42.095:- **Kampanjpris 37.885:-**



Programvara finns som tillbehör!

**Rekommenderade tillbehör:**

Art.nr: H-ACC-VSM-154	Väggfäste. <b>Pris: 7.335:-</b>
Art.nr: H-ACC-VAS-013	Golvstativ. <b>Pris 6.305:-</b>
Art.nr: H-ACC-VAS-012	Fixeringsplatta. <b>Pris 385:-</b>
Art.nr: H-ACC-VAS-011	Manschett-set Stor 34-46 cm. <b>Pris 5.115:-</b>
Art.nr: H-ACC-VAS-015	Bärväska. <b>Pris 1.195:-</b>
Art.nr: H-DR4	Programvara inkl. USB-adapt. <b>Pris 5.585:-</b>



**Vaskulär**

Art.nr: H-ATP KIT **Nya Dopplex®**

**Ankel- arm- och tättryckspaket med DMX** DMX-R digital doppler, EZ8XS vidvinkelprobe, APPG-probe med adapter, tå-manschetter med pump, latexfria arm-/ankelmanschetter i standard och large, blodtrycksmätare med tryckventil, neuropen med ask med 100 st spetsar, utbildnings-CD, gel och en praktisk transportväska. 1 års garanti.

Ord. pris 21.055:- **Kampanjpris 18.945:-**



Programvara finns som tillbehör!  
**OBS! Se prover som tillbehör på sid 9.**

Art.nr: H-ABI KIT **Nya Dopplex®**

**ABI Kit för ankel-armindex med DMX** DMX-R digital doppler med uppladdningsbara batterier och laddare, EZ8XS vidvinkelprobe, VP5XS 5MHz probe för ödematösa armar samt djupt liggande kärl, blodtrycksmätare med tryckventil, latexfria arm-/ankelmanschetter i standard och large, utbildnings-CD, gel och en praktisk transportväska. 1 års garanti.

Ord. pris 18.425:- **Kampanjpris 16.585:-**

Art.nr: H-DMX **Nya Dopplex®** DMX

**Efterträdare till MD2** Dopplex DMX är en digital doppler med högupplöst färgdisplay för presentation av dubbelriktade flödeskurvor. Vid betraktningvinkel och mycket förbättrad ljudkvalitet med det unika Digital Noise Reduction-systemet (DDNR) samt med gel-filter som minskar knastret som uppstår när gel appliceras. Funktion för in- och uppspelning av dopplerljud och många andra nya funktioner. 1 års garanti. *Levereras utan probe som säljs separat.*

Ord. pris 7.385:- **Kampanjpris 6.645:-** (med batterier)

Art.nr: H-DMX-R Ord. pris 7.995:- **Kampanjpris 7.195:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



**Obstetrik**

Art.nr: H-SR3 **Nya Sonicaid®** SR3

**Efterträdare till FD3**

Sonicaid SR3 digital doppler med vattentät 3 MHz probe med kurv- och frekvensdisplay. Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemärkningar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 1 års garanti.

Ord. pris 5.925:- **Kampanjpris 5.335:-** (med batterier)

Art.nr: H-SR3-R Ord. pris 6.545:- **Kampanjpris 5.895:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Art.nr: H-SR2 **Nya Sonicaid®** SR2

**Efterträdare till FD1**

Sonicaid SR2 digital doppler med vattentät 2 MHz probe med kurv- och frekvensdisplay. Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemärkningar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 1 års garanti.

Ord. pris 5.925:- **Kampanjpris 5.335:-** (med batterier)

Art.nr: H-SR2-R Ord. pris 6.545:- **Kampanjpris 5.895:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)

Art.nr: H-SRX **Nya Sonicaid®** SRX

**Efterträdare till FD2**

Sonicaid SRX digital doppler med kurv- och frekvensdisplay. Kan användas med hela sortimentet av utbytbara obstetriska och vaskulära XS-prober (icke vattentäta). Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemärkningar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 1 års garanti. *Levereras utan probe som säljs separat.*

Ord. pris 4.215:- **Kampanjpris 3.795:-** (med batterier)

Art.nr: H-SRX-R Ord. pris 4.855:- **Kampanjpris 4.375:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



**OBS!** Utnyttja rabattkoden AJ17 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + Omron Eco Tempo Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2017. Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82



**FRAKTRITT**  
vid order över  
**3.000:-**

Läs mer på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000:- medföljer  
**OMRON Eco Temp Smart** utan  
extra kostnad!

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

## KAMPANJERBJUDANDE! HUNTLEIGH

### Fosterövervakning

#### Premiär! Sonicaid® Team 3

#### Antepartum

#### Art.nr: H-TEAM3-ANTEPARTUM

Sonicaid® Team 3 Antepartum med integrerad Dawes-Redman CTG

Analys är ett avancerat moder- och fosterövervakningssystem. CTG Antepartum Analys-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Team 3 Antepartum är rik på funktioner som ger en kostnadseffektiv, pålitlig och korrekt övervakning av både fostret och modern. Välj mellan singel-, tvilling- eller trilling-fosterövervakningsfunktion.

Ord. pris 112.325:- **Introduktionspris 101.095:-**



Välkommen till vårt seminarium med professor Chris Redman om ANTENATAL CTG-FOSTERÖVERVAKNING OCH DAWES-REDMAN-ANALYS  
Datum: Onsdag 20 maj 2017, 8:30-10:00  
Plats: Aulan, Blocket, Skånes Universitetssjukhus Lund  
Sista anmälningssdag är den 18 april 2017!  
Anmäl dig till: [seminarium@ajmedical.se](mailto:seminarium@ajmedical.se)

Programvara finns som tillbehör!  
**Vi erbjuder även utbildning och installation vid behov. Ring för offert!**

#### Premiär! Sonicaid® Team 3

#### Intrapartum

#### Art.nr: H-TEAM3-INTRAPARTUM

Sonicaid® Team 3 Intrapartum med integrerad Dawes-Redman Intrapartum CTG TREND är ett avancerat övervakningssystem för både moder och foster. Den unika och effektiva TREND-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Denna beräknar och rapporterar regelbundet viktiga parametrar gällande Intrapartum CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan. Ord. pris 115.815:- **Introduktionspris 104.235:-**



#### Sonicaid® FM820 Encore

#### Art.nr: H-FM820-Encore

Fosterövervakningen med tvillingultraljud och separata ECG-kanaler vilket ger flexibel övervakning av både moder och foster. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Ord. pris 93.645:- **Kampanjpris 84.285:-**



Programvara finns som tillbehör!  
**Vi erbjuder även utbildning och installation vid behov. Ring för offert!**

#### Sonicaid® FM830 Encore

#### Art.nr: H-FM830-Encore

För den mest avancerade fosterövervakningen med icke-invasiva blodtryck och pulsoximeter för modern. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

Ord. pris: 114.755:- **Kampanjpris 103.275:-**



#### Tillbehör och reservdelar FM800E och Team 3:

Art.nr: H-SF1 Freedom trådlösa sändare. Ord. pris 85.785:- **Nu 77.195:-**  
Art.nr: H-ACC-OBS-003 Golvstativ med monteringsatts. **Pris 12.195:-**  
Art.nr: H-ACC-OBS-008 Ultraljudsgivare grön 1.0MHz (2 meter). **Pris 7.295:-**  
Art.nr: H-ACC-OBS-009 TOCO-givare rosa (2 meter). **Pris 9.505:-**  
Art.nr: H-7775-6901 Händelsemarkör. **Pris 585:-**  
Art.nr: H-ACC-OBS-042 FM800E-SpO2 anslutningskabel (metallkontakt). **Pris 3.915:-**  
Art.nr: H-ACC-OBS-071 Team 3-SpO2 anslutningskabel (plastkontakt). **Pris 4.905:-**  
Art.nr: H-ACC-VSM-171 SpO2 Comfort Clip fingersensor-BCL. **Pris 2.795:-**  
Art.nr: H-ACC-MI1159 FM800E Normal vuxen blodtrycksmanschett (23-33 cm). **Pris 1.155:-**

Art.nr: H-ACC-MI1184 FM800E Stor vuxen blodtrycksmanschett (31-40 cm). **Pris 2.395:-**  
Art.nr: H-OBS-ACC-073 Team 3 Normal vuxen blodtrycksmanschett (24-32 cm). **Pris 1.465:-**  
Art.nr: H-OBS-ACC-074 Team 3 Stor vuxen blodtrycksmanschett (32-42 cm). **Pris 2.985:-**  
Art.nr: H-OBS-ACC-075 Team 3 Extra-stor vuxen blodtrycksmanschett (38-46 cm). **Pris 3.625:-**  
Art.nr: H-ACC-MI1160 Slang för blodtrycksmanschett. **Pris 1.155:-**  
Art.nr: H-ACC-8400-8003 Standardkvalitet diagram-papper (20-pack). **Pris 3.175:-**  
Art.nr: H-ACC-321414 ArchiTrace 25 års arkiveringspapper (20-pack). **Pris 4.315:-**  
Art.nr: H-ACC-MI1136 Latexfria givarbälten (par). **Pris 305:-**  
Art.nr: H-ACC220 Latexfria engångsgivarbälten (50-pack). **Pris 4.485:-**  
Övriga tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 29 70.

### Vaskulär

#### Dopplex® MD200

#### Art.nr: H-MD200-VAS

Dopplex MD200 är en innovativ lösning på läkares krav på en robust, mångsidig och uppladdningsbar dopplerenhet. Kan användas tillsammans med upp till 8 stycken utbytbara prober. 3 års garanti. *Levereras utan probe som säljs separat.* Ord. pris 10.305:- **Kampanjpris 9.275:-**



Både för vaskulär och obstetrisk användning!

#### På utgående. Ersätts av nya DMX

#### Dopplex® MD2

#### Art.nr: H-MD2

Dopplex MD2 dubbelriktad doppler är en av marknadens mest avancerade handdopplers. Den ger möjlighet till vaskulär bedömning på hög nivå och är idealisk för undersökning av perifer artärsjukdom. 5 års garanti. *Levereras utan probe som säljs separat.* Ord. pris 6.715:- **Kampanjpris 5.995:-**



Programvara finns som tillbehör!

#### Dopplex® SD2

#### Art.nr: H-SD2

Dopplex SD2 tillhandahåller dubbelriktad vaskulär information med en display som visar flödesriktningen. Den är lämplig för kliniska specialister som önskar utföra avancerade doppler-studier. 5 års garanti. *Levereras utan probe som säljs separat.* Ord. pris 4.965:- **Kampanjpris 4.465:-**



#### Dopplex® D900

#### Art.nr: H-D900

Dopplex D900 är en dubbelriktad ljud-doppler till ett lågt pris. Den används huvudsakligen vid mätning av ankel/arm index inom primärvården och som en del av bensårbehandlingsregimen. 5 års garanti. *Levereras utan probe som säljs separat. Vi rekommenderar att båda problemen H-EZ8 och H-VPS-HS köps till!* Ord. pris 3.725:- **Kampanjpris 3.355:-**



#### På utgående

#### Ersätts av nya SR3

#### Obstetrisk

#### Sonicaid® FD3

#### Art.nr: H-FD3

Sonicaid FD3 är en vattentätlig obstetrisk doppler med display som visar frekvens. Probe med mycket hög prestanda ger tillförlitlig detektion från tidig graviditet och under hela vägen fram till förlossning, även vid överviktiga mammor. Integrerad 3 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med förlossning i vatten. 5 års garanti. Ord. pris 5.545:- **Kampanjpris 4.995:-**



#### På utgående

#### Ersätts av nya SR2

#### Sonicaid® FD1

#### Art.nr: H-FD1

Sonicaid FD1 är en vattentätlig obstetrisk doppler med display som visar frekvens. Probe med mycket hög prestanda ger tillförlitlig detektion från tidig graviditet och under hela vägen fram till förlossning, även vid överviktiga mammor. Integrerad 2 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med förlossning i vatten. 5 års garanti. Ord. pris 5.545:- **Kampanjpris 4.995:-**



#### Sonicaid® One

#### Art.nr: H-SonicaidOne

Sonicaid One fosterdoppler med display som visar frekvens som lätt passar i läkarens ficka. Dess höga känslighet och vidvinkelteknik möjliggör snabb lokalisering av fostrets hjärta från tidig graviditet till förlossning. 1 års garanti. Ord. pris 5.335:- **Kampanjpris 4.795:-**



#### Sonicaid® D930

#### Art.nr: H-D930

Sonicaid 930 ljud-doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt för läkare att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 3 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlossning. 5 års garanti. Ord. pris 4.265:- **Kampanjpris 3.845:-**



#### Sonicaid® D920

#### Art.nr: H-D920

Sonicaid 920 ljud-doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt för läkare att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 2 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlossning. 5 års garanti. Ord. pris 4.265:- **Kampanjpris 3.845:-**



#### På utgående

#### Ersätts av nya SRX

#### Sonicaid® FD2

#### Art.nr: H-FD2

Sonicaid FD2 är toppmodellen av handdoppler med display för frekvens och utbytbara högkänsliga prober. För allmän obstetrisk användning köper man till prober 2 MHz och för detektering av fosterhjärta i en tidig graviditet är proben 3 MHz ett bra tillval. Även 5 andra prober för vaskulär användning finns som tillbehör. En integrerad datautgång ger möjlighet till utskrift av fostrets hjärtfrekvens om den ansluts till Dopplex Printa. 5 års garanti. *Levereras utan probe som säljs separat.* Ord. pris 3.945:- **Kampanjpris 3.555:-**



Både för vaskulär och obstetrisk användning!

### Kirurgi

#### Intraoperativ probe startpaket Art.nr: H-ISP3

Högkänslig 8 MHz återanvändbar intraoperativ probe. Levereras med probeadapter, dopplerfäste till droppställning och 3 st prober. **Pris 12.145:-**



#### Intraoperativ probe

#### Art.nr: H-IPP3

Levereras med 3 st prober. **Pris 9.325:-**



#### Tillbehör och reservdelar (Vaskulära doppler, FD2, MD200 och SRX):

Art.nr: H-OP2-HS Högkänslig probe 2 MHz. **Pris 3.215:-**  
Art.nr: H-OP3-HS Högkänslig probe 3 MHz. **Pris 3.215:-**  
Art.nr: H-VP4-HS Högkänslig probe 4 MHz. **Pris 3.215:-**  
Art.nr: H-VP5-HS Högkänslig probe 5 MHz. **Pris 3.215:-**  
Art.nr: H-VP8-HS Högkänslig probe 8 MHz. **Pris 3.215:-**  
Art.nr: H-VP10-HS Högkänslig probe 10 MHz. **Pris 3.215:-**  
Art.nr: H-EZ8 Högkänslig Easy 8 vidvinkelprobe 8 MHz. **Pris 3.975:-**  
Art.nr: H-PA8-HG Intraoperativ probeadapter. **Pris 3.505:-**  
Art.nr: H-OP2-XS Högkänslig probe 2 MHz till nya & gamla. **Pris 3.435:-**  
Art.nr: H-OP3-XS Högkänslig probe 3 MHz till nya & gamla. **Pris 3.435:-**  
Art.nr: H-VP4-XS Högkänslig probe 4 MHz till nya & gamla. **Pris 3.435:-**  
Art.nr: H-VP5-XS Högkänslig probe 5 MHz till nya & gamla. **Pris 3.435:-**  
Art.nr: H-VP8-XS Högkänslig probe 8 MHz till nya & gamla. **Pris 3.435:-**  
Art.nr: H-VP10-XS Högkänslig probe 2 MHz till nya & gamla. **Pris 3.435:-**

#### Art.nr: H-EZ8-XS

#### Art.nr: H-PA8-XS

#### Art.nr: H-ACC3

#### Art.nr: H-ACC24

#### Art.nr: H-ACC-VAS-019

#### Art.nr: H-ACC-VAS-017

#### Art.nr: H-ACC-VAS-016

#### Art.nr: H-SP-726486

#### Art.nr: H-SP-6AH104

#### Art.nr: H-SP-701098

#### Art.nr: H-DR4

#### Art.nr: H-DR5

Högkänslig probe Easy 8 vidvinkelprobe 8 MHz till nya & gamla. **Pris 4.245:-**  
Intraoperativ probeadapter till nya & gamla. **Pris 3.745:-**

Ultrasonic gel stora flaskor, 12 x 250 ml. **Pris 1.125:-**  
Ultrasonic gel små flaskor, 12 x 60 ml. **Pris 625:-**

Etiketter till Printa II och ABILITY, 5 st rullar. **Pris 725:-**  
Tempopapper till Printa II och ABILITY, 5 st rullar. **Pris 435:-**

Hygienskydd, 100 st/tp. **Pris 375:-**  
Batterilucka till doppler (gamla modeller). **Pris 15:-**  
Prodekabel till doppler (gamla modeller). **Pris 925:-**  
Batteripack till MD 200. **Pris 985:-**

Programvara inkl. USB-adapter (För användning med MD2, MD200, RD2 och ABILITY). **Pris 5.585:-**  
Dopplex® DR5 Lite mjukvara inkl. 3 m. USB-kabel (För användning till DMX och ABILITY). **Pris 5.585:-**

Övriga tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 29 70.

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2017.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000,-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000,- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

## KAMPANJERBJUDANDE!

### Welch Allyn ABPM 7100 24-timmars blodtrycksmätare

WelchAllyn®

**Nya** Welch Allyn ABPM 7100 är en användarvänlig, bärbar enhet för dygnsövervakning av blodtryck. Den är utformad för att undvika effekterna av vitrockshypertoni, ge tillförlitliga data så att du kan göra noggranna sömnmätningar och anpassa läkemedelsbehandlingen efter patienternas behov. Enheten använder Windows®-baserad programvara som hjälper dig att analysera blodtrycksavläsningarna effektivare så att du kan diagnostisera potentiella komplikationer hos patienterna. Med allt det här kan ABPM 7100 hjälpa dig att förbättra hanteringen av blodtryck för dina patienter och göra övervakningen effektiv på din mottagning.

#### FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Med obegränsade protokoll kan du programmera mätperioder och uppblåsningfrekvenser utifrån de värden som ska studeras
- Använder oscillometrisk teknik, den främsta metoden för automatisk mätning av NIBP
- AFL (Auto Feedback Logic) under uppblåsningen gör att patienten slipper känna obehag
- Lätt, kompakt och tyst för att öka patientföljsamheten
- Manschetterna är inte gjorda av latex. Risken för allergiska reaktioner hos patienten är därmed mindre
- Följer eller överskrider de senaste AAMI- och EHS-standarderna och har fått BHS-betyget A/A
- Innehåller programvara till Welch Allyn CardioPerfect® Workstation
- Uppgradera för att lägga till ytterligare funktioner, däribland mätning av centralt blodtryck och pulsåvsanalys (artärstelhet)

#### Uppgradering finns: Pulsåvsanalys och centralt blodtryck

Studier visar att mätning av pulsåvs hastigheten i aorta och det centrala blodtrycket kan ge tydligare information om en potentiell hjärtinfarkt och stroke än den blodtrycksmätning som endast görs på överarmen. Med Welch Allyn ABPM 7100 med pulsåvsanalys och central blodtrycksmätning kan båda mätningmetoder användas i en enda enhet, så att du kan få exaktare mätresultat och enklare kan upptäcka kardiovaskulära risker och subkliniska organskador. Mätning av blodtryck och pulsåvs, kombinerat i en procedur. Omklassificering av riskpatienter: I.E.M. GmbH, 52222 Stolberg, Tyskland.

#### Med resultaten från Welch Allyn ABPM 7100 kan du enkelt skapa, skriva ut och anpassa detaljerade rapporter efter behov:

1. Statistiska sammanfattningar för systoliskt tryck, pulstryck, medelartärtryck och hjärtfrekvens, inklusive lägsta värde, högsta värde, genomsnittsvärde och standardavvikelse
2. Grafiska presentationer av blodtrycksprofilen med bland annat tårtdiagram, stapeldiagram och korrelationsdiagram per dygn, samt enskild statistik för avläsning av dag och natt
3. Redigerbar tabellrapport för detaljerad analys
4. Trendverktyg för långsiktig utvärdering och medicinhantering
5. Sammanfattning

#### Kraftfull programvara som gör datahanteringen enklare

Welch Allyn ABPM 7100 är en del av programvaruserien CardioPerfect Workstation. Programvaran hanterar data från ABPM 7100 och andra kardiopulmonära enheter från Welch Allyn på samma sätt, så att du kan lagra all patientinformation i samma register. Du slipper pappershantering och får överföringsmöjligheter. På så vis kan du hämta och analysera information snabbt och fokusera på att ta hand om patienterna. Om du sedan är redo för elektroniska journaler (EMR) kan patientinformation och testdata enkelt överföras till flera ledande elektroniska journalsystem i ett enkelt elektroniskt gränssnitt.

#### Art.nr: WA-ABPM-7100S Welch Allyn ABPM 7100S komplett

Ord. pris 25.995,- **Kampanjpris 23.395,-** (monitor, manschett REUSE-11 och REUSE-11L, väska, USB-kabel, batterier och programvara CardioPerfect® Workstation)

#### Art.nr: WA-ABPM-7100HMS Welch Allyn ABPM 7100HMS komplett

Ord. pris 22.995,- **Kampanjpris 20.695,-** (monitor, manschett REUSE-11 och REUSE-11L, väska, USB-kabel, batterier, och programvara HMS, Hypertension Management Software)

#### Art.nr: WA-ABPM-7100 Welch Allyn ABPM 7100 komplett utan programvara Ord. pris 21.795,- **Kampanjpris 19.695,-**

(monitor, manschett REUSE-11 och REUSE-11L, väska, USB-kabel och batterier)



Vi erbjuder även  
utbildning och installation  
vid behov. Ring för offert!

Nya Welch Allyn  
ABPM 7100



#### Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: WA-7100-21  
Art.nr: WA-7100-24

Väska och axelrem för ABPM 7100. Pris 1.095,-  
USB-gränssnittskabel för ABPM 7100. Pris 1.095,-

#### Art.nr: WA-REUSE-09-ABPM

ABPM-manschett, barn 14-20 cm. Pris 895,-

#### Art.nr: WA-REUSE-10-ABPM

ABPM-manschett, liten vuxen 20-24 cm. Pris 995,-

#### Art.nr: WA-REUSE-11-ABPM

ABPM-manschett, vuxen 24-32 cm. Pris 995,-

#### Art.nr: WA-REUSE-11L-ABPM

ABPM-manschett, stor vuxen 32-38 cm. Pris 995,-

#### Art.nr: WA-REUSE-12-ABPM

ABPM-manschett, extra stor 38-55 cm. Pris 1.095,-

Läs mer på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

## WelchAllyn® otoskop och oftalmoskop

Art.nr: 2880-S10 Pocket Plus LED Set med otoskop och oftalmoskop med hård väska. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär.

Ord. pris 2.995,- **Kampanjpris 2.695,-**



Art.nr: 2880-10 Pocket Plus LED otoskop. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär. Ord. pris 1.325,- **Kampanjpris 1.195,-**

Art.nr: 2880-50 Pocket Plus LED oftalmoskop. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär. Ord. pris 1.795,- **Kampanjpris 1.595,-**



Art.nr: 2387-2 Vägtransformator 3,5V komplett med MacroView otoskop och oftalmoskop. **Pris 10.995,-**



Art.nr: 2386-2 Bordsladdare komplett med MacroView otoskop och oftalmoskop. **Pris 12.995,-**

Art.nr: 2386 Bordsladdare komplett med standard otoskop och oftalmoskop. **Pris 11.749,-**



Art.nr: 2381 MacroView otoskop komplett med laddare. **Pris 5.349,-**

Art.nr: 2383 Standard otoskop komplett med laddare. **Pris 4.689,-**



#### Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 2392 Oftalmoskop 3,5V (endast huvud). Pris 3.169,-

Art.nr: 2393 Coaxialoftalmoskop 3,5V (endast huvud). Pris 3.695,-

Art.nr: 2396 Komplet laddare för ett instrument inkl. bordsställ och laddningsbart litiumjonhandtag 3,5V. Pris 2.859,-

Art.nr: 2379 Bollpump för trumhinnetest (Standard). Pris 149,-

Art.nr: 2380 Bollpump för trumhinnetest (MacroView). Pris 119,-

Art.nr: 2389 Förvaringsbehållare för öröntrattar. Pris 429,-

Art.nr: 2390 Öröntrattar för engångsbruk, vuxen. 850 st/fp. Pris 615,-

Art.nr: 2391 Öröntrattar för engångsbruk, barn. 850 st/fp. Pris 615,-

Fler modeller, tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2017.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000,-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
3.000:-

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer  
OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!

## KAMPANJERBJUDANDE!

**WelchAlllyn®**

**Art.nr: 1971 Nya** VägghälsmanometerN WA 767 med FlexiPort® manschett 11 komplett. Ord.pris 2.355:- **Kampanjpris 1.895:-**

**Art.nr: 1972 Nya** BordsmanometerN WA 767 med FlexiPort® manschett 11 komplett. Ord.pris 2.355:- **Kampanjpris 1.895:-**

Denna modell finns även som golvstativ- och rälsmanometer. Paket med TriCUFF® trippelmanschett™ eller AJM™ standardmanschett finns till alla ovanstående modeller. Se [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)

**Art.nr: 1906-20** Tvättlock till FlexiPort®-manschett. **Pris 75:-**

Welch Alllyn's FlexiPort®-manschetter har lång livslängd och är prisvärda. De är förstahandsvalet för sjukhus och kliniker runt om i världen. FlexiPort®-manschetter finns även som enpatientsmanschetter. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**Blodtrycksmätare WA DS44 komplett med FlexiPort®-manschett.**

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord.pris:	Kamp.pris:
DS44-09	Barn	15-21 cm	795:-	<b>695:-</b>
DS44-10	Liten vuxen	20-26 cm	795:-	<b>695:-</b>
DS44-11	Vuxen	25-34 cm	795:-	<b>695:-</b>
DS44-12	Stor vuxen	32-43 cm	895:-	<b>795:-</b>



**Tillbehör och reservdelar endast manschett**

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord.pris:	Nu:
REUSE-06	Litet spädbarn	7-10 cm	<del>329:-</del>	159:-
REUSE-07	Spädbarn	9-13 cm	<del>369:-</del>	189:-
REUSE-08	Litet barn	12-16 cm	<del>439:-</del>	219:-
REUSE-09	Barn	15-21 cm	<del>459:-</del>	229:-
REUSE-10	Liten vuxen	20-26 cm	<del>479:-</del>	249:-
REUSE-11	Vuxen	25-34 cm	<del>499:-</del>	259:-
REUSE-11L	Lång vuxen (konisk)	25-34 cm	<del>539:-</del>	279:-
REUSE-12	Stor vuxen	32-43 cm	<del>669:-</del>	339:-
REUSE-12L	Stor lång vuxen (konisk)	32-43 cm	<del>709:-</del>	349:-
REUSE-13	Lär	40-55 cm	<del>829:-</del>	409:-

Se demovideo på  
[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)



**Tillbehör och reservdelar endast manschett med 1-slang och koppling**

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord.pris:	Nu:
REUSE-06-1TPE	Litet spädbarn	7-10 cm	<del>359:-</del>	219:-
REUSE-07-1TPE	Spädbarn	9-13 cm	<del>389:-</del>	249:-
REUSE-08-1TPE	Litet barn	12-16 cm	<del>479:-</del>	279:-
REUSE-09-1TPE	Barn	15-21 cm	<del>519:-</del>	289:-
REUSE-10-1TPE	Liten vuxen	20-26 cm	<del>529:-</del>	309:-
REUSE-11-1TPE	Vuxen	25-34 cm	<del>559:-</del>	319:-
REUSE-11L-1TPE	Lång vuxen (konisk)	25-34 cm	<del>589:-</del>	339:-
REUSE-12-1TPE	Stor vuxen	32-43 cm	<del>749:-</del>	399:-
REUSE-12L-1TPE	Stor lång vuxen (konisk)	32-43 cm	<del>779:-</del>	439:-
REUSE-13-1TPE	Lär	40-55 cm	<del>909:-</del>	469:-

**Köp till någon av dessa handmanometrar**

Paket med nedanstående handmanometrar och FlexiPort®-manschett storlek 11 för vuxen finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) till kampanjpris!

**Art.nr: 1615**

Elektronisk handmanometer med uppladdningsbart lithiumbatteri och laddare/nätadapter med 160 cm kabel.



Ord.pris: 995:- **Nu 795:-**

**Art.nr: 1613**

Handmanometer WA DS58 med skruvventil. Ord.pris: 1.595:- **Nu 1.295:-**



Livstids kalibreringsgaranti.

**Art.nr: 1612**

Handmanometer WA DS65 med tryckventil. Ord.pris: 979:- **Nu 785:-**



10 års garanti.

**Art.nr: 1610**

Handmanometer WA DS55 med skruvventil. Ord.pris: 829:- **Nu 665:-**



10 års garanti.

**Art.nr: 1611**

Handmanometer WA DS54 med skruvventil utan sked. **Pris 499:-**



5 års garanti.

Tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 29 70.

Garanti: Manometern WA 767 har livstids garanti. DS44 dosmanometer 5 år, FlexiPort®-manschetter 3 år och övrigt 1 år.

Welch Alllyn® FlexiPort® EcoCuff™ enpatientmanschett utan slang och koppling.

Blodtrycksmanschett som minimerar risken för smitta.

EcoCuff™ klarar 100 användningar. Den är helt fri från BPA, DEHP och PVC.

Tillverkad av polypropen som vid förbränning enbart resulterar i koldioxid och vatten.

EcoCuff™ har FlexiPort®-teknik från Welch Alllyn®. Detta gör det möjligt att ansluta den till så gott som varje typ av blodtrycksmätare. **Levereras med 50 st/fp.**



Art.nr:	Storlek:	För mått:	Pris:
ECOCUFF-09	Barn	5-21 cm	1.550:-
ECOCUFF-10	Liten vuxen	20-28 cm	1.550:-
ECOCUFF-11	Vuxen	27-38 cm	1.550:-
ECOCUFF-12	Stor vuxen	33-45 cm	1.550:-

**Tillbehör och reservdelar för FlexiPort®-manschetter:**

Art.nr:	Pris:
MLT-TUBE	Sats med flera kontakter och slangar 795:-
DS44	Dosmanometer med FlexiPort® adapter 495:-
1908-FP	Pumpboll grå med skruvventil 159:-
1900-FP	Slang grå 60 cm 37:-
1906-P1	Koppling för FlexiPort® 1-slang 21:-
1906-P2	Koppling för FlexiPort® 2-slang 21:-
1906-10	Snabbkoppling för slangförlängning 39:-

**Det finns även vägghållare till EcoCuff™ att köpa som tillbehör, se [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)**

**Welch Alllyn® Connex® ProBP™ 3400 blodtrycksmätare utnyttjar avancerad teknologi för att ge noggranna och bekväma oscillometriska blodtrycksmätningar. Den finns i två olika versioner. Antingen mäter den traditionellt på nedvägen eller med SureBP™ på uppvägen. Läs gärna mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)**

**Handhållen**

**Art.nr: 3401**  
Ord.pris: 7.215:-  
**Nu 5.795:-**

**Art.nr: 3402**  
Med SureBP™  
Ord.pris: 8.885:-  
**Nu 6.995:-**



**Bordsmodell**

**Art.nr: 3432**  
Ord.pris: 7.940:-  
**Nu 6.395:-**

**Art.nr: 3433**  
Med SureBP™  
Ord.pris: 9.610:-  
**Nu 7.695:-**



**Golvmodell**

**Art.nr: 3409**  
Ord.pris: 9.995:-  
**Nu 7.995:-**

**Art.nr: 3410**  
Med SureBP™  
Ord.pris: 11.655:-  
**Nu 9.395:-**



**Väggmodell**

**Art.nr: 3405**  
Ord.pris: 8.055:-  
**Nu 6.495:-**

**Art.nr: 3406**  
Med SureBP™  
Ord.pris: 9.715:-  
**Nu 7.795:-**



WA Connex® ProBP™ 3400 levereras med FlexiPort®-manschetterna 11 och 12, batteri och laddare.

1 års garanti på mätaren och 3 års garanti på manschetterna. **Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!**

**OBS!** Utnyttja rabattkoden AJ17 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + OMRON Eco Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2017.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Uddvägen 32 A  
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)


Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82

Returadress:

**AJ Medical**  
**Uddvägen 32 A**  
**SE-181 30 Lidingö**

**B**



**Miss inte våra unika månadserbjudanden i vår webshop: [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)**

**FRAKTFRITT**  
vid order över  
**3.000:-**

**AJ MEDICAL®**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer  
**OMRON Eco Temp Smart utan  
extra kostnad!**

## seca personvågar och längdmätare för barn och vuxna. Klass III för sjukvården

**Nya seca 704**  
Art.nr: 7013  
Elektronisk pelarvåg med TARA, HOLD och BMI-funktion mm. En extra mamma-barnfunktion där barnet vägs i mammas famn. Kapacitet: 300 kg  
Gradering: 50 g upp till 150 kg, 100 g 150-300 kg **Pris 11.400:-**

Rekommenderas!  
Nu även för BVC!

**Nya seca 376**  
Art.nr: 7021  
Elektronisk barnvåg med extra stor vågskål med högre kanter för ökad säkerhet.  
Kapacitet: 20 kg. Gradering: 5 g upp till 7,5 kg, 10 g 7,5-20 kg  
**Pris 10.150:-**

Rekommenderas!

**Nya seca 959**  
Art.nr: 7012  
Modern och mobil elektronisk stolvåg. TARA, HOLD och BMI-funktor.  
Kapacitet: 300 kg  
Gradering: 20 g upp till 50 kg, 50 g 50-150 kg, 100 g 150-300 kg  
**Pris 22.100:-**

**Nya seca 635**  
Art.nr: 7015  
Elektronisk specialvåg med lös display. Kapacitet: 300 kg  
Gradering: 100 g upp till 200 kg, 200 g 200-300 kg  
**Specialpris 19.595:-**  
Ord.pris 23.700:-

**seca 336**  
Art.nr: 7007  
Elektronisk barnvåg.  
Rekommenderas vid hembesök.  
Kapacitet: 15 kg  
Gradering: 10 g  
**Pris 9.950:-**



**Nya seca 878**  
Art.nr: 7038  
Elektronisk golvvåg med dubbel display. HOLD och MOR/BARN-funktion.  
Kapacitet: 200 kg. Gradering: 100 g upp till 150 kg, 200 g 150-200 kg  
**Pris 9.600:-**



**seca 416**  
Art.nr: 7029  
Mätbräda för spädbarn och små barn. Hygienisk, lätt och smidig. Den skålade förmen gör att barnet ligger rakare och säkrare än i gamla trämodeller. Mätområde: 33 – 100 cm. Gradering: 1 mm  
**Pris 4.425:-**



**seca 216**  
Art.nr: 2160  
Längdmätare med löpande huvudstöd.  
Mätområde: 0 – 230 cm  
Gradering: 1 mm  
**Pris 1.119:-**



Extra robust!  
Se demovideo på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

### Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 68-32-10-252 Adapter/laddare 12V. **Pris 862:-**  
Art.nr: 68-21-12-721 Batteripack 6 x 1,2V. **Pris 928:-**  
Art.nr: 7028 Transportväska med axelrem till seca 878. **Pris 1.229:-**  
Art.nr: 7011 Transportväska med axelrem till seca 336. **Pris 1.289:-**

Art.nr: 7466 Skrivare seca 466 wireless för termopapper eller etiketter. **Pris 4.675:-**  
Art.nr: 7465 Skrivare seca 465 wireless för termopapper. **Pris 3.995:-**  
Art.nr: 7486 Etiketter till seca 466 skrivare, 1 st rulle. **Pris 186:-**  
Art.nr: 7485 Termopapper till seca 465 och 466 skrivare, 5 st rullar. **Pris 145:-**  
Art.nr: 7456 USB adapter seca 456 wireless för överföring av data till PC. **Pris 795:-**

Läs mer och se fler modeller av vågar och längdmätare på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

**OBS!** Utnyttja rabattkoden AJ17 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + Omron Eco Tempo Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

**OMRON**

### OMRON TERMOMETRAR:

Art.nr: 4117 Infraröd panntermometer Omron Gentle Temp 720. **Pris 799:-**

Art.nr: 4115 Digital örontermometer Omron Gentle Temp 521. Ord.pris 719:-  
**Kampanjpris 599:-**

Tillbehör: Art.nr: 4116 Provluck, 40 st/fp. **Pris 110:-**

Art.nr: 4114 Digital örontermometer Omron Gentle Temp 520. Ord.pris 599:-  
**Kampanjpris 495:-**

Tillbehör: Art.nr: 4116 Provluck, 40 st/fp. **Pris 110:-**

Art.nr: 4113 Febertermometer Omron Flex Temp Smart för mätning oralt, rektalt eller i armhålan. **Pris 119:-**  
Tillbehör: Art.nr: 4113-1 Hygienskydd, 100 st/fp. **Pris 50:-**



### KaWe REFLEXHAMMARE:

Art.nr: 8861 KaWe Trömmar Original reflexhammare med metallskaft. **Pris 445:-**

Art.nr: 8862 KaWe Witroe reflexhammare med plastskaft, borste och nål. **Pris 355:-**

Art.nr: 8854 KaWe Colorflex stor reflex-hammare. Finns i färgerna: svart, röd, blå och gul. **Pris 309:-**

Art.nr: 8850 KaWe Colorflex liten reflexhammare. Finns i färgerna: svart, röd, blå och gul. **Pris 279:-**

Art.nr: 8860 KaWe Buck reflexhammare med metallskaft, borste och nål. **Pris 285:-**

Art.nr: 8863 KaWe Babinsky reflexhammare. **Pris 195:-**



### KaWe PENNLAMPOR:

Art.nr: 8896 KaWe DIALIGHT® XL pennlampa med huvud av plast och xenonlampa. Drivs med 1,5 V batteri micro typ AA (inkluderas ej). Finns i färgerna: svart och blå. **Pris 515:-**

Art.nr: 8890 KaWe Cliplight pennlampa av metall. Levereras med batterier 1,5 V micro (AAA). Finns i färgerna: svart, blå, grå, gul, lila och röd. **Pris 105:-**



### KaWe stasband:

Art.nr: 8878 KaWe Stripp-Quick stasögla med blå snara av gummi, mäter ca 90 cm. **Pris 445:-**

Art.nr: 8875 KaWe easy clic stasband med enkel multi-clip i modern design. Finns i alternativen: blå, gul och barn. **Pris 75:-**



### KaWe STÄMGAFFLAR:

Art.nr: 8870 KaWe Rydel Seiffer stänggaffel c 128/ C64 Hz för neurologer med dämpare och plastfot. **Pris 1.250:-**

Art.nr: 8871 KaWe Lucae stänggaffel c 128 Hz för öronläkare med ställbara dämpare från c-h och plastfot. **Pris 970:-**

Art.nr: 8873 KaWe Aluminium stänggaffel c 128 Hz för medicinska diagnoser med dämpare. **Pris 639:-**

Art.nr: 8872 KaWe a1 stänggaffel 440 Hz för öronläkare med plastfot. **Pris 479:-**



## Kroppssammansättningsmätare med våg

Omron BF511. En 4-punktsmätare (händer och fötter) som mäter fett i kroppen enligt BIA (bioelectrical impedance analysis). Resultaten visas i procentuell kroppsfett, BMI, skelettmuskelprocent, visceralt fett (djupliggande fett), vilometabolism samt ger en diagnos på resultaten. Mäter även vikten och kan användas som enbart våg om så önskas för upp till 150 kg. Finns i färgerna mörkblå och mintgrön. Klassificerad som medicinsk apparatur (MDD). 3 års garanti. CE-märkt. Läs mer på [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se) Ord.pris 1.795:- **Kampanjpris 1.495:-**

Art.nr: 4052  
Mörkblå



Art.nr: 4053  
Mintgrön



För mer information: besök vår webbplats [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se) eller ring 08-767 29 70

**För beställning: Ring 08-767 29 70 Faxa 08-767 29 82 Klicka [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)**

**eller använd bifogad beställningsblankett och skicka in – Vi bjuder på portot!**

**AJ MEDICAL**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer. Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2017. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalogen eller slutförsäljning.



Tejpa här

På nätet  
sedan 1998

**AJ MEDICAL**  
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

**Säljer allt inom blodtryck**

Blodtrycksmätare: Manuella, elektroniska och 24-timmars.

Vi utför även utbildning, service och kalibrering. Övriga tillbehör för blodtrycksmätning finns.

Övrigt sortiment:



Alltid tillgängligt. Öppet  
dygnet runt. Du kan handla i  
lugn och ro när du själv vill!  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)

**Stetoskop:** Littmann, Welch Allyn och Meditron **Vågar:** Seca och Omron **Längdmätare:** Seca **Febertermometrar:** Omron och 3M **Kroppfettsmätare:** Omron  
**Stegräknare/Aktivitetmätare:** Omron **TENS-apparat:** Omron **Eltandborstar:** Omron **Nebulisatorer:** Omron och Maxin **Blodtryckssänkare:** Resperate  
**Patientmonitorer:** Huntleigh **Otoskop:** Welch Allyn och KaWe **Oftalmoskop:** Welch Allyn och KaWe **EKG:** Meditech, Labtech, Welch Allyn och Omron **EKG-elektroder:** 3M  
**Pulsoximeter:** Mediaid och EnviteC **Reflexhammare:** KaWe **Ståmgafflar:** KaWe **Desinficering:** IQ MOBILE **Belysning:** Welch Allyn, AJ Medical och KaWe **Stasband:** KaWe  
**Spirometri:** Welch Allyn, Labtech och MIR **Doppler:** Huntleigh **Hudinstrument:** Welch Allyn **Laryngoskop:** Welch Allyn **Rekto-/Proktoskopi:** Welch Allyn  
**Syntavlor:** AJ Medical **Öron/Näsa/Hals:** Welch Allyn



Hela vårt sortiment med mer information finns på

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se) eller för att beställa direkt

[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)

Välkomna!



👍 På Facebook



Vi utför även service på samtliga produkter.

Tillbehör och reservdelar finns vid behov.

**Beställ för över 10.000:- och få 5% i extra rabatt!**

(Fraktfritt + OMRON Eco Tempo Smart + 5% i extra rabatt)

**Ange rabattkoden: AJ17 när ni gör er beställning.**

(Gäller hela sortimentet, dock ej avtalskunder, upphandlade priser och servicetjänster)

Vik här

Frankeras ej  
AJ Medical  
betalar  
portot

**AJ Medical**

**Svarspost**

**201 222 31**

**181 20 Lidingö**

