

FRAKTFRITT
vid order över
3.000:-

AJ MEDICAL®

BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Kvalitet och Kunskap Sedan 1991

KAMPANJ – KATALOG APRIL – JUNI

2019

Manuella blodtrycksmätare **AJM®** och **WelchAllyn®** i flera olika modeller och utföranden nu till kampanjpris!

Littmann® och WelchAllyn® stetoskop
Nu till kampanjpris!

Nyhet!
KERN® MPE
Klass III
pelarvåg

Nyhet!
KERN® MBC
Klass III
barnvåg

**Saturationsmätare/
Pulsoximeter
från ENVITEC by
Honeywell**
Nu till kampanjpris!

Rekommenderas!

Art.nr: 5012
En Trippelmanschett™
för både smal, normal
och bred arm med **unik**
handmanometern WA DS65
med tryckventil och DuraShock™
teknologin. Extra stöttålig ma-
nometer som även tål fall utan
att förlora sin kalibrering!
Ord. pris 2.224:-/st Nu 1.695:-/st

Art.nr: AJM-8001-00
Traditionell AJM®
blodtrycks-
manschett med
WA dosmanometer
och **unik** DuraShock™
teknologin. Finns i flera
olika storlekar. Storlek
12x35 cm för normal arm
25-35 cm armomfång.
Ord. pris 815:-/st Nu 695:-/st

Art.nr: 1971
Unika Welch Allyn
767-serien har livstids
kalibreringsgaranti på
manometern! FlexiPort™
manschetter finns i flera
olika storlekar som tillbehör.
Väggmanometer med storlek
11 för normal arm 25-34 cm
armomfång.
Ord. pris 2.355:-/st Nu 1.895:-/st

Art.nr: DS44-11
Blodtrycksmanschett
med integrerad inner-
blåsa och dosmano-
meter med **unik** Dura-
Shock™ teknologin.
FlexiPort™ manschetter
finns i flera olika storlekar som
tillbehör. Storlek 11 för normal
arm 25-34 cm armomfång.
Ord. pris 795:-/st Nu 695:-/st

Art.nr: ECOCUFF-11
Welch Allyn Flexi-
Port™ EcoCuff™
enpatientsman-
schett utan slang
och koppling. Blodtrycksman-
schett som minimerar risken
för smitta. EcoCuff™ finns i flera
olika storlekar. Storlek 11 för
normal arm 27-38 cm armom-
fång. Pris 1.750:-/fp (50 st)

Art.nr: 1200
AJM® hygienskydd
Pris 450:-/fp (100 st)
Skydda manschetter från
bakterier och kroppsvätskor!
Art.nr: H-ACC-VAS-016
Huntleigh hygienskydd
Pris 435:-/fp (100 st)



Nya! HUNTLEIGH Team 3 Antepartum
Sonicaid® Team 3 Antepartum med integrerad Dawes-Redman CTG Analys är ett avancerat moder- och fosterövervakningssystem. CTG Antepartum Analys-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Team 3 Antepartum är rik på funktioner som ger en kostnadseffektiv, pålitlig och korrekt övervakning av både fostret och modern.

Ord. pris: ~~119.645:-~~ Nu **107.685:-/st**
Art.nr: H-TEAM3-ANTEPARTUM

Nya! HUNTLEIGH Team 3 Intrapartum

Sonicaid® Team 3 Intrapartum med integrerad Dawes-Redman Intrapartum CTG TREND är ett avancerat övervakningssystem för både moder och foster. Den unika och effektiva TREND-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Denna beräknar och rapporterar regelbundet viktiga parametrar gällande Intrapartum CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan.

Ord. pris: ~~118.595:-~~ Nu **106.735:-/st**
Art.nr: H-TEAM3-INTRAPARTUM



Rekommenderas! **ABI-System Dopplex® ABILITY**

Automatic Ankle Brachial Index System är en revolutionerande ankel/arm-indexmätare. ABI beräknas enkelt och korrekt på 3 minuter utan behov av att låta patienten vila först.

Art.nr: H-DA100PB

HUNTLEIGH Kampanjpris!

Ord. pris ~~8.495:-~~ Nu **7.645:-/st**

Ord. pris ~~47.495:-~~ Nu **42.745:-/st**

Nya Dopplex® DMX

Exkl probe. Vi rekommenderar att båda problemen H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till hand-dopplern!

Art.nr: H-DMX

Nya! HUNTLEIGH Smartsigns® Compact 300 monitor Kampanjpris!



Blodtrycksmätare – Saturationsmätare/Pulsoximeter – Febertermometer
SC300 lämpar sig för användning på både vuxna, barn och neonatala patienter. Resultaten visas på en 6" digital färg-display och batteriet håller för 12 h användning. Levereras med uppladdningsbart batteri, laddare, sensor för vuxen, blodtrycksmanschett för vuxen (25-35 cm) med 3 m slang, jordkabel och användarmanual.

Ord. pris ~~16.195:-~~ Nu **12.965:-/st**

5-års garanti



Art.nr: H-SC300T

Rekommenderas!
Uppgraderad!

Blodtrycksmätare som klarar alla patienter med spritbara manschetter i alla storlekar! Manschett för normal arm och nätadapter ingår.

Art.nr: 4211

Kampanjpris! OMRON HBP-1300

Ord. pris ~~6.345:-~~ Nu **4.995:-/st**

Kampanjpris! OMRON HBP-1100

Ord. pris ~~4.395:-~~ Nu **3.495:-/st**

Stöttålig blodtrycks-
mätare som klarar alla
patienter med spritbara
manschetter i alla storle-
kar. Uppladdningsbara
batterier, adapter/laddare
och manschetter för
normal och
bred arm ingår.

Art.nr: 4213

Vanligt tillbehör:

Golvstativ till
OMRON 907 och
OMRON HBP-1300
Ord. pris ~~4.275:-~~
Nu! **2.695:-**
Art.nr: 1234

Kampanjpris! OMRON 907

Den ultimata blodtrycksmätaren som även klarar alla problempatienter. Uppladdningsbara batterier, adapter/laddare och standardmanschett ingår.

Ord. pris ~~8.955:-~~ Nu **7.395:-/st**

Art.nr: 1220



Rekommenderas!

Kampanjpris! OMRON SpotArm i-Q142

Blodtrycksmätaren för mottagningens blodtrycksrum är här! Mätaren kan kopplas till dator och skrivare. Den är mycket smidig att använda på både normal och bred arm med en och samma manschett (22 cm-42 cm). Nätadapter ingår.

Art.nr: 1251 Denna modell finns även som OMRON SpotArm i-Q132 med manschett för 17 cm-32 cm.

Ord. pris ~~3.495:-~~ Nu **2.995:-/st**

Art.nr: 1250



Rekommenderas!
360° noggrannhet på manschetten!

Ny!

Kampanjpris! OMRON EVOLV

Ord. pris ~~2.679:-~~ Nu **1.995:-/st**

Manschett är inte-
graderad med mätaren.
Batterier ingår. Unik
formad manschett för
både normal och bred
arm utan slang!

Art.nr: 4209

Kampanjpris! OMRON M7 Intelli IT

Ord. pris ~~1.989:-~~ Nu **1.695:-/st**

Lämpar sig även väl för utlåning till patient med sin förvaringsväska och den förlängda slangen (1,2 m)m.m.

Art.nr: 4207-12M



Beställ enkelt via www.ajmedicalshop.se eller våra nummer: Telefon 08-767 29 70 • Fax 08-767 29 82

OMRON har världens mest dokumenterade blodtrycksmätare

FRAKTFRITT
vid order över
3.000:-

AJ MEDICAL®
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

KAMPANJERBJUDANDE!

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den unika IntelliSense teknologin, som mäter på både upp- och nedvägen för en snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på www.ajmedical.se

Art.nr: 4270

OMRON M6 AC BLACK EDITION. Omron M6 i nytt utförande. Manschetten passar normal och bred arm (22 cm-42 cm) och har en 75 cm lång slang. Levereras med batterier, nätadapter och förvaringsväska. M6 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Kvalitetsindikator på resultaten – om personen rört sig mycket under mätningen eller om personen har en oregelbunden puls (visas med symboler). M6 styrs med en knapp för lättare handhavande. **Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och guide (två LED ljus) för hur man sätter på manschetten korrekt.**
Ord. pris 1.755:- **Kampanjpris 1.395:-** **Se tillbehör och reservdelar** ❖

Art.nr: 4207-12M

OMRON M7 Intelli IT. Efterföljaren till Omron M7 och Omron i-C10! Tillförlitlig blodtrycksmätare med unikt formad manschett och 360° noggrannhet, för både normal och bred arm. M7 Intelli IT mäter både på upp- och nedvägen för säkrare, snabbare och behagligare mätning. Mätaren har en **specialmanschett** som innehåller två storlekar i en (22 cm-42 cm), **1,2 m slang** och är formad för att undvika manschetthypertoni. Det nya är att manschetten har **360° noggrannhet** vilket betyder att det spelar ingen roll hur den sitter runt armen. Man kan med andra ord inte göra fel. M7 Intelli IT har även funktioner som medelvärden, indikator för kroppsrörelser under mätningen, guide för manschettapplicering visas med lampa, indikering av oregelbundna hjärtslag, indikering för högt blodtryck och Omron mobil-applikation för iPhone och Android. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Manschett och batterier ingår.
Ord. pris 1.989:- **Kampanjpris 1.695:-** **Se tillbehör och reservdelar** ■

Vid köp av 5 st
eller fler M7 Intelli IT
medföljer nätadapter S
utan extra kostnad till
varje mätare!
Värde 319 :-/st

Art.nr: 4209

Ny! OMRON EVOLV. En revolution inom blodtrycksmätning är här! Tillförlitlig blodtrycksmätare med unikt formad manschett för överarmen och 360° noggrannhet, för både normal och bred arm **utan slang**. EVOLV mäter både på upp- och nedvägen för säkrare, snabbare och behagligare mätning. Mätaren har en **specialmanschett** som innehåller två storlekar i en (22-42 cm) och är formad för att undvika manschetthypertoni. Det nya är att manschetten har **360° noggrannhet** vilket betyder att det spelar ingen roll hur den sitter runt armen. Man kan med andra ord inte göra fel. EVOLV har även funktioner som indikator för kroppsrörelser under mätningen, guide för manschettapplicering visas med lampa, indikering av oregelbundna hjärtslag och Omron mobil-applikation för iPhone och Android m.m. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten i appen. Vikt endast 240 g. Manschett och batterier ingår.
Rekommenderas även vid hemsjukvård och för utlåning till patienter.

Ord. pris 2.679:- **Kampanjpris 1.995:-**

Se tillbehör och reservdelar *

Art.nr: 1243

OMRON M10-IT. Lika tillförlitlig som nya i-C10 men med fler funktioner och möjlighet att koppla till dator. M10-IT har även den unikt formad specialmanschett för att undvika manschetthypertoni. **Nu med längre (1,2 m) slang för smidigare användning!** Den är enkel att applicera och passar både normal och bred arm (22 cm-42 cm). M10-IT kan automatiskt mäta upp till 3 blodtryck efter varandra och visar genomsnittsvärdet. M10-IT upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. M10-IT är enkel att använda med enknappsfunktion. Manschett, batterier, USB-kabel och programvara ingår. 2 X 84 minnen i tid och datum.
Ord. pris 1.995:- **Kampanjpris 1.695:-** **Se tillbehör och reservdelar** ◆

Art.nr: 1241

OMRON 705CP-II. Blodtrycksmätare med skrivare (ersättaren till 705CP – ASCOT mätaren). Resultaten kan skrivas ut ett åt gången, i samlade resultat och i tabellformat. Utskriften visar även genomsnittligt värde på mätresultaten. Som tillbehör till 705CP-II finns även PC-anslutning med mjukvara och USB-kabel (se tillbehör), som passar alla windows 98, 2:nd edition eller nyare. Standardmanschett och batterier ingår. 28 minnen i tid och datum.
Ord. pris 3.295:- **Kampanjpris 2.695:-** **Se tillbehör och reservdelar** ●

Art.nr: 1220

OMRON 907. Den ultimata blodtrycksmätaren som klarar alla problempatienter. Extra oscilometrisk och auskultatorisk mätning möjlig. Programmerbart genomsnitt av flera mätningar. Gömd funktion för avläsning (resultaten kan döljas för patienten). Levereras med uppladdningsbara batterier, adapter och standardmanschett.
Ord. pris 8.955:- **Kampanjpris 7.395:-** **Se tillbehör och reservdelar** ■

Art.nr: 4270P

OMRON M6 PROFESSIONAL BLACK EDITION. Ett paket där den populära mätaren Omron M6 i nytt utförande ingår. I paketet medföljer manschetter för smal, normal och bred arm (17 cm-42 cm), batterier, nätadapter och förvaringsväska. Manschetten för normal och bred arm har en längre (1,2 m) slang för smidigare användning! M6 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Kvalitetsindikator på resultaten – om personen rört sig mycket under mätningen eller om personen har en oregelbunden puls (visas med symboler). M6 styrs med en knapp för lättare handhavande.
Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och guide (två LED ljus) för hur man sätter på manschetten korrekt.
Ord. pris 2.295:- **Kampanjpris 1.895:-** **Se tillbehör och reservdelar** ❖

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll! För beställning använd bifogad beställningsblankett
3 års garanti på alla mätare (1 år på Omrons manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter).
Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

FRAKTFRITT
vid order över
3.000:-

AJ MEDICAL®
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

KAMPANJERBJUDANDE!

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den unika IntelliSense teknologin, som mäter på både upp- och nedvägen för en snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på www.ajmedical.se

Art.nr: 1253 OMRON MIT Elite Plus. Tillförlitlig blodtrycksmätare för överarmen med unik design och ljusupplyst display för mätning även vid mörkare förhållanden. MIT Elite Plus mäter enbart på uppvägen för minskat tryck i manschett och ger en snabbare och behagligare mätning. MIT Elite Plus visar även ett genomsnittligt värde av de tre senaste mätresultaten. MIT Elite Plus upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. Kan kopplas till dator. Standardmanschett, batterier, USB-kabel och programvara ingår. 90 minnen i tid och datum.

Ord. pris 1.950:- **Kampanjpris 1.695:-**

Se tillbehör och reservdelar ♠

Art.nr: 1254 OMRON MIT Elite. Tillförlitlig blodtrycksmätare för överarmen med unik design. MIT Elite har samma funktioner som mätare MIT Elite Plus (mätaren ovan), förutom att den inte går att koppla till datorn och inte har en upplyst display. MIT Elite och Elite Plus visar även om mätresultatet ligger för högt i enlighet med riktlinjer från WHO. Mätarna är enkla att använda och bära med sig. Standardmanschett och batterier ingår. 90 minnen i tid och datum.

Ord. pris 1.695:- **Kampanjpris 1.495:-**

Se tillbehör och reservdelar ♣

Art.nr: 1250 OMRON SpotArm i-Q142. Blodtrycksmätare för mottagningens blodtrycksrums. Mätaren kan kopplas till dator och skrivare. Den är mycket smidig att använda på både normal och bred arm med en och samma manschett (22 cm-42 cm). I-Q142 mäter både på upp- och nedvägen för säkrare och snabbare och därmed behagligare mätning. I-Q142 har ett unikt automatiskt fastsättningssystem för manschett. Genom att placera armen genom manschett på det medföljande armstödet säkerställs korrekt placering av manschett varje gång patienten mäter. I-Q142 upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. Minnesfunktion för 2 x 84 minnen i tid och datum. Levereras med manschett och nätadapter.

Ord. pris 3.495:- **Kampanjpris 2.995:-**

Se tillbehör och reservdelar ★

Art.nr: 1251 OMRON SpotArm i-Q132. Samma blodtrycksmätare som ovan men för smal och normal arm i en och samma manschett (17 cm-32 cm). Denna modell går ej att koppla till dator och skrivare. Levereras med manschett, batterier och nätadapter.

Ord. pris 2.295:- **Kampanjpris 1.995:-**

Se tillbehör och reservdelar ▶

Tillbehör och reservdelar:

- * ♠ ♣ ★ ★ Art.nr: 2101 Måttband för överarm, handled och midja. Pris 95:-
- * ♠ ♣ ★ ★ Art.nr: 1200 Hygienskydd. 100 st/fp. Pris 450:-
- * ♠ ♣ ★ ★ Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd för ben och armar. 100 st/fp. Pris 435:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1254-1 Manschett Stor (32-42 cm) till MIT. Pris 419:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1254-2 Manschett Medium (22-32 cm) till MIT. Pris 255:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1203 Manschett Stor (32-42 cm). Pris 369:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1202 Manschett Medium (22-32 cm). Pris 235:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1201 Manschett Liten (17-22 cm). Pris 369:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1243-1 Manschett till 773, M7, M10-IT & i-C10 (22-42 cm). Pris 439:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1270-1 Manschett till alla M6 (22-42 cm). Pris 419:-
- ♠ ♣ Art.nr: 4270-1 Manschett till M6 Prof. B.E. & M6AC B.E. (22-42 cm). Pris 619:-
- ♠ ♣ Art.nr: 4272-1 Manschett till M7 Intelli IT (22-42 cm). Pris 439:-
- * ♠ Art.nr: 4209-1 Manschett till EVOLV (22-42 cm). Pris 295:-
- ♠ Art.nr: 1223 Manschett till R5-I och R7 (13,5-21,5 cm). Pris 285:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1204 Nippel. Pris 15:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1204-1 Nippel till 773, M7, M10-IT och i-C10. Pris 15:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1204-4 Nippel till M7 IT, M6 AC och M6 Prof. B.E. Pris 15:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1240-4 Batterilucka till Omron M7, i-C10 och 705 CP II. Pris 19:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1260-4 Batterilucka till Omron M6 och M10-IT. Pris 19:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1270-4 Batterilucka till Omron M6W och M6 Prof. Pris 19:-
- ♠ ♣ Art.nr: 4270-4 Batterilucka till Omron M7 IT, M6 AC och M6 Prof. B.E. Pris 19:-
- * ♠ Art.nr: 4209-4 Batterilucka till Omron EVOLV. Pris 19:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1258 Nätadapter S. Pris 319:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1257 Nätadapter till MIT och i-Q. Pris 319:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1232 Skrivare till 705IT, 705CP-II, R7 och i-Q142. Pris 1.195:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1232-1 Pappersrullar till skrivare 5 st/fp. Pris 109:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1241-1 CD-rom till 705 CP II och R7. Pris 89:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1250-1 CD-rom till i-Q142, M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 89:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1241-2 USB-kabel till 705 CP II, R7 och i-Q142. Pris 698:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1243-2 USB-kabel till M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 698:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1270-2 Förlängningsslang 1,2 m till M7 IT, M6W, M6AC och M6 Prof. Pris 95:-
- ♠ ♣ Art.nr: 1240-2 Förlängningsslang 1,2 m till 773, M7, M10-IT och i-C10. Pris 95:-
(Ingår vid köp av en ny Omron M10-IT)

Tillbehör och reservdelar till Omron 907:

- ♠ Art.nr: 1227 Manschett Stor (32-42 cm). Pris 1.260:-
- ♠ Art.nr: 1226 Manschett Medium (22-32 cm). Pris 1.220:-
- ♠ Art.nr: 1225 Manschett Liten (17-22 cm). Pris 970:-
- ♠ Art.nr: 1234 Golvstativ. Ord. pris 4.275:- Nu **2.695:-**
- ♠ Art.nr: 1235 Vägghäste. Pris 1.895:-
- ♠ Art.nr: 1236 Stångfäste. Pris 2.695:-
- ♠ Art.nr: 1233 Batteripack. Pris 835:-
- ♠ Art.nr: 1238 Nätadapter. Pris 319:-
- ♠ Art.nr: 1228 Förlängningsslang 1 m. Pris 105:-
- ♠ Art.nr: 1229 Förlängningsslang 1,3 m. Pris 109:-
- ♠ Art.nr: 1220-23 Snabbkoppling (hona+hane). Pris 40:-

Reservdelar manschetter till Omron SpotArm

- ♠ Art.nr: 1250-2 Manschett/hölje till i-Q142. Pris 319:-
- ♠ Art.nr: 1251-2 Manschett/hölje till i-Q132. Pris 319:-

Tillbehör och reservdelar extra manschetter

- Art.nr: 1001-10 Trippelmanschett™ med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.255:- Nu **995:-**
- Art.nr: 1001-01 Trippelmanschett™ Latexfri med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.560:- Nu **1.255:-**
- Art.nr: 1306-01 Manschett Spädbarn 0-1 år med nippel. Pris 209:-
- Art.nr: 1306-11 Manschett Spädbarn 0-1 år. Latexfri med nippel. Pris 269:-
- Art.nr: AJM-1306-01 AJM®-manschett Spädbarn 0-1 år. Latexfri med nippel. Pris 325:-
- Art.nr: 1305-01 Manschett Barn 1-4 år med nippel. Pris 209:-
- Art.nr: 1305-11 Manschett Barn 1-4 år. Latexfri med nippel. Pris 279:-
- Art.nr: AJM-1305-01 AJM®-manschett barn 1-4 år. Latexfri med nippel. Pris 325:-

OBS! Vid köp av art.nr: 1201, 1306-01, 1306-11, AJM-1306-01, 1305-01, 1305-11 och AJM-1305-01 måste art.nr: 1240-2 köpas till. (Gäller för M7, M10-IT och i-C10)
Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!
För beställning använd bifogad beställningsblankett

3 års garanti på **alla** mätare (1 år på Omrons manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter).
Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

OMRON




Vanliga tillbehör:



Hygienskydd för blodtrycksmanschett



Art.nr: 1200



FRAKTFRITT
vid order över
3.000:-

AJ MEDICAL®
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

KAMPANJERBJUDANDE!

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den senaste teknologin för en säkrare, snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på www.ajmedical.se

Art.nr: 4213

OMRON HBP-1300. Den ultimata blodtrycksmätaren för professionellt bruk som klarar alla patienter. Den är mycket hållbar och stabil och lätt att förflytta med sin låga vikt (520 g) och det inbyggda handtaget. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är **shock-proof** vilket innebär att den tål stötar, fall och ovarsam hantering. **Splash-proof** betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren har en stor och upplyst display för att underlätta vid sämre ljusförhållanden och sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med manschetter med 1 m slang i storlek medium (22-32 cm) och stor (32-42 cm), uppladdningsbara batterier och nätadapter/laddare.

Ord. pris 6.345:- **Kampanjpris 4.995:-**

Se tillbehör och reservdelar ✕

Art.nr: 4211

OMRON HBP-1100. Blodtrycksmätare för professionellt bruk. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är **splash-proof** vilket betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med standardmanschett (22-32 cm) och nätadapter.

Ord. pris 4.395:- **Kampanjpris 3.495:-**

Se tillbehör och reservdelar ✕

Tillbehör och reservdelar till Omron HBP-1300 och HBP-1100:

✕ Art.nr: 1200 Hygiskydd. 100 st/fp. Pris 450:-

✕ Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygiskydd för ben och armar. 100 st/fp. Pris 435:-

✕ Art.nr: 1234 Golvstativ. Ord. pris 4.275:- Nu **2.695:-**

✕ Art.nr: 4217 Manschett XL (42-50 cm). Pris 1.095:-

✕ Art.nr: 4218 Manschett L (32-42 cm). Pris 865:-

✕ Art.nr: 4219 Manschett M (22-32 cm). Pris 525:-

✕ Art.nr: 4220 Manschett S (17-22 cm). Pris 495:-

✕ Art.nr: 4221 Manschett XS (12-18 cm). Pris 455:-

✕ Art.nr: 1001-40 Trippelmanschett™ med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.315:- Nu **1.050:-**

✕ Art.nr: 4222 Batteripack. Pris 825:-

✕ Art.nr: 4223 Nätadapter. Pris 319:-

✕ Art.nr: 1258 Nätadapter S. Pris 319:-

✕ Art.nr: 4224 Förlängningsslang 1,5 m. Pris 265:-

✕ Art.nr: 4225 Förlängningsslang 3,5 m. Pris 309:-

✕ Art.nr: 4226 Nippel. Pris 69:-

✕ Art.nr: 4227 Snabbkoppling (hona+hane). Pris 158:-

Art.nr: 4208

OMRON RS8. Enkel och fulladdad blodtrycksmätare för handleden med ny design som har "allt". Den minsta, lättaste (80 g) och tystaste handledsmätare Omron någonsin har gjort. Med den senaste Intellisense teknologin mäter den på "uppvägen" för minskat tryck i manschetten. Den integrerade manschetten för handledsomkrets mellan 13,5 cm och 21,5 cm sätts på undersidan av armen för bekvämare och enklare handhavande. RS8 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning av resultaten, minnesfunktion som lagrar 2 x 100 resultat i tid och datum samt ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Kvalitets indikator på resultaten – om personen har rört sig mycket under mätningen eller om personen har en oregelbunden puls (visas med bilder). Resultaten visas i sifferform, grafisk form och via en blodtrycksnivå indikator. RS8 styrs av en knapp för lättare handhavande samt en 3D-styrd lägespositionering som styr så att mätaren alltid är i rätt höjdhöjd (går att stänga av). Mätaren går att koppla till datorn trådlöst via NFC (Near Field Communications) och kan användas med Bi-Link mjukvaran. Batterier ingår.

Ord. pris 1.995:- **Kampanjpris 1.695:-**

Se tillbehör och reservdelar ✕

Tillbehör och reservdelar till Omron RS8:

✕ Art.nr: 4208-1 CD-rom. Pris 89:-

✕ Art.nr: 4208-2 USB-kabel (NFC). Pris 698:-

✕ Art.nr: 4208-3 Manschett (13,5-21,5 cm). Pris 285:-

OMRON

OMRON HBP-1300
tål stötar och fukt!



Golvstativ
med korg
Art.nr: 1234

Hygiskydd för
blodtrycksmanschett

Art.nr: 1200

Art.nr:
H-ACC-VAS-016



Sänkt blodtryck utan biverkningar med **RESP@RATE™**!

RESP@RATE™ – Ett nytt sätt att sänka blodtrycket – helt utan biverkningar!

Effektivt – Tio internationella kliniska studier har alla visat positiv effekt med **RESP@RATE™**.

Den genomsnittliga blodtrycksreduktionen var efter 8 veckors behandling 14 mmHg systoliskt och 9 mmHg diastoliskt.

Säkert – I kliniska studier har inga biverkningar rapporterats vid behandling med **RESP@RATE™**.

Enkelt – **RESP@RATE™** är enkel och behaglig att använda och går att kombinera med medicinering.

Art.nr: 1001-100 **Specialpris 2.396:-** Ord. pris 2.639:-

Se demovideo på
www.ajmedical.se



Nu i nytt utförande!

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll! För beställning använd bifogad beställningsblankett

3 års garanti på Omrons mätare (1 år på Omrons manschetter och Trippelmanschett™).

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

FRAKTFRITT
vid order över
3.000:-

AJ MEDICAL®
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

KAMPANJERBJUDANDE!

Meditech ABPM-05 24-timmars blodtryck

– Sannolikt världens minsta och lättaste 24-timmars blodtrycksmätare –

Meditech ABPM-04 och Nya ABPM-05

Meditech ABPM-04 och ABPM-05 är ett system för ambulatorisk registrering av blodtryck, vanligen benämnt "24-timmars blodtryck". Systemet tillverkas av Meditech Ltd., Budapest, Ungern. Meditech har utvecklat och tillverkat 24-timmars blodtryck sedan 1990 och ABPM-05 är den femte generationen. Fram till idag har Meditech levererat mer än 15.000 system runt om i världen och i Norden har vi levererat mer än 500 system sedan starten i oktober 1997. Meditechs mätare är naturligtvis CE-märkta och företaget Meditech är certifierat enligt ISO 9001 och EN 46001. Certifieringen har utförts av Notified Body 0120. (SGS Yarsley, Storbritannien).

Oscillometrisk mätmetod

Meditech ABPM-04 och ABPM-05 använder den oscillometriska principen. Den oscillometriska principen är mycket enkel och smidig att applicera och därtill bekväm för patienten.

BHS-validerad

Meditech ABPM-04 och ABPM-05 har testats och validerats enligt BHS-protokollet och uppfyller där de rekommenderade kraven för klinisk användning. Resultaten har publicerats i "Blood Pressure Monitoring 1998, vol 3 nr 6".

Koppling till PC-baserad journal

Programvaran CardioVisions till Meditech ABPM-04 och ABPM-05 har färdig funktion för koppling till, och integration med de PC-baserade journalsystemen Profdoc och Medidoc (går även att koppla till övriga).

Teknisk data: ABPM-05

Mätmetod: oscillometrisk
Mätområde: 0-280 mmHg
Minneskapacitet: 600 registreringar
Trycksensor: piezo-resistive
Noggrannhet: ± 3 mmHg, eller $\pm 2\%$ av reg.värde
Dataöverföring: optisk fiber
PC interface: seriellt eller USB
Vikt: 236 gram inkl. batt.
Storlek: 98 x 69 x 29 mm
Bruksanvisning på svenska medföljer.
2 års garanti. 6 månader på manschetter och övrigt.

Teknisk data: ABPM-04

Mätmetod: oscillometrisk
Mätområde: 0-280 mmHg
Minneskapacitet: 600 registreringar
Trycksensor: piezo-resistive
Noggrannhet: ± 3 mmHg, eller $\pm 2\%$ av reg.värde
Dataöverföring: optisk fiber
PC interface: seriellt eller USB
Vikt: 350 gram inkl. batt.
Storlek: 124 x 82 x 33,5 mm
Bruksanvisning på svenska medföljer.
2 års garanti. 6 månader på manschetter och övrigt.

Art.nr: 3101-05 Meditech ABPM-05 komplett. Ord. pris 27.500:- **Kampanjpris 23.900:-** (monitor, standardmanschett, väska, seriellt eller USB interface (optiskt) för PC och CardioVisions, personlig version). Finns även med Bluetooth (ABPM-05 Blue).

Art.nr: 3101 Meditech ABPM-04 komplett. Ord. pris 23.900:- **Kampanjpris 20.900:-** (monitor, standardmanschett, väska, seriellt eller USB interface (optiskt) för PC och CardioVisions, personlig version).

Art.nr: 3110 Nätverkslicens (5 anv.) för CardioVisions. **Pris 8.000:-**

Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 3102-05 Meditech ABPM-05 (monitor, manschett och väska). **Pris 22.900:-**
Art.nr: 3102 Meditech ABPM-04 (monitor, manschett och väska). **Pris 19.900:-**
Art.nr: 3103 Kompletts manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-stor (33-42 cm). **Pris 1.235:-**
Art.nr: 3104 Kompletts manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-barn (18-24 cm). **Pris 1.155:-**
Art.nr: 3105 Kompletts manschett till ABPM-04 och ABPM-05. Storlek-normal (25-32 cm). **Pris 1.095:-**
Art.nr: 3106 Bär väska till Meditech ABPM-04. **Pris 1.195:-**
Art.nr: 3106-05 Bär väska till Meditech ABPM-05. **Pris 1.195:-**
Art.nr: 3106-ML Midjebälte till bär väska Meditech och Labtech. **Pris 245:-**
Art.nr: 3109 Seriellt optiskt interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 3.995:-**
Art.nr: 3111 Optiskt USB interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 3.995:-**
Art.nr: 3112 Kompletts manschett till Meditech och Labtech. Storlek-barn (12-19 cm). **Pris 995:-**
Art.nr: 3113 Kompletts manschett till Meditech och Labtech. Storlek-liten vuxen (17-25 cm). **Pris 995:-**
Art.nr: 3114 Kompletts manschett till Meditech och Labtech. Storlek-normal vuxen (23-33 cm). **Pris 1.035:-**
Art.nr: 3115 Kompletts manschett till Meditech och Labtech. Storlek-stor vuxen (31-40 cm). **Pris 1.095:-**
Art.nr: 3116 Kompletts manschett till Meditech och Labtech. Storlek-lår (38-50 cm). **Pris 1.095:-**
Art.nr: 3117 Fixeringspunkt för blodtrycksmanschett Meditech och Labtech. **Pris 25:-**

Vi erbjuder även
utbildning och installation
vid behov. Ring för offert!

Labtech Cardiospy EC-12R Vilo EKG

EC-12R är en liten och lätt (endast 140 g) EKG monitor. Den kan användas som 3/6/12 funktion kopplad till en PC. Överföringen av data sker trådlöst med Bluetooth. Programvaran Cardiospy till EC-12R har färdig funktion för koppling till, och integration med de PC-baserade journalsystemen Profdoc och Medidoc (går även att koppla till övriga). Läs mer på www.ajmedical.se

Art.nr: 3560 Labtech EC-12R komplett. Ord. pris 32.375:- **Kampanjpris 27.995:-**

Paketet innehåller en 12 kanalers EKG apparat med Bluetooth kommunikation. Programvara för registrering och analys. USB-02/A interface (Bluetooth). 2 års garanti.

Omron HeartScan HCG-801 känner av vågform (sinuskurva) i hjärtat och visar möjliga EKG-avvikelser.

- Kan under 30 sekunder mäta hjärttrytm och vågformen (sinuskurva) varje gång den används
- Efter varje mätning utför mjukvaran automatiskt en utvärdering av alla insamlade data
- Direkt efter genomförd mätning visas rytmlinjen på LCD-skärmen
- För en mer detaljerad utvärdering kan data överföras till en PC med EKG-mjukvara
- SD-minnet kan lagra upp till 300 mätningar, vilket möjliggör långtidsmätning
- Mätaren är mycket enkel att använda

Art.nr: 4061 Ord. pris 9.725:- **Kampanjpris 8.265:-** Vikt 106 g. Mått: 12 x 6,5 x 2 cm. CE-märkt. Kliniskt validerad. 3 års garanti.

Läs mer på www.ajmedical.se

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

Meditech



Nya ABPM-05




Nya
ABPM-05
Blue



ABPM-04



Se demovideo på
www.ajmedical.se



Paketerbjudande!
Omron HeartScan HCG-801
med monitor och mjukvara

FRAKTFRITT
vid order över
3.000:-

AJ MEDICAL®
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

KAMPANJERBJUDANDE!

Manuella blodtrycksmätare med Trippelmanschett™ och **AJM®**-manschett
Läs mer på www.ajmedical.se

Bild

- 1 **Art.nr: 5011** Trippelmanschett™. Väljer automatiskt rätt storlek! En komplett trippelmanschett™ med **unika** handmanometern WA DS55 (extra stöttålig) med skruvventil. Ord. pris 2.074:- **Kampanjpris 1.595:-**
- 2 **Art.nr: 5012** En komplett trippelmanschett™ med **unika** handmanometern WA DS65 (extra stöttålig) med tryckventil. Ord. pris 2.224:- **Kampanjpris 1.695:-**
- 3 **Art.nr: 5015** En komplett trippelmanschett™ med elektronisk handmanometer. Ord. pris 2.240:- **Kampanjpris 1.795:-**
- 4 **Art.nr: 5703** En komplett trippelmanschett™ med **unika** väggmanometer WA 767 och integrerad korg. Ord. pris 3.255:- **Kampanjpris 2.695:-**
- 5 **Art.nr: 5173** En komplett trippelmanschett™ med **unika** bordsmanometer WA 767 och integrerad korg. Ord. pris 3.435:- **Kampanjpris 2.795:-**
- 6 **Art.nr: 5110** Ett komplett paket för att ta manuellt blodtryck. En komplett trippelmanschett™ med **unika** handmanometern WA DS65 (extra stöttålig) med tryckventil, stetoskop Welch Allyn Duophon 40 mm och hjärtnivåkudden HELP. Ord. pris 3.048:- **Kampanjpris 2.395:-**
- 7 **Art.nr: 5175** En komplett trippelmanschett™ på golvstativ med hjul med **unika** WA 767 och stor korg. Ord. pris 5.595:- **Kampanjpris 4.495:-**

Se demovideo på
www.ajmedical.se

Rekommenderas!

Blodtrycksmätare manuell **AJM®** med Welch Allyn DuraShock™. Tål fall från höjd utan att förlora kalibreringen!

2-slang komplett med stötsäker manometer vid manschetten och bollpump med skruvventil. Manschetten har tydliga markeringar för kontroll så att rätt storlek används. Hela blodtrycksmätaren är latexfri. 5 års garanti på mekaniken. Läs mer om **unika** DuraShock™ teknologin på www.ajmedical.se. Denna modell finns även med koniska manschetter.

Art.nr: AJM-8005-00 6x20 cm för Barn 1-4 år. Ord. pris 895:-
Art.nr: AJM-8002-00 9x28 cm för Barn & Ungdom. Ord. pris 895:-
Art.nr: AJM-8001-00 12x35 cm för Normal arm. Ord. pris 815:-
Art.nr: AJM-8003-00 15x43 cm för Grov arm. Ord. pris 965:-
Art.nr: AJM-8020-00 14x37 cm för Grov arm, konisk. Ord. pris 1.195:-
Art.nr: AJM-8004-00 18x60 cm för Lårben. Ord. pris 1.245:-
Art.nr: AJM-8021-00 19x60 cm för Lårben, konisk. Ord. pris 1.245:-

Kamp. pris 695:- Vid behov av alla 3 storlekarna välj:
Kamp. pris 695:- Trippelmanschett™ För armar
Kamp. pris 695:- med en omkrets mellan 17 och
Kamp. pris 795:- 43 cm= 9+12+15 cm blåsorna i en!
Kamp. pris 895:-
Kamp. pris 995:-
Kamp. pris 995:-

1-slang helt latexfri med handmanometer och skruvventil DS55. 10 års garanti på mekaniken. Denna modell finns även med koniska manschetter.

Art.nr: AJM-1306-00 3x20 cm för Nyfödda barn. Ord. pris 1.225:-
Art.nr: AJM-1305-00 6x20 cm för Barn 1-4 år. Ord. pris 1.195:-
Art.nr: AJM-1304-00 9x28 cm för Barn & Ungdom. Ord. pris 1.195:-
Art.nr: AJM-1301-00 12x35 cm för Normal arm. Ord. pris 1.115:-
Art.nr: AJM-1302-00 15x43 cm för Grov arm. Ord. pris 1.265:-
Art.nr: AJM-1319-00 14x37 cm för Grov arm, konisk. Ord. pris 1.495:-
Art.nr: AJM-1303-00 18x60 cm för Lårben. Ord. pris 1.545:-
Art.nr: AJM-1320-00 19x60 cm för Lårben, konisk. Ord. pris 1.545:-

Kamp. pris 795:- Vid behov av alla 3 storlekarna välj:
Kamp. pris 795:- Trippelmanschett™ För armar
Kamp. pris 795:- med en omkrets mellan 17 och
Kamp. pris 895:- 43 cm= 9+12+15 cm blåsorna i en!
Kamp. pris 995:-
Kamp. pris 1.095:-
Kamp. pris 1.095:-

Ovanstående 1-slags manschetter finns även med handmanometer WA DS65 och tryckventil. Ange art.nr: -1612 istället för -00. Pristillägg 100:-. Reservdelar till 2- och 1-slags manschetter finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

Art.nr: AJM-1301-1615 En komplett **AJM®**-manschett för normal vuxen arm 25-35 cm med elektronisk handmanometer. Ord. pris: 1.235:- **Kampanjpris 995:-**

Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 1200 Hygienskydd. 100 st/tp. Pris 450:-
Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd för ben och armar. 100 st/tp. Pris 435:-
Art.nr: 1001 Trippelmanschett™ komplett utan manometer.
Ord. pris 1.245:- Nu **995:-**
Art.nr: 1001-00 Latexfri Trippelmanschett™. Ord. pris 1.550:- Nu **1.245:-**
Art.nr: 1002 Innerblåsa till Trippelmanschett™. Ord. pris 945:- Nu **795:-**
Art.nr: 1002-00 Latexfri innerblåsa till Trippelmanschett™. Ord. pris 1.175:- Nu **945:-**
Art.nr: 1003 Hölje/manschett till Trippelmanschett™. Pris 315:-
Art.nr: 1004 Spänne/lås till Trippelmanschett™. Pris 95:-
Art.nr: 1610 Handmanometer WA DS55 med skruvventil. Ord. pris 829:- Nu **665:-**
Art.nr: 1611 Handmanometer WA DS54 med skruvventil. Pris 499:-
Art.nr: 1909 Bollpump till WA DS55 och DS54. Pris 39:-
Art.nr: 1612 Handman. WA DS65 med tryckvent. Ord. pris 979:- Nu **785:-**
Art.nr: 1909-1 Bollpump till WA DS65. Pris 119:-
Art.nr: 1613 Handman. WA DS58 med skruvventil. Ord. pris 1.595:- Nu **1.295:-**
Art.nr: 1602 Handmanometer WA Disytest med tryckventil. Pris 499:-
Art.nr: 8006-12 Dosmanometer för DS minimus. Pris 525:-
Art.nr: 1615 Elektronisk handman. LD-20. Ord. pris 995:- Nu **795:-**
Art.nr: 1801 Hjärtnivåkudd HELP. Pris 495:-
Art.nr: 1899 Stoppur- Fasttime 2, digital. Pris 495:-

Tillbehör och reservdelar till WA 767-serien:

Art.nr: 1905-4 T-koppling + 1 meter slang (för att koppla Trippelmanschett™ till WA 767). Pris 69:-
Art.nr: 5272 Stor korg för golvstativ och väggmont. Pris 149:-
Art.nr: 5278 Vägghållare/fäste för montering på skena. Pris 159:-
Art.nr: 1906 Spiralslang. Pris 379:-
Art.nr: 1907 Boll med tryckventil. Pris 339:-
Art.nr: 1908 Boll stor med skruvventil. Pris 169:-
Art.nr: 1908-1 Boll liten med skruvventil. Pris 149:-
Art.nr: 5204-5 Snabbkoppling (hona+hane). Pris 76:-
Tillbehör och reservdelar till manschetter (hölje+blåsa):
Art.nr: AJM-8031 2-slang 9x28 cm för Barn & Ungdom. Pris 309:-
Art.nr: AJM-8032 2-slang 12x35 cm för Normal arm. Pris 239:-
Art.nr: AJM-8034 2-slang 15x43 cm för Grov arm. Pris 389:-
Art.nr: AJM-1316 1-slang 9x28 cm för Barn & Ungdom. Pris 309:-
Art.nr: AJM-1313 1-slang 12x35 cm för Normal arm. Pris 239:-
Art.nr: AJM-1314 1-slang 15x43 cm för Grov arm. Pris 389:-
Övriga storlekar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll av blodtrycksmätarna!
För beställning använd bifogad beställningsblankett

3-10 års garanti på manometrar och livstids kalibreringsgaranti på 767-serien, 1 år på manschetter, tillbehör och reservdelar.
Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se


Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

Trippelmanschett™ För armomkrets 17-43 cm!



Welch Allyn®
AJ MEDICAL®



**Så fungerar™
DuraShock™
teknologin**

Läs mer på
www.ajmedical.se

FRAKTFRITT
vid order över
3.000:-

AJ MEDICAL®
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

KAMPANJERBJUDANDE!

Olika stetoskop i rostfritt stål från 3M™ Littmann® med högsta kvalitet.
Varumärket Littmann står för oöverträffad kvalitet. Varumärket är världsberömt för den akustiska återgivningen, den innovativa designen och den höga kvaliteten. Läs mer på www.ajmedical.se

Bild



Se demovideo på
www.ajmedical.se

Littmann®
Sedan 1967



+ Mjukvara

1.



2.



3.



4.



6.



8.




10.



12.



14.



16.

17.

Welch Allyn®

Inklusive
namnbricka!

Littmann Reservdelskit finns på www.ajmedicalshop.se



- 1 Art.nr: 1865 **Littmann 3200 Elektroniskt med Bluetooth.** Längd: 69 cm. 2 års garanti. Finns i färgerna: svart, marinblå och vinröd. Ord. pris 5.535:- **Kampanjpris 4.975:-** CD-skiva med mjukvara medföljer.
- 2 Art.nr: 1804 **Littmann Master Cardiology Special Editions.** Längd: 69 cm. 7 års garanti. Finns i färgerna: mässing/svart slang, rökgår/svart slang, rökgår/mörk olivgrön slang och Black Edition/helsvart. Ord. pris 2.935:- **Kampanjpris 2.635:-**
- 2 Art.nr: 1803 **Littmann Master Cardiology.** Längd: 69 cm. 7 års garanti. Finns i färgerna: svart, vinröd, marinblå, plommon, mörkgrön och karibienblå. Ord. pris 2.635:- **Kampanjpris 2.365:-**
- 3 Art.nr: 1680 **Nya Littmann Cardiology IV Special Editions.** Längd: 69 cm. 7 års garanti. Finns i färgerna: Black Edition/blå stam, Black Edition/röd stam, Black Edition/violett stam, Champagne/mörkgrön slang/orange stam, högblank rökgår/marinblå slang/blå stam, högblank rökgår/svart slang/champagne stam, Rainbow/plommon slang/violett stam, Black Edition/helsvart, Black Edition/marinblå slang, Rainbow/svart slang, Champagne/svart slang, Champagne/vinröd slang, Champagne/karibienblå slang, spegel/karibienblå slang, spegel/vinröd slang, spegel/svart slang, rökgår/svart slang, rökgår/plommon slang, rökgår/turkos slang, rökgår/hallonröd slang och mässing/svart slang. Ord. pris 2.855:- **Kampanjpris 2.565:-**
- 3 Art.nr: 1665 **Nya Littmann Cardiology IV.** Längd: 69 cm. 7 års garanti. Finns i färgerna: svart, marinblå, mörkgrön, plommon och hallonröd. Ord. pris 2.475:- **Kampanjpris 2.225:-**
- 4 Art.nr: 1826 **Littmann Master Classic II Special Editions.** Längd: 69 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: Black Edition/helsvart. Ord. pris 1.315:- **Kampanjpris 1.185:-**
- 4 Art.nr: 1827 **Littmann Master Classic II.** Längd: 69 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: svart, karibienblå, vinröd, marinblå, himmelsblå och mörkgrön. Ord. pris 1.175:- **Kampanjpris 1.055:-**
- 5 Art.nr: 1736 **Nya Littmann Classic III Special Editions.** Längd: 69 cm. 5 års garanti. Finns i färgerna: rökgår/grå slang/violett grå stam, rökgår/limegrön slang/blå stam, rökgår/turkos slang/rosa stam, spegel/karibienblå slang/orange stam, koppar/choklad slang, Black Edition/helsvart, rökgår/svart slang, rökgår/mörk olivgrön slang, rökgår/hallonröd slang, Rainbow/karibienblå slang, Rainbow/hallonröd slang, Rainbow/svart slang, Black Edition/marinblå slang, Black Edition/vinröd slang, Black Edition/karibienblå slang, Champagne/svart slang, Champagne/vinröd slang, spegel/hallonröd slang, spegel/marinblå slang och spegel/lavendel slang. Ord. pris 1.335:- **Kampanjpris 1.195:-**
- 5 Art.nr: 1735 **Nya Littmann Classic III. Originalstetoskopet.** Längd: 69 cm. 5 års garanti. Finns i färgerna: svart, marinblå, vinröd, lavendel, turkos, citrus, plommon, karibienblå, grå, rosa och himmelsblå. Ord. pris 1.185:- **Kampanjpris 1.065:-**
- 6 Art.nr: 1750 **Littmann Classic II Rainbow Edition.** Pediatrisk/Barn. Längd: 71 cm. 3 års garanti. Slangfärg: karibienblå. Ord. pris 1.135:- **Kampanjpris 995:-**
- 6 Art.nr: 1821 **Littmann Classic II.** Pediatrisk/Barn. Längd: 71 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: svart, karibienblå, röd, hallonröd, marinblå, tuggummirosa, orange och kungsblå. Ord. pris 1.095:- **Kampanjpris 985:-**
- 7 Art.nr: 1751 **Littmann Classic II Rainbow Edition.** Infant/Spädbarn. Längd: 71 cm. 3 års garanti. Slangfärg: hallonröd. Ord. pris 1.135:- **Kampanjpris 995:-**
- 7 Art.nr: 1824 **Littmann Classic II.** Infant/Spädbarn. Längd: 71 cm. 3 års garanti. Finns i färgerna: svart, röd, hallonröd, tuggummirosa, kungsblå, orange och karibienblå. Ord. pris 1.095:- **Kampanjpris 985:-**
- 8 Art.nr: 1768 **Littmann Lightweight II S.E.** Längd: 69 cm. 2 års garanti. Finns i färgerna: svart, himmelsblå, tuggummirosa, karibienblå, ljusgrön, ljuslila och vinröd. Ord. pris 625:- **Kampanjpris 565:-**
- 9 Art.nr: 1835 **Namnbricka till Littmann stetoskop. Pris 115:-** Graverad! Nu kan vi även erbjuda ingravering av namnbrickan mot ett tillägg av 95:-. Max 13 tecken.

- 10 Art.nr: 1703 **Welch Allyn Planoscop** för vuxen 40 mm, svart. Ord. pris 269:- **Kampanjpris 239:-** Finns även i färgerna: rött, blått och grått.
- 11 Art.nr: 1709 **Welch Allyn Duophon** för vuxen 40 mm, svart. Ord. pris 329:- **Kampanjpris 289:-** Finns även i färgerna: rött, blått och grått.
- 12 Art.nr: 1714 **Welch Allyn Professional** för vuxen 72 cm, svart. Ord. pris 1.149:- **Kampanjpris 995:-** Finns även i färgerna: plommon, skogsgrönt, mörkblått, blått och vinrött.
- 13 Art.nr: 1729 **Welch Allyn Professional** för barn 72 cm, svart. Ord. pris 1.149:- **Kampanjpris 995:-** Finns även i färgerna: plommon, skogsgrönt, mörkblått och vinrött.
- 14 Art.nr: 1718 **Welch Allyn Harvey Elite** för vuxen 71 cm, svart. Ord. pris 2.769:- **Kampanjpris 2.489:-** Finns även i färgerna: plommon, skogsgrönt, mörkblått och vinrött.
- 15 Art.nr: 1730 **Welch Allyn Harvey Elite** för barn 71 cm, svart. Ord. pris 2.769:- **Kampanjpris 2.489:-**
- 16 Art.nr: 1731 **Welch Allyn Uniscope Enpatientstetoskop** för vuxen, gult. **Pris 105:-**
- 17 Art.nr: 1732 **Welch Allyn Uniscope Enpatientstetoskop** för barn, blått. **Pris 89:-**

Fler modeller av stetoskop, tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

För beställning använd bifogad beställningsblankett

2-7 års garanti på Littmann stetoskop. 5 år på Welch Allyn Professional, 10 år på Welch Allyn Harvey Elite och 1 år på övriga stetoskop. Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

FRAKTFRITT
vid order över
3.000:-

AJ MEDICAL®

BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

KAMPANJERBJUDANDE! HUNTLEIGH

Rekommenderas!

Art.nr: H-SC300T
• Huntleigh SpO2-teknologi
• Trådlös termometer
Ord.pris 16.195:-
Kampanjpris 12.965:-

5-års
garanti

Art.nr: H-SC300
• Huntleigh SpO2-teknologi
Ord.pris 13.755:-
Kampanjpris 10.995:-

Art.nr: H-SC300NT
• Nellcor SpO2-teknologi
• Trådlös termometer
Ord.pris 23.995:-
Kampanjpris 19.195:-

Art.nr: H-SC300N
• Nellcor SpO2-teknologi
Ord.pris 21.595:-
Kampanjpris 17.275:-



SmartSigns® Compact 300 monitor
finns i fyra olika versioner

SC300 är en ny kompakt patientmonitor. Denna kraftfulla, flexibla plattform erbjuder blodtryck, puls, pulsoximetri och trådlös febertermometer som tillval. Den är utrustad med ett batteri som håller för 12 h användning. Resultaten visas på en 6" digital färg-display. SC300 lämpar sig för användning på både vuxna, barn och neonatala patienter. Levereras med uppladdningsbart batteri, laddare, sensor för vuxen, blodtrycksmanschett för vuxen (25-35 cm) med 3 m slang, jordkabel och CD med användarmanual. 5 års garanti på monitorn.

Uppgraderad mjukvara: Automatiska mätningar - mätningar kan göras med förinställda intervall: 2,3,4,5,10,15,20,25,30,60 min eller kontinuerligt under en period på 5 min.

• Tydlig 6" digital display i färg • Trådlös termometer som tillval (upp till 10 m räckvidd) • 50 mätningar i minne • Long-life batterier (12h) • Val av SpO2-teknologi (Huntleigh eller Nellcor)

Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: H-ACC-VSM-279 Manschett vuxen 46-66 cm. **Pris 425:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-278 Manschett vuxen 33-47 cm. **Pris 295:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-277 Manschett vuxen 25-35 cm. **Pris 295:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-276 Manschett vuxen 20-28 cm. **Pris 295:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-275 Manschett barn 18-26 cm. **Pris 295:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-274 Manschett spädbarn 10-19 cm. **Pris 255:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-273 Engångsmanschett neonatal 5,6-10,6 cm. **Pris 195:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-283 Engångsmanschett neonatal 7,0-12,8 cm. **Pris 195:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-282 Engångsmanschett neonatal 5,6-10,6 cm. **Pris 195:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-281 Engångsmanschett neonatal 4,0-7,6 cm. **Pris 195:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-280 Engångsmanschett neonatal 3,0-5,5 cm. **Pris 195:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-284 Slang 3 m till blodtrycksmanschetter. **Pris 255:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-289 Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 3 m kabel. **Pris 825:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-290 Huntleigh SpO2, 2 m förlängningskabel. **Pris 925:-**

Art.nr: H-ACC-VSM-291 Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 1 m kabel. **Pris 825:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-292 Huntleigh neonatal/pediatrik omslagssensor med 1 m kabel. **Pris 825:-**
Art.nr: H-ACC-NEL-DS100A Nellcor vuxen SpO2 sensor med 1 m kabel. **Pris 3.375:-**
Art.nr: H-ACC-NEL-DOC10 Nellcor SpO2, 3 m förlängningskabel. **Pris 3.445:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-293 Provlock för termometer 200 st/10 fp. **Pris 255:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-286 Provlock för termometer 800 st/40 fp. **Pris 995:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-287 Provlock för termometer 8000 st/400 fp. **Pris 9.995:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-288 Monteringskit för väggfäste och golvsstativ. **Pris 255:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-153 Golvsstativ med inbyggd korg och 5 hjul. **Pris 7.655:- Nu 6.125:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-154 Väggfäste. **Pris 8.455:- Nu 6.765:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-187 Krok/hake för väggfäste. **Pris 695:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-189 Korg 3,5" för väggfäste. **Pris 1.925:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-294 IVA stångfäste. **Pris 1.155:-**
Art.nr: H-SP-781351 Batteripack. **Pris 935:-**

PREMIÄR! INTRODUKTIONSERBJUDANDE! HUNTLEIGH

Huntleigh SmartSigns Minipulse

Art.nr: H-MP1
Komplett med 1 återanvändningsbar sensor (välj vuxen, pediatrik el. neonatal), batterier och manual.
Ord. pris: 4.955:- **Introduktionspris 4.455:-**

Art.nr: H-MP1-R (uppladdningsbar)
Komplett med 1 återanvändningsbar sensor (välj vuxen, pediatrik el. neonatal), uppladdningsbara batterier, bordsställ/laddare, strömkabel till vägg och manual.
Ord. pris: 5.415:- **Introduktionspris 4.875:-**

MiniPulse-serien har utformats för att ge kliniker snabba och pålitliga mätningar. Kan användas handhållen och stående på plats för kontinuerlig övervakning.

- Stor LCD-skärm med exceptionell prestanda
- Patientens syremättnadsnivå, pulsfrekvens och signalkvalitet kan visas både från vida vinklar och långa avstånd
- Lång batteritid
- Omfattande urval av larm som kan ställas in av användaren
- Lättren gjord kontrollpanel
- 5 års garanti på enheten

Tillbehör och reservdelar:

Återanvändningsbara SpO2-sensorer

Art.nr: H-ACC-VSM-161 1,5 m förlängningskabel. **Pris 1.525:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-162 Öronsensor. **Pris 2.185:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-167 Omslagssensor spädbarn. **Pris 1.855:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-168 Omslagssensor neonatal. **Pris 1.855:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-169 Universal Y-sensor. **Pris 1.855:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-170 Pediatrik fingersensor (5-15 kg). **Pris 2.185:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-171M Vuxen återanvändningsbar sensor. **Pris 2.595:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-232 Neonatal fäst-tejp (50-pack). **Pris 565:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-233 Infant fäst-tejp (50-pack). **Pris 565:-**

Engångs-sensorer

Art.nr: H-ACC-VSM-163 Vuxen finger-sensor (>45 kg) - box 10. **Pris 3.975:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-164 Pediatrik finger-sensor (15-45 kg) box 10. **Pris 3.975:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-165 Neonatal finger-sensor (<3 kg) box 10. **Pris 3.975:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-166 Spädbarn finger-sensor (3-15 kg) box 10. **Pris 3.975:-**

Diverse

Art.nr: H-ACC47 Stångfäste. **Pris 335:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-172 Bärväska. **Pris 565:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-173 MP1 Bordsställ. **Pris 355:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-174 MP1R Bordsställ/laddare. **Pris 615:-**
Art.nr: H-SP-750071 Strömkabel till vägg. **Pris 615:-**

KAMPANJERBJUDANDE! HUNTLEIGH

Läs mer på
www.ajmedical.se

Rekommenderas! ABI-System Dopplex® ABILITY

Art.nr: H-DA100PB
Dopplex Ability- Automatic Ankle Brachial Index System är en revolutionerande ankel/arm-indexmätare. ABI beräknas enkelt och korrekt på 3 minuter utan behov av att låta patienten vila först. Resultaten beräknas automatiskt, tolkas och visas med pulsvolymvägor på LCD-displayen. Mätresultaten kan antingen skrivas ut på termopapper eller på förklustrade etiketter från den inbyggda skrivaren. Levereras med en uppsättning standardmanschetter, två pappersrullar, en förpackning skyddsstrumpor, nätkabel och bruksanvisning. 2 års garanti.
Ord. pris 47.495:- **Kampanjpris 42.745:-**



Programvara finns som tillbehör!

Rekommenderade tillbehör:

Art.nr: H-ACC-VSM-154 Väggfäste. **Pris: 8.525:-**
Art.nr: H-ACC-VAS-013 Golvsstativ. **Pris 7.325:-**
Art.nr: H-ACC-VAS-012 Fixeringsplatta. **Pris 455:-**
Art.nr: H-ACC-VAS-011 Manschett-set Stor 34-46 cm. **Pris 5.925:-**
Art.nr: H-ACC-VAS-015 Bärväska. **Pris 1.395:-**
Art.nr: H-DR4 Programvara inkl. USB-adapter. **Pris 6.615:-**

Vaskulär

Nya Dopplex® Ankel- arm- och tåtryckspaket med DMX

Art.nr: H-ATP KIT

DMX-R digital doppler, EZ8XS vidvinkelprobe, APPG-probe med adapter, tå-manschetter med pump, latexfria arm-/ankelmanschetter i standard och large, blodtrycksmätare med tryckventil, neuropen med ask med 100 st spetsar, utbildnings-CD, gel och en praktisk transportväska. 3 års garanti. Ord. pris 24.935:- **Kampanjpris 22.445:-**



Kirurgi

Intraoperativ probe startpaket

Art.nr: H-ISP3-XS

Högkänslig 8 MHz återanvändbar intraoperativ probe. Levereras med probeadapter, dopplerfäste till droppställning och 3 st prober. **Pris 13.975:-**

Intraoperativ probe

Art.nr: H-IPP3

Levereras med 3 st prober. **Pris 10.735:-**



Vaskulär

Nya Dopplex® ABI Kit för ankel-armindex med DMX

Art.nr: H-ABI KIT

DMX-R digital doppler med uppladdningsbara batterier och laddare, EZ8XS vidvinkelprobe, VP5XS 5MHz probe för ödematösa armar samt djupt liggande kärl, blodtrycksmätare med tryckventil, latexfria arm-/ankelmanschetter i standard och large, utbildnings-CD, gel och en praktisk transportväska. 3 års garanti. Ord. pris 21.425:- **Kampanjpris 19.285:-**



Programvara finns som tillbehör!
OBS! Se prober som tillbehör på sid 9.

Programvara finns som tillbehör!
OBS! Se prober som tillbehör på sid 9.

OBS! Utnyttja rabattkoden AJ19 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019. Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

FRAKTFRITT
vid order över
3.000:-

Läs mer på
www.ajmedical.se

AJ MEDICAL®
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

KAMPANJERBJUDANDE! HUNTLEIGH

Se demovideo på
www.ajmedical.se

Fosterövervakning Nya! Sonicaid® Team 3 Antepartum

Art.nr: H-TEAM3-ANTEPARTUM
Sonicaid® Team 3 Antepartum med integrerad Dawes-Redman CTG Analys är ett avancerat moder- och fosterövervakningssystem. CTG Antepartum Analys-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Team 3 Antepartum är rik på funktioner som ger en kostnadseffektiv, pålitlig och korrekt övervakning av både fostret och modern. Välj mellan singel-, tvilling- eller trilling-fosterövervakningsfunktion. Ord. pris 119.645:-
Kampanjpris 107.685:-
Art.nr: H-Triples Trillingkapacitet. Pris 1.705:-



Nya! Sonicaid® Team 3 Ante-/Intrapartum

Art.nr: H-TEAM3-ANTE-/INTRAPARTUM
Huntleigh Sonicaid Team 3 Ante-/Intrapartum övervakningssystem med mammaparametrar som blodtryck och SpO2. Integrerad Dawes-Redman Antepartum CTG-Analys och Labour TREND, vilka används exklusivt av Huntleigh. Antepartum Analysen är ett enkelt, programvarubaserat verktyg som ger en numerisk analys av CTG-kurvan och en solid tolkning enligt Dawes-Redmans världsrenommerade kriterier. TREND-funktionen beräknar och rapporterar regelbundet viktiga parametrar under första stadiet av förlossningen gällande CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan. Utrustningen är mycket användarvänlig med den symboldrivna skärmen som även fungerar vid användning av handskar. Fostrets hjärtfrekvens visas med stora siffror med automatisk skalning som ger optimal synlighet vid övervakning av ett foster, tvillingar eller trillingar. Givarna har högsta prestanda, även vid användning på mammor med högt BMI. Vid användning av ArciTrace-papper har man upp till 25 års arkivering. Tillverkad i Storbritannien. CE-märkt. Ord. pris: 154.795:-
Kampanjpris: 139.315:-
Art.nr: H-Triples Trillingkapacitet. Pris 1.705:-



Nya! Sonicaid® Team 3 Intrapartum

Art.nr: H-TEAM3-INTRAPARTUM
Sonicaid® Team 3 Intrapartum med integrerad Dawes-Redman Intrapartum CTG TREND är ett avancerat övervakningssystem för både moder och foster. Den unika och effektiva TREND-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Denna beräkning och rapporter regelbundet viktiga parametrar gällande Intrapartum CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan. Ord. pris 118.595:-
Kampanjpris 106.735:-
Art.nr: H-Triples Trillingkapacitet. Pris 1.705:-



Programvara finns som tillbehör!
Vi erbjuder även utbildning och installation vid behov. Ring för offert!
Finns även med Freedom trådlösa givare!

Tillbehör och reservdelar FM800E och Team 3:

Art.nr: H-SF1 Freedom trådlösa sändare. Ord. pris 63.105:- **Nu 56.795:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-046 Avbrottsfri kraftförsörjning 230V. **Pris 13.105:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-003 FM800E Golvstativ med monteringsatts. **Pris 14.165:-**
Art.nr: H-ACC-223 FM800E Vaggfäste. **Pris 8.775:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-072 Team 3 Golvstativ med monteringsatts. **Pris 12.895:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-076 Team 3 Vaggfäste. **Pris 7.995:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-008 Ultraljudsgivare grön 1.0MHz (2 meter). **Pris 8.485:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-008L Ultraljudsgivare grön 1.0MHz (3 meter). **Pris 9.315:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-009 TOCO-givare rosa (2 meter). **Pris 9.155:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-009L TOCO-givare rosa (3 meter). **Pris 10.095:-**
Art.nr: H-SP-7775-6901 Händelsemärk. **Pris 685:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-042 FM800E SpO2 anslutningskabel (metallkontakt). **Pris 4.535:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-006 FM800E SpO2 anslutningskabel (plastkontakt). **Pris 4.535:-**

Art.nr: H-ACC-OBS-071

Art.nr: H-ACC-VSM-171 Team 3 SpO2 anslutningskabel (plastkontakt). **Pris 3.745:-**
Art.nr: H-ACC-MI1159 SpO2 Comfort Clip fingersensor-BCI. **Pris 3.245:-**
Art.nr: H-ACC-MI1184 FM800E Normal vuxen blodtrycksmanschett (23-33 cm). **Pris 1.355:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-073 FM800E Stor vuxen blodtrycksmanschett (31-40 cm). **Pris 1.785:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-074 Team 3 Normal vuxen blodtrycksmanschett (24-32 cm). **Pris 1.145:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-075 Team 3 Stor vuxen blodtrycksmanschett (32-42 cm). **Pris 2.285:-**
Art.nr: H-ACC-MI1160 Team 3 Extra stor vuxen blodtrycksmanschett (38-46 cm). **Pris 2.785:-**
Art.nr: H-ACC-8400-8003 Slang för blodtrycksmanschett. **Pris 1.355:-**
Art.nr: H-ACC-321414 Standardkvalitet diagram-papper (20-pack). **Pris 3.685:-**
Art.nr: H-ACC-MI1136 ArchiTrace 25 års arkiveringspapper (20-pack). **Pris 4.995:-**
Art.nr: H-ACC-MI1136 Latexfria givarbälten (par). **Pris 335:-**
Art.nr: H-ACC220 Latexfria engångsgivarbälten (50-pack). **Pris 5.195:-**
Art.nr: H-ACC-1300-0154 Aquasonic gel 5 l. **Pris 665:-**
Övriga tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

Vaskulär

Dopplex® MD200

Art.nr: H-MD200-VAS
Dopplex MD200 är en innovativ lösning på läkares krav på en robust, mångsidig och uppladdningsbar dopplerenhet. Kan användas tillsammans med upp till 8 stycken utbytbara prober. 3 års garanti. Levereras utan probe som säljs separat. Ord. pris 11.855:-
Kampanjpris 10.665:-



Nya Dopplex® DMX. Art.nr: H-DMX

Efterträdare till MD2 Dopplex
DMX är en digital doppler med högupplöst färgdisplay för presentation av dubbelriktade flödeskurvor. Vid betraktningssvinkel och mycket förbättrad ljudkvalitet med det unika Digital Noise Reduction-systemet (DDNR) samt med gel-filter som minskar knastrer som uppstår när gel appliceras. Funktion för in- och uppspelning av dopplerljud och många andra nya funktioner. 3 års garanti. Levereras utan probe som säljs separat. Ord. pris 8.495:-
Kampanjpris 7.645:- (med batterier)
Art.nr: H-DMX-R Ord. pris 9.235:-
Kampanjpris 8.315:- (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Dopplex® SD2

Art.nr: H-SD2
Dopplex SD2 tillhandahåller dubbelriktad vaskulär information med en display som visar flödesriktningen. Den är lämplig för kliniska specialister som önskar utföra avancerade doppler-studier. 5 års garanti. Levereras utan probe som säljs separat. Ord. pris 5.865:-
Kampanjpris 5.275:-



Dopplex® D900

Art.nr: H-D900
Dopplex D900 är en dubbelriktad ljud-doppler till ett lågt pris. Den används huvudsakligen vid mätning av ankel/arm index inom primärvården och som en del av bensärsbehandlingsregimen. 5 års garanti. Levereras utan probe som säljs separat. Vi rekommenderar att båda proverna H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till! Ord. pris 4.325:-
Kampanjpris 3.895:-



Obstetrik

Nya Sonicaid® SR2. Art.nr: H-SR2

Efterträdare till FD1
Sonicaid SR2 digital doppler med vattentät 2 MHz probe med kurv- och frekvensdisplay. Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemärkningar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti. Ord. pris 6.795:-
Kampanjpris 6.115:- (med batterier)
Art.nr: H-SR2-R Ord. pris 7.525:-
Kampanjpris 6.775:- (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Nya Sonicaid® SR3. Art.nr: H-SR3

Efterträdare till FD3
Sonicaid SR3 digital doppler med vattentät 3 MHz probe med kurv- och frekvensdisplay. Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemärkningar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti. Ord. pris 6.795:-
Kampanjpris 6.115:- (med batterier)
Art.nr: H-SR3-R Ord. pris 7.525:-
Kampanjpris 6.775:- (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Nya Sonicaid® SRX. Art.nr: H-SRX

Efterträdare till FD2
Sonicaid SRX digital doppler med kurv- och frekvensdisplay. Kan användas med hela sortimentet av utbytbara obstetriska och vaskulära XS-prober (icke vattentäta). Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemärkningar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti. Levereras utan probe som säljs separat. Ord. pris 4.845:-
Kampanjpris 4.365:- (med batterier)
Art.nr: H-SRX-R Ord. pris 5.575:-
Kampanjpris 4.995:- (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Sonicaid® One

Art.nr: H-SonicaidOne
Sonicaid One fosterdoppler med display som visar frekvens och lätt passar i rockfickan. Dess höga känslighet och vidvinkelteknik möjliggör snabb lokalisering av fostrets hjärta från tidig graviditet till förlossning. 1 års garanti. Ord. pris 6.345:-
Kampanjpris 5.715:-



Sonicaid® D930

Art.nr: H-D930
Sonicaid 930 ljud-doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 3 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlossning. 5 års garanti. Ord. pris 4.925:-
Kampanjpris 4.435:-



Sonicaid® D920

Art.nr: H-D920
Sonicaid 920 ljud-doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 2 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlossning. 5 års garanti. Ord. pris 4.925:-
Kampanjpris 4.435:-



Tillbehör och reservdelar (Vaskulära doppler, FD2, MD200 och SR1):

Art.nr: H-OP2-XS Högkänslig probe 2 MHz till nya & gamla. **Pris 3.975:-**
Art.nr: H-OP3-XS Högkänslig probe 3 MHz till nya & gamla. **Pris 3.975:-**
Art.nr: H-VP4-XS Högkänslig probe 4 MHz till nya & gamla. **Pris 3.975:-**
Art.nr: H-VP5-XS Högkänslig probe 5 MHz till nya & gamla. **Pris 3.975:-**
Art.nr: H-VP8-XS Högkänslig probe 8 MHz till nya & gamla. **Pris 3.975:-**
Art.nr: H-VP10-XS Högkänslig probe 10 MHz till nya & gamla. **Pris 3.975:-**
Art.nr: H-EZ8-XS Högkänslig probe Easy 8 vidvinkelprobe 8 MHz till nya & gamla. **Pris 4.895:-**
Art.nr: H-PAB-XS Intraoperativ probeadapter till nya & gamla. **Pris 4.295:-**
Art.nr: H-PPGA1 APPG adapter och probe för tåtrycks mätning till DMX. **Pris 6.825:-**
Art.nr: H-ACC3 Ultrasonic gel stora flaskor, 12 x 250 ml. **Pris 1.315:-**
Art.nr: H-ACC24 Ultrasonic gel små flaskor, 12 x 60 ml. **Pris 725:-**
Art.nr: H-ACC-VAS-019 Etiketter till Printa II och Ability, 5 st rullar. **Pris 835:-**
Art.nr: H-ACC-VAS-017 Termopapper till Printa II och Ability, 5 st rullar. **Pris 525:-**
Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygieniskydd, 100 st/fp. **Pris 435:-**
Art.nr: H-SP-726486 Batterilucka till doppler (gamla modeller). **Pris 15:-**
Art.nr: H-SP-6AH104 Probekabel till doppler (gamla modeller). **Pris 925:-**
Art.nr: H-SP-701098 Batteripack till MD200. **Pris 985:-**
Art.nr: H-ACC21 Hörlurar till nya & gamla doppler. **Pris 335:-**

Art.nr: H-ACC34 Bärväska till handdoppler. **Pris 335:-**
Art.nr: H-ACC-VAS-029 Bärväska till ATP och ABI paket. **Pris 1.165:-**
Art.nr: H-046V002 Bärväska till Sonicaid One. **Pris 525:-**
Art.nr: H-ACC52 Golvstativ till gamla doppler. **Pris 6.175:-**
Art.nr: H-ACC52-2 Golvstativ till nya doppler DMX/SR. **Pris 6.295:-**
Art.nr: H-ACC180 Golvstativ till MD200. **Pris 7.235:-**
Art.nr: H-ACC47 Stativklämma till intraoperativ doppler. **Pris 455:-**
Art.nr: H-ACC224 Neupren och spetsar. **Pris 525:-**
Art.nr: H-ACC226 Uppladdningskit till nya doppler DMX/SR. **Pris 975:-**
Art.nr: H-ACC227 Micro SD-kort till nya doppler DMX/SR. **Pris 105:-**
Art.nr: H-ACC-VAS-028 Tå-manschettens uppläsningsystem till doppler DMX. **Pris 1.375:-**
Art.nr: H-ACC185 Tå-manschetter med koppling (3 stora och 3 små). **Pris 4.885:-**
Art.nr: H-ACC179 APPG klisterremor. **Pris 1.705:-**
Art.nr: H-DR4 Programvara inkl. USB-adapter (För användning med MD2, MD200, RD2 och Ability). **Pris 6.615:-**
Art.nr: H-DR5 Dopplex® DR5 mjukvara inkl. USB-kabel, 1 PC-licens för användning till DMX). **Pris 8.215:-**

Bärväska till handdoppler. **Pris 335:-**
Bärväska till ATP och ABI paket. **Pris 1.165:-**
Bärväska till Sonicaid One. **Pris 525:-**
Golvstativ till gamla doppler. **Pris 6.175:-**
Golvstativ till nya doppler DMX/SR. **Pris 6.295:-**
Golvstativ till MD200. **Pris 7.235:-**
Stativklämma till intraoperativ doppler. **Pris 455:-**
Neupren och spetsar. **Pris 525:-**
Uppladdningskit till nya doppler DMX/SR. **Pris 975:-**
Micro SD-kort till nya doppler DMX/SR. **Pris 105:-**
Tå-manschettens uppläsningsystem till doppler DMX. **Pris 1.375:-**
Tå-manschetter med koppling (3 stora och 3 små). **Pris 4.885:-**
APPG klisterremor. **Pris 1.705:-**
Programvara inkl. USB-adapter (För användning med MD2, MD200, RD2 och Ability). **Pris 6.615:-**
Dopplex® DR5 mjukvara inkl. USB-kabel, 1 PC-licens för användning till DMX). **Pris 8.215:-**

Övriga tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

FRAKTFRITT
vid order över
3.000:-

AJ MEDICAL®
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

KAMPANJERBJUDANDE!

Welch Allyn ABPM 7100 24-timmars blodtrycksmätare

Nya Welch Allyn ABPM 7100 är en användarvänlig, bärbar enhet för dygnsövervakning av blodtryck. Den är utformad för att undvika effekterna av vitrockshypertoni, ge tillförlitliga data så att du kan göra noggranna sömnmätningar och anpassa läkemedelsbehandlingen efter patienternas behov. Enheten använder Windows®-baserad programvara som hjälper dig att analysera blodtrycksavläsningarna effektivare så att du kan diagnostisera potentiella komplikationer hos patienterna. Med allt det här kan ABPM 7100 hjälpa dig att förbättra hanteringen av blodtryck för dina patienter och göra övervakningen effektiv på din mottagning.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Med obegränsade protokoll kan du programmera mättningsperioder och uppblåsningsfrekvenser utifrån de värden som ska studeras
- Använder oscilometrisk teknik, den främsta metoden för automatisk mätning av NIBP
- AFL (Auto Feedback Logic) under uppblåsningen gör att patienten slipper känna obehag
- Lätt, kompakt och tyst för att öka patientfölsamheten
- Manschetterna är inte gjorda av latex. Risken för allergiska reaktioner hos patienten är därmed mindre
- Följer eller överskrider de senaste AAMI- och EHS-standarderna och har fått BHS-betyget A/A
- Innehåller programvara till Welch Allyn CardioPerfect® Workstation
- Uppgradera för att lägga till ytterligare funktioner, däribland mätning av centralt blodtryck och pulsvågsanalys (artärstelhet)

Uppgradering finns: Pulsvågsanalys och centralt blodtryck

Studier visar att mätning av pulsvåghastigheten i aorta och det centrala blodtrycket kan ge tydligare information om en potentiell hjärtinfarkt och stroke än den blodtrycksmätning som endast görs på överarmen. Med Welch Allyn ABPM 7100 med pulsvågsanalys och centralt blodtrycksmätning kan båda mätningarna användas i en enda enhet, så att du kan få exaktare mätresultat och enklare kan upptäcka kardiologiska risker och subkliniska organskador. Mätning av blodtryck och pulsvågor, kombinerat i en procedur. Omklassificering av riskpatienter: I.E.M. GmbH, 52222 Stolberg, Tyskland.

Med resultaten från Welch Allyn ABPM 7100 kan du enkelt skapa, skriva ut och anpassa detaljerade rapporter efter behov:

1. Statistiska sammanfattningar för systoliskt tryck, pulstryck, medelartärtryck och hjärtfrekvens, inklusive lägsta värde, högsta värde, genomsnittsvärde och standardavvikelser
2. Grafiska presentationer av blodtrycksprofilen med bland annat tårtdiagram, stapeldiagram och korrelationsdiagram per dygn, samt enskild statistik för avläsning av dag och natt
3. Redigerbar tabellrapport för detaljerad analys
4. Trendverktyg för långsiktig utvärdering och medicinhäntering
5. Sammanfattning

Kraftfull programvara som gör datahanteringen enklare

Welch Allyn ABPM 7100 är en del av programvaruserien CardioPerfect Workstation. Programvaran hanterar data från ABPM 7100 och andra kardiopulmonära enheter från Welch Allyn på samma sätt, så att du kan lagra all patientinformation i samma register. Du slipper pappershantering och får överföringsmöjligheter. På så vis kan du hämta och analysera information snabbt och fokusera på att ta hand om patienterna. Om du sedan är redo för elektroniska journaler (EMR) kan patientinformation och testdata enkelt överföras till flera ledande elektroniska journalsystem i ett enkelt elektroniskt gränssnitt.

Art.nr: WA-ABPM-7100S Welch Allyn ABPM 7100S komplett. Ord. pris 36.995:- **Kampanjpris 31.995:-**
(monitor, manschett REUSE-11 och REUSE-11L, väska, USB-kabel, batterier och programvara CardioPerfect® Workstation)

Art.nr: WA-ABPM-7100HMS Welch Allyn ABPM 7100HMS komplett. Ord. pris 26.295:- **Kampanjpris 23.595:-**
(monitor, manschett REUSE-11 och REUSE-11L, väska, USB-kabel, batterier, och programvara HMS, Hypertension Management Software)

Art.nr: WA-ABPM-7100 Welch Allyn ABPM 7100 komplett utan programvara. Ord. pris 24.895:- **Kampanjpris 22.395:-**
(monitor, manschett REUSE-11 och REUSE-11L, väska, USB-kabel och batterier)

Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: WA-7100-21
Art.nr: WA-7100-24

Väska och axelrem för ABPM 7100. Pris 1.295:-
USB-gränssnittskabel för ABPM 7100. Pris 1.295:-

Art.nr: WA-REUSE-09-ABPM

ABPM-manschett, barn 14-20 cm. Pris 955:-

Art.nr: WA-REUSE-10-ABPM

ABPM-manschett, liten vuxen 20-24 cm. Pris 1.095:-

Art.nr: WA-REUSE-11-ABPM

ABPM-manschett, vuxen 24-32 cm. Pris 1.095:-


Art.nr: WA-REUSE-11L-ABPM

ABPM-manschett, stor vuxen 32-38 cm. Pris 1.095:-

Art.nr: WA-REUSE-12-ABPM

ABPM-manschett, extra stor 38-55 cm. Pris 1.225:-

ABPM-manschett, barn 14-20 cm. Pris 955:-
ABPM-manschett, liten vuxen 20-24 cm. Pris 1.095:-
ABPM-manschett, vuxen 24-32 cm. Pris 1.095:-
ABPM-manschett, stor vuxen 32-38 cm. Pris 1.095:-
ABPM-manschett, extra stor 38-55 cm. Pris 1.225:-



**Nya Welch Allyn
ABPM 7100**



Kombinera med **Welch Allyn** EKG och Spirometri med samma programvara!

Läs mer på www.ajmedical.se eller ring 08-767 29 70.



Welch Allyn® otoskop och oftalmoskop

Art.nr: 2880-S10 Pocket Plus LED Set med otoskop och oftalmoskop med hård väska. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär. Ord. pris 3.595:- **Kampanjpris 3.195:-**



Art.nr: 2871-S10 Pocket LED Set med otoskop och oftalmoskop med mjuk väska. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär. Ord. pris 2.625:- **Kampanjpris 2.355:-**




Art.nr: 2880-10 Pocket Plus LED otoskop. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär. Ord. pris 1.725:- **Kampanjpris 1.495:-**



Art.nr: 2870-10 Pocket LED otoskop. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär. Ord. pris 1.175:- **Kampanjpris 1.055:-**



Art.nr: 2880-50 Pocket Plus LED oftalmoskop. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär. Ord. pris 2.135:- **Kampanjpris 1.895:-**



Art.nr: 2870-50 Pocket LED oftalmoskop. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär. Ord. pris 1.655:- **Kampanjpris 1.475:-**



Art.nr: 2387-2 Vaggtransformator 3,5V komplett med MacroView otoskop och oftalmoskop. **Pris 10.995:-**



Art.nr: 2386-2 Bordsladdare komplett med MacroView otoskop och oftalmoskop. **Pris 12.995:-**



Art.nr: 2381 MacroView otoskop komplett med laddare. **Pris 5.949:-**



Art.nr: 2387 Vaggtransformator 3,5V komplett med standard otoskop och oftalmoskop. **Pris 9.769:-**



Art.nr: 2386 Bordsladdare komplett med standard otoskop och oftalmoskop. **Pris 11.749:-**



Art.nr: 2383 Standard otoskop komplett med laddare. **Pris 4.889:-**



Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 2392 Oftalmoskop 3,5V (endast huvud). Pris 3.169:-

Art.nr: 2393 Coaxialoftalmoskop 3,5V (endast huvud). Pris 3.695:-

Art.nr: 2396 Komplet laddare för ett instrument inkl. bordsställ och laddningsbart litiumjonhandtag 3,5V. Pris 3.159:-

Art.nr: 2379 Bollpump för trumhinnetest (Standard och Pocket). Pris 149:-

Art.nr: 2380 Bollpump för trumhinnetest (MacroView). Pris 139:-

Art.nr: 2389 Förvaringsbehållare för örontrattar. Pris 429:-

Art.nr: 2390 Örontrattar för engångsbruk, barn. 850 st/fp. Pris 615:-

Art.nr: 2391 Örontrattar för engångsbruk, barn. 850 st/fp. Pris 615:-

Fler modeller, tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

FRAKTFRITT
vid order över
3.000:-

AJ MEDICAL®
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

KAMPANJERBJUDANDE!

Welch Allyn®

Art.nr: 1971 Unika Vägghandmanometern **WA 767** med FlexiPort® manschett 11 komplett. Ord. pris 2.355:- **Kampanjpris 1.895:-**

Art.nr: 1972 Unika Bordsmanometern **WA 767** med FlexiPort® manschett 11 komplett. Ord. pris 2.555:- **Kampanjpris 1.995:-**

Denna modell finns även som golvstativ- och rälsmanometer. Paket med Trippelmanschett™ eller AJM® standardmanschett finns till alla ovanstående modeller. Se www.ajmedicalshop.se

Art.nr: 1906-20 Tvättlock till FlexiPort®-manschett. **Pris 75:-**

Welch Allyn's FlexiPort®-manschetter har lång livslängd och är prisvärda. De är förstahandsvalet för sjukhus och kliniker runt om i världen. FlexiPort®-manschetter finns även som enpatientsmanschetter. Läs mer på www.ajmedical.se

Blodtrycksmätare WA DS44 komplett med FlexiPort®-manschett.

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord.pris:	Kamp.pris:
DS44-09	Barn	15-21 cm	795:-	695:-
DS44-10	Liten vuxen	20-26 cm	795:-	695:-
DS44-11	Vuxen	25-34 cm	795:-	695:-
DS44-12	Stor vuxen	32-43 cm	895:-	795:-

Tillbehör och reservdelar endast manschett

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord. pris:	Nu:
REUSE-06	Litet spädbarn	7-10 cm	389:-	319:-
REUSE-07	Spädbarn	9-13 cm	389:-	319:-
REUSE-08	Litet barn	12-16 cm	389:-	319:-
REUSE-09	Barn	15-21 cm	389:-	319:-
REUSE-10	Liten vuxen	20-26 cm	389:-	319:-
REUSE-11	Vuxen	25-34 cm	389:-	319:-
REUSE-11L	Lång vuxen (konisk)	25-34 cm	389:-	319:-
REUSE-12	Stor vuxen	32-43 cm	389:-	319:-
REUSE-12L	Stor lång vuxen (konisk)	32-43 cm	389:-	319:-
REUSE-13	Lår	40-55 cm	389:-	319:-

Se demovideo på
www.ajmedical.se

Tillbehör och reservdelar endast manschett med 1-slang och koppling

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord. pris:	Nu:
REUSE-06-1TPE	Litet spädbarn	7-10 cm	469:-	379:-
REUSE-07-1TPE	Spädbarn	9-13 cm	469:-	379:-
REUSE-08-1TPE	Litet barn	12-16 cm	469:-	379:-
REUSE-09-1TPE	Barn	15-21 cm	469:-	379:-
REUSE-10-1TPE	Liten vuxen	20-26 cm	469:-	379:-
REUSE-11-1TPE	Vuxen	25-34 cm	469:-	379:-
REUSE-11L-1TPE	Lång vuxen (konisk)	25-34 cm	469:-	379:-
REUSE-12-1TPE	Stor vuxen	32-43 cm	469:-	379:-
REUSE-12L-1TPE	Stor lång vuxen (konisk)	32-43 cm	469:-	379:-
REUSE-13-1TPE	Lår	40-55 cm	469:-	379:-

Köp till någon av dessa handmanometrar

Paket med nedanstående handmanometrar och FlexiPort®-manschett storlek 11 för vuxen finns på www.ajmedicalshop.se till kampanjpris!

Art.nr: 1615

Elektronisk handmanometer med uppladdningsbart litiumbatteri och laddare/nätadapter med 160 cm kabel.

Ord.pris: 995:- **Nu 795:-**

Art.nr: 1613

Handmanometer WA DS58 med skruvventil. Ord.pris: 1.595:- **Nu 1.295:-**

Livstids kalibreringsgaranti.

Art.nr: 1612

Handmanometer WA DS65 med tryckventil. Ord.pris: 979:- **Nu 785:-**

10 års garanti.

Art.nr: 1610

Handmanometer WA DS55 med skruvventil. Ord.pris: 829:- **Nu 665:-**

10 års garanti.

Art.nr: 1611

Handmanometer WA DS54 med skruvventil utan sked. **Pris 499:-**

5 års garanti.

Tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

Garanti: Manometern WA 767 har livstids garanti. DS44 dosmanometer 5 år, FlexiPort®-manschetter 3 år och övrigt 1 år.

Welch Allyn® FlexiPort® EcoCuff™ enpatientsmanschett utan slang och koppling.

Blodtrycksmanschett som minimerar risken för smitta.

EcoCuff™ klarar 100 användningar. Den är helt fri från BPA, DEHP och PVC.

Tillverkad av polypropen som vid förbränning enbart resulterar i koldioxid och vatten.

EcoCuff™ har FlexiPort®-teknik från Welch Allyn®. Detta gör det möjligt att ansluta den till så gott som varje typ av blodtrycksmätare. **Levereras med 50 st/fp.**

Det finns även väghållare till EcoCuff™ att köpa som tillbehör, se www.ajmedicalshop.se

Tillbehör och reservdelar för FlexiPort®-manschetter:

Art.nr:		Pris:
MLT-TUBE	Sats med flera kontakter och slangar	795:-
DS44	Dosmanometer med FlexiPort® adapter	495:-
1908-FP	Pumpboll grå med skruvventil	159:-
1900-FP	Slang grå 60 cm	37:-
1906-P1	Koppling för FlexiPort® 1-slang	21:-
1906-P2	Koppling för FlexiPort® 2-slang	21:-
1906-10	Snabbkoppling för slangförlängning	39:-

Welch Allyn® Connex® ProBP™ 3400 blodtrycksmätare utnyttjar avancerad teknologi för att ge noggranna och bekväma oscillometrisk blodtrycksmätningar. Den finns i två olika versioner. Antingen mäter den traditionellt på nedvägen eller med **SureBP™ på uppvägen. Läs gärna mer på www.ajmedical.se**

Handhållen

Art.nr: 3401

Ord.pris: 7.215:-
Nu 5.795:-

Art.nr: 3402

Med SureBP™
Ord.pris: 8.885:-
Nu 6.995:-

Läs mer på www.ajmedical.se

Bordsmodell

Art.nr: 3432

Ord.pris: 7.940:-
Nu 6.395:-

Art.nr: 3433

Med SureBP™
Ord.pris: 9.610:-
Nu 7.695:-

Golvmodell

Art.nr: 3409

Ord.pris: 9.995:-
Nu 7.995:-

Art.nr: 3410

Med SureBP™
Ord.pris: 11.655:-
Nu 9.395:-

Väggmodell

Art.nr: 3405

Ord.pris: 8.055:-
Nu 6.495:-

Art.nr: 3406

Med SureBP™
Ord.pris: 9.715:-
Nu 7.795:-

Läs mer på www.ajmedical.se

WA Connex® ProBP™ 3400 levereras med FlexiPort®-manschetterna 11 och 12, batteri och laddare.

1 års garanti på mätaren och 3 års garanti på manschetterna. **Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!**

OBS! Utnyttja rabattkoden AJ19 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

FRAKTFRITT
vid order över
3.000:-

AJ MEDICAL®
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

seca Personvågar och längdmätare för barn och vuxna. Klass III för sjukvården

Nya seca 704

Art.nr: 7013
Elektronisk pelarvåg med TARA, HOLD och BMI-funktion mm. En extra mamma-barnfunktion där barnet vägs i mammas famn. Kapacitet: 300 kg Gradering: 50 g upp till 150 kg. 100 g 150-300 kg **Pris 11.400:-**



Nya seca 376

Art.nr: 7021
Elektronisk barnvåg med extra stor vågskål med högre kanter för ökad säkerhet. Kapacitet: 20 kg. Gradering: 5 g upp till 7,5 kg. 10 g 7,5-20 kg **Pris 10.150:-**



Nya seca 959

Art.nr: 7012
Modern och mobil elektronisk stolvåg. TARA, HOLD och BMI-funktion. Kapacitet: 300 kg Gradering: 20 g upp till 50 kg. 50 g 50-150 kg. 100 g 150-300 kg **Pris 22.100:-**



Nya seca 635

Art.nr: 7015
Elektronisk specialvåg med lös display. Kapacitet: 300 kg Gradering: 100 g upp till 200 kg. 200 g 200-300 kg **Specialpris 19.595:-** Ord.pris 23.700:-



Nya seca 336

Art.nr: 7007
Elektronisk barnvåg. Rekommenderas vid hembesök. Kapacitet: 15 kg Gradering: 10 g **Pris 9.950:-**



Nya seca 878

Art.nr: 7038
Elektronisk golvvåg med dubbel display. HOLD och MOR/BARN-funktion. Kapacitet: 200 kg. Gradering: 100 g upp till 150 kg. 200 g 150-200 kg **Pris 9.600:-**



seca 416

Art.nr: 7029
Mätbräda för spädbarn och små barn. Hygienisk, lätt och smidig. Den skålade formen gör att barnet ligger rakare och säkrare än i gamla trämodeller. Mätområde: 33 – 100 cm. Gradering: 1 mm **Pris 4.425:-**



seca 216

Art.nr: 2160
Längdmätare med löpande huvudstöd. Mätområde: 0 – 230 cm Gradering: 1 mm **Pris 1.279:-**



Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 7016 Teleskopmätsticka till seca 704. **Pris 1.289:-**
Art.nr: 2330 Längdmätare till seca 376. 1 st huvudstöd ingår. **Pris 1.679:-**
Art.nr: 7027 Huvudstöd/fotstöd till seca 376. **Pris 439:-**
Art.nr: 68-32-10-252 Adapter/laddare 12V. **Pris 862:-**
Art.nr: 68-32-10-266 Adapter/laddare 12V till seca 959. **Pris 898:-**
Art.nr: 68-21-12-721 Batteripack 6 x 1,2V. **Pris 928:-**
Art.nr: 7028 Transportväska med axelrem till seca 878. **Pris 1.229:-**
Art.nr: 7011 Transportväska med axelrem till seca 336. **Pris 1.289:-**

Art.nr: 7409 Ryggsäck med starka handtag, midjebälte och vadderade remmar till seca 336. **Pris 1.889:-**
Art.nr: 7466 Skrivare seca 466 wireless för termopapper eller etiketter. **Pris 4.675:-**
Art.nr: 7465 Skrivare seca 465 wireless för termopapper. **Pris 3.995:-**
Art.nr: 7486 Etiketter till seca 466 skrivare, 1 st rulle. **Pris 186:-**
Art.nr: 7485 Termopapper till seca 465 och 466 skrivare, 5 st rullar. **Pris 145:-**
Art.nr: 7456 USB adapter seca 456 wireless för överföring av data till PC. **Pris 795:-**
2 års garanti på alla vågar. 1 år på övrigt.

Extra robust!
Se demovideo på
www.ajmedical.se

NYHET! KERN Personvågar och längdmätare för barn och vuxna. Klass III för sjukvården


KERN MWS

Klass III bärvåg
Art.nr: K-MWS300K-1LM
Elektronisk bärvåg med lös display. Kapacitet: 300 kg Gradering: 100 g Hold- och BMI-funktion. 3 års garanti. **Pris: 24.125:-**



KERN MWS

Klass III specialvåg
Art.nr: K-MWS300K100M
Elektronisk våg med plattform som lämpar sig väl för patienter i rullstol. Lös display. Kapacitet: 300 kg Gradering: 100 g Hold- och BMI-funktion. 3 års garanti. **Pris: 18.135:-**



KERN MTS

Klass III våg med handrücke
Art.nr: K-MTS300K100M
Elektronisk våg med stabilt stöd. Kapacitet: 300 kg Gradering: 100 g Hold- och BMI-funktion. 3 års garanti. **Pris: 17.615:-**



KERN MTA

Klass III våg med handrücke
Art.nr: K-MTA400K-1M
Elektronisk våg med stabilt stöd. Kapacitet: 300/400 kg Gradering: 100/200 g Hold- och BMI-funktion. 3 års garanti. **Pris: 14.775:-**



KERN MPE Klass III pelarvåg

Art.nr: K-MPE250K100PM
Robust elektronisk pelarvåg. Kapacitet: 250 kg Gradering: 100 g Hold, BMI- och Mamma/barn-funktion. 2 års garanti. **Pris: 6.065:-**
Art.nr: K-MPE250K100HM
(Med inbyggd längdmätare) **Pris: 6.465:-**



KERN MCC

Klass III stolvåg
Art.nr: K-MCC250K100M
Elektronisk stolvåg med hjul. Kapacitet: 250 kg Gradering: 100 g Hold- och BMI-funktion. 3 års garanti. **Pris: 12.865:-**



KERN MPS-M

Klass III golvvåg
Art.nr: K-MPS200K100M
Stabil elektronisk golvvåg med display som kan fästas på väggen. Kapacitet: 200 kg Gradering: 100 g Hold- och BMI-funktion. 2 års garanti. **Pris: 5.465:-**



KERN MPC

Klass III golvvåg
Art.nr: K-MPC250K100M
Robust elektronisk våg med display som kan fästas på väggen. Kapacitet: 250 kg Gradering: 100 g Hold-, BMI- och Mamma/barn-funktion. 2 års garanti. **Pris: 4.545:-**



KERN MPD

Klass III golvvåg
Art.nr: K-MPD250K100M
Robust elektronisk golvvåg. Kapacitet: 250 kg Gradering: 100 g 2 års garanti. **Pris: 4.415:-**



KERN MBC

Klass III barnvåg
Art.nr: K-MBC15K2DM
Elektronisk barnvåg med rundade kanter. Kapacitet: 20 kg eller 6/15 kg (Välj vid beställning) Gradering: 10 g eller 2 g/5 g Hold-funktion. 2 års garanti. **Pris: 4.055:-**



Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: K-MWS-A02 Handrücke till KERN MWS. **Pris 8.625:-**
Art.nr: K-YKN-01 KERN Matrix Needle Printer. Används tillsammans med kabeln RS-232C med art.nr: K-MPS-A08 (ingår om skrivaren köps samtidigt som vågen). **Pris 3.035:-**
Art.nr: K-MWS-A01 KERN golvstativ till display. **Pris 2.815:-**
Art.nr: K-EOB-A02S05 KERN skyddshölje till display, 5 st/fp. **Pris 595:-**

Art.nr: K-MBC-A01 Längdmätare till barnvåg KERN MBC. **Pris 1.455:-**
Art.nr: K-MBC-A05 Huvudstöd och fotstöd till barnvåg KERN MBC, 2 st/fp. **Pris 1.055:-**
Art.nr: K-MBC-A02 KERN bärväska till barnvåg. **Pris 665:-**
Art.nr: K-MBC-A04 KERN nätdapter. **Pris 1.125:-**
Art.nr: K-MBC-A08 KERN uppladdningsbart batteripack. **Pris 715:-**
Art.nr: K-MCC-A01 KERN ficka till nätdapter. För KERN MCC stolvåg. **Pris 395:-**

OMRON Kroppssammansättningsmätare med våg



Omron Viva
Art.nr: 4054
Kliniskt validerad med mycket hög noggrannhet. **Pris: 2.195:-**

- Mäter kroppsvikt
- Mäter kroppsfett (%)
- Mäter visceral fettinnehåll (upp till 30 nivåer)
- Mäter skelett och muskler (%)
- Mäter vilometabolism (kcal)
- Räknar ut BMI (Body Mass Index)
- 4 användare + gäst
- Avläsning på 4 sekunder
- Kompakt design med stor display
- 10-80 år, 2-150 kg
- Kan föra över resultaten till App
- 3 års garanti



Omron BF214
Art.nr: 4055
Kliniskt validerad med mycket hög noggrannhet. **Pris: 1.095:-**

- Mäter kroppsvikt
- Mäter kroppsfett (%)
- Mäter skelett och muskler (%)
- Räknar ut BMI (Body Mass Index)
- 4 användare + gäst
- Minne
- Kompakt design med stor display
- 10-80 år, 2-150 kg
- Automatisk avstängning
- 3 års garanti

Omron BF511. En 4-punktsmätare (händer och fötter) som mäter fett i kroppen enligt BIA (bioelectrical impedance analysis). Resultaten visas i procentuellt kroppsfett, BMI, skelettmuskelprocent, visceralt fett (djupliggande fett), vilometabolism samt ger en diagnos på resultaten. Mäter även vikten och kan användas som enbart våg om så önskas för upp till 150 kg. Finns i färgerna mörkblå och mintgrön. Klassificerad som medicinsk apparatur (MDD). 3 års garanti. Ord. pris 1.795:-

Kampanjpris 1.495:-



Art.nr: 4052

Mörkblå



Art.nr: 4053

Mintgrön

SVENSK UPPFINNING!

BK-mätare

Art.nr: 4059
Ihopfällbar bukhöjds-mätare. Det farliga fettet är fastare och finns djupt inne i buken. Därför kan man mäta bukhöjden när man ligger på rygg. Det gör att underhudsfettet sjunker ut en aning åt sidorna. BK-mätaren kan fällas ihop för transport eller förvaring och kan spritas av. **Pris 1.795:-**



OBS! Utnyttja rabattkoden AJ19 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

FRAKTRITT
vid order över
3.000:-

AJ MEDICAL®
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™



Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

KAMPANJERBJUDANDE! ENVITEC Saturationsmätare/Pulsoximeter

EnviteC MySign® S Rekommenderas!

Pulsoximeter som ger en enkel, snabb och pålitlig mätning och övervakning av blodets syremättnad och puls. Den kan både användas som handhållen för mobil användning och stående på plats för längre övervakning.

- Liten och ergonomisk med lätt vikt
- "Shock protected" vilket innebär att den tål stötar
- Vattentålig
- Mycket hygienisk då den är slät och lätt att rengöra och ej behöver extra skyddshölje
- Roterande 2,8" upplyst display som gör att den kan användas både liggande och stående
- 1 USB interface för alla funktioner
- Pålitligt alarm med tydliga ikoner
- Indikator som visar hur länge sensorn suttit applicerad för att undvika hudirritationer

Art.nr: E-1002223 Ord. pris 5.595:-

Kampanjpris 4.995:-
Komplett med batteri, laddare och FingerClip 1,2 m sensor.

Art.nr: E-1002060 Ord. pris 4.995:-

Kampanjpris 4.495:-
Endast monitor med batteri och USB-laddare.

Mycket robust!



MySign® S



OxiPen®

MySign® S Fäste



Se demovideo på
www.ajmedical.se

ENVITEC
by Honeywell



SoftTip® plus sensor
Mycket tålig och autoklaverbar.



EnviteC OxiPen®

Liten, kompakt och smidig pulsoximeter att använda för stickprov och kortare kontroller.

- Passar lagom i rockfickan
- 2 knappar för enkel användning
- Snabb och enkel att använda

Art.nr: E-1000155 Ord. pris 3.195:-

Kampanjpris 2.875:-
Komplett med batterier och FingerClip 1,2 m sensor.

Art.nr: E-1001707 Ord. pris 2.695:-

Kampanjpris 2.425:-

Endast monitor med batterier.

2 års garanti på MySign® S och OxiPen®.
1 år på övrigt.

Fler tillbehör och reservdelar finns på
www.ajmedicalshop.se

Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: E-1002022 SoftTip® plus sensor L till MySign® S med 1,2 m kabel. **Pris 1.665:-**
Art.nr: E-1002021 SoftTip® plus sensor L till MySign® S med 2,95 m kabel. **Pris 2.115:-**
Art.nr: E-1002024 SoftTip® plus sensor M till MySign® S med 1,2 m kabel. **Pris 1.665:-**
Art.nr: E-1002023 SoftTip® plus sensor M till MySign® S med 2,95 m kabel. **Pris 2.115:-**
Art.nr: E-1002026 SoftTip® plus sensor S till MySign® S med 1,2 m kabel. **Pris 1.665:-**
Art.nr: E-1002025 SoftTip® plus sensor S till MySign® S med 2,95 m kabel. **Pris 2.115:-**
Art.nr: E-1002032 Öronsensor till MySign® S med 1,2 m kabel. **Pris 1.195:-**
Art.nr: E-1002031 Öronsensor till MySign® S med 2,95 m kabel. **Pris 1.495:-**
Art.nr: E-1002028 FingerClip sensor till MySign® S med 1,2 m kabel. **Pris 915:-**
Art.nr: E-1002027 FingerClip sensor till MySign® S med 2,95 m kabel. **Pris 1.195:-**
Art.nr: E-1001801 Fäste till MySign® S. **Pris 1.585:-**
Art.nr: E-1001829 Nätadapter till MySign® S. **Pris 559:-**
Art.nr: E-1001734 Batteri till MySign® S. **Pris 495:-**
Art.nr: E-1001764 Stöd till MySign® S. **Pris 69:-**
Art.nr: E-1002080 Mjukvaruprogram till MySign® S. **Pris 495:-**
Art.nr: E-06000472 SoftTip® sensor L till OxiPen® med 1,2 m kabel. **Pris 2.795:-**
Art.nr: E-06001371 SoftTip® sensor M till OxiPen® med 1,2 m kabel. **Pris 2.795:-**
Art.nr: E-06001355 SoftTip® sensor S till OxiPen® med 1,2 m kabel. **Pris 2.795:-**
Art.nr: E-06001432 Öronsensor till OxiPen® med 1,2 m kabel. **Pris 2.425:-**
Art.nr: E-06001268 FingerClip sensor till OxiPen® med 1,2 m kabel. **Pris 1.795:-**

maxin Nebulisator

Maxin MA3 Högeffektnebulisator

Komplett MaxinPaket för vårdinriktning. Nebulisator för luft eller O₂. Ingår: Maxin MA3, 400 dospåsar, 5 munstycken, slang, fotflaska, snabbkoppling, doseringsanvisning, rensnål, bruksanvisning som bild för bild visar allt från inkoppling till inhalation. Drivs med andningsluft "Drivpaket 5 bar AGA" eller centralt gasuttag. (O₂ framför allt på barnkliniker.)

Art.nr: 2001 för luft. **Pris: 5.735:-**

Art.nr: 2002 för oxygen. **Pris: 5.735:-**



Munstycke

Art.nr: 2005

Förpackning med 4 st munstycken. Byts efter 2-3 månaders användning.
Pris: 398:-



Dospåsar

Art.nr: 2003

Förpackning med 400 st engångsdospåsar.
Pris: 289:-



Slang för drivgas

Art.nr: 2012

Slang för drivgas. Silverfärgad, 2 meter lång med nippel.
Pris: 185:-



Snabbkoppling

Snabbkoppling - hane. Med inbyggt partikelfilter och flödesbegränsare.

Art.nr: 2011 för luft. **Pris: 545:-**

Art.nr: 2010 för oxygen. **Pris: 545:-**



Kärra till tryckflaska

Art.nr: 2009

Kärra i förkromad metall med korg för Maxin. Tryckflaska ingår ej.
Pris: 2.398:-



Dimbildare

Art.nr: 2013

Komplett överdel med dimbildare och vridbar snabbkoppling. Svet-sat sugrör.
Pris: 3.998:-



Fotflaska

Art.nr: 2015

Blå fot och glaskar med in-cinbehållare. Nivålinje för 2 ml.
Pris: 739:-



Hylsa

Art.nr: 2004

Stänger det smala röret vid flödn-ning. Förpackning med 10 st.
Pris: 98:-



Rensnål

Art.nr: 2016

Rensnål för rengöring av dimbildaren till Maxin.
Pris: 22:-



Vuxenmask

Storlek 4-5

Art.nr: 2020

Ansiktsformad mask för vuxna. Tillverkad av silikon.
Pris: 355:-



Barnmask

Storlek 3-4

Art.nr: 2019

Utformad för små ansikten. Monteras direkt på munstycket. Tillverkad av silikon. Autokla-verbar.
Pris: 289:-



Barnmask

Storlek 2

Art.nr: 2007

Monteras direkt på munstycket. Tillverkad av silikon. Autoklaverbar.
Pris: 255:-



Årlig service

Art.nr: 2018

Översyn och justering av dim-bildaren. Avkalkning, rengöring, kontroll av gas- och vätskeflöden. Reservdelar, eller vid behov en helt ny överdel, ingår i priset.
Pris: 1.375:-

NYHET!

OMRON MicroAIR U100 Nebulisator




Omron MicroAIR U100 nebulisator är designad för att behandla tillstånd i de nedre luftvägarna såsom bronkit och astma genom inhalation av mediciner. Levereras med munstycke, vuxen-mask, barn-mask, mjuk förvaringsväska, batterier och manual. 3 års garanti.

Art.nr: 2210

- Liten och portabel
- Inhalation möjlig från olika vinklar
- Ljudlös
- Enknappsfunktion

Pris: 3.675:-

Se demovideo på
www.ajmedical.se



SPECIALERBJUDANDE!

Blodtrycksmätare Omron 907 med Trippelmanschett™, golvstativ och pulsoximeter

Blodtrycksmätaren Omron 907 som klarar alla problempatienter, golvstativ på hjul, Trippelmanschett™ för smal, normal och bred arm och en pulsoximeter MySign® S från EnviteC by Honeywell.

Art.nr: 1220-J20-3

Ord. pris 21.665:-

Specialpris 16.995:-



Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden

Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

Returadress:

AJ Medical
Uddvägen 32 A
SE-181 30 Lidingö

B



Missa inte våra unika månadserbjudanden i vår webshop: www.ajmedicalshop.se

OMRON

NYHET!



Omron HeatTens
Art.nr: 4045
Pris 2.245:-



Omron HeatTens är en smärtstillare som är avsedd att minska och lindra smärta i muskler och leder. Den minskar även stelhet och domningar i t.ex. rygg, armar, ben och axlar genom elektrisk nervstimulering mot den del av huden som är närmast smärtpunkten. Omron HeatTens erbjuder värme för lugnande lindring och med TENS-tekniken lindras smärtan samtidigt som blodcirkulationen förbättras. Omron HeatTens kan användas effektivt i kombination med andra typer av smärtbehandling eller läkemedel.

Genom att värma upp muskeln och samtidigt få den att slappna av ökar och förbättras blodcirkulationen. TENS ger smärtlindring med trefaldig effekt:

- Blockerar smärtmeddelandet till hjärnan
- Ökar produktionen av kroppens naturliga smärtstillande medel, såsom endorfiner
- Förbättrar blodcirkulationen tack vare upprepad muskelkontraktion och avslappning

Nyckelfunktioner:

- Dubbla behandlingar: Värme + TENS
- Två lägen av värmeintensitet (som tillval) och 9 förinställda TENS-lägen "TRIPLE ACTION TECHNOLOGY" som bidrar till att blockera smärtmeddelandet till hjärnan samt utlöser frisättningen av endorfiner och förbättrar blodcirkulationen
- Intensitetsnivåer från 1 till 20
- Läkemedelsfri smärtlindring
- Laddningsbart batteri
- 3 års garanti

NYHET!

Se demovideo på
www.ajmedical.se



Omron TENS E3 Intense
Art.nr: 4043
Pris 1.195:-

Omron TENS E3 Intense behandlar stress, trötthet, muskelsmär, artros och spänningssmär. Med enkla förvalda program kan du ställa in vilken del av kroppen du vill behandla. Den är ett komplement till smärtstillande tabletter och kan hjälpa till att förebygga återkommande smärtsamma problem. Levereras med Long Life Pads, batterier, bältesclip, mjuk förvaringsväska och manual. 3 års garanti.

Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 4016-1 Tvättbara Long Life Pads till Omron E1, E2, E3, E4 och Soft Touch, 2 st/fp. **Pris 325:-**

SPECIALERBJUDANDE!

Blodtrycksmätare Omron 907 med golvstativ och Trippelmanschett™
Art.nr: 1220-J20
Ord. pris 14.485:-
Specialpris 11.995:-



Blodtrycksmätare Omron HBP-1300 med stetoskop Littmann Classic III
Art.nr: 4213-J25
Ord. pris 7.530:-
Specialpris 5.195:-



Trippelmanschett™ med WA DS65 och stetoskop Littmann Classic III
Art.nr: 5012-J20-3
Ord. pris 3.409:-
Specialpris 2.595:-



Blodtrycksmätare AJM® - standardmanschett vuxen 25-35 cm med WA DS54 och stetoskop Littmann Classic III
Art.nr: AJM-J20-3
Ord. 1.960:-
Specialpris 1.495:-



OMRON

OMRON TERMOMETRAR:

Art.nr: 4117 Infraröd panntermometer Omron Gentle Temp 720. **Pris 799:-**

Art.nr: 4115 Digital örontermometer Omron Gentle Temp 521. Ord.pris 719:-
Kampanjpris 599:-

Tillbehör: Art.nr: 4116 Provlock, 40 st/fp. **Pris 110:-**

Art.nr: 4114 Digital örontermometer Omron Gentle Temp 520. Ord.pris 599:-
Kampanjpris 495:-

Tillbehör: Art.nr: 4116 Provlock, 40 st/fp. **Pris 110:-**

Art.nr: 4113 Febertermometer Omron Flex Temp Smart för mätning oralt, rektalt eller i armhålan. **Pris 119:-**
Tillbehör: Art.nr: 4113-1 Hygienskydd, 100 st/fp. **Pris 50:-**

KaWe REFLEXHAMMARE:

Art.nr: 8861 KaWe Trörmor Original reflexhammare med metallskaft. **Pris 495:-**

Art.nr: 8862 KaWe Witroe reflexhammare med plastskaft, borste och nål. **Pris 395:-**

Art.nr: 8854 KaWe Colorflex stor reflexhammare. Finns i färgerna: svart, röd, blå och gul. **Pris 355:-**

Art.nr: 8850 KaWe Colorflex liten reflexhammare. Finns i färgerna: svart, röd, blå och gul. **Pris 309:-**

Art.nr: 8860 KaWe Buck reflexhammare med metallskaft, borste och nål. **Pris 315:-**

Art.nr: 8863 KaWe Babinsky reflexhammare. **Pris 245:-**

Art.nr: 8880 Medivention hopfällbar reflexhammare. **Pris 389:-**



KaWe PENNLAMPOR:

Art.nr: 8896 KaWe DIALIGHT® XL pennlampa med huvud av plast och xenonlampa. Drivs med 1,5 V batteri micro typ AA (inkluderas ej). Finns i färgerna: svart och blå. **Pris 515:-**

Art.nr: 8890 KaWe Cliplight pennlampa av metall. Levereras med batterier 1,5 V micro (AAA). Finns i färgerna: svart, blå, grå, gul, lila och röd. **Pris 105:-**

KaWe stasband:

Art.nr: 8875-D KaWe stasband, engångs, 50 st/fp. **Pris 785:-**

Art.nr: 8875 KaWe easy clic stasband med enkel multi-clip i modern design. Finns i alternativen: blå, gul och barn. **Pris 79:-**



MEDIZINTECHNIK
seit 1890
KaWe
GERMANY

KaWe STÄMGAFFLAR:

Art.nr: 8870 KaWe Rydel Seiffer stämgafl c 128/ C64 Hz för neurologer med dämpare och plastfot. **Pris 1.385:-**

Art.nr: 8871 KaWe Lucae stämgafl c 128 Hz för öronläkare med ställbara dämpare från c-h och plastfot. **Pris 1.125:-**

Art.nr: 8873 KaWe Aluminium stämgafl c 128 Hz för medicinska diagnoser med dämpare. **Pris 739:-**

Art.nr: 8872 KaWe a1 stämgafl 440 Hz för öronläkare med plastfot. **Pris 559:-**



För mer information: besök vår webbplats www.ajmedical.se eller ring 08-767 29 70
För beställning: Ring 08-767 29 70 Faxe 08-767 29 82 Klicka www.ajmedicalshop.se eller använd bifogad beställningsblankett och skicka in – Vi bjuder på portot!

AJ MEDICAL
BLODTRYCKSSPECIALISTEN

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer. Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalogen eller slutförsäljning.





Tejpa här

AJ MEDICAL
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Alltid tillgängligt. Öppet dygnet runt. Du kan handla i lugn och ro när du själv vill!
www.ajmedicalshop.se

Säljer allt inom blodtryck

Blodtrycksmätare: Manuella, elektroniska, patientmonitorer och 24-timmars.

Vi utför även utbildning, service och kalibrering. Övriga tillbehör för blodtrycksmätning finns.

Övrigt sortiment:



Stetoskop: Littmann, Welch Allyn och Meditron **Vågar:** KERN, Seca och Omron **Längdmätare:** KERN och Seca **Febertermometrar:** Omron och 3M
Kroppsfettsmätare: Omron **Stegräknare/Aktivitetssmätare:** Omron **TENS-apparat:** Omron **Nebulisatorer:** Omron och Maxin **Blodtryckssänkare:** Resperate
Patientmonitorer: Huntleigh **Otoskop:** Welch Allyn och KaWe **Oftalmoskop:** Welch Allyn och KaWe **EKG:** Meditech, Labtech, Welch Allyn och Omron **EKG-elektroder:** 3M och ESI
Pulsoximeter: Huntleigh och EnviteC **Reflexhammare:** KaWe och Mediventon **Stämgaflar:** KaWe **Desinficering:** IQ MOBILE **Belysning:** Welch Allyn, AJ Medical och KaWe
Stasband: KaWe **Spirometri:** Welch Allyn, Labtech och MIR **Doppler:** Huntleigh **Hudinstrument:** Welch Allyn **Laryngoskop:** Welch Allyn
Rekto-/Proktoskopi: Welch Allyn **Syntavlor:** AJ Medical **Öron/Näsa/Hals:** Welch Allyn



Hela vårt sortiment med mer information finns på

www.ajmedical.se eller för att beställa direkt

www.ajmedicalshop.se

Välkomna!



På Facebook



Vi utför även service på samtliga produkter.

Tillbehör och reservdelar finns vid behov.

Beställ för över 10.000:- och få 5% i extra rabatt!

(Fraktfritt + OMRON Flex Temp Smart + 5% i extra rabatt)

Ange rabattkoden: AJ19 när ni gör er beställning.

(Gäller hela sortimentet, dock ej avtalskunder, upphandlade priser och servicetjänster)

Vik här

Frankeras ej
AJ Medical
betalar
portot

AJ Medical

Svarspost

201 222 31

181 20 Lidingö



Vid order över 5.000:- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enl. SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st** per år, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st.

Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år) 585:-		

Välj fraktsätt: Sjukvård och företag

Privatperson

☐ DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.)

☐ Postförskott (hämtas på utlämningsställe)

☐ Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod

Leveransadress:

Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn:

Org.nr/Personnr:

Box:

Gatuadress:

Postnr./Ort:

Telefon: Fax:

E-post:

☐ Kryssa för rutan om ni vill ha unika erbjudanden via e-post.

Datum/Namnteckning:

Namnförtydligande:

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö
och återfås servade och klara inom 5 dagar! (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)**

Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82

E-post: info@ajmedical.se

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000:-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.