



# HUNTLEIGH

Se nya SC500 på sidan 14!

**Art.nr: H-SC300T** **5 års garanti**  
• Huntleigh SpO2-teknologi  
• Trådlös termometer  
Ord. pris 16.195:-  
**Kampanjpris 12.965:-**

**Art.nr: H-SC300**  
• Huntleigh SpO2-teknologi  
Ord. pris 13.755:-  
**Kampanjpris 10.995:-**

**Art.nr: H-SC300NT**  
• Nellcor SpO2-teknologi  
• Trådlös termometer  
Ord. pris 26.285:-  
**Kampanjpris 23.655:-**

**Art.nr: H-SC300N**  
• Nellcor SpO2-teknologi  
Ord. pris 24.105:-  
**Kampanjpris 21.695:-**

Se demovideo på ajmedical.se



Smartsigns® Compact 300 monitor finns i fyra olika versioner

SC300 är en ny kompakt patientmonitor. Denna kraftfulla, flexibla plattform erbjuder blodtryck, puls, pulsoximetri och trådlös febertermometer som tillval. Den är utrustad med ett batteri som håller för 12 h användning. Resultaten visas på en 6" digital färg-display. SC300 lämpar sig för användning på både vuxna, barn och neonatala patienter. Levereras med uppladdningsbart batteri, laddare, sensor för vuxen, blodtrycksmanschett för vuxen (25-35 cm) med 3 m slang, jordkabel och CD med användarmanual. 5 års garanti på monitorn.

**Uppgraderad mjukvara:** Automatiska mätningar- mätningar kan göras med förinställda intervall: 2,3,4,5,10,15,20,25,30,60 min eller kontinuerligt under en period på 5 min.

- Tydlig 6" digital display i färg
- Trådlös termometer som tillval (upp till 10 m räckvidd)
- 50 mätningar i minne
- Long-life batterier (12 h)
- Val av SpO2-teknologi (Huntleigh eller Nellcor)

## Tillbehör och reservdelar:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Art.nr: H-ACC-VSM-279 | Manschett vuxen 46-66 cm. <b>Pris 425:-</b>                  |
| Art.nr: H-ACC-VSM-278 | Manschett vuxen 33-47 cm. <b>Pris 295:-</b>                  |
| Art.nr: H-ACC-VSM-277 | Manschett vuxen 25-35 cm. <b>Pris 295:-</b>                  |
| Art.nr: H-ACC-VSM-276 | Manschett vuxen 20-28 cm. <b>Pris 295:-</b>                  |
| Art.nr: H-ACC-VSM-275 | Manschett barn 18-26 cm. <b>Pris 295:-</b>                   |
| Art.nr: H-ACC-VSM-274 | Manschett spädbarn 10-19 cm. <b>Pris 255:-</b>               |
| Art.nr: H-ACC-VSM-273 | Manschett spädbarn 6-11 cm. <b>Pris 255:-</b>                |
| Art.nr: H-ACC-VSM-283 | Engångsmanschett neonatal 7,0-12,8 cm. <b>Pris 195:-</b>     |
| Art.nr: H-ACC-VSM-282 | Engångsmanschett neonatal 5,6-10,6 cm. <b>Pris 195:-</b>     |
| Art.nr: H-ACC-VSM-281 | Engångsmanschett neonatal 4,0-7,6 cm. <b>Pris 195:-</b>      |
| Art.nr: H-ACC-VSM-280 | Engångsmanschett neonatal 3,0-5,5 cm. <b>Pris 195:-</b>      |
| Art.nr: H-ACC-VSM-284 | Slang 3 m till blodtrycksmanschetter. <b>Pris 255:-</b>      |
| Art.nr: H-ACC-VSM-289 | Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 3 m kabel. <b>Pris 845:-</b> |
| Art.nr: H-ACC-VSM-290 | Huntleigh SpO2, 2 m förlängningskabel. <b>Pris 935:-</b>     |

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Art.nr: H-ACC-VSM-291 | Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 1 m kabel. <b>Pris 845:-</b>                |
| Art.nr: H-ACC-VSM-292 | Huntleigh neonatal/pediatrik omslagssensor med 1 m kabel. <b>Pris 845:-</b> |
| Art.nr: H-ACC-VSM-310 | DS100A Nellcor kompatibel sensor Oximax. <b>Pris 1.105:-</b>                |
| Art.nr: H-ACC-VSM-309 | DOC10 Nellcor kompatibel förlängningskabel Oximax. <b>Pris 1.315:-</b>      |
| Art.nr: H-ACC-VSM-293 | Provlock för termometer 200 st/10 fp. <b>Pris 255:-</b>                     |
| Art.nr: H-ACC-VSM-286 | Provlock för termometer 800 st/40 fp. <b>Pris 1.035:-</b>                   |
| Art.nr: H-ACC-VSM-287 | Provlock för termometer 8000 st/400 fp. <b>Pris 10.575:-</b>                |
| Art.nr: H-ACC-VSM-288 | Monteringskit för väggfäste och golvstativ. <b>Pris 255:-</b>               |
| Art.nr: H-ACC-VSM-153 | Golvstativ med inbyggd korg och 5 hjul. <b>Pris 7.655:-</b>                 |
| Art.nr: H-ACC-VSM-154 | Väggfäste. <b>Pris 8.455:-</b>  |
| Art.nr: H-ACC-VSM-187 | Krok/hake för väggfäste. <b>Pris 695:-</b>                                  |
| Art.nr: H-ACC-VSM-189 | Korg 3,5" för väggfäste. <b>Pris 1.925:-</b>                                |
| Art.nr: H-ACC-VSM-294 | IVA stångfäste. <b>Pris 1.155:-</b>   |
| Art.nr: H-SP-781351   | Batteripack. <b>Pris 935:-</b>  |



## Huntleigh Smartsigns Minipulse

**Art.nr: H-MP1**  
Komplett med 1 återanvändningsbar sensor (välj vuxen, pediatrik el. neonatal), batterier och manual.  
Ord. pris 5.255:-  
**Kampanjpris 4.725:-**

**Art.nr: H-MP1R-J30** (uppladdningsbar)  
Komplett med 1 återanvändningsbar sensor vuxen, uppladdningsbara batterier, bordsställ/laddare, strömkabel till vägg och manual.  
Ord. pris 6.635:-  
**Kampanjpris 5.595:-**

**Art.nr: H-MP1-R** (uppladdningsbar)  
Komplett med 1 återanvändningsbar sensor (välj vuxen, pediatrik el. neonatal), uppladdningsbara batterier, bordsställ/laddare, strömkabel till vägg och manual.  
Ord. pris 6.635:-  
**Kampanjpris 5.975:-**

MiniPulse-serien har utformats för att ge kliniker snabba och pålitliga mätningar. Kan användas handhållen och stående på plats för kontinuerlig övervakning.

- Stor LCD-skärm med exceptionell prestanda
- Patientens syremättnadsnivå, pulsfrekvens och signalkvalitet kan visas både från vida vinklar och långa avstånd
- Lång batteritid
- Omfattande urval av larm som kan ställas in av användaren
- Lättrenjörd kontrollpanel
- 5 års garanti på enheten

Se demovideo på ajmedical.se

## ABI-System Dopplex® ABILITY

**Art.nr: H-DA100PB** **Rekommenderas**

Dopplex ABILITY- Automatic Ankle Brachial Index System är en revolutionerande ankel/arm-indexmätare. ABI beräknas enkelt och korrekt på 3 minuter utan behov av att låta patienten vila först. Resultaten beräknas automatiskt, tolkas och visas med pulsvolymkrävs på LCD-displayen. Mätresultaten kan antingen skrivas ut på termpapper eller på förklustrade etiketter från den inbyggda skrivaren. Levereras med en uppsättning standardmanschetter, två pappersrullar, en förpackning hygieniskydd, nätkabel och bruksanvisning, 2 års garanti.

Ord. pris 52.665:- **Kampanjpris 47.395:-**



Finns även som följande alternativ:

Endast nätdriven/ utan batteri.  
**Art. nr: H-DA100P**  
Ord. pris: 46.345:-/st  
**Nu 41.715:-/st**

Nätdriven datorbaserad/ utan batteri och skrivare.  
**Art. nr: H-DA100**  
Ord. pris: 33.665:-/st  
**Nu 30.295:-/st**

Se demovideo på ajmedical.se

## VASKULÄR

### Dopplex® Ankel- arm- och tåtryckspaket med DMX

**Art.nr: H-ATP KIT**

DMX-R digital doppler, EZ8XS vidvinkelprobe, APPG-probe med adapter, tå-manschetter med pump, latexfria arm-/ankelmanschetter i standard och large, blodtrycksmätare med tryckventil, neuropeen med ask med 100 st spetsar, utbildnings-CD, gel och en praktisk transportväska. 3 års garanti.

Ord. pris 27.645:- **Kampanjpris 24.885:-**

**Programvara finns som tillbehör!**  
**OBS! Se prober som tillbehör på sid 9.**

Se demovideo på ajmedical.se



**Nyhett!**

## KIRURGI

### Intraoperativ engångs-probe startpaket

**Art.nr: H-DISP10XS**  
Levereras med probeadapter, klämma och 10 st engångs-prober. Endast kompatibel med DMX doppler. **Pris 13.125:-**

### Intraoperativa prober-engångs

**Art.nr: H-DIPP10**  
Engångs-prober 8 MHz 10 st/fp. **Pris 8.355:-**

Se demovideo på ajmedical.se



## VASKULÄR

### Dopplex® ABI Kit för ankel-armindex med DMX

**Art.nr: H-ABI KIT**

DMX-R digital doppler med uppladdningsbara batterier och laddare, EZ8XS vidvinkelprobe, VPSXS 5 MHz probe för ödematösa armar samt djupt liggande kärl, blodtrycksmätare med tryckventil, latexfria arm-/ankelmanschetter i standard och large, utbildnings-CD, gel och en praktisk transportväska. 3 års garanti.

Ord. pris 23.745:- **Kampanjpris 21.375:-**

**Programvara finns som tillbehör!**  
**OBS! Se prober som tillbehör på sid 9.**

Se demovideo på ajmedical.se



**OBS!** Använd rabattkoden AJ22 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

**Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2023.**

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Box 10022  
181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se  
www.ajmedicalshop.se  
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82



Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

**CTG – FOSTERÖVERVAKNING**

**Sonicaid® Team 3 Antepartum**

Art.nr: H-TEAM3-ANTEPARTUM



Sonicaid® Team 3 Antepartum med integrerad Dawes-Redman CTG Analys är ett avancerat moder- och fosterövervakningssystem. CTG Antepartum Analys-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs

monitörer. Team 3 Antepartum är rik på funktioner som ger en kostnadseffektiv, pålitlig och korrekt övervakning av både fostret och modern. Välj mellan singel-, tvilling- eller trilling-fosterövervakningsfunktion.

Ord. pris 132.625,- **Kampanjpris 119.365,-**

Art.nr: H-Triplets Trillingkapacitet. **Pris 1.885,-**



**Sonicaid® Team 3 Ante-/Intrapartum**

Art.nr: H-TEAM3-ANTE-/INTRAPARTUM

Huntleigh Sonicaid Team 3 Ante-/Intrapartum övervaknings-system med mammagrammetrar som blodtryck och SpO2. Integrerad Dawes-Redman Antepartum CTG-Analys och Labour TREND, vilka används exklusivt av Huntleigh. Antepartum Analys-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Denna beräknar och rapporterar regelbundet viktiga parametrar under första stadiet av förlossningen gällande CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan. Utrustningen är mycket användarvänlig med den symbolrika skärmen som även fungerar vid användning av handskar. Fostrets hjärtfrekvens visas med stora siffror med automatisk skalning som ger optimal synlighet vid övervakning av ett foster, tvillingar eller trillingar. Givarna har högsta prestanda, även vid användning på mammor med högt BMI. Vid användning av ArciTrace-papper har man upp till 25 års arkivering. Tillverkad i Storbritannien. CE-märkt.

Ord. pris 171.525,- **Kampanjpris: 154.375,-**

Art.nr: H-Triplets Trillingkapacitet. **Pris 1.885,-**

**Sonicaid® Team 3 Intrapartum**

Art.nr: H-TEAM3-INTRAPARTUM

Sonicaid® Team 3 Intrapartum med integrerad Dawes-Redman Intrapartum CTG TREND är ett avancerat övervakningssystem för både moder och foster. Den unika och effektiva TREND-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Denna beräknar och rapporterar regelbundet viktiga parametrar gällande Intrapartum CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan.

Ord. pris 131.425,- **Kampanjpris 118.285,-**

Art.nr: H-Triplets Trillingkapacitet. **Pris 1.885,-**



Programvara finns som tillbehör!  
 Vi erbjuder även utbildning och installation vid behov. Ring för offert!  
 Finns även med Freedom trådlösa givare!

**Tillbehör och reservdelar FM800E och Team 3:**

- Art.nr: H-SF1 Freedom trådlösa givare. Ord. pris 69.285,- **Nu 62.355,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-003 FM800E Golvstativ med monteringsatts. **Pris 15.685,-**
- Art.nr: H-ACC-223 FM800E Vägfaste. **Pris 10.875,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-072 Team 3 Golvstativ med monteringsatts. **Pris 14.315,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-076 Team 3 Vägfaste. **Pris 9.305,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-008 Ultraljudsgivare grön 1.0 MHz (2 meter). **Pris 8.825,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-008L Ultraljudsgivare grön 1.0 MHz (3 meter). **Pris 9.685,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-009 TOCO-givare rosa (2 meter). **Pris 9.525,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-009L TOCO-givare rosa (3 meter). **Pris 10.495,-**
- Art.nr: H-SP-7775-6901 Händelsemarkör. **Pris 765,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-042 FM800E SpO2 anslutningskabel (metallkontakt). **Pris 4.995,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-006 FM800E SpO2 anslutningskabel (plastkontakt). **Pris 4.995,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-071 Team 3 SpO2 anslutningskabel (plastkontakt). **Pris 3.925,-**

- Art.nr: H-ACC-VSM-171 SpO2 Comfort Clip fingersensor-BCI. **Pris 3.475,-**
- Art.nr: H-ACC-M1159 FM800E Normal vuxen blodtrycksmanschett (23-33 cm). **Pris 1.505,-**
- Art.nr: H-ACC-M1184 FM800E Stor vuxen blodtrycksmanschett (31-40 cm). **Pris 3.095,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-073 Team 3 Normal vuxen blodtrycksmanschett (24-32 cm). **Pris 1.255,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-074 Team 3 Stor vuxen blodtrycksmanschett (32-42 cm). **Pris 2.395,-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-075 Team 3 Extra stor vuxen blodtrycksmanschett (38-46 cm). **Pris 2.905,-**
- Art.nr: H-ACC-M1160 Slang för blodtrycksmanschett. **Pris 1.505,-**
- Art.nr: H-ACC-8400-8003 Standardkvalitet diagram-papper (20-pack). **Pris 4.645,-**
- Art.nr: H-ACC-321414 ArchiTrace 25 års arkiveringspapper (20-pack). **Pris 5.595,-**
- Art.nr: H-ACC-M1136 Latexfria givarbälten (par). **Pris 335,-**
- Art.nr: H-ACC220 Latexfria engångsgivarbälten (100 par). **Pris 5.745,-**
- Art.nr: H-ACC-1300-0154 Aquason gel 5 l. **Pris 995,-**

Övriga tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 29 70.

Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

**VASKULÄR**

**Dopplex® MD200**

Art.nr: H-MD200-VAS

Dopplex MD200 är en innovativ lösning på läkares krav på en robust, mångsidig och uppladdningsbar doppler-enhet. Kan användas tillsammans med upp till 8 stycken utbytbara prober. 3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.**

Ord. pris 12.385,- **Kampanjpris 10.665,-**



Programvara finns som tillbehör!

**Dopplex® DMX**

Art.nr: H-DMX

Efterträdare till MD2 Dopplex DMX är en digital doppler med högupplöst färgdisplay för presentation av dubbelriktade flödeskurvor. Vid betraktningens vinkel och mycket förbättrad ljudkvalitet med det unika Digital Noise Reduction-systemet (DDNR) samt med gel-filter som minskar knastret som uppstår när gel appliceras. Funktion för in- och uppspelning av dopplerljud och många andra nya funktioner. 3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.**

Ord. pris 9.415,- **Kampanjpris 8.475,-** (med batterier)

Art.nr: H-DMX-R Ord. pris 10.235,- **Kampanjpris 9.215,-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Programvara finns som tillbehör!

**Dopplex® SD2**

Art.nr: H-SD2

Dopplex SD2 tillhandahåller dubbelriktad vaskulär information med en display som visar flödesriktningen. Den är lämplig för kliniska specialister som önskar utföra avancerade doppler-studier. 5 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.**

Ord. pris 6.505,- **Kampanjpris 5.855,-**



**Dopplex® D900**

Art.nr: H-D900

Dopplex D900 är en dubbelriktad ljud-doppler till ett lågt pris. Den används huvudsakligen vid mätning av ankel/arm index inom primärvården och som en del av bensärsbehandlingsregimen. 5 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat. Vi rekommenderar att båda problemen H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till!**

Ord. pris 4.675,- **Kampanjpris 4.205,-**



Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

**OBSTETRISK**

**Sonicaid® SR2**

Art.nr: H-SR2

Efterträdare till FD1 Sonicaid SR2 digital doppler med vattentät 2 MHz probe med kurv- och frekvensdisplay. Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemärkningar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti.

Ord. pris 7.545,- **Kampanjpris 6.795,-** (med batterier)

Art.nr: H-SR2-R

Ord. pris 8.335,- **Kampanjpris 7.505,-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Programvara finns som tillbehör!

**Sonicaid® SR3**

Art.nr: H-SR3

Efterträdare till FD3 Sonicaid SR3 digital doppler med vattentät 3 MHz probe med kurv- och frekvensdisplay. Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemärkningar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti.

Ord. pris 7.545,- **Kampanjpris 6.795,-** (med batterier)

Art.nr: H-SR3-R Ord. pris 8.335,- **Kampanjpris 7.505,-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Programvara finns som tillbehör!

**Sonicaid® SRX**

Art.nr: H-SRX

Efterträdare till FD2

Sonicaid SRX digital doppler med kurv- och frekvensdisplay. Kan användas med hela sortimentet av utbytbara obstetriska och vaskulära XS-prober (icke vattentäta). Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemärkningar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.**

Ord. pris 5.385,- **Kampanjpris 4.845,-** (med batterier)

Art.nr: H-SRX-R Ord. pris 6.195,-

**Kampanjpris 5.575,-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Programvara finns som tillbehör!

**Dopplex® MD200**

Art.nr: H-MD200-OBS

Dopplex MD200 är en innovativ lösning på läkares krav på en robust, mångsidig och uppladdningsbar doppler-enhet. Kan användas tillsammans med upp till 8 stycken utbytbara prober. 3 års garanti.

Ord. pris 12.765,- **Kampanjpris 10.665,-**



**Sonicaid® D920**

Art.nr: H-D920

Sonicaid 920 ljud-doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 2 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlossning. 5 års garanti.

Ord. pris 5.465,- **Kampanjpris 4.915,-**



**Tillbehör och reservdelar (Vaskulära och obstetriska doppler):**

- Art.nr: H-OP2-XS Högkänslig probe 2 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 4.405,-**
- Art.nr: H-OP3-XS Högkänslig probe 3 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 4.405,-**
- Art.nr: H-VP4-XS Högkänslig probe 4 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 4.405,-**
- Art.nr: H-VP5-XS Högkänslig probe 5 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 4.405,-**
- Art.nr: H-VP8-XS Högkänslig probe 8 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 4.405,-**
- Art.nr: H-VP10-XS Högkänslig probe 10 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 4.405,-**
- Art.nr: H-EZ8-XS Högkänslig probe 8 MHz vidvinkel till nya & äldre doppler. **Pris 5.445,-**
- Art.nr: H-PA8-XS Intraoperativ probeadapter till nya doppler. **Pris 4.775,-**
- Art.nr: H-PA8-HG Intraoperativ probeadapter till äldre doppler **Pris 4.775,-**
- Art.nr: H-PPGA1 APPG adapter och probe för tå-trycks mätning till DMX. **Pris 7.565,-**
- Art.nr: H-ACC3 Ultrasonic gel stora flaskor, 12 x 250 ml. **Pris 1.465,-**
- Art.nr: H-ACC24 Ultrasonic gel små flaskor, 12 x 60 ml. **Pris 805,-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-019 Etiketter till ABILITY, 5 st rullar. **Pris 935,-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-017 Termopapper till ABILITY, 5 st rullar. **Pris 595,-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd. 100 st/fp. **Pris 465,-**
- Art.nr: H-SP-726486 Batterilucka till doppler (äldre modeller). **Pris 15,-**
- Art.nr: H-SP-6AH104 Probekabel till doppler (äldre modeller). **Pris 995,-**
- Art.nr: H-SP-701098 Batteripack till MD200. **Pris 1.065,-**
- Art.nr: H-ACC21 Hörlurar till nya & äldre doppler. **Pris 365,-**
- Art.nr: H-ACC34 Bärväska till handdoppler. **Pris 365,-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-029 Bärväska till ATP och ABI paket. **Pris 1.275,-**

**Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2023.**

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000,-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
 Box 10022  
 181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:  
 Vasavägen 78-80  
 181 41 Lidingö, Sweden

[www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
 E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
 VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
 Fax: 08-767 29 82



Nyhet!

# HUNTLEIGH

## Huntleigh SC500 Patientmonitor

- Blodtryck
- Puls
- Huntleigh SpO2-teknologi

2 års garanti

Art.nr: H-SC500

Ord. pris 21.195:-

**Kampanjpris 18.995:-**

Tillval:

Art.nr: H-SC500E EKG (I, II, III-avledningar). **Pris 4.195:-**

Art.nr: H-SC500N Nellcor SpO2-teknologi. **Pris 11.135:-**

Art.nr: H-SC500T Trådlös termometer. **Pris 2.155:-**

Art.nr: H-SC500P Integrerad skrivare. **Pris 4.285:-**



SC500 är en ny kompakt patientmonitor. Denna kraftfulla, flexibla plattform erbjuder blodtryck, puls och pulsoximetri. Som tillval kan man välja EKG, Nellcor SpO2-teknologi och integrerad skrivare. Den är utrustad med ett batteri som håller för 8 h användning. Resultaten visas på en 8" digital färg-display. SC500 lämpar sig för användning på både vuxna, barn och neonatala patienter. Det stora interna minnet kan lagra upp till 200 mätningssuppsättningar. Levereras med uppladdningsbart batteri, laddare, sensor för vuxen, blodtrycksmanschett för vuxen (25-35 cm) med 3 m slang, jordkabel och CD med användarmanual. 2 års garanti på mätaren.

- Tydlig 8" digital display i färg
- Trådlös termometer som tillval (upp till 10 m räckvidd)
- 200 mätningar i minne
- Long-life batterier (8 h)
- Val av SpO2-teknologi (Huntleigh eller Nellcor)
- EKG (I, II, III-avledningar) som tillval
- Skrivare (integrerad) som tillval



**Golvstativ**  
Art.nr: H-ACC-VSM-153



**Väggfäste**  
Art.nr: H-ACC-VSM-154



**Tillbehör och reservdelar:**

- Art.nr: H-ACC-VSM-279 Manschett vuxen 46-66 cm. **Pris 425:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-278 Manschett vuxen 33-47 cm. **Pris 295:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-277 Manschett vuxen 25-35 cm. **Pris 295:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-276 Manschett vuxen 20-28 cm. **Pris 295:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-275 Manschett barn 18-26 cm. **Pris 295:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-274 Manschett spädbarn 10-19 cm. **Pris 255:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-273 Manschett spädbarn 6-11 cm. **Pris 255:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-283 Engångsmanschett neonatal 7,0-12,8 cm. **Pris 195:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-282 Engångsmanschett neonatal 5,6-10,6 cm. **Pris 195:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-281 Engångsmanschett neonatal 4,0-7,6 cm. **Pris 195:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-280 Engångsmanschett neonatal 3,0-5,5 cm. **Pris 195:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-284 Slang 3 m till blodtrycksmanschetter. **Pris 255:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-289 Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 3 m kabel. **Pris 845:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-290 Huntleigh SpO2, 2 m förlängningskabel. **Pris 935:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-291 Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 1 m kabel. **Pris 845:-**

- Art.nr: H-ACC-VSM-292
- Art.nr: H-ACC-VSM-310
- Art.nr: H-ACC-VSM-309
- Art.nr: H-ACC-VSM-293
- Art.nr: H-ACC-VSM-286
- Art.nr: H-ACC-VSM-287
- Art.nr: H-ACC-VSM-300
- Art.nr: H-ACC-VSM-303
- Art.nr: H-ACC-VSM-201
- Art.nr: H-ACC-VSM-288
- Art.nr: H-ACC-VSM-153
- Art.nr: H-ACC-VSM-154
- Art.nr: H-ACC-VSM-187
- Art.nr: H-ACC-VSM-189
- Art.nr: H-ACC-VSM-294

- Huntleigh neonatal/pediatrik omslagssensor med 1 m kabel. **Pris 845:-**
- DS100A Nellcor kompatibel sensor Oximax. **Pris 1.105:-**
- DOC10 Nellcor kompatibel förlängningskabel Oximax. **Pris 1.315:-**
- Provlock för termometer 200 st/10 fp. **Pris 255:-**
- Provlock för termometer 800 st/40 fp. **Pris 1.035:-**
- Provlock för termometer 8000 st/400 fp. **Pris 10.575:-**
- 3-vägs EKG-kabel. **Pris 1.425:-**
- 3-vägs Neonatal trunk. **Pris 805:-**
- EKG-elektroder för Neonatal, 3 st förkopplade (40 st/fp). **Pris 1.485:-**
- Monteringskit för väggfäste och golvstativ. **Pris 255:-**
- Golvstativ med inbyggd korg och 5 hjul. **Pris 7.655:-**
- Väggfäste. **Pris 8.455:-**
- Krok/hake för väggfäste. **Pris 695:-**
- Korg 3,5" för väggfäste. **Pris 1.925:-**
- IVA stångfäste. **Pris 1.155:-**

För mer avancerade patientmonitorer besök [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

# OMRON

Nyhet!



## OMRON Complete (2 i 1) Blodtrycksmätare + EKG

Få en komplett bild av hjärthälsan med Omron Complete, en kombinerad blodtrycks- + EKG-monitor för enkla mätningar både inom sjukvården och i hemmiljö.

Att ha möjlighet att mäta båda dessa riskfaktorer för stroke i en enhet gör det möjligt för dem som lever med hjärtflimmer att enkelt hålla reda på deras tillstånd och veta när man ska söka behandling.

En kliniskt validerad blodtrycksmätare med inbyggd EKG-teknik för enkel blodtrycks- och EKG-övervakning. Omron Complete är lätt att använda och upptäcker hjärtflimmer och andra arytmier inom 30 sekunder. Fungerar med Omron Connect: Lagra obegränsade mätningar och spåra data över tiden. OBS! Mobiltelefonen som används som skärm medföljer ej. Levereras med manschett för armomfång 22-42 cm, batterier och förvaringsväska. 3 års garanti.

Art.nr: 4267

Ord. pris 3.495:-

**Kampanjpris 2.795:-**

**Tillbehör:**

- Art.nr: 1201 Manschett liten (17-22 cm). **Pris 389:-**
- Art.nr: 1259 Nätadapter H. **Pris 319:-**
- Art.nr: 1270-2 Förlängningsslang 1,2 m. **Pris 95:-**



## OMRON NightView Blodtrycksmätare

En kliniskt validerad blodtrycksmätare för att mäta blodtrycket automatiskt under natten. Automatisk nattmätning: 02:00, 04:00, 4 timmar efter mätning. 1 användare 350 minnen. Levereras med manschett för handelsomfång 13,5-21,5 cm, batterier och förvaringssetui. 3 års garanti.

Art.nr: 4268

Ord. pris 4.375:-

**Kampanjpris 3.495:-**

## OMRON P300 Intelli IT Pulsoximeter



Omron P300 Intelli IT Pulsoximeter/Saturationsmätare är kliniskt validerad och avsedd för användning både inom sjukvården och i hemmiljö. Den har en 1,12" OLED display och en inbyggd fingersond. Fungerar med Omron Connect. Levereras med batterier och förvaringssetui. 3 års garanti.

Art.nr: 4290

Ord. pris 3.375:-

**Kampanjpris 2.695:-**

## OMRON PocketTens

Omron PocketTens minskar och lindrar smärta i muskler och leder, stelhet och domningar i rygg, armar, ben, nacke och fötter genom elektrisk nervstimulering mot den del av huden som är närmast smärtpunkten. Enheten är avsedd att användas på normal, frisk, torr och ren hud på vuxna patienter. Levereras med Long Life Pads, batterier och förvaringsväska. 3 års garanti.



Art.nr: 4046

Ord. pris 685:-

**Kampanjpris 545:-**

## OMRON Eco Temp Intelli IT

Omron Eco Temp Intelli IT är en febertermometer för mätning oralt eller i armbålen. Fungerar med Omron Connect: Data från termometern omvandlas till ljudvägor och överförs sedan till en Smartphone. Eco Temp Intelli IT använder termometersummer som en ljudväg och överför data till en Smartphone via dess mikrofon. Levereras med batteri och skyddshölje. 3 års garanti.



**Tillbehör:** Art.nr: 4113-1 Hygienskydd. 100 st/fp. **Pris: 50:-**

Art.nr: 4119

Ord. pris 399:-

**Kampanjpris 319:-**



## OMRON WheezeScan

Omron WheezeScan är ett verktyg som är utformat för att hjälpa till att upptäcka väsande och svår andning hos barn med astmasymtom. WheezeScan analyserar barnets andning för att snabbt och exakt berätta om barnets väsande och hjälper till att ta bort tvivel i ögonblicket av andningssvårigheter och det blir på så sätt enklare att följa läkarens behandlingsplan. Levereras med batterier och förvaringshölje. 3 års garanti.



Art.nr: 4070

Ord. pris 3.625:-

**Kampanjpris 2.895:-**

Nyhet!

# 3M

**3M Enpatientstetoskop**  
**Håll dina patienter säkra**  
**Lysna med tillförsikt**



## 3M Enpatientstetoskop för vuxna

Art.nr: 1580  
Ord. pris 85:- **Kampanjpris 75:-**



## 3M Enpatientstetoskop för barn

Art.nr: 1581  
Ord. pris 105:- **Kampanjpris 95:-**  
Mindre bröststycke för barn.

