



HUNTLEIGH

Huntleigh är en ledande global leverantör av innovativ och högkvalitativ medicinsk utrustning för hälso- och sjukvårdspersonal. Diagnostic Products Division kan stolt skryta med världsledande varumärken såsom Sonicaid, Dopplex och Smartsigns, som omfattar världens behov inom obstetrisk, vaskulär diagnostik och patientövervakning. AJ Medical är exklusiv distributör för Sverige.

HUNTLEIGH

Huntleigh SC500 Patientmonitor

- Blodtryck
- Puls
- Huntleigh SpO2-teknologi

2 års garanti

Art.nr: H-SC500

Ord. pris 21.995:-

Kampanjpris 19.795:-

Tillval:

 Art.nr: H-SC500E 3 punkter EKG. **Pris 4.405:-**

 Art.nr: H-SC500N Nellcor SpO2-teknologi. **Pris 11.685:-**

 Art.nr: H-SC500T Trådlös termometer. **Pris 2.265:-**

 Art.nr: H-SC500P Integrerad skrivare. **Pris 4.475:-**


SC500 är en ny kompakt patientmonitor. Denna kraftfulla, flexibla plattform erbjuder blodtryck, puls och pulsoximetri. Som tillval kan man välja EKG, Nellcor SpO2-teknologi och integrerad skrivare. Den är utrustad med ett batteri som håller för 8 h användning. Resultaten visas på en 8" digital färg-display. SC500 lämpar sig för användning på både vuxna, barn och neonatala patienter. Det stora interna minnet kan lagra upp till 200 mätningssuppsättningar. Levereras med uppladdningsbart batteri, laddare, sensor för vuxen, blodtrycksmanschett för vuxen (25-35 cm) med 3 m slang, jordkabel och CD med användarmanual. 2 års garanti på mätaren.

- Tydlig 8" digital display i färg
- Trådlös termometer som tillval (upp till 10 m räckvidd)
- 200 mätningar i minne
- Long-life batterier (8 h)
- Val av SpO2-teknologi (Huntleigh eller Nellcor)
- EKG (3 punkter) som tillval
- Skrivare (integrerad) som tillval


 Golvstativ
 Art.nr: H-ACC-VSM-153

 Väggfäste
 Art.nr: H-ACC-VSM-154

Huntleigh SC300 Patientmonitor

 Art.nr: H-SC300T **5 års garanti**

- Huntleigh SpO2-teknologi
- Trådlös termometer

Ord. pris 17.255:-

Kampanjpris 15.525:-


Art.nr: H-SC300

- Huntleigh SpO2-teknologi

Ord. pris 14.775:-

Kampanjpris 13.295:-


Art.nr: H-SC300NT

- Nellcor SpO2-teknologi
- Trådlös termometer

Ord. pris 29.505:-

Kampanjpris 26.555:-


Art.nr: H-SC300N

- Nellcor SpO2-teknologi

Ord. pris 26.995:-

Kampanjpris 24.295:-


SC300 är en ny kompakt patientmonitor. Denna kraftfulla, flexibla plattform erbjuder blodtryck, puls, pulsoximetri och trådlös febertermometer som tillval. Den är utrustad med ett batteri som håller för 12 h användning. Resultaten visas på en 6" digital färg-display. SC300 lämpar sig för användning på både vuxna, barn och neonatala patienter. Levereras med uppladdningsbart batteri, laddare, sensor för vuxen, blodtrycksmanschett för vuxen (25-35 cm) med 3 m slang, jordkabel och CD med användarmanual. 5 års garanti på monitorn.

Uppgraderad mjukvara: Automatiska mätningar- mätningar kan göras med förinställda intervall: 2,3,4,5,10,15,20,25,30,60 min eller kontinuerligt under en period på 5 min.

- Tydlig 6" digital display i färg
- Trådlös termometer som tillval (upp till 10 m räckvidd)
- 50 mätningar i minne
- Long-life batterier (12 h)
- Val av SpO2-teknologi (Huntleigh eller Nellcor)

Tillbehör och reservdelar Huntleigh SC500 och SC300:

Art.nr: H-ACC-VSM-279 Manschett vuxen 46-66 cm. **Pris 485:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-278 Manschett vuxen 33-47 cm. **Pris 345:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-277 Manschett vuxen 25-35 cm. **Pris 345:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-276 Manschett vuxen 20-28 cm. **Pris 345:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-275 Manschett barn 18-26 cm. **Pris 345:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-274 Manschett spädbarn 10-19 cm. **Pris 265:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-273 Manschett spädbarn 6-11 cm. **Pris 265:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-283 Engångsmanschett neonatal 7,0-12,8 cm. **Pris 215:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-282 Engångsmanschett neonatal 5,6-10,6 cm. **Pris 215:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-281 Engångsmanschett neonatal 4,0-7,6 cm. **Pris 215:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-280 Engångsmanschett neonatal 3,0-5,5 cm. **Pris 215:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-284 Slang 3 m till blodtrycksmanschetter. **Pris 265:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-289 Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 3 m kabel. **Pris 975:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-290 Huntleigh SpO2, 2 m förlängningskabel. **Pris 1065:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-291 Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 1 m kabel. **Pris 975:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-292 Huntleigh neonatal/pediatrik omslagssensor med 1 m kabel. **Pris 975:-**

Art.nr: H-ACC-VSM-310 DS100A Nellcor kompatibel sensor Oximax. **Pris 1.265:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-309 DOC10 Nellcor kompatibel förlängningskabel Oximax. **Pris 1.505:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-293 Provlock för termometer 200 st/10 fp. **Pris 555:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-286 Provlock för termometer 800 st/40 fp. **Pris 1.345:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-287 Provlock för termometer 8000 st/400 fp. **Pris 12.395:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-300 3-vägs EKG-kabel. **Pris 1.625:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-303 3-vägs Neonatal trunk. **Pris 925:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-201 EKG-elektroder för Neonatal, 3 st förkopplade (40 st/fp). **Pris 2.695:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-288 Monteringskit för väggfäste och golvstativ. **Pris 355:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-153 Golvstativ med inbyggd korg och 5 hjul. **Pris 8.415:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-154 Väggfäste. **Pris 9.315:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-187 Krok/hake för väggfäste. **Pris 775:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-189 Korg 3,5" för väggfäste. **Pris 2.115:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-294 IVA stängfäste. **Pris 1.315:-**
 Art.nr: H-SP-781351 Batteripack SC300. **Pris 1.745:-**
 Art.nr: H-SP-787366 Batteripack SC500. **Pris 2.505:-**

För mer avancerade patientmonitörer besök www.ajmedical.se

Huntleigh Smartsigns Minipulse

MiniPulse-serien har utformats för att ge kliniker snabba och pålitliga mätningar. Kan användas handhållen och stående på plats för kontinuerlig övervakning.

- Stor LCD-skärm med exceptionell prestanda
- Patientens syremättnadsnivå, pulsfrekvens och signalkvalitet kan visas både från vida vinklar och långa avstånd
- Lång batteritid
- Omfattande urval av larm som kan ställas in av användaren
- Lättrenjörd kontrollpanel
- 5 års garanti på enheten

Art.nr: H-MP1

Komplett med 1 återanvändningsbar sensor (välj vuxen, pediatrik el. neonatal), batterier och manual.

Ord. pris 5.995:-

Kampanjpris 5.395:-

 Se demovideo på ajmedical.se

Tillbehör och reservdelar:

Återanvändningsbara SpO2-sensorer

Art.nr: H-ACC-VSM-161 1,5 m förlängningskabel. **Pris 2.065:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-162 Öronsensor. **Pris 2.985:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-167 Omslagssensor spädbarn. **Pris 2.525:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-168 Omslagssensor neonatal. **Pris 2.525:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-169 Universal Y-sensor. **Pris 2.525:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-170 Pediatrik fingersensor (5-15 kg). **Pris 2.985:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-171 Vuxen återanvändningsbar sensor. **Pris 2.985:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-232 Neonatal fäst-tejp (50-pack). **Pris 825:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-233 Infant fäst-tejp (50-pack). **Pris 2.865:-**

Engångssensorer

Art.nr: H-ACC-VSM-163 Vuxen finger-sensor (>45 kg) 10-pack. **Pris 5.435:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-164 Pediatrik finger-sensor (15-45 kg) 10-pack. **Pris 5.435:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-165 Neonatal finger-sensor (<3 kg) 10-pack. **Pris 5.435:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-166 Spädbarn finger-sensor (3-15 kg) 10-pack. **Pris 5.435:-**

Diverse

Art.nr: H-ACC47 Stångfäste. **Pris 485:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-172 Bärvaska. **Pris 775:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-173 MP1 Bordsställ. **Pris 465:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-174 MP1R Bordsställ/laddare. **Pris 805:-**
 Art.nr: H-SP-750071 Strömkabel till vägg. **Pris 775:-**



Art.nr: H-MP1R-J30 (uppladdningsbar)

Komplett med 1 återanvändningsbar sensor vuxen, uppladdningsbara batterier, bordsställ/laddare, strömkabel till vägg och manual.

Ord. pris 7.995:-

Kampanjpris 6.795:-


Art.nr: H-MP1R (uppladdningsbar)

Komplett med 1 återanvändningsbar sensor (välj vuxen, pediatrik el. neonatal), uppladdningsbara batterier, bordsställ/laddare, strömkabel till vägg och manual.

Ord. pris 7.995:-

Kampanjpris 7.195:-

OBS! Använd rabattkoden AJ23 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2024.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
 Box 10022
 181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:
 Vasavägen 78-80
 181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
 E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
 VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
 Fax: 08-767 29 82

Huntleigh Dopplex® ABILITY ABI-System

Art.nr: H-DA100PB

Dopplex ABILITY- Automatic Ankle Brachial Index System är en revolutionerande ankel/arm-indexmätare. ABI beräknas enkelt och korrekt på 3 minuter utan behov av att låta patienten vila först. Resultaten beräknas automatiskt, tolkas och visas med pulsvolymvågor på LCD-displayen. Mätresultaten kan antingen skrivas ut på termopapper eller på förklitrade etiketter från den inbyggda skrivaren. Levereras med en uppsättning standardmanschetter, två pappersrullar, en förpackning hygienskydd, nätkabel och bruksanvisning. 2 års garanti.

Ord. pris 60.245:-

Kampanjpris 54.225:-

Rekommenderas



Se demovideo på ajmedical.se

Huntleigh Dopplex® ABILITY Nätdriven

Art.nr: H-DA100P

Nätdriven automatisk ankel-arm index-mätare. Fungerar utmärkt som stationär eller bärbar. Resultaten kan skrivas ut på termopapper eller på förklitrade etiketter från den inbyggda skrivaren. Observera att mätaren endast är nätdriven och utan batteri. Programvara DR4 (engelsk) finns som tillbehör. 2 års garanti.

Ord. pris 50.975:-

Kampanjpris 45.875:-



Huntleigh Dopplex® ABILITY eABI Stationär nätdriven

Art.nr: H-DA100

Stationär automatisk ankel-arm index-mätare nätdriven och papperslös. Programvaran DR4 (engelsk) för granskning och arkivering ingår. Programvaran DR4 tillhandahåller helsidesrapporter för dokumentation och pdf-filfunktioner för gränssnitt till elektroniska patientjournalssystem. Ett GDT-gränssnitt ingår också. Installation av mjukvaran kräver ingen ändring av din dator. Observera att mätaren endast är nätdriven och utan batteri och skrivare. 2 års garanti.

Ord. pris 38.515:-

Kampanjpris 34.665:-



Rekommenderade tillbehör:

Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd 100 st/tp. **Pris 595:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-154 Vægghæste. **Pris 9.315:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-013 Golvstativ. **Pris 9.285:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-012 Fixeringsplatta. **Pris 585:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-011 Manschett-set Stor 34-46 cm. **Pris 7.515:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-015 Bärvaske. **Pris 1.775:-**
 Art.nr: H-DR4 Programvara inkl. USB-adapter. **Pris 8.395:-**
 Art.nr: H-SP-771332 ABI batteripack. **Pris 3.635:-**



VASKULÄR DOPPLERPAKET



Se demovideo på ajmedical.se

Huntleigh Dopplex® Ankel-arm- och tåtryckspaket med DMX

Art.nr: H-ATP KIT

DMX-R digital doppler, EZ8XS vidvinkelprobe, APPG-probe med adapter, tå-manschetter med pump, latexfria arm-/ankelmanschetter i standard och large, blodtrycksmätare med tryckventil, neuropen med ask med 100 st spetsar, utbildnings-CD, gel och en praktisk transportväska. 3 års garanti.

Ord. pris 31.625:- **Kampanjpris 28.465:-**

Programvara finns som tillbehör!



Se demovideo på ajmedical.se

Huntleigh Dopplex® ABI Kit för ankel-armindex med DMX

Art.nr: H-ABI KIT

DMX-R digital doppler med uppladdningsbara batterier och laddare, EZ8XS vidvinkelprobe, VPSXS 5 MHz probe för ödematösa armar samt djupt liggande kärl, blodtrycksmätare med tryckventil, latexfria arm-/ankelmanschetter i standard och large, utbildnings-CD, gel och en praktisk transportväska. 3 års garanti.

Ord. pris 27.165:- **Kampanjpris 24.445:-**

Programvara finns som tillbehör!

KIRURGI STARTPAKET

Huntleigh Dopplex® D900 med intraoperativa prober



Art.nr: H-DISP10-D900

Ett komplett och prisvärt startpaket som inkluderar 1 st. Huntleigh Dopplex® D900, 1 st. probe-adapter till intraoperativa prober, 1 st. klämma och 10 st. intraoperativa engångs-prober som levereras steriliserade i individuell förpackning. 5 års garanti på huvudenheten.

Ord. pris 20.285:- **Kampanjpris 18.255:-**

Huntleigh Dopplex® DMX med intraoperativa prober



Art.nr: H-DISP10-DMX-R

Ett komplett startpaket som inkluderar 1 st. Huntleigh Dopplex® DMX doppler uppladdningsbar, 1 st. probe-adapter till intraoperativa prober, 1 st. klämma och 10 st. intraoperativa engångs-prober som levereras steriliserade i individuell förpackning. 3 års garanti på huvudenheten.

Ord. pris 26.215:- **Kampanjpris 23.595:-**

Se demovideo på ajmedical.se

Intraoperativ engångsprober startpaket

Art.nr: H-DISP10XS

Levereras med probeadapter, klämma och 10 st engångs-prober. Endast kompatibel med DMX doppler. **Pris 15.015:-**



Intraoperativa engångsprober

Art.nr: H-DIP10

Engångs-prober 8 MHz 10 st/tp. **Pris 9.555:-**

VASKULÄRA DOPPLER

Huntleigh Dopplex® DMX

Art.nr: H-DMX

Dopplex DMX är en digital doppler med högupplöst färgdisplay för presentation av dubbelriktade flödeskurvor. Vid betraktning vinkel och mycket förbättrad ljudkvalitet med det unika Digital Noise Reduction-systemet (DNDR) samt med gel-filter som minskar knaset som uppstår när gel appliceras. Funktion för in- och uppspelning av dopplerljud och många andra nya funktioner.

3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.** Vid ankel/arm indexmätning rekommenderas att båda problemen H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till.

Ord. pris 10.765:-

Kampanjpris 9.685:-

(med batterier)

Art.nr: H-DMX-R

(med uppladdningsbara batterier och laddare)

Ord. pris 11.715:- **Kampanjpris 10.545:-**

Programvara finns som tillbehör!

Nyhet!



Huntleigh Dopplex® SD2 MKIII

Art.nr: H-SD2-MK3

Dopplex SD2 MKIII vaskulär doppler med stor monokrom display med indikator för blodflödesriktning för att enkelt kunna identifiera flöde bakåt och framåt. Tydlig indikator för probe identifiering. Integrerat bältesclip. Utgång för hörlurar. Tydliga blodflödesljud. Den är lämplig för kliniska specialister som önskar utföra avancerade dopplerstudier. Levereras komplett med 2 x 20 g påsar med ultraljudsgel, 2 x AA alkaliska batterier och bruksanvisning. 3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.** Vid ankel/arm indexmätning rekommenderas att båda problemen H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till.

Pris 7.305:-



Huntleigh Dopplex® D900 MKIII

Art.nr: H-D900-MK3

Dopplex D900 är en dubbelriktad ljud-doppler till ett lågt pris. Den används huvudsakligen vid mätning av ankel/arm index inom primärvården och som en del av bensärsbehandlingsregimen.

3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.** Vid ankel/arm indexmätning rekommenderas att båda problemen H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till. Lampor som tydligt indikerar PÅ/AV och batteristatus.

Pris 5.275:-

Tillbehör och reservdelar vaskulära doppler och ABILITY:

Art.nr: H-VP4-XS Högkänslig probe 4 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 5.045:-**
 Art.nr: H-VP5-XS Högkänslig probe 5 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 5.045:-**
 Art.nr: H-VP8-XS Högkänslig probe 8 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 5.045:-**
 Art.nr: H-VP10-XS Högkänslig probe 10 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 5.045:-**
 Art.nr: H-EZ8-XS Högkänslig probe 8 MHz vidvinkel till nya & äldre doppler. **Pris 6.235:-**
 Art.nr: H-PA8-XS Intraoperativ probeadapter till nya doppler. **Pris 5.455:-**
 Art.nr: H-PA8-HG Intraoperativ probeadapter till äldre doppler. **Pris 5.455:-**
 Art.nr: H-PPGA1 APPG adapter och probe för tå-trycks mätning till DMX. **Pris 8.655:-**
 Art.nr: H-ACC3 Ultrasonic gel stora flaskor, 12 x 250 ml. **Pris 1.675:-**
 Art.nr: H-ACC24 Ultrasonic gel små flaskor, 12 x 60 ml. **Pris 925:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-019 Etiketter till ABILITY, 5 st rullar. **Pris 1.065:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-017 Termopapper till ABILITY, 5 st rullar. **Pris 675:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd. 100 st/tp. **Pris 595:-**
 Art.nr: H-SP-726486 Batterilucka till doppler (äldre modeller). **Pris 15:-**
 Art.nr: H-SP-6AH104 Probekabel till doppler (äldre modeller). **Pris 995:-**
 Art.nr: H-ACC21 Hörlurar till nya & äldre doppler. **Pris 415:-**

Art.nr: H-ACC34 Bärvaske till handdoppler. **Pris 415:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-029 Bärvaske till ATP och ABI paket. **Pris 1.455:-**
 Art.nr: H-ACC52 Golvstativ till äldre doppler. **Pris 7.805:-**
 Art.nr: H-ACC52-2 Golvstativ till nya doppler DMX/SR/FD-MKIII. **Pris 8.005:-**
 Art.nr: H-ACC47 Stativklämma till intraoperativ doppler. **Pris 485:-**
 Art.nr: H-ACC224 Neuropen och spetsar. **Pris 675:-**
 Art.nr: H-ACC226 Uppladdningskit till nya doppler DMX-R/SR-X. **Pris 1.235:-**
 Art.nr: H-ACC227 Micro SD-kort till nya doppler DMX/SR. **Pris 385:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-028 T-koppling för uppladdningssystem till doppler DMX. **Pris 995:-**
 Art.nr: H-ACC185 Tå-manschetter med koppling (3 stora och 3 små). **Pris 6.205:-**
 Art.nr: H-ACC179 APPG klisterremor till tå-trycks probe. **Pris 1.785:-**
 Art.nr: H-DR4 Programvara (engelsk) inkl. USB-adapter (För användning med ABILITY). **Pris 8.395:-**
 Art.nr: H-VASREP Dopplex® mjukvara version 5 (engelsk) inkl. USB-kabel, (1 PC-licens för användning med DMX). **Pris 10.425:-**

Övriga tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.


CTG – FOSTERÖVERVAKNING
**Huntleigh Sonicaid®
Team 3 Antepartum**
Art.nr: H-TEAM3-ANTEPARTUM


Sonicaid® Team 3 Antepartum med integrerad Dawes-Redman CTG Analys är ett avancerat moder- och fosterövervakningssystem. CTG Antepartum Analys-funktionen finns

exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Team 3 Antepartum är rik på funktioner som ger en kostnadseffektiv, pålitlig och korrekt övervakning av både fostret och modern. Välj mellan singel-, tvilling- eller trilling-fosterövervakningsfunktion.

Pris 151.735:-
Art.nr: H-Triplets Trillingkapacitet. **Pris 2.155:-**

**Huntleigh Sonicaid®
Team 3 Ante-/Intrapartum**
Art.nr: H-TEAM3-ANTE-/INTRAPARTUM

Huntleigh Sonicaid Team 3 Ante-/Intrapartum övervakningssystem med mammaparametrar som blodtryck och SpO2. Integrerad Dawes-Redman Antepartum CTG-Analys och Labour TREND, vilka används exklusivt av Huntleigh. Antepartum Analysen är ett unikt programvarubaserat verktyg som ger en numerisk analys av CTG-kurvan och en solid tolkning enligt Dawes-Redmans världsrrenommerade kriterier. TREND-funktionen beräknar och rapporterar regelbundet viktiga parametrar under första stadiet av förlossningen gällande CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan. Utrustningen är mycket användarvänlig med den symboldrivna skärmen som även fungerar vid användning av handskar. Fostrets hjärtfrekvens visas med stora siffror med automatisk skalning som ger optimal synlighet vid övervakning av ett foster, tvillingar eller trillingar. Givarna har högsta prestanda, även vid användning på mammor med högt BMI. Vid användning av ArciTrace-papper har man upp till 25 års arkivering. Tillverkad i Storbritannien. CE-märkt.

Pris 196.225:-
Art.nr: H-Triplets Trillingkapacitet. **Pris 2.155:-**
**Huntleigh Sonicaid®
Team 3 Intrapartum**
Art.nr: H-TEAM3-INTRAPARTUM

Sonicaid® Team 3 Intrapartum med integrerad Dawes-Redman Intrapartum CTG TREND är ett avancerat övervakningssystem för både moder och foster. Den unika och effektiva TREND-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Denna beräknar och rapporterar regelbundet viktiga parametrar gällande Intrapartum CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan.

Pris 150.345:-
Art.nr: H-Triplets Trillingkapacitet. **Pris 2.155:-**

 Se demovideo
 på ajmedical.se

Tillbehör och reservdelar Team 3:

Art.nr: H-ACC-OBS-072 Team 3 Golvstativ med monteringsatts. **Pris 16.375:-**
 Art.nr: H-ACC-OBS-076 Team 3 Väggfäste. **Pris 10.645:-**
 Art.nr: H-ACC-OBS-008 Ultraljudsgivare grön 1.0 MHz (2 meter). **Pris 9.885:-**
 Art.nr: H-ACC-OBS-008L Ultraljudsgivare grön 1.0 MHz (3 meter). **Pris 10.845:-**
 Art.nr: H-ACC-OBS-009 TOCO-givare rosa (2 meter). **Pris 10.665:-**
 Art.nr: H-ACC-OBS-009L TOCO-givare rosa (3 meter). **Pris 11.755:-**
 Art.nr: H-SP-7775-6901 Händelsemarkör. **Pris 875:-**
 Art.nr: H-ACC-OBS-071 Team 3 SpO2 anslutningskabel (plastkontakt). **Pris 3.925:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-171 SpO2 Comfort Clip fingersensor-BCI. **Pris 3.515:-**
 Art.nr: H-ACC-OBS-073 Team 3 Normal vuxen blodtrycksmanschett (24-32 cm). **Pris 1.435:-**

Art.nr: H-ACC-OBS-074 Team 3 Stor vuxen blodtrycksmanschett (32-42 cm). **Pris 2.395:-**
 Art.nr: H-ACC-OBS-075 Team 3 Extra stor vuxen blodtrycksmanschett (38-46 cm). **Pris 2.905:-**
 Art.nr: H-ACC-MI1160 Slang för blodtrycksmanschett. **Pris 1.725:-**
 Art.nr: H-ACC-8400-8003 Standardkvalitet diagram-papper (20-pack). **Pris 5.315:-**
 Art.nr: H-ACC-321414 ArchiTrace 25 års arkiveringspapper (20-pack). **Pris 6.405:-**
 Art.nr: H-ACC-MI1136 Latexfria givarbälten (par). **Pris 335:-**
 Art.nr: H-ACC220 Latexfria engångsgivarbälten (100 par). **Pris 6.575:-**
 Art.nr: H-ACC-1300-0154 Aquason gel 5 l. **Pris 1.145:-**

 Övriga tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

Nyhet!

**HUNTLEIGH
Sonicaid® Team 3 – Trådlöst givarsystem**

Trådlösa ultraljud- & Toco-givare kompatibla med Huntleigh Sonicaid TEAM 3 CTG-monitorer tillverkade från hösten 2022. Systemet erbjuder frihet, flexibilitet och valbarhet vid övervakning av moder och foster. Praktisk och ergonomisk lösning vid övervakning i badet eller duschen tack vare de lätta, vattentäta och multifunktionella trådlösa givarna.

Välj mellan singel- eller tvilling-fosterövervakning med eller utan trådlös FEKG.

 Läs mer på ajmedical.se eller kontakta oss för offert.

 Se demovideo
 på ajmedical.se

OBSTETRISKA DOPPLER
Huntleigh Sonicaid® SRX
Art.nr: H-SRX

Sonicaid SRX digital doppler med kurv- och frekvensdisplay. Kan användas med hela sortimentet av utbytbara obstetriska och vaskulära XS-prober (icke vattentäta). Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemärkningar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.**

 Ord. pris 6.165:- **Kampanjpris 5.545:-** (med batterier)

Art.nr: H-SRX-R

 Ord. pris 7.085:- **Kampanjpris 6.375:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)

 Programvara finns
 som tillbehör!

Huntleigh Sonicaid® SR2
Art.nr: H-SR2

Sonicaid SR2 digital doppler med vattentät 2 MHz probe med kurv- och frekvensdisplay. Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemärkningar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti.

 Ord. pris 8.635:- **Kampanjpris 7.775:-** (med batterier)

Art.nr: H-SR2-R

 Ord. pris 9.535:- **Kampanjpris 8.585:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)

 Programvara finns
 som tillbehör!

Huntleigh Sonicaid® SR3
Art.nr: H-SR3

Sonicaid SR3 digital doppler med vattentät 3 MHz probe med kurv- och frekvensdisplay. Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemärkningar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti.

 Ord. pris 8.635:- **Kampanjpris 7.775:-** (med batterier)

Art.nr: H-SR3-R

 Ord. pris 9.535:- **Kampanjpris 8.585:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)

 Programvara finns
 som tillbehör!

Huntleigh Sonicaid® D930 MKIII
Art.nr: H-D930-MK3

Sonicaid D930 ljud-doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 3 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlossning. 3 års garanti. Lampor som tydligt indikerar PÅ/AV och batteristatus.

Pris 6.135:-
Nyhet!
Huntleigh Sonicaid® D920 MKIII
Art.nr: H-D920-MK3

Sonicaid D920 ljud-doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 2 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlossning. 3 års garanti. Lampor som tydligt indikerar PÅ/AV och batteristatus.

Pris 6.135:-
Nyhet!
Huntleigh Sonicaid® FD1-MKIII
Art.nr: H-FD1-MK3

Huntleigh Sonicaid® FD1 MKIII obstetrisk doppler med fast vattentät 2MHz probe. Enkel display utan kurvvisning och utan minnesfunktion. Doppler FD1 MKIII används med 2 AA batterier. Bärvasken finns att beställa som tillbehör. 3 års garanti.

Pris 7.785:-

Huntleigh Sonicaid® FD3-MKIII
Art.nr: H-FD3-MK3

Huntleigh Sonicaid® FD3 MKIII obstetrisk doppler med fast vattentät 3MHz probe. Enkel display utan kurvvisning och utan minnesfunktion. Doppler FD3 MKIII används med 2 AA batterier. Bärvasken finns att beställa som tillbehör. 3 års garanti.

Pris 7.785:-

Tillbehör och reservdelar obstetriska doppler:

Art.nr:		Pris:
H-OP2-XS	Högekänslig probe 2MHz till nya & äldre doppler.	5.045:-
H-OP3-XS	Högekänslig probe 3MHz till nya & äldre doppler.	5.045:-
H-ACC52	Golvstativ till äldre doppler.	7.805:-
H-ACC52-2	Golvstativ till nya doppler DMX/SR/FD-MKIII.	8.005:-
H-ACC26	Upladdningskit till nya doppler DMX-R/SRX-R.	1.235:-
H-ACC227	Micro SD-kort till nya doppler DMX/SRX.	385:-
H-ACC3	Ultrasonic gel stora flaskor 12 x 250 ml.	1.675:-
H-ACC24	Ultrasonic gel små flaskor 12 x 60 ml.	925:-
H-ACC34	Bärvaska till handdoppler.	415:-
H-ACC21	Hörlurar till nya och äldre doppler.	415:-

OBS! Använd rabattkoden AJ23 och få 5% i extra rabatt vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!
Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2024.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical

Box 10022

181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:

Vasavägen 78-80

181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se

 E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427

VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70

Fax: 08-767 29 82



Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enligt SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st** per år, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st. Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år) 585:-		

Välj fraktsätt: Sjukvård och företag

☐ DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.)

☐ Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Privatperson

☐ Postförskott (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod

Leveransadress:

Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn:

Org.nr/Personnr:

Box:

Gatuadress:

Postnr. och ort:

Telefon: Fax:

E-post:

☐ Kryssa för rutan om ni vill ha vårt nyhetsbrev via e-post.

Datum och namnteckning:

Namnförtydligande:

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö
och återfås servade och klara inom 5 dagar! (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)**

Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82

E-post: info@ajmedical.se