



# HUNTLEIGH

Huntleigh är en ledande global leverantör av innovativ och högkvalitativ medicinsk utrustning för hälso- och sjukvårdspersonal. Diagnostic Products Division kan stolt skryta med världsledande varumärken såsom Sonicaid, Dopplex och Smartsigns, som omfattar världens behov inom obstetrisk, vaskulär diagnostik och patientövervakning. AJ Medical är exklusiv distributör för Sverige.

## HUNTLEIGH

### Huntleigh SC500 Patientmonitor

- Blodtryck
- Puls
- Huntleigh SpO2-teknologi

2 års garanti

Art.nr: H-SC500

Ord. pris 24.405:-

**Kampanjpris 21.965:-**

Tillval:

Art.nr: H-SC500E 3 punkter EKG. **Pris 4.895:-**

Art.nr: H-SC500N Nellcor SpO2-teknologi. **Pris 12.945:-**

Art.nr: H-SC500T Trådlös termometer. **Pris 2.505:-**

Art.nr: H-SC500P Integrerad skrivare. **Pris 4.965:-**



SC500 är en ny kompakt patientmonitor. Denna kraftfulla, flexibla plattform erbjuder blodtryck, puls och pulsoximetri. Som tillval kan man välja EKG, Nellcor SpO2-teknologi och integrerad skrivare. Den är utrustad med ett batteri som håller för 8 h användning. Resultaten visas på en 8" digital färg-display. SC500 lämpar sig för användning på både vuxna, barn och neonatala patienter. Det stora interna minnet kan lagra upp till 200 mätningssuppsättningar. Levereras med uppladdningsbart batteri, laddare, sensor för vuxen, blodtrycksmanschett för vuxen (25-35 cm) med 3 m slang, jordkabel och CD med användarmanual. 2 års garanti på mätaren.

- Tydlig 8" digital display i färg
- Trådlös termometer som tillval (upp till 10 m räckvidd)
- 200 mätningar i minne
- Long-life batterier (8 h)
- Val av SpO2-teknologi (Huntleigh eller Nellcor)
- EKG (3 punkter) som tillval
- Skrivare (integrerad) som tillval



Golvstativ  
Art.nr: H-ACC-VSM-153



Väggfäste  
Art.nr: H-ACC-VSM-154

### Huntleigh SC300 Patientmonitor

Art.nr: H-SC300T 5 års garanti

- Huntleigh SpO2-teknologi
- Trådlös termometer

Ord. pris 19.135:-

**Kampanjpris 17.225:-**



Art.nr: H-SC300

- Huntleigh SpO2-teknologi

Ord. pris 16.375:-

**Kampanjpris 14.735:-**



Art.nr: H-SC300NT

- Nellcor SpO2-teknologi
- Trådlös termometer

Ord. pris 32.705:-

**Kampanjpris 29.435:-**



Art.nr: H-SC300N

- Nellcor SpO2-teknologi

Ord. pris 29.995:-

**Kampanjpris 26.995:-**



SC300 är en ny kompakt patientmonitor. Denna kraftfulla, flexibla plattform erbjuder blodtryck, puls, pulsoximetri och trådlös febertermometer som tillval. Den är utrustad med ett batteri som håller för 12 h användning. Resultaten visas på en 6" digital färg-display. SC300 lämpar sig för användning på både vuxna, barn och neonatala patienter. Levereras med uppladdningsbart batteri, laddare, sensor för vuxen, blodtrycksmanschett för vuxen (25-35 cm) med 3 m slang, jordkabel och CD med användarmanual. 5 års garanti på monitorn.

**Uppgraderad mjukvara:** Automatiska mätningar- mätningar kan göras med förinställda intervall: 2,3,4,5,10,15,20,25,30,60 min eller kontinuerligt under en period på 5 min.

- Tydlig 6" digital display i färg
- Trådlös termometer som tillval (upp till 10 m räckvidd)
- 50 mätningar i minne
- Long-life batterier (12 h)
- Val av SpO2-teknologi (Huntleigh eller Nellcor)

#### Tillbehör och reservdelar Huntleigh SC500 och SC300:

Art.nr: H-ACC-VSM-279	Manschett vuxen 46-66 cm. <b>Pris 555:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-310	DS100A Nellcor kompatibel sensor Oximax. <b>Pris 1.405:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-278	Manschett vuxen 33-47 cm. <b>Pris 395:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-309	DOC10 Nellcor kompatibel förlängningskabel Oximax. <b>Pris 1.675:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-277	Manschett vuxen 25-35 cm. <b>Pris 395:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-293	Provlock för termometer 200 st/10 fp. <b>Pris 625:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-276	Manschett vuxen 20-28 cm. <b>Pris 395:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-286	Provlock för termometer 800 st/40 fp. <b>Pris 1.495:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-275	Manschett barn 18-26 cm. <b>Pris 395:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-287	Provlock för termometer 8000 st/400 fp. <b>Pris 13.755:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-274	Manschett spädbarn 10-19 cm. <b>Pris 295:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-300	3-vägs EKG-kabel. <b>Pris 1.815:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-273	Manschett spädbarn 6-11 cm. <b>Pris 295:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-303	3-vägs Neonatal trunk. <b>Pris 1.035:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-283	Engångsmanschett neonatal 7,0-12,8 cm. <b>Pris 255:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-201	EKG-elektroder för Neonatal, 3 st förkopplade (40 st/fp). <b>Pris 2.995:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-282	Engångsmanschett neonatal 5,6-10,6 cm. <b>Pris 255:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-288	Monteringskit för väggfäste och golvstativ. <b>Pris 415:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-281	Engångsmanschett neonatal 4,0-7,6 cm. <b>Pris 255:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-153	Golvstativ med inbyggd korg och 5 hjul. <b>Pris 9.335:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-280	Engångsmanschett neonatal 3,0-5,5 cm. <b>Pris 255:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-154	Väggfäste. <b>Pris 10.325:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-284	Slang 3 m till blodtrycksmanschetter. <b>Pris 295:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-187	Krok/hake för väggfäste. <b>Pris 875:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-289	Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 3 m kabel. <b>Pris 1.085:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-189	Korg 3,5" för väggfäste. <b>Pris 2.345:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-290	Huntleigh SpO2, 2 m förlängningskabel. <b>Pris 1.195:-</b>	Art.nr: H-ACC-VSM-294	IVA stängfäste. <b>Pris 1.475:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-291	Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 1 m kabel. <b>Pris 1.085:-</b>	Art.nr: H-SP-781351	Batteripack SC300. <b>Pris 1.745:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-292	Huntleigh neonatal/pediatrik omslagssensor med 1 m kabel. <b>Pris 1.085:-</b>	Art.nr: H-SP-787366	Batteripack SC500. <b>Pris 2.505:-</b>

För mer avancerade patientmonitorer besök [www.ajmedical.se](http://www.ajmedical.se)

### Huntleigh Smartsigns Minipulse

MiniPulse-serien har utformats för att ge kliniker snabba och pålitliga mätningar. Kan användas handhållen och stående på plats för kontinuerlig övervakning.

- Stor LCD-skärm med exceptionell prestanda
- Patientens syremättnadsnivå, pulsfrekvens och signalkvalitet kan visas både från vida vinklar och långa avstånd
- Lång batteritid
- Omfattande urval av larm som kan ställas in av användaren
- Lättrenjörd kontrollpanel
- 5 års garanti på enheten

Art.nr: H-MP1

Komplett med 1 återanvändningsbar sensor (välj vuxen, pediatrik el. neonatal), batterier och manual.

Ord. pris 6.675:-

**Kampanjpris 5.995:-**

Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

#### Tillbehör och reservdelar:

##### Återanvändningsbara SpO2-sensorer

Art.nr: H-ACC-VSM-161	1,5 m förlängningskabel. <b>Pris 2.295:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-167	Omslagssensor spädbarn. <b>Pris 2.805:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-168	Omslagssensor neonatal. <b>Pris 2.805:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-169	Universal Y-sensor. <b>Pris 2.805:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-170	Pediatrik fingersensor (5-15 kg). <b>Pris 3.315:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-171M	Vuxen återanvändningsbar sensor. <b>Pris 3.315:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-232	Neonatal fäst-tejp (50-pack). <b>Pris 925:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-233	Infant fäst-tejp (100-pack). <b>Pris 3.195:-</b>

Art.nr: H-MP1R-J30

(uppladdningsbar)

Komplett med 1 återanvändningsbar sensor vuxen, uppladdningsbara batterier, bordsställ/laddare, strömkabel till vägg och manual.

Ord. pris 8.905:-

**Kampanjpris 7.495:-**



Art.nr: H-MP1R

(uppladdningsbar)

Komplett med 1 återanvändningsbar sensor (välj vuxen, pediatrik el. neonatal), uppladdningsbara batterier, bordsställ/laddare, strömkabel till vägg och manual.

Ord. pris 8.905:-

**Kampanjpris 8.015:-**

#### Engångssensorer

Art.nr: H-ACC-VSM-163	Vuxen finger-sensor (>45 kg) 10-pack. <b>Pris 6.025:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-164	Pediatrik finger-sensor (15-45 kg) 10-pack. <b>Pris 6.025:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-165	Neonatal finger-sensor (<3 kg) 10-pack. <b>Pris 6.025:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-166	Spädbarn finger-sensor (3-15 kg) 10-pack. <b>Pris 6.025:-</b>

#### Diverse

Art.nr: H-ACC47	Stångfäste. <b>Pris 555:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-172	Bärväska. <b>Pris 875:-</b>
Art.nr: H-ACC-VSM-174	MP1R Bordsställ/laddare. <b>Pris 895:-</b>
Art.nr: H-SP-750071	Strömkabel till vägg. <b>Pris 875:-</b>

**OBS!** Använd rabattkoden AJ24 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

**Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2024.**

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Box 10022  
181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se  
www.ajmedicalshop.se  
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82

## Huntleigh Dopplex® ABILITY ABI-System

Art.nr: H-DA100PB

Dopplex ABILITY- Automatic Ankle Brachial Index System är en revolutionerande ankel/arm-indexmätare. ABI beräknas enkelt och korrekt på 3 minuter utan behov av att låta patienten vila först. Resultaten beräknas automatiskt, tolkas och visas med pulsvolymvägor på LCD-displayen. Mätresultatet kan antingen skrivas ut på termopapper eller på förklitrade etiketter från den inbyggda skrivaren. Levereras med en uppsättning standardmanschetter, två pappersrullar, en förpackning hygienskydd, nätkabel och bruksanvisning. 2 års garanti.



▶ Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

Ord. pris 66.765:-

**Kampanjpris 59.995:-**

## Huntleigh Dopplex® ABILITY Nätdriven

Art.nr: H-DA100P

Nätdriven automatisk ankel-arm index-mätare. Fungerar utmärkt som stationär eller bärbar. Resultaten kan skrivas ut på termopapper eller på förklitrade etiketter från den inbyggda skrivaren. Observera att mätaren endast är nätdriven och utan batteri. Programvara DR4 (engelsk) finns som tillbehör. 2 års garanti.



Ord. pris 56.515:-

**Kampanjpris 50.865:-**

## Huntleigh Dopplex® ABILITY eABI Stationär nätdriven

Art.nr: H-DA100

Stationär automatisk ankel-arm index-mätare nätdriven och papperslös. Programvaran DR4 (engelsk) för granskning och arkivering ingår. Programvaran DR4 tillhandahåller helsidesrapporter för dokumentation och pdf-filfunktioner för gränssnitt till elektroniska patientjournalssystem. Ett GDT-gränssnitt ingår också. Installation av mjukvaran kräver ingen ändring av din dator. Observera att mätaren endast är nätdriven och utan batteri och skrivare. 2 års garanti.



Ord. pris 42.685:-

**Kampanjpris 38.415:-**

### Rekommenderade tillbehör:

- Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd 100 st/fp. **Pris 665:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-154 Vägghäste. **Pris 10.325:-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-013 Golvstativ. **Pris 10.305:-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-012 Fixeringsplatta. **Pris 665:-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-011 Manschett-set Stor 34-46 cm. **Pris 8.345:-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-015 Bärväska. **Pris 1.975:-**
- Art.nr: H-DR4 Programvara inkl. USB-adapter. **Pris 9.315:-**
- Art.nr: H-SP-771332 ABI batteripack. **Pris 3.635:-**



## VASKULÄR DOPPLERPAKET



▶ Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

### Huntleigh Dopplex® Ankel- arm- och tåtryckspaket med DMX

Art.nr: H-ATP KIT

DMX-R digital doppler, EZ8XS vidvinkelprobe, APPG-probe med adapter, tå-manschetter med pump, latexfria arm-/ankelmanschetter i standard och large, blodtrycksmätare med tryckventil, neuropen med ask med 100 st spetsar, utbildnings-CD, gel och en praktisk transportväska. 3 års garanti.

Ord. pris 34.995:- **Kampanjpris 31.495:-**



▶ Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

### Huntleigh Dopplex® ABI Kit för ankel- armindex med DMX

Art.nr: H-ABI KIT

DMX-R digital doppler med uppladdningsbara batterier och laddare, EZ8XS vidvinkelprobe, VP5XS 5 MHz probe för ödematösa armar samt djupt liggande kärl, blodtrycksmätare med tryckventil, latexfria arm-/ankelmanschetter i standard och large, utbildnings-CD, gel och en praktisk transportväska. 3 års garanti.

Ord. pris 30.105:- **Kampanjpris 27.095:-**

## KIRURGI STARTPAKET

### Huntleigh Dopplex® D900 MKIII med intraoperativa prober

Art.nr: H-DISP10-D900-MK3



levereras steriliserade i individuellt förpackning. 5 års garanti på huvudenheten.

Ord. pris 22.515:- **Kampanjpris 20.265:-**

### Huntleigh Dopplex® DMX med intraoperativa prober

Art.nr: H-DISP10-DMX-R



Ett komplett startpaket som inkluderar 1 st. Huntleigh Dopplex® DMX doppler uppladdningsbar, 1 st. probe-adapter till intraoperativa prober, 1 st. klämma och 10 st. intraoperativa engångsprober

Ord. pris 29.075:- **Kampanjpris 26.165:-**

▶ Se demovideo på [ajmedical.se](http://ajmedical.se)

### Intraoperativ engångsprobe startpaket

Art.nr: H-DISP10XS

Levereras med probeadapter, klämma och 10 st engångs-prober. Endast kompatibel med DMX doppler. **Pris 16.655:-**



### Intraoperativa engångsprober

Art.nr: H-DIP110

Engångs-prober 8 MHz 10 st/fp. **Pris 10.605:-**

## VASKULÄRA DOPPLER

### Huntleigh Dopplex® DMX

Art.nr: H-DMX

Dopplex DMX är en digital doppler med högupplöst färgdisplay för presentation av dubbelriktade flödeskurvor. Vid betraktning vinkel och mycket förbättrad ljudkvalitet med det unika Digital Noise Reduction-systemet (DNNR) samt med gel-filter som minskar knastret som uppstår när gel appliceras. Funktion för in- och uppspelning av dopplerljud och många andra nya funktioner.

3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.** Vid ankel/arm indexmätning rekommenderas att båda proberna H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till.

Ord. pris 11.935:-

Art.nr: H-DMX-R

**Kampanjpris 10.745:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare) (med batterier) Ord. pris 12.995:- **Kampanjpris 11.695:-**

**Nyhet!**

### Huntleigh Dopplex® SD2 MKIII

Art.nr: H-SD2-MK3

Dopplex SD2 MKIII vaskulär doppler med stor monokrom display med indikator för blodflödesriktning för att enkelt kunna identifiera flöde bakåt och framåt. Tydlig indikator för probe identifiering. Integrerat bältesclip. Utgång för hörlurar. Tydliga blodflödesjud. Den är lämplig för kliniska specialister som önskar utföra avancerade dopplerstudier. Levereras komplett med 2 x 20 g påsar med ultraljudsgel, 2 x AA alkaliska batterier och bruksanvisning. 3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.** Vid ankel/arm indexmätning rekommenderas att båda proberna H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till.

Ord. pris 8.095:- **Kampanjpris 7.285:-**

**Nyhet!**

### Huntleigh Dopplex® D900 MKIII

Art.nr: H-D900-MK3

Dopplex D900 är en dubbelriktad ljud-doppler till ett lågt pris. Den används huvudsakligen vid mätning av ankel/arm index inom primärvården och som en del av bensärsbehandlingsregimen. 3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.** Vid ankel/arm indexmätning rekommenderas att båda proberna H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till. Lampor som tydligt indikerar PÅ/AV och batteristatus.

Ord. pris 5.855:- **Kampanjpris 5.265:-**

### Tillbehör och reservdelar vaskulära doppler och ABILITY:

- Art.nr: H-VP4-XS Högkänslig probe 4 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 5.615:-**
- Art.nr: H-VP5-XS Högkänslig probe 5 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 5.615:-**
- Art.nr: H-VP8-XS Högkänslig probe 8 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 5.615:-**
- Art.nr: H-VP10-XS Högkänslig probe 10 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 5.615:-**
- Art.nr: H-EZ8-XS Högkänslig probe 8 MHz vidvinkel till nya & äldre doppler. **Pris 6.925:-**
- Art.nr: H-PA8-XS Intraoperativ probeadapter till nya doppler. **Pris 6.045:-**
- Art.nr: H-PA8-HG Intraoperativ probeadapter till äldre doppler **Pris 6.045:-**
- Art.nr: H-PPGA1 APPG adapter och probe för tå-trycks mätning till DMX. **Pris 9.615:-**
- Art.nr: H-ACC3 Ultrasonic gel stora flaskor, 12 x 250 ml. **Pris 1.865:-**
- Art.nr: H-ACC24 Ultrasonic gel små flaskor, 12 x 60 ml. **Pris 1.035:-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-019 Etiketter till ABILITY, 5 st rullar. **Pris 1.195:-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-017 Termopapper till ABILITY, 5 st rullar. **Pris 755:-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd. 100 st/fp. **Pris 665:-**
- Art.nr: H-SP-726486 Batterilucka till doppler (äldre modeller). **Pris 65:-**
- Art.nr: H-SP-6AH104 Probekabel till doppler (äldre modeller). **Pris 1.255:-**
- Art.nr: H-ACC21 Hörlurar till nya & äldre doppler. **Pris 465:-**

- Art.nr: H-ACC34 Bärväska till handdoppler. **Pris 465:-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-029 Bärväska till ATP och ABI paket. **Pris 1.635:-**
- Art.nr: H-ACC52 Golvstativ till äldre doppler. **Pris 8.675:-**
- Art.nr: H-ACC52-2 Golvstativ till nya doppler DMX/SR/FD-MKIII. **Pris 8.875:-**
- Art.nr: H-ACC47 Stativklämma till intraoperativ doppler. **Pris 555:-**
- Art.nr: H-ACC224 Neuropen och spetsar. **Pris 755:-**
- Art.nr: H-ACC226 Uppladdningskit till nya doppler DMX-R/SR-XR. **Pris 1.385:-**
- Art.nr: H-ACC227 Micro SD-kort till nya doppler DMX/SR. **Pris 435:-**
- Art.nr: H-ACC-VAS-028 T-koppling för upplåsningsystem till doppler DMX. **Pris 1.105:-**
- Art.nr: H-ACC185 Tå-manschetter med koppling (3 stora och 3 små). **Pris 6.905:-**
- Art.nr: H-ACC179 APPG klisterremor till tå-trycks probe. **Pris 825:-**
- Art.nr: H-DR4 Programvara (engelsk) inkl. USB-adapter (För användning med ABILITY). **Pris 9.315:-**

Övriga tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 2970.

**Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2024.**

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
 Box 10022  
 181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:  
 Vasavägen 78-80  
 181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se  
[www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se)  
 E-mail: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)

Org nr: 969622-9427  
 VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
 Fax: 08-767 29 82



**CTG – FOSTERÖVERVAKNING**

**Huntleigh Sonicaid® Team 3 Antepartum**

Art.nr: H-TEAM3-ANTEPARTUM



Sonicaid® Team 3 Antepartum med integrerad Dawes-Redman CTG Analys är ett avancerat moder- och fosterövervakningssystem. CTG Antepartum Analys-funktionen finns

exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Team 3 Antepartum är rik på funktioner som ger en kostnadseffektiv, pålitlig och korrekt övervakning av både fostret och modern. Välj mellan singel-, tvilling- eller trilling-fosterövervakningsfunktion.

Ord. pris 168.175:- **Kampanjpris 151.355:-**  
Art.nr: H-Triplets Trillingkapacitet. **Pris 2.415:-**



**Huntleigh Sonicaid® Team 3 Ante-/Intrapartum**

Art.nr: H-TEAM3-ANTE-INTRAPARTUM

enligt Dawes-Redmans världsrenommerade kriterier. TREND-funktionen beräknar och rapporterar regelbundet viktiga parametrar under första stadiet av förlossningen gällande CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan. Utrustningen är mycket användarvänlig med den symboldrivna skärmen som även fungerar vid användning av handskar. Fostrets hjärtfrekvens visas med stora siffror med automatisk skalning som ger optimal synlighet vid övervakning av ett foster, tvillingar eller trillingar. Givarna har högsta prestanda, även vid användning på mammor med högt BMI. Vid användning av ArchiTrace-papper har man upp till 25 års arkivering. Tillverkad i Storbritannien. CE-märkt.

Ord. pris 217.505:- **Kampanjpris 195.765:-**  
Art.nr: H-Triplets Trillingkapacitet. **Pris 2.415:-**

**Huntleigh Sonicaid® Team 3 Intrapartum**

Art.nr: H-TEAM3-INTRAPARTUM

Sonicaid® Team 3 Intrapartum med integrerad Dawes-Redman Intrapartum CTG TREND är ett avancerat övervakningssystem för både moder och foster. Den unika och effektiva TREND-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Denna beräknar och rapporterar regelbundet viktiga parametrar gällande Intrapartum CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan.

Ord. pris 166.645:- **Kampanjpris 149.985:-**  
Art.nr: H-Triplets Trillingkapacitet. **Pris 2.415:-**



**Tillbehör och reservdelar Team 3:**

- Art.nr: H-ACC-OBS-072 Team 3 Golvstativ med monteringsatts. **Pris 18.145:-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-076 Team 3 Väggfäste. **Pris 11.795:-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-008 Ultraljudsgivare grön 1.0 MHz (2 meter). **Pris 10.975:-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-008L Ultraljudsgivare grön 1.0 MHz (3 meter). **Pris 11.995:-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-009 TOCO-givare rosa (2 meter). **Pris 11.835:-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-009L TOCO-givare rosa (3 meter). **Pris 12.995:-**
- Art.nr: H-SP-7775-6901 Händelsemarkör. **Pris 985:-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-071 Team 3 SpO2 anslutningskabel (plastkontakt). **Pris 3.925:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-171 SpO2 Comfort Clip fingersensor-BCI. **Pris 3.915:-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-073 Team 3 Normal vuxen blodtrycksmanschett (24-32 cm). **Pris 1.585:-**

- Art.nr: H-ACC-OBS-074 Team 3 Stor vuxen blodtrycksmanschett (32-42 cm). **Pris 2.395:-**
- Art.nr: H-ACC-OBS-075 Team 3 Extra stor vuxen blodtrycksmanschett (38-46 cm). **Pris 2.905:-**
- Art.nr: H-ACC-MI1160 Slang för blodtrycksmanschett. **Pris 1.905:-**
- Art.nr: H-ACC-321414 ArchiTrace 25 års arkiveringspapper (20-pack). **Pris 5.885:-**
- Art.nr: H-ACC-MI1136 Latexfria givarbälten (par). **Pris 335:-**
- Art.nr: H-ACC220 Latexfria engångsgivarbälten (100 par). **Pris 7.295:-**
- Art.nr: H-ACC-1300-0154 Aquasonic gel 5 l. **Pris 1.265:-**

Övriga tillbehör och reservdelar finns på [www.ajmedicalshop.se](http://www.ajmedicalshop.se) eller ring 08-767 2970.

**Nyhet!**



**HUNTLEIGH Sonicaid® Team 3 – Trådlöst givarsystem**

Trådlösa ultraljud- & Toco-givare kompatibla med Huntleigh Sonicaid TEAM 3 CTG-monitorer tillverkade från hösten 2022. Systemet erbjuder frihet, flexibilitet och valbarhet vid övervakning av moder och foster. Praktisk och ergonomisk lösning vid övervakning i badet eller duschen tack vare de lätta, vattentäta och multifunktionella trådlösa givarna.

Välj mellan singel- eller tvilling-fosterövervakning med eller utan trådlös FEKG.

Läs mer på [ajmedical.se](http://ajmedical.se) eller kontakta oss för offert.



**OBSTETRISKA DOPPLER**

**Huntleigh Sonicaid® SRX**

Art.nr: H-SRX

Sonicaid SRX digital doppler med kurv- och frekvensdisplay. Kan användas med hela sortimentet av utbytbara obstetriska och vaskulära XS-prober (icke vattentäta). Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemarkeringar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.**

Ord. pris 6.835:- **Kampanjpris 6.155:-** (med batterier)

Art.nr: H-SRX-R

Ord. pris 7.865:- **Kampanjpris 7.075:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Programvara finns som tillbehör!

**Huntleigh Sonicaid® SR2**

Art.nr: H-SR2

Sonicaid SR2 digital doppler med vattentät 2 MHz probe med kurv- och frekvensdisplay. Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemarkeringar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti.

Ord. pris 9.595:- **Kampanjpris 8.635:-** (med batterier)

Art.nr: H-SR2-R

Ord. pris 10.585:- **Kampanjpris 9.525:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Programvara finns som tillbehör!

**Huntleigh Sonicaid® SR3**

Art.nr: H-SR3

Sonicaid SR3 digital doppler med vattentät 3 MHz probe med kurv- och frekvensdisplay. Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemarkeringar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för värkauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti.

Ord. pris 9.595:- **Kampanjpris 8.635:-** (med batterier)

Art.nr: H-SR3-R

Ord. pris 10.585:- **Kampanjpris 9.525:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Programvara finns som tillbehör!

**Huntleigh Sonicaid® D930 MKIII**

Art.nr: H-D930-MK3

Sonicaid D930 ljud-doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 3 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlossning. 3 års garanti. Lampor som tydligt indikerar PÅ/AV och batteristatus.

Ord. pris 6.805:- **Kampanjpris 6.125:-**

**Nyhet!**

**Huntleigh Sonicaid® D920 MKIII**

Art.nr: H-D920-MK3

Sonicaid D920 ljud-doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 2 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlossning. 3 års garanti. Lampor som tydligt indikerar PÅ/AV och batteristatus.

Ord. pris 6.805:- **Kampanjpris 6.125:-**

**Nyhet!**

**Huntleigh Sonicaid® FD1-MKIII**

Art.nr: H-FD1-MK3

Huntleigh Sonicaid® FD1 MKIII obstetrisk doppler med fast vattentät 2MHz probe. Enkel display utan kurvvisning och utan minnesfunktion. Doppler FD1 MKIII används med 2 AA batterier. Bärväskan finns att beställa som tillbehör. 3 års garanti.

Ord. pris 8.645:- **Kampanjpris 7.785:-**



**Huntleigh Sonicaid® FD3-MKIII**

Art.nr: H-FD3-MK3

Huntleigh Sonicaid® FD3 MKIII obstetrisk doppler med fast vattentät 3MHz probe. Enkel display utan kurvvisning och utan minnesfunktion. Doppler FD3 MKIII används med 2 AA batterier. Bärväskan finns att beställa som tillbehör. 3 års garanti.

Ord. pris 8.645:- **Kampanjpris 7.785:-**



**Tillbehör och reservdelar obstetriska doppler:**

Art.nr:		Pris:
H-OP2-XS	Högekänslig probe 2MHz till nya & äldre doppler.	5.615:-
H-OP3-XS	Högekänslig probe 3MHz till nya & äldre doppler.	5.615:-
H-ACC52	Golvstativ till äldre doppler.	8.675:-
H-ACC52-2	Golvstativ till nya doppler DMX/SR/FD-MKIII.	8.875:-
H-ACC26	Uppladdningskit till nya doppler DMX-R/SRX-R.	1.385:-
H-ACC227	Micro SD-kort till nya doppler DMX/SRX.	435:-
H-ACC3	Ultrasonic gel stora flaskor 12 x 250 ml.	1.865:-
H-ACC24	Ultrasonic gel små flaskor 12 x 60 ml.	1.035:-
H-ACC34	Bärväska till handdoppler.	465:-
H-ACC21	Hörlurar till nya och äldre doppler.	465:-

**OBS!** Använd rabattkoden AJ24 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

**Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2024.**

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical  
Box 10022  
181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:  
Vasavägen 78-80  
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se  
www.ajmedicalshop.se  
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427  
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70  
Fax: 08-767 29 82



## Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare/pulsoximeter

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enligt SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st–1.500:-/st\*** per år beroende på modell, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st–1.800:-/st. Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

### Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år)*		

Välj fraktsätt:  Sjukvård och företag  Privatperson  
 DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.)  Postförskott (hämtas på utlämningsställe)  
 Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret ..... (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod .....

Leveransadress: ..... Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn: .....

Org.nr/Personnr: .....

Box: .....

Gatuadress: .....

Postnr. och ort: .....

Telefon: ..... Fax: .....

E-post: .....

Kryssa för rutan om ni vill ha vårt nyhetsbrev via e-post.

Datum och namnteckning: .....

Namnförtydligande: .....

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö  
och återfås servade och klara inom 5 dagar!** (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)  
**Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82**  
**E-post: info@ajmedical.se**