



HUNTLEIGH

Huntleigh är en ledande global leverantör av innovativ och högkvalitativ medicinsk utrustning för hälso- och sjukvårdspersonal. Diagnostic Products Division kan stolt skryta med världsledande varumärken såsom Sonicaid, Dopplex och Smartsigns, som omfattar världens behov inom obstetrisk, vaskulär diagnostik och patientövervakning. AJ Medical är exklusiv distributör för Sverige.

HUNTLEIGH

Huntleigh SC500 Patientmonitor

- Blodtryck
- Puls
- Huntleigh SpO2-teknologi

2 års garanti

Art.nr: H-SC500

Ord. pris 25.135:-

Kampanjpris 22.625:-

Tillval:

 Art.nr: H-SC500E 3 punkter EKG. **Pris 5.065:-**

 Art.nr: H-SC500N Nellcor SpO2-teknologi. **Pris 13.345:-**

 Art.nr: H-SC500T Trådlös termometer. **Pris 2.595:-**

 Art.nr: H-SC500P Integrerad skrivare. **Pris 5.125:-**


SC500 är en ny kompakt patientmonitor. Denna kraftfulla, flexibla plattform erbjuder blodtryck, puls och pulsoximetri. Som tillval kan man välja EKG, Nellcor SpO2-teknologi och integrerad skrivare. Den är utrustad med ett batteri som håller för 8 h användning. Resultaten visas på en 8" digital färg-display. SC500 lämpar sig för användning på både vuxna, barn och neonatala patienter. Det stora interna minnet kan lagra upp till 200 mätningssuppsättningar. Levereras med uppladdningsbart batteri, laddare, sensor för vuxen, blodtrycksmanschett för vuxen (25-35 cm) med 3 m slang, jordkabel och CD med användarmanual. 2 års garanti på mätaren.

- Tydlig 8" digital display i färg
- Trådlös termometer som tillval (upp till 10 m räckvidd)
- 200 mätningar i minne
- Long-life batterier (8 h)
- Val av SpO2-teknologi (Huntleigh eller Nellcor)
- EKG (3 punkter) som tillval
- Skrivare (integrerad) som tillval


 Golvstativ
 Art.nr: H-ACC-VSM-153

 Väggfäste
 Art.nr: H-ACC-VSM-154

Huntleigh SC300 Patientmonitor

 Art.nr: H-SC300T **5 års garanti**

- Huntleigh SpO2-teknologi
- Trådlös termometer

Ord. pris 19.715:-

Kampanjpris 17.745:-


Art.nr: H-SC300

- Huntleigh SpO2-teknologi

Ord. pris 16.885:-

Kampanjpris 15.195:-


Art.nr: H-SC300NT

- Nellcor SpO2-teknologi
- Trådlös termometer

Ord. pris 33.695:-

Kampanjpris 30.325:-


Art.nr: H-SC300N

- Nellcor SpO2-teknologi

Ord. pris 30.915:-

Kampanjpris 27.825:-


SC300 är en ny kompakt patientmonitor. Denna kraftfulla, flexibla plattform erbjuder blodtryck, puls, pulsoximetri och trådlös febertermometer som tillval. Den är utrustad med ett batteri som håller för 12 h användning. Resultaten visas på en 6" digital färg-display. SC300 lämpar sig för användning på både vuxna, barn och neonatala patienter. Levereras med uppladdningsbart batteri, laddare, sensor för vuxen, blodtrycksmanschett för vuxen (25-35 cm) med 3 m slang, jordkabel och CD med användarmanual. 5 års garanti på monitorn.

Uppgraderad mjukvara: Automatiska mätningar- mätningar kan göras med förinställda intervall: 2,3,4,5,10,15,20,25,30,60 min eller kontinuerligt under en period på 5 min.

- Tydlig 6" digital display i färg
- Trådlös termometer som tillval (upp till 10 m räckvidd)
- 50 mätningar i minne
- Long-life batterier (12 h)
- Val av SpO2-teknologi (Huntleigh eller Nellcor)

Tillbehör och reservdelar Huntleigh SC500 och SC300:

Art.nr: H-ACC-VSM-279 Manschett vuxen 46-66 cm. **Pris 575:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-278 Manschett vuxen 33-47 cm. **Pris 415:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-277 Manschett vuxen 25-35 cm. **Pris 415:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-276 Manschett vuxen 20-28 cm. **Pris 415:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-275 Manschett barn 18-26 cm. **Pris 415:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-274 Manschett spädbarn 10-19 cm. **Pris 325:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-273 Manschett spädbarn 6-11 cm. **Pris 325:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-283 Engångsmanschett neonatal 7,0-12,8 cm. **Pris 275:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-282 Engångsmanschett neonatal 5,6-10,6 cm. **Pris 275:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-281 Engångsmanschett neonatal 4,0-7,6 cm. **Pris 275:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-280 Engångsmanschett neonatal 3,0-5,5 cm. **Pris 275:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-284 Slang 3 m till blodtrycksmanschetter. **Pris 325:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-289 Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 3 m kabel. **Pris 1.125:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-290 Huntleigh SpO2, 2 m förlängningskabel. **Pris 1.245:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-291 Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 1 m kabel. **Pris 1.125:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-292 Huntleigh neonatal/pediatrik omslagssensor med 1 m kabel. **Pris 1.125:-**

Art.nr: H-ACC-VSM-310 DS100A Nellcor kompatibel sensor Oximax. **Pris 1.445:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-309 DOC10 Nellcor kompatibel förlängningskabel Oximax. **Pris 1.745:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-293 Provlock för termometer 200 st/10 fp. **Pris 645:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-286 Provlock för termometer 800 st/40 fp. **Pris 1.545:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-287 Provlock för termometer 8000 st/400 fp. **Pris 14.165:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-300 3-vägs EKG-kabel. **Pris 1.885:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-303 3-vägs Neonatal trunk. **Pris 1.085:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-201 EKG-elektroder för Neonatal, 3 st förkopplade (40 st/fp). **Pris 3.085:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-288 Monteringskit för väggfäste och golvstativ. **Pris 555:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-153 Golvstativ med inbyggd korg och 5 hjul. **Pris 9.335:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-154 Väggfäste. **Pris 10.645:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-187 Krok/hake för väggfäste. **Pris 925:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-189 Korg 3,5" för väggfäste. **Pris 2.345:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-294 IVA stängfäste. **Pris 1.515:-**
 Art.nr: H-SP-781351 Batteripack SC300. **Pris 2.935:-**
 Art.nr: H-SP-787366 Batteripack SC500. **Pris 3.685:-**

För mer avancerade patientmonitorer besök www.ajmedical.se

Huntleigh Smartsigns Minipulse

MiniPulse-serien har utformats för att ge kliniker snabba och pålitliga mätningar. Kan användas handhållen och stående på plats för kontinuerlig övervakning.

- Stor LCD-skärm med exceptionell prestanda
- Patientens syremättnadsnivå, pulsfrekvens och signalvalitet kan visas både från vida vinklar och långa avstånd
- Lång batteritid
- Omfattande urval av larm som kan ställas in av användaren
- Lättrenjörd kontrollpanel
- 5 års garanti på enheten

Art.nr: H-MP1

Komplett med 1 återanvändningsbar sensor (välj vuxen, pediatrik el. neonatal), batterier och manual.

Ord. pris 6.875:-

Kampanjpris 6.185:-

 Se demovideo på ajmedical.se


Art.nr: H-MP1R-J30 (uppladdningsbar)

Komplett med 1 återanvändningsbar sensor vuxen, uppladdningsbara batterier, bordsställ/laddare, strömkabel till vägg och manual.

Ord. pris 9.175:-

Kampanjpris 7.795:-


Art.nr: H-MP1R (uppladdningsbar)

Komplett med 1 återanvändningsbar sensor (välj vuxen, pediatrik el. neonatal), uppladdningsbara batterier, bordsställ/laddare, strömkabel till vägg och manual.

Ord. pris 9.175:-

Kampanjpris 8.255:-

Tillbehör och reservdelar:

Återanvändningsbara SpO2-sensorer

Art.nr: H-ACC-VSM-161 1,5 m förlängningskabel. **Pris 2.365:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-167 Omslagssensor spädbarn. **Pris 3.615:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-168 Omslagssensor neonatal. **Pris 3.615:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-169 Universal Y-sensor. **Pris 2.895:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-170 Pediatrik fingersensor (5-15 kg). **Pris 3.425:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-171M Vuxen återanvändningsbar sensor. **Pris 3.425:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-232 Neonatal fäst-tejp (50-pack). **Pris 925:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-233 Infant fäst-tejp (100-pack). **Pris 3.195:-**

Engångssensorer

Art.nr: H-ACC-VSM-163 Vuxen finger-sensor (>45 kg) 10-pack. **Pris 6.215:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-164 Pediatrik finger-sensor (15-45 kg) 10-pack. **Pris 6.215:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-165 Neonatal finger-sensor (<3 kg) 10-pack. **Pris 6.215:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-166 Spädbarn finger-sensor (3-15 kg) 10-pack. **Pris 6.215:-**

Diverse

Art.nr: H-ACC47 Stångfäste. **Pris 575:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-172 Bärväska. **Pris 925:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-174 MP1R Bordsställ/laddare. **Pris 1.725:-**
 Art.nr: H-SP-750071 Strömkabel till vägg. **Pris 875:-**

OBS! Använd rabattkoden AJ25 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2025.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
 Box 10022
 181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:
 Vasavägen 78-80
 181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
 E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
 VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
 Fax: 08-767 29 82

Huntleigh Dopplex® ABILITY ABI-System

Art.nr: H-DA100PB

Dopplex ABILITY- Automatic Ankle Brachial Index System är en revolutionerande ankel/arm-indexmätare. ABI beräknas enkelt och korrekt på 3 minuter utan behov av att låta patienten vila först. Resultaten beräknas automatiskt, tolkas och visas med pulsvolymvägar på LCD-displayen. Mätresultaten kan antingen skrivas ut på termopapper eller på förklitrade etiketter från den inbyggda skrivaren. Levereras med en uppsättning standardmanschetter, två pappersrullar, en förpackning hygienskydd, nätkabel och bruksanvisning. 2 års garanti.



Rekommenderas

Se demovideo på ajmedical.se

Ord. pris 68.795:-

Kampanjpris 61.915:-

Huntleigh Dopplex® ABILITY Nätdriven

Art.nr: H-DA100P

Nätdriven automatisk ankel-arm index-mätare. Fungerar utmärkt som stationär eller bärbar. Resultaten kan skrivas ut på termopapper eller på förklitrade etiketter från den inbyggda skrivaren. Observera att mätaren endast är nätdriven och utan batteri. Programvara DR4 (engelsk) finns som tillbehör. 2 års garanti.



Ord. pris 58.215:-

Kampanjpris 52.395:-

Huntleigh Dopplex® ABILITY eABI Stationär nätdriven

Art.nr: H-DA100

Stationär automatisk ankel-arm index-mätare nätdriven och papperslös. Programvaran DR4 (engelsk) för granskning och arkivering ingår. Programvaran DR4 tillhandahåller helsidesrapporter för dokumentation och pdf-filfunktioner för gränssnitt till elektroniska patientjournalssystem. Ett GDT-gränssnitt ingår också. Installation av mjukvaran kräver ingen ändring av din dator. Observera att mätaren endast är nätdriven och utan batteri och skrivare. 2 års garanti.




Ord. pris 43.975:-

Kampanjpris 39.575:-

Rekommenderade tillbehör:

Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd 100 st/tp. **Pris 875:-**
 Art.nr: H-ACC-VSM-154 Vægghæfte. **Pris 10.645:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-013 Golvstativ. **Pris 10.625:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-012 Fixeringsplatta. **Pris 695:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-011 Manschett-set Stor 34-46 cm. **Pris 8.605:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-015 Bärväska. **Pris 2.045:-**
 Art.nr: H-DR4 Programvara inkl. USB-adapter. **Pris 9.615:-**
 Art.nr: H-SP-771332 ABI batteripack. **Pris 3.635:-**



VASKULÄR DOPPLERPAKET



Se demovideo på ajmedical.se

Huntleigh Dopplex® Ankel-arm- och tåtryckspaket med DMX

Art.nr: H-ATP KIT

DMX-R digital doppler, EZ8XS vidvinkelprobe, APPG-probe med adapter, tå-manschetter med pump, latexfria arm-/ankelmanschetter i standard och large, blodtrycksmätare med tryckventil, neuropen med ask med 100 st spetsar, utbildnings-CD, gel och en praktisk transportväska. 3 års garanti.

Ord. pris 36.115:- **Kampanjpris 32.505:-**



Se demovideo på ajmedical.se

Huntleigh Dopplex® ABI Kit för ankel-armindex med DMX

Art.nr: H-ABI KIT

DMX-R digital doppler med uppladdningsbara batterier och laddare, EZ8XS vidvinkelprobe, VP5XS 5 MHz probe för ödematösa armar samt djupt liggande kärl, blodtrycksmätare med tryckventil, latexfria arm-/ankelmanschetter i standard och large, utbildnings-CD, gel och en praktisk transportväska. 3 års garanti.

Ord. pris 31.025:- **Kampanjpris 27.925:-**

KIRURGI STARTPAKET

Huntleigh Dopplex® D900 MKIII med intraoperativa prober

Art.nr: H-DISP10-D900-MK3



Ett komplett och prisvärt startpaket som inkluderar 1 st. Huntleigh Dopplex® D900 MKIII, 1 st. probe-adapter till intraoperativa prober, 1 st. klämma och 10 st. intraoperativa engångsprober som

levereras steriliserade i individuell förpackning. 5 års garanti på huvudenheten.

Ord. pris 23.195:- **Kampanjpris 20.875:-**

Huntleigh Dopplex® DMX med intraoperativa prober

Art.nr: H-DISP10-DMX-R



Ett komplett startpaket som inkluderar 1 st. Huntleigh Dopplex® DMX doppler uppladdningsbar, 1 st. probe-adapter till intraoperativa prober, 1 st. klämma och 10 st. intraoperativa engångsprober som

levereras steriliserade i individuell förpackning. 3 års garanti på huvudenheten.

Ord. pris 29.945:- **Kampanjpris 26.955:-**

VASKULÄRA DOPPLER

Huntleigh Dopplex® DMX

Art.nr: H-DMX

Dopplex DMX är en digital doppler med högupplöst färgdisplay för presentation av dubbelriktade flödeskurvor. Vid betraktning vinkel och mycket förbättrad ljudkvalitet med det unika Digital Noise Reduction-systemet (DNNR) samt med gel-filter som minskar knastret som uppstår när gel appliceras. Funktion för in- och uppspelning av dopplerljud och många andra nya funktioner.

3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.** Vid ankel/arm indexmätning rekommenderas att båda problemen H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till.

Ord. pris 12.305:-

Kampanjpris 11.075:-

Art.nr: H-DMX-R

(med uppladdningsbara batterier och laddare)

Ord. pris 13.385:- **Kampanjpris 12.045:-**

Nyhet!

Huntleigh Dopplex® SD2 MKIII

Art.nr: H-SD2-MK3

Dopplex SD2 MKIII vaskulär doppler med stor monokrom display med indikator för blodflödesriktning för att enkelt kunna identifiera flöde bakåt och framåt. Tydlig indikator för probe identifiering. Integrerat bältesclip. Utgång för hörlurar. Tydliga blodflödesljud. Den är lämplig för kliniska specialister som önskar utföra avancerade dopplerstudier. Levereras komplett med 2 x 20 g påsar med ultraljudsgel, 2 x AA alkaliska batterier och bruksanvisning. 3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.** Vid ankel/arm indexmätning rekommenderas att båda problemen H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till.

Ord. pris 8.345:- **Kampanjpris 7.515:-**

Nyhet!

Huntleigh Dopplex® D900 MKIII

Art.nr: H-D900-MK3

Dopplex D900 är en dubbelriktad ljud-doppler till ett lågt pris. Den används huvudsakligen vid mätning av ankel/arm index inom primärvården och som en del av bensärsbehandlingsregimen.

3 års garanti. **Levereras utan probe som säljs separat.** Vid ankel/arm indexmätning rekommenderas att båda problemen H-EZ8-XS och H-VP5-XS köps till. Lampor som tydligt indikerar PÅ/AV och batteristatus.

Ord. pris 5.995:- **Kampanjpris 5.395:-**

Tillbehör och reservdelar vaskulära doppler och ABILITY:

Art.nr: H-VP4-XS Högkänslig probe 4 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 5.795:-**
 Art.nr: H-VP5-XS Högkänslig probe 5 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 5.795:-**
 Art.nr: H-VP8-XS Högkänslig probe 8 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 5.795:-**
 Art.nr: H-VP10-XS Högkänslig probe 10 MHz till nya & äldre doppler. **Pris 5.795:-**
 Art.nr: H-EZ8-XS Högkänslig probe 8 MHz vidvinkel till nya & äldre doppler. **Pris 7.155:-**
 Art.nr: H-PA8-XS Intraoperativ probeadapter till nya doppler. **Pris 6.275:-**
 Art.nr: H-PA8-HG Intraoperativ probeadapter till äldre doppler. **Pris 6.275:-**
 Art.nr: H-PPGA1 APPG adapter och probe för tå-trycks mätning till DMX. **Pris 9.915:-**
 Art.nr: H-ACC3 Ultrasonic gel stora flaskor, 12 x 250 ml. **Pris 1.935:-**
 Art.nr: H-ACC24 Ultrasonic gel små flaskor, 12 x 60 ml. **Pris 1.085:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-019 Etiketter till ABILITY, 5 st rullar. **Pris 1.245:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-017 Termopapper till ABILITY, 5 st rullar. **Pris 785:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd. 100 st/tp. **Pris 875:-**
 Art.nr: H-SP-726486 Batterilucka till doppler (äldre modeller). **Pris 65:-**
 Art.nr: H-SP-772399 Batterilucka till doppler (nya modeller). **Pris 115:-**
 Art.nr: H-SP-6AH104 Probekabel till doppler (äldre modeller). **Pris 1.255:-**

Art.nr: H-SP-772424 Probekabel till doppler (nya modeller). **Pris 1.225:-**
 Art.nr: H-ACC21 Hörlurar till nya & äldre doppler. **Pris 485:-**
 Art.nr: H-ACC232 Golvstativ med monteringskit till doppler alla modeller. **Pris 7.225:-**
 Art.nr: H-ACC34 Bärväska till handdoppler. **Pris 485:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-029 Bärväska till ATP och ABI paket. **Pris 1.705:-**
 Art.nr: H-ACC47 Stativklämma till intraoperativ doppler. **Pris 575:-**
 Art.nr: H-ACC224 Neuropen och spetsar. **Pris 785:-**
 Art.nr: H-ACC226 Uppladdningskit till nya doppler DMX-R/SRX-R. **Pris 1.425:-**
 Art.nr: H-ACC227 Micro SD-kort till nya doppler DMX/SR. **Pris 465:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-028 T-koppling för uppladdningssystem till doppler DMX. **Pris 1.155:-**
 Art.nr: H-ACC185 Tå-manschetter med koppling (3 stora och 3 små). **Pris 7.105:-**
 Art.nr: H-ACC179 APPG klisterremсор till tå-trycks probe. **Pris 875:-**
 Art.nr: H-DR4 Programvara (engelsk) inkl. USB-adapter (För användning med ABILITY). **Pris 9.615:-**

Övriga tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.



CTG – FOSTERÖVERVAKNING

Huntleigh Sonicaid® Team 3 Antepartum

Art.nr: H-TEAM3-ANTEPARTUM



Sonicaid® Team 3 Antepartum med integrerad Dawes-Redman CTG Analys är ett avancerat moder- och fosterövervakningssystem. CTG Antepartum Analys-funktionen finns

exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Team 3 Antepartum är rik på funktioner som ger en kostnadseffektiv, pålitlig och korrekt övervakning av både fostret och modern. Välj mellan singel-, tvilling- eller trilling-fosterövervakningsfunktion.

Ord. pris 173.245:- **Kampanjpris 155.925:-**

Art.nr: H-Triplets Trillingkapacitet. **Pris 2.505:-**



Huntleigh Sonicaid® Team 3 Ante-/Intrapartum

Art.nr: H-TEAM3-ANTE-/INTRAPARTUM

Huntleigh Sonicaid Team 3 Ante-/Intrapartum övervakningssystem med mammaparametrar som blodtryck och SpO2. Integrerad Dawes-Redman Antepartum CTG-Analys och Labour TREND, vilka används exklusivt av Huntleigh. Antepartum Analysen är ett unikt programvarubaserat verktyg som ger en numerisk analys av CTG-kurvan och en solid tolkning enligt Dawes-Redmans världsrenommerade kriterier. TREND-funktionen beräknar och rapporterar regelbundet viktiga parametrar under första stadiet av förlossningen gällande CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan. Utrustningen är mycket användarvänlig med den symboldrivna skärmen som även fungerar vid användning av handskar. Fostrets hjärtfrekvens visas med stora siffror med automatisk skalning som ger optimal synlighet vid övervakning av ett foster, tvillingar eller trillingar. Givarna har högsta prestanda, även vid användning på mammor med högt BMI. Vid användning av ArciTrace-papper har man upp till 25 års arkivering. Tillverkad i Storbritannien. CE-märkt.

Ord. pris 224.065:- **Kampanjpris 201.655:-**

Art.nr: H-Triplets Trillingkapacitet. **Pris 2.505:-**

Huntleigh Sonicaid® Team 3 Intrapartum

Art.nr: H-TEAM3-INTRAPARTUM

Sonicaid® Team 3 Intrapartum med integrerad Dawes-Redman Intrapartum CTG TREND är ett avancerat övervakningssystem för både moder och foster. Den unika och effektiva TREND-funktionen finns exklusivt integrerad i Huntleighs monitorer. Denna beräknar och rapporterar regelbundet viktiga parametrar gällande Intrapartum CTG-kurvan i form av numeriska data utmärkta på toco-kurvan.

Ord. pris 171.655:- **Kampanjpris 154.495:-**

Art.nr: H-Triplets Trillingkapacitet. **Pris 2.505:-**



Se demovideo på ajmedical.se

Tillbehör och reservdelar Team 3:

Art.nr: H-ACC-OBS-072 Team 3 Golvstativ med monteringsatts. **Pris 18.695:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-076 Team 3 Vägghäste. **Pris 12.165:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-008 Ultraljudsgivare grön 1.0 MHz (2 meter). **Pris 11.295:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-008L Ultraljudsgivare grön 1.0 MHz (3 meter). **Pris 12.335:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-009 TOCO-givare rosa (2 meter). **Pris 12.195:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-009L TOCO-givare rosa (3 meter). **Pris 13.385:-**
Art.nr: H-SP-7775-6901 Händelsemarkör. **Pris 1.035:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-071 Team 3 SpO2 anslutningskabel (plastkontakt). **Pris 3.925:-**
Art.nr: H-ACC-VSM-171 SpO2 Comfort Clip fingersensor-BCI. **Pris 4.045:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-073 Team 3 Medium vuxen blodtrycksmanschett (24-32 cm). **Pris 1.655:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-074 Team 3 Stor vuxen blodtrycksmanschett (32-42 cm). **Pris 2.395:-**

Art.nr: H-ACC-OBS-075 Team 3 Extra stor vuxen blodtrycksmanschett (38-46 cm). **Pris 2.905:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-120 Team 3 Extra stor konisk manchett (38-46 cm). **Pris 2.275:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-121 Team 3 Stor konisk manchett (32-42 cm). **Pris 2.025:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-122 Team 3 Medium konisk manchett (24-32 cm). **Pris 1.655:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-123 Team 3 Liten konisk manchett (17-26 cm). **Pris 1.545:-**
Art.nr: H-ACC-MI1160 Slang 3 m för blodtrycksmanschett. **Pris 1.975:-**
Art.nr: H-ACC-OBS-124 Slang 2 m för konisk blodtrycksmanschett. **Pris 1.975:-**
Art.nr: H-ACC-321414 ArchiTrace 25 års arkiveringspapper (20-pack). **Pris 6.075:-**
Art.nr: H-ACC-MI1136 Latexfria givarbälten (par). **Pris 335:-**
Art.nr: H-ACC-1300-0154 Aquasonic gel 5 l. **Pris 1.315:-**

Övriga tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

Nyhet!

HUNTLEIGH

Sonicaid® Team 3 – Trådlöst givarsystem

Trådlösa ultraljud- & Toco-givare kompatibla med Huntleigh Sonicaid TEAM 3 CTG-monitorer tillverkade från hösten 2022. Systemet erbjuder frihet, flexibilitet och valbarhet vid övervakning av moder och foster. Praktisk och ergonomisk lösning vid övervakning i badet eller duschen tack vare de lätta, vattentäta och multifunktionella trådlösa givarna.

Välj mellan singel- eller tvilling-fosterövervakning med eller utan trådlös FEKG.

Läs mer på ajmedical.se eller kontakta oss för offert.

Se demovideo på ajmedical.se

OBSTETRISKA DOPPLER

Huntleigh Sonicaid® SRX

Art.nr: H-SRX

Sonicaid SRX digital doppler med kurv- och frekvensdisplay. Kan användas med hela sortimentet av utbytbara obstetriska och vaskulära XS-prober (icke vattentäta). Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemarkeringar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för väskauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti. Levereras utan probe som säljs separat.

Ord. pris 7.035:- **Kampanjpris 6.335:-** (med batterier)

Art.nr: H-SRX-R

Ord. pris 8.115:- **Kampanjpris 7.305:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Programvara finns som tillbehör!

Huntleigh Sonicaid® SR2

Art.nr: H-SR2

Sonicaid SR2 digital doppler med vattentät 2 MHz probe med kurv- och frekvensdisplay. Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemarkeringar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för väskauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti.

Ord. pris 9.895:- **Kampanjpris 8.905:-** (med batterier)

Art.nr: H-SR2-R

Ord. pris 10.905:- **Kampanjpris 9.815:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Programvara finns som tillbehör!

Huntleigh Sonicaid® SR3

Art.nr: H-SR3

Sonicaid SR3 digital doppler med vattentät 3 MHz probe med kurv- och frekvensdisplay. Växlar enkelt mellan lägen för STORA tal och den unika kurvvisningen. Lagrar och hämtar FHR-kurvor och -ljud för granskning. Inkluderar fosterrörelsemarkeringar och tid- och datumstämpling av resultat. Live scrolling på skärmen för granskning av längre registreringskurvor. Unik 15-minuters timerfunktion för väskauskultation för lågriskförlossningar. 3 års garanti.

Ord. pris 9.895:- **Kampanjpris 8.905:-** (med batterier)

Art.nr: H-SR3-R

Ord. pris 10.905:- **Kampanjpris 9.815:-** (med uppladdningsbara batterier och laddare)



Programvara finns som tillbehör!

Huntleigh Sonicaid® D930 MKIII

Art.nr: H-D930-MK3

Sonicaid D930 ljud-doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 3 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlossning. 3 års garanti. Lamor som tydligt indikerar PÅ/AV och batteristatus.

Ord. pris 7.015:- **Kampanjpris 6.315:-**

Nyhet!

Huntleigh Sonicaid® D920 MKIII

Art.nr: H-D920-MK3

Sonicaid D920 ljud-doppler ger ett klart ljud från fosterhjärtat vilket gör det möjligt att snabbt lokalisera fostrets hjärta. Integrerad 2 MHz vattentät probe som passar att använda i samband med vattenförlossning. 3 års garanti. Lamor som tydligt indikerar PÅ/AV och batteristatus.

Ord. pris 7.015:- **Kampanjpris 6.315:-**

Nyhet!

Huntleigh Sonicaid® FD1-MKIII

Art.nr: H-FD1-MK3

Huntleigh Sonicaid® FD1 MKIII obstetrisk doppler med fast vattentät 2MHz probe. Enkel display utan kurvvisning och utan minnesfunktion. Doppler FD1 MKIII används med 2 AA batterier. Bärvasken finns att beställa som tillbehör. 3 års garanti.

Ord. pris 8.925:- **Kampanjpris 8.035:-**



Huntleigh Sonicaid® FD3-MKIII

Art.nr: H-FD3-MK3

Huntleigh Sonicaid® FD3 MKIII obstetrisk doppler med fast vattentät 3MHz probe. Enkel display utan kurvvisning och utan minnesfunktion. Doppler FD3 MKIII används med 2 AA batterier. Bärvasken finns att beställa som tillbehör. 3 års garanti.

Ord. pris 8.925:- **Kampanjpris 8.035:-**



Tillbehör och reservdelar obstetriska doppler:

Art.nr:		Pris:
H-OP2-XS	Högekänslig probe 2MHz till nya & äldre doppler.	5.795:-
H-OP3-XS	Högekänslig probe 3MHz till nya & äldre doppler.	5.795:-
H-ACC232	Golvstativ med monteringskit till doppler alla modeller.	7.225:-
H-ACC226	Uppladningskit till nya doppler DMX-R/SRX-R.	1.425:-
H-ACC227	Micro SD-kort till nya doppler DMX/SRX.	465:-
H-ACC3	Ultrasonic gel stora flaskor 12 x 250 ml.	1.935:-
H-ACC24	Ultrasonic gel små flaskor 12 x 60 ml.	1.085:-
H-ACC34	Bärvaska till handdoppler.	485:-
H-ACC21	Hörlurar till nya & äldre doppler.	485:-

OBS! Använd rabattkoden AJ25 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2025.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Box 10022
181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82



Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare/pulsoximeter

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enligt SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st–1.500:-/st*** per år beroende på modell, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st–1.800:-/st. Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år)*		

Välj fraktsätt: Sjukvård och företag

☐ DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.)

☐ Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Privatperson

☐ Postförskott (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod

Leveransadress:

Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn:

Org.nr/Personnr:

Box:

Gatuadress:

Postnr. och ort:

Telefon: Fax:

E-post:

☐ Kryssa för rutan om ni vill ha vårt nyhetsbrev via e-post.

Datum och namnteckning:

Namnförtydligande:

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö
och återfås servade och klara inom 5 arbetsdagar! (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)
Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82
E-post: info@ajmedical.se**