



Meditech utvecklar och tillverkar system för kardiovaskulär diagnostik. De är en av de stora aktörerna internationellt vad gäller system för ambulatorisk blodtrycksregistrering, som är den produkt som företaget grundade sin verksamhet på. Meditech har också system för EKG, event recorders och Holter EKG. AJ Medical är exklusiv distributör för Sverige.

## Meditech ABPM-06

### – Sannolikt världens minsta och lättaste 24-timmars blodtrycksmätare

Meditech ABPM-06 och tidigare modeller ABPM-05 och ABPM-04 är ett system för ambulatorisk registrering av blodtryck, vanligen benämnt "24-timmars blodtryck". Systemet tillverkas av Meditech Ltd., Budapest, Ungern. Meditech har utvecklat och tillverkat 24-timmars blodtrycksmätare sedan 1990 och ABPM-06 är den sjätte generationen. Fram till idag har Meditech levererat mer än 15.000 system runt om i världen och i Norden har vi levererat mer än 500 system sedan starten i oktober 1997. Meditechs mätare är naturligtvis CE-märkta och företaget Meditech är certifierat enligt ISO 9001 och EN 46001. Certifieringen har utförts av Notifield Body 0120. (SGS Yarsley, Storbritannien).

#### Oscillometrisk mätmetod

Meditech ABPM-06, ABPM-05 och ABPM-04 använder den oscillometriska principen. Den oscillometriska prin-

cipen är mycket enkel och smidig att applicera och därtill bekväm för patienten.

#### Validering

ABPM-06 har en AA validering som möter relevanta ESH-IP och BHS protokoll och ISO/ANSI/AAMI standarder. Meditech ABPM-05 och ABPM-04 har testats och validerats enligt BHS-protokollet och uppfyller där de rekommenderade kraven för klinisk användning. Resultaten har publicerats i "Blood Pressure Monitoring 1998, vol 3 nr 6".

#### Koppling till PC-baserad journal

Programvaran CardioVisions till Meditech ABPM-06, ABPM-05 och ABPM-04 har färdig funktion för koppling till, och integration med de PC-baserade journalsystemen Profdoc och Medidoc (går även att koppla till övriga).



## Meditech ABPM-06

Komplett med monitor, standard-manschett, väska, standard mini-USB för PC och CardioVisions, personlig version.

Art.nr: 3101-06

Ord. pris 27.995:-

**Kampanjpris 22.395:-**



#### Teknisk data: ABPM-06

Mätmetod: oscillometrisk med stegvis utsläpp  
 Mätområde: 30-280 mmHg  
 Noggrannhet: +/- 3 mmHg, eller +/- 2% av reg. värde  
 Minneskapacitet: över 600 registreringar  
 Mätperioder: 4 (morgon, dag, natt, special)  
 Tidsintervall: 5,10,15,20,25,30,40,60,90 minuter  
 Programlängd: upp till 51 timmar  
 Trycksensor: piezo-resistive  
 Dataöverföring: standard mini USB  
 Vikt: 236 gram inkl. batteri  
 Storlek: 98 x 69 x 29 mm  
 Strömförsörjning: 2 st AA batterier  
 Bruksanvisning på svenska medföljer.  
 3 års garanti. 1 år på manschetter och övrigt.

## Meditech ABPM-05

Komplett med monitor, standard-manschett, väska, USB interface (optiskt) för PC och CardioVisions, personlig version.

Art.nr: 3101-05

Ord. pris 26.995:-

**Kampanjpris 21.595:-**



#### Teknisk data: ABPM-05

Mätmetod: oscillometrisk  
 Mätområde: 30-260 mmHg  
 Minneskapacitet: 600 registreringar  
 Trycksensor: piezo-resistive  
 Noggrannhet: +/- 3 mmHg, eller +/- 2% av reg. värde  
 Dataöverföring: optisk fiber  
 PC interface: seriellt eller USB  
 Vikt: 236 gram inkl. batteri  
 Storlek: 98 x 69 x 29 mm  
 Bruksanvisning på svenska medföljer.  
 3 års garanti. 1 år på manschetter och övrigt.

Vi erbjuder även utbildning och installation vid behov.  
 Ring för offert!

## Meditech card(X)plore

Tre funktioner i en enhet för en komplex kardiovaskulär riskanalys. 24-timmars blodtrycksmätare, EKG och aktivitetssensor.

Art.nr: 3120

Ord. pris 39.995:-

**Kampanjpris 35.995:-**



#### Teknisk data: card(X)plore

Minneskapacitet: 51h HOLTHER-EKG & 600 blodtrycksmätningar  
 Aktigraf: 2-axel, +2 g, 10 Hz sampling, känslighet 0,01 g  
 Minne: SD-kort  
 Storlek: 124 x 82 x 33,5 mm  
 Vikt: 250 g exkl. batterier  
 Mätmetod: oscillometrisk  
 Mätområde: blodtryck: 30-260 mmHg, puls: 40-200 bpm  
 Passiv noggrannhet: +/- 3 mmHg, eller +/- 2% av reg. värde  
 Manöverknapp: 2 knappar  
 Sampling, A/D-upplösning: 600 Hz, 12 bit  
 Lagringskvalitet: 150 eller 300 Hz  
 Dataöverföring: USB optiskt gränssnitt  
 EKG: 3-kanal (7 patient-kablar)  
 3 års garanti. 1 år på manschetter och övrigt.  
 OBS! En kortlåsare behövs för att kunna utläsa data.

Art.nr: 3110 Nätverkslicens (5 anv.) för CardioVisions. **Pris 8.000:-**

#### Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 3102-06 Meditech ABPM-06 (monitor, manschett och väska). **Pris 21.395:-**  
 Art.nr: 3102-05 Meditech ABPM-05 (monitor, manschett och väska). **Pris 20.595:-**  
 Art.nr: 3103 Kompletts manschett till ABPM-04, ABPM-05 och ABPM-06. Storlek-stor (33-42 cm). **Pris 1.295:-**  
 Art.nr: 3104 Kompletts manschett till ABPM-04, ABPM-05 och ABPM-06. Storlek-barn (18-24 cm). **Pris 1.215:-**  
 Art.nr: 3105 Kompletts manschett till ABPM-04, ABPM-05 och ABPM-06. Storlek-normal (25-32 cm). **Pris 1.155:-**  
 Art.nr: 3106 Bärväska till Meditech ABPM-04 och card(X)plore. **Pris 1.255:-**  
 Art.nr: 3106-05 Bärväska till Meditech ABPM-05 och ABPM-06. **Pris 1.255:-**  
 Art.nr: 3109 Seriellt optiskt interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 3.995:-**  
 Art.nr: 3111 Optiskt USB interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 3.995:-**  
 Art.nr: 3111-06 Standard mini USB-kabel till Meditech ABPM-06 och CardIU!1. **Pris 185:-**

Art.nr: 3120-03 Kompletts manschett till card(X)plore. Storlek stor (33-42 cm). **Pris 1.295:-**  
 Art.nr: 3120-02 Kompletts manschett till card(X)plore. Storlek normal (25-32 cm). **Pris 1.155:-**  
 Art.nr: 3120-01 Kompletts manschett till card(X)plore. Storlek barn (18-24 cm). **Pris 1.215:-**  
 Art.nr: 3105-01 Manschettklämma. **Pris 195:-**  
 Art.nr: 3560-03 Bärväska till Meditech CardIU!12. **Pris 1.085:-**  
 Art.nr: 3120-04 7-kanal EKG patientkabel till Meditech card(X)plore. **Pris 3.745:-**  
 Art.nr: 3557 7-kanal EKG patientkabel till Meditech CardioMera. **Pris 1.535:-**  
 Art.nr: 3562 7-kanal EKG patientkabel till Meditech CardIU!13 och CardIU!12. **Pris 3.585:-**  
 Art.nr: 3563 10-kanal EKG patientkabel till Meditech CardIU!12. **Pris 4.395:-**  
 Art.nr: 3558 1-kanal EKG patientkabel till Meditech CardioMera. **Pris 225:-**  
 Art.nr: 3559 SD-minneskort 2GB. **Pris 275:-**  
 Art.nr: 3556 Plasthållare till Meditech CardioMera. **Pris 195:-**  
 Art.nr: 3564 Svart skyddsväska. **Pris: 415:-**

## Meditech CardioMera

CardioMera är en mini-EKG Holter-skärm, som registrerar EKG tillförlitligt i upp till 96 timmar.

- 1-, 2-, 3- eller 5-kanalers inspelning
- Individuella, lätt ersättningsbara patientkablar
- Liten storlek
- Händelseknapp
- Omfattande programvara inkluderad
- 3 års garanti på huvudenheten

Art.nr: 3550

Ord. pris 29.425:-

**Kampanjpris 26.485:-**



## Meditech CardIU!3

3-kanals Holter EKG

- EKG övervakning upp till 7 dagar
- Kontrollera elektrodplacering på skärmen i realtid på skärmen för att få exakta anslutningar
- Standard mini-USB anslutning
- Den stora LCD-skärmen gör det möjligt att programmera bildskärmen manuellt med hjälp av de tre menyknapparna
- Kraftfull programvara inkluderad med utskrivbara rapporter
- 3 års garanti på huvudenheten

Art.nr: 3560

Ord. pris 19.995:-

**Kampanjpris 17.995:-**



## Meditech CardIU!12

3/12-kanals Holter EKG

- EKG övervakning upp till 7 dagar
- Kontrollera elektrodplacering på skärmen i realtid på skärmen för att få exakta anslutningar
- Standard mini-USB anslutning
- Den stora LCD-skärmen gör det möjligt att programmera bildskärmen manuellt med hjälp av de tre menyknapparna
- Kraftfull programvara inkluderad med utskrivbara rapporter
- 3 års garanti på huvudenheten

Art.nr: 3561

Ord. pris 21.595:-

**Kampanjpris 19.435:-**



