



Meditech utvecklar och tillverkar system för kardiovaskulär diagnostik. De är en av de stora aktörerna internationellt vad gäller system för ambulatorisk blodtrycksregistrering, som är den produkt som företaget grundade sin verksamhet på. Meditech har också system för EKG, event recorders och Holter EKG. AJ Medical är exklusiv distributör för Sverige.

## Meditech ABPM-06

### – Sannolikt världens minsta och lättaste 24-timmars blodtrycksmätare

Meditech ABPM-06 och tidigare modeller ABPM-05 och ABPM-04 är ett system för ambulatorisk registrering av blodtryck, vanligen benämnt "24-timmars blodtryck". Systemet tillverkas av Meditech Ltd., Budapest, Ungern. Meditech har utvecklat och tillverkat 24-timmars blodtrycksmätare sedan 1990 och ABPM-06 är den sjätte generationen. Fram till idag har Meditech levererat mer än 15.000 system runt om i världen och i Norden har vi levererat mer än 500 system sedan starten i oktober 1997. Meditechs mätare är naturligtvis CE-märkta och företaget Meditech är certifierat enligt ISO 9001 och EN 46001. Certifieringen har utförts av Notifield Body 0120. (SGS Yarsley, Storbritannien).

#### Oscillometrisk mätmetod

Meditech ABPM-06, ABPM-05 och ABPM-04 använder den oscillometriska principen. Den oscillometriska prin-

cipen är mycket enkel och smidig att applicera och därtill bekväm för patienten.

#### Validering

ABPM-06 har en AA validering som möter relevanta ESH-IP och BHS protokoll och ISO/ANSI/AAMI standarder. Meditech ABPM-05 och ABPM-04 har testats och validerats enligt BHS-protokollet och uppfyller där de rekommenderade kraven för klinisk användning. Resultaten har publicerats i "Blood Pressure Monitoring 1998, vol 3 nr 6".

#### Koppling till PC-baserad journal

Programvaran CardioVisions till Meditech ABPM-06, ABPM-05 och ABPM-04 har färdig funktion för koppling till, och integration med de PC-baserade journalsystemen Profdoc och Medidoc (går även att koppla till övriga).



## Meditech ABPM-06

Komplett med monitor, standard-manschett, väska, standard mini-USB för PC och CardioVisions, personlig version.

Art.nr: 3101-06

Ord. pris 29.675:-

**Kampanjpris 23.795:-**



#### Teknisk data: ABPM-06

Mätmetod: oscillometrisk med stegvis utsläpp  
 Mätområde: 30-280 mmHg  
 Noggrannhet: +/- 3 mmHg, eller +/- 2 % av reg. värde  
 Minneskapacitet: över 600 registreringar  
 Mätperioder: 4 (morgon, dag, natt, special)  
 Tidsintervall: 5,10,15,20,25,30,40,60,90 minuter  
 Programlängd: upp till 51 timmar  
 Trycksensor: piezo-resistive  
 Dataöverföring: standard mini USB  
 Vikt: 236 gram inkl. batteri  
 Storlek: 98 x 69 x 29 mm  
 Strömförsörjning: 2 st AA batterier  
 Bruksanvisning på svenska medföljer.  
 3 års garanti. 1 år på manschetter och övrigt.

## Meditech ABPM-05

Komplett med monitor, standard-manschett, väska, USB interface (optiskt) för PC och CardioVisions, personlig version.

Art.nr: 3101-05

Ord. pris 28.595:-

**Kampanjpris 22.895:-**



#### Teknisk data: ABPM-05

Mätmetod: oscillometrisk  
 Mätområde: 30-260 mmHg  
 Minneskapacitet: 600 registreringar  
 Trycksensor: piezo-resistive  
 Noggrannhet: +/- 3 mmHg, eller +/- 2 % av reg. värde  
 Dataöverföring: optisk fiber  
 PC interface: seriellt eller USB  
 Vikt: 236 gram inkl. batteri  
 Storlek: 98 x 69 x 29 mm  
 Bruksanvisning på svenska medföljer.  
 3 års garanti. 1 år på manschetter och övrigt.

Vi erbjuder även utbildning och installation vid behov.  
 Ring för offert!

## Meditech card(X)plore

Tre funktioner i en enhet för en komplex kardiovaskulär riskanalys. 24-timmars blodtrycksmätare, EKG och aktivitetssensor.

Art.nr: 3120

Ord. pris 42.395:-

**Kampanjpris 37.995:-**



#### Teknisk data: card(X)plore

Minneskapacitet: 51h HOLTHER-EKG & 600 blodtrycksmätningar  
 Aktigraf: 2-axel, +2 g, 10 Hz sampling, känslighet 0,01 g  
 Minne: SD-kort  
 Storlek: 124 x 82 x 33,5 mm  
 Vikt: 250 g exkl. batterier  
 Mätmetod: oscillometrisk  
 Mätområde: blodtryck: 30-260 mmHg, puls: 40-200 bpm  
 Passiv noggrannhet: +/- 3 mmHg, eller +/- 2 % av reg. värde  
 Manöverknapp: 2 knappar  
 Sampling, A/D-upplösning: 600 Hz, 12 bit  
 Lagringskvalitet: 150 eller 300 Hz  
 Dataöverföring: USB optiskt gränssnitt  
 EKG: 3-kanal (7 patient-kablar)  
 3 års garanti. 1 år på manschetter och övrigt.  
 OBS! En kortlåsare behövs för att kunna utläsa data.

Art.nr: 3110 Nätverkslicens (5 anv.) för CardioVisions. **Pris 8.000:-**

#### Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 3102-06 Meditech ABPM-06 (monitor, manschett och väska). **Pris 22.795:-**  
 Art.nr: 3102-05 Meditech ABPM-05 (monitor, manschett och väska). **Pris 21.895:-**  
 Art.nr: 3103 Kompletts manschett till ABPM-04, ABPM-05 och ABPM-06. Storlek-stor (33-42 cm). **Pris 1.375:-**  
 Art.nr: 3104 Kompletts manschett till ABPM-04, ABPM-05 och ABPM-06. Storlek-barn (18-24 cm). **Pris 1.295:-**  
 Art.nr: 3105 Kompletts manschett till ABPM-04, ABPM-05 och ABPM-06. Storlek-normal (25-32 cm). **Pris 1.225:-**  
 Art.nr: 3106 Bärväska till Meditech ABPM-04 och card(X)plore. **Pris 1.335:-**  
 Art.nr: 3106-05 Bärväska till Meditech ABPM-05 och ABPM-06. **Pris 1.335:-**  
 Art.nr: 3109 Seriellt optiskt interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 4.235:-**  
 Art.nr: 3111 Optiskt USB interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 4.235:-**  
 Art.nr: 3111-06 Standard mini USB-kabel till Meditech ABPM-06 och CardIU!1. **Pris 195:-**

Art.nr: 3120-03 Kompletts manschett till card(X)plore. Storlek stor (33-42 cm). **Pris 1.375:-**  
 Art.nr: 3120-02 Kompletts manschett till card(X)plore. Storlek normal (25-32 cm). **Pris 1.225:-**  
 Art.nr: 3120-01 Kompletts manschett till card(X)plore. Storlek barn (18-24 cm). **Pris 1.295:-**  
 Art.nr: 3105-01 Manschettklämma. **Pris 215:-**  
 Art.nr: 3560-03 Bärväska till Meditech CardIU!13 och CardIU!12. **Pris 1.155:-**  
 Art.nr: 3120-04 7-kanal EKG patientkabel till Meditech card(X)plore. **Pris 3.975:-**  
 Art.nr: 3557 7-kanal EKG patientkabel till Meditech CardioMera. **Pris 1.635:-**  
 Art.nr: 3562 7-kanal EKG patientkabel till Meditech CardIU!13 och CardIU!12. **Pris 3.795:-**  
 Art.nr: 3563 10-kanal EKG patientkabel till Meditech CardIU!12. **Pris 4.665:-**  
 Art.nr: 3558 1-kanal EKG patientkabel till Meditech CardioMera. **Pris 245:-**  
 Art.nr: 3559 SD-minneskort 2GB. **Pris 295:-**  
 Art.nr: 3556 Plasthållare till Meditech CardioMera. **Pris 215:-**  
 Art.nr: 3564 Svart skyddsväska. **Pris: 445:-**

## Meditech CardiUP!3

3-kanals Holter EKG

- EKG övervakning upp till 7 dagar
- Kontrollera elektrodplacering på skärmen i realtid på skärmen för att få exakta anslutningar
- Standard mini-USB anslutning
- Den stora LCD-skärmen gör det möjligt att programmera bildskärmen manuellt med hjälp av de tre menyknapparna
- Kraftfull programvara inkluderad med utskrivbara rapporter
- 3 års garanti på huvudenheten



Art.nr: 3560

Ord. pris 21.195:-

**Kampanjpris 18.995:-**

## Meditech CardiUP!2

3/12-kanals Holter EKG

- EKG övervakning upp till 7 dagar
- Kontrollera elektrodplacering på skärmen i realtid på skärmen för att få exakta anslutningar
- Standard mini-USB anslutning
- Den stora LCD-skärmen gör det möjligt att programmera bildskärmen manuellt med hjälp av de tre menyknapparna
- Kraftfull programvara inkluderad med utskrivbara rapporter
- 3 års garanti på huvudenheten



Art.nr: 3561

Ord. pris 22.895:-

**Kampanjpris 20.595:-**



## Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare/pulsoximeter

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enligt SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st–1.500:-/st\*** per år beroende på modell, exklusivt reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st–1.800:-/st. Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

### Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år)*		

Välj fraktsätt:  Sjukvård och företag  Privatperson  
 DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.)  Postförskott (hämtas på utlämningsställe)  
 Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret ..... (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod .....

Leveransadress: ..... Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn: .....

Org.nr/Personnr: .....

Box: .....

Gatuadress: .....

Postnr. och ort: .....

Telefon: ..... Fax: .....

E-post: .....

Kryssa för rutan om ni vill ha vårt nyhetsbrev via e-post.

Datum och namnteckning: .....

Namnförtydligande: .....

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö  
och återfås servade och klara inom 5 dagar!** (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)

**Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82**

**E-post: [info@ajmedical.se](mailto:info@ajmedical.se)**