



Meditech utvecklar och tillverkar system för kardiovaskulär diagnostik. De är en av de stora aktörerna internationellt vad gäller system för ambulatorisk blodtrycksregistrering, som är den produkt som företaget grundade sin verksamhet på. Meditech har också system för EKG, event recorders och Holter EKG. AJ Medical är exklusiv distributör för Sverige.

Meditech ABPM-06

– Sannolikt världens minsta och lättaste 24-timmars blodtrycksmätare

Meditech ABPM-06 och tidigare modeller ABPM-05 och ABPM-04 är ett system för ambulatorisk registrering av blodtryck, vanligen benämnt "24-timmars blodtryck". Systemet tillverkas av Meditech Ltd., Budapest, Ungern. Meditech har utvecklat och tillverkat 24-timmars blodtrycksmätare sedan 1990 och ABPM-06 är den sjätte generationen. Fram till idag har Meditech levererat mer än 15.000 system runt om i världen och i Norden har vi levererat mer än 500 system sedan starten i oktober 1997. Meditechs mätare är naturligtvis CE-märkta och företaget Meditech är certifierat enligt ISO 9001 och EN 46001. Certifieringen har utförts av Notified Body 0120. (SGS Varsley, Storbritannien).

Oscillometrisk mätmetod

Meditech ABPM-06, ABPM-05 och ABPM-04 använder den oscillometriska principen. Den oscillometriska prin-

cipen är mycket enkel och smidig att applicera och därtill bekväm för patienten.

Validering

ABPM-06 har en AA validering som möter relevanta ESH-IP och BHS protokoll och ISO/ANSI/AAMI standarder. Meditech ABPM-05 och ABPM-04 har testats och validerats enligt BHS-protokollet och uppfyller där de rekommenderade kraven för klinisk användning. Resultaten har publicerats i "Blood Pressure Monitoring 1998, vol 3 nr 6".

Koppling till PC-baserad journal

Programvaran CardioVisions till Meditech ABPM-06, ABPM-05 och ABPM-04 har färdig funktion för koppling till, och integration med de PC-baserade journalsystemen Profdoc och Medidoc (går även att koppla till övriga).



Meditech ABPM-06

24- h blodtrycksmätaren Meditech ABPM-06 ger korrekt information om variationer i blodtryck över dygnet för hypertoni- och kontroll. Den lilla, lätta monitorn arbetar med stegvis tömning och är lika pålitlig och bekväm att använda som alla andra Meditech-enheter. Tack vare sina utökade mätområden ger ABPM-06 en mer exakt blodtrycksprofil och ännu mer därtill. Kliniskt validerad. Mätaren levereras med en standardmanschett, 2 högkapacitet AA-batterier, 1 standard USB-kabel, 1 CD med den senaste mjukvaran, användarmanual och kvalitetscertifikat i en svart förvaringsväska.

Art.nr: 3101-06

Ord. pris 29.675:-

Kampanjpris 23.795:-



Vi erbjuder även utbildning och installation vid behov. Ring för offert!

Teknisk data: ABPM-06

Mätmetod: oscillometrisk med stegvis utsläpp
Mätområde: 30-280 mmHg
Noggrannhet: +/- 3 mmHg, eller +/- 2 % av reg. värde
Minneskapacitet: över 600 registreringar
Mätperioder: 4 (morgon, dag, natt, special)
Tidsintervall: 5,10,15,20,25,30,40,60,90 minuter
Programlängd: upp till 51 timmar
Trycksensor: piezo-resistive
Dataöverföring: standard mini USB
Vikt: 236 gram inkl. batteri
Storlek: 98 x 69 x 29 mm
Strömförsörjning: 2 st AA batterier
Bruksanvisning på svenska medföljer.
3 års garanti. 1 år på manschetter och övrigt.

Meditech ABPM-06 utan CardioVisions



Art.nr: 3102-06

Pris 22.795:-

Art.nr: 3110 **Nätverkslicens** (5 anv.) för CardioVisions. **Pris 8.000:-**

Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 3103 Kompletts manschett till ABPM-04, ABPM-05 och ABPM-06. Storlek-stor (33-42 cm). **Pris 1.375:-**
Art.nr: 3104 Kompletts manschett till ABPM-04, ABPM-05 och ABPM-06. Storlek-barn (18-24 cm). **Pris 1.295:-**
Art.nr: 3105 Kompletts manschett till ABPM-04, ABPM-05 och ABPM-06. Storlek-normal (25-32 cm). **Pris 1.225:-**
Art.nr: 3103-MK Kompletts manschett till ABPM-04, ABPM-05 och ABPM-06. Med metallkoppling.* Storlek-stor (33-42 cm). **Pris 1.375:-**
Art.nr: 3104-MK Kompletts manschett till ABPM-04, ABPM-05 och ABPM-06. Med metallkoppling.* Storlek-barn (18-24 cm). **Pris 1.295:-**
Art.nr: 3105-MK Kompletts manschett till ABPM-04, ABPM-05 och ABPM-06. Med metallkoppling.* Storlek-normal (25-32 cm). **Pris 1.225:-**
Art.nr: 3106 Bärsväska till Meditech ABPM-04 och card(X)plore. **Pris 1.335:-**
Art.nr: 3106-05 Bärsväska till Meditech ABPM-05 och ABPM-06. **Pris 1.335:-**
Art.nr: 3109 Seriellt optiskt interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 4.235:-**

* För enheter tillverkade 2025-01 eller senare.

Art.nr: 3111 Optiskt USB interface till Meditech ABPM-04 och ABPM-05. **Pris 4.235:-**
Art.nr: 3111-06 Standard mini USB-kabel till Meditech ABPM-06 och CardUIP. **Pris 195:-**
Art.nr: 3120-03 Kompletts manschett till card(X)plore. Storlek stor (33-42 cm). **Pris 1.375:-**
Art.nr: 3120-02 Kompletts manschett till card(X)plore. Storlek normal (25-32 cm). **Pris 1.225:-**
Art.nr: 3120-01 Kompletts manschett till card(X)plore. Storlek barn (18-24 cm). **Pris 1.295:-**
Art.nr: 3105-01 Manschettklämma. **Pris 215:-**
Art.nr: 3560-03 Bärsväska till Meditech CardUIP3 och CardUIP12. **Pris 1.155:-**
Art.nr: 3120-04 7-kanal EKG patientkabel till Meditech card(X)plore. **Pris 3.975:-**
Art.nr: 3557 7-kanal EKG patientkabel till Meditech CardioMera. **Pris 1.635:-**
Art.nr: 3562 7-kanal EKG patientkabel till Meditech CardUIP3 och CardUIP12. **Pris 3.795:-**
Art.nr: 3563 10-kanal EKG patientkabel till Meditech CardUIP12. **Pris 4.665:-**
Art.nr: 3558 1-kanal EKG patientkabel till Meditech CardioMera. **Pris 245:-**
Art.nr: 3559 SD-minneskort 2GB. **Pris 295:-**
Art.nr: 3556 Plasthållare till Meditech CardioMera. **Pris 215:-**
Art.nr: 3564 Svart skyddsväska. **Pris 445:-**

Meditech CardiUP!3

3-kanals Holter EKG

- EKG övervakning upp till 7 dagar
- Kontrollera elektrodplacering på skärmen i realtid på skärmen för att få exakta anslutningar
- Standard mini-USB anslutning
- Den stora LCD-skärmen gör det möjligt att programmera bildskärmen manuellt med hjälp av de tre menyknapparna
- Kraftfull programvara inkluderad med utskrivbara rapporter
- 3 års garanti på huvudenheten



Art.nr: 3560

Ord. pris 21.195:-

Kampanjpris 18.995:-

Meditech CardiUP!12

3/12-kanals Holter EKG

- EKG övervakning upp till 7 dagar
- Kontrollera elektrodplacering på skärmen i realtid på skärmen för att få exakta anslutningar
- Standard mini-USB anslutning
- Den stora LCD-skärmen gör det möjligt att programmera bildskärmen manuellt med hjälp av de tre menyknapparna
- Kraftfull programvara inkluderad med utskrivbara rapporter
- 3 års garanti på huvudenheten



Art.nr: 3561

Ord. pris 22.895:-

Kampanjpris 20.595:-

