



OMRON

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den unika IntelliSense teknologin, som mäter på både upp- och nedvägen för en snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på www.ajmedical.se



OMRON M5 BLACK EDITION

Se demovideo på ajmedical.se

Blodtrycksmätare Omron M5 i nytt utförande. Manschettens passsar normal och bred arm (22–42 cm) och har en 75 cm lång slang. Levereras med batterier och förvaringsväska. M5 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. M5 indikerar vid oregelbundna hjärtslag, har färgindikator som signalerar vid högt tryck och indikator för spärrning av hypertoni. M5 styrs med en knapp för lättare handhavande. **Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och indikering (OK) att man har satt på manschett korrekt.**

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4250-UN

Ord. pris 1.585:-

Kampanjpris 1.295:-



OMRON EVOLV

En revolution inom blodtrycksmätning är här! Tillförlitlig blodtrycksmätare med unikt formad manschett för överarmen och 360° noggrannhet, för både normal och bred arm **utan slang**. EVOLV mäter både på upp- och nedvägen för säkrare, snabbare och behagligare mätning. Mätaren har en **specialmanschett** som innehåller två storlekar i en (22–42 cm) och är formad för att undvika manschetthypertoni. Det nya är att manschettens har **360° noggrannhet** vilket betyder att det spelar ingen roll hur den sitter runt armen. Man kan med andra ord inte göra fel. EVOLV har även funktioner som indikator för kroppsrörelser under mätningen, guide för manschettapplicering visas med lampa, indikering av oregelbundna hjärtslag och Omron mobil-applikation för iPhone och Android m.m. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten i appen. Vikt endast 240 g. Manschett och batterier ingår. Rekommenderas även vid hemsjukvård och för utlåning till patienter.

Se tillbehör och reservdelar

Se demovideo på ajmedical.se

Art.nr: 4209

Ord. pris 2.679:-

Kampanjpris 1.995:-



Se demovideo på ajmedical.se

OMRON M5 PROFESSIONAL BLACK EDITION

Ett paket där den populära blodtrycksmätaren Omron M5 i nytt utförande ingår. I paketet medföljer manschetter för smal, normal och bred arm (17–42 cm), batterier, nätadapter och förvaringsväska. Manschettens för normal och bred arm har en längre (1,2 m) slang för smidigare användning! M5 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. M5 indikerar vid oregelbundna hjärtslag, har färgindikator som signalerar vid högt tryck och indikator för spärrning av hypertoni. M5 styrs med en knapp för lättare handhavande. **Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och indikering (OK) att man har satt på manschett korrekt.**

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4250P

Ord. pris 2.295:-

Kampanjpris 1.895:-



OMRON 705CP-II

Blodtrycksmätare med skrivare (ersättaren till 705CP – ASCOT mätaren). Resultaten kan skrivas ut ett åt gången, i samlade resultat och i tabellformat. Utskriften visar även genomsnittligt värde på märesultaten. Som tillbehör till 705CP-II finns även PC-anslutning med mjukvara och USB-kabel (se tillbehör), som passar alla windows 98, 2:nd edition eller nyare. Standardmanschett (22–32 cm) och batterier ingår. 28 minnen i tid och datum.

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 1241

Ord. pris 3.295:-

Kampanjpris 2.695:-



OMRON HEM-9210T

Bluetooth blodtrycksmätare Omron HEM-9210T är en kompakt, helautomatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometrisk principen. Den mäter ditt blodtryck och pulsfrekvens enkelt och snabbt. Omron HEM-9210T är utrustad med Bluetooth® Smart-teknik som enkelt kan anslutas till en gateway (en smartphone, surfplatta eller andra Bluetooth® Smart-aktiverade enheter) för att överföra data - så att patienter kan stanna hemma medan de är anslutna till vården. Levereras med 4 x AA-batterier, manschett som passar både normal och bred arm i storlek 22-42 cm och manual. 2 års garanti.

- 1-knappsfunktion
- Sömlös teknologi med Tele-health system
- Tydlig och stor LCD-skärm för enkel avläsning
- Omfattande varningsfunktioner: kroppsrörelse, oregelbunden hjärtrytm och låg batterinivå
- Lagring för upp till 100 mätningar
- Kommunikationsspecifikation för utvecklare
- Exempel på källkod och användarmanual
- Skanningsbar Mac-adress, serienummer och lösenord tryckt på paketet. Hög säkerhet med slumpmässigt genererat lösenord
- Tillbehör som säljs separat: manschetter i storlek Small (17-22 cm) och XL (42-50 cm) och nätadapter

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4921

Ord. pris 3.985:-

Kampanjpris 3.395:-

OMRON M10-IT

Lika tillförlitlig som i-C10 men med fler funktioner och möjlighet att koppla till dator. M10-IT har även den unika formad specialmanschett för att undvika manschetthypertoni. **Nu med längre (1,2 m) slang för smidigare användning!** Den är enkel att applicera och passar både normal och bred arm (22–42 cm). M10-IT kan automatiskt mäta upp till 3 blodtryck efter varandra och visar genomsnittsvärdet. M10-IT upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. M10-IT är enkel att använda med enknappsfunktion. Manschett, batterier, USB-kabel och programvara ingår. 2 X 84 minnen i tid och datum.

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 1243

Ord. pris 1.995:-

Kampanjpris 1.695:-



Se demovideo på ajmedical.se

OMRON 907 Rekommenderas

Den ultimata blodtrycksmätaren som klarar alla problempatienter. Extra oscillometrisk och auskultatorisk mätning möjlig. Programmerbart genomsnitt av flera mätningar. Gömd funktion för avläsning (resultaten kan döljas för patienten). Levereras med uppladdningsbara batterier, adapter och standardmanschett (22–32 cm).

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 1220

Ord. pris 8.955:-

Kampanjpris 7.395:-

Specialerbjudande!

Blodtrycksmätare Omron 907 med Trippelmanschett™, golvstativ och pulsoximeter

Blodtrycksmätaren Omron 907 som klarar alla problempatienter, golvstativ på hjul, Trippelmanschett™ för smal, normal och bred arm och en pulsoximeter MySign® S från EnviteC by Honeywell.

Art.nr: 1220-J20-3

Ord. pris 25.775:-

Specialpris 21.495:-

Blodtrycksmätare Omron 907 med golvstativ och Trippelmanschett™

Art.nr: 1220-J20

Ord. pris 14.485:-

Specialpris 11.995:-



3 års garanti på **alla** mätare (1 år på Omrons manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter).

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!
För beställning använd bifogad beställningsblankett.

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2023.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Box 10022
181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82



OMRON M7 Intelli IT-AFIB

Tillförlitlig blodtrycksmätare som är utrustad med den senaste tekniken AFIB, som kan upptäcka förmaksflimmer med hög noggrannhet.

AFIB-läget indikerar mätaren vid hjärtflimmer och kan automatiskt ta tre mätningar efter varandra. Kliniskt validerad och godkänd även för personer med diabetes och gravida. Indikerar vid oregelbundna hjärtslag och visar med hjälp av färglampa om blodtrycket är för högt. Visar veckovis medelvärde. Visar morgon-/kvällsmedelvärde och har minne för två personer + gäst med 100 sparade mätningar per person. Mätaren har en mobil-app som ansluter till Omron-Bluetooth-enheter och visar mätningar, historia, grafer och medelvärden. Gör det enkelt att spara och dela hälsodata med andra program som t.ex. Apple Health. Fungerar med iPhone och Android. Manschetten för armmått 22-42 cm garanterar ett mycket tillförlitligt resultat i alla positioner runt armen (360°) vilket minskar risken för felaktiga resultat. Manschetten är förformad och anpassar sig bekvämt efter armen och skapar på så sätt ett jämnt tryck. Levereras med manschett med en extra lång slang på 1,2 m, batterier och förvaringsväska.

Se tillbehör och reservdelar ★

Art.nr: 4257-12M

Ord. pris 1.989:-

Kampanjpris 1.695:-



Vid köp av 10 st eller fler M7 Intelli IT-AFIB medföljer nätadapter H utan extra kostnad till varje mätare. Värde 319:-/st



360° noggrannhet på manschetten



OMRON MIT Elite Plus

Tillförlitlig blodtrycksmätare för överarmen med unik design och ljusupplyst display för mätning även vid mörkare förhållanden. MIT Elite Plus mäter enbart på uppvisningen för minskat tryck i manschetten och ger en snabbare och behagligare mätning. MIT Elite Plus visar även ett genomsnittligt värde av de tre senaste mätresultaten. MIT Elite Plus upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga blodtryck. Kan kopplas till dator. Standardmanschett, batterier, USB-kabel och programvara ingår. 90 minnen i tid och datum.

Se tillbehör och reservdelar ★

Art.nr: 1253

Ord. pris 1.950:-

Kampanjpris 1.695:-

Tillbehör och reservdelar:

Symbol	Art.nr:	Rekommenderas
▲▲▲▲▲	2101	Måttband för överarm, handled och midja. Pris 115:-
▲▲▲▲▲	1200	Hygienskydd. 100 st/tp. Pris 450:-
▲▲▲▲▲	H-ACC-VAS-016	Hygienskydd för ben och armar. 100 st/tp. Pris 465:-
▲▲▲▲▲	1254-1	Manschett Stor (32-42 cm) till MIT. Pris 419:-
▲▲▲▲▲	1254-2	Manschett Medium (22-32 cm) till MIT. Pris 255:-
▲▲▲▲▲	1202	Manschett Medium (22-32 cm). Pris 235:-
▲▲▲▲▲	1201	Manschett Liten (17-22 cm). Pris 389:-
▲▲▲▲▲	1243-1	Manschett till 773, M7, M10-IT och i-C10 (22-42 cm). Pris 469:-
▲▲▲▲▲	1270-1	Manschett till alla M6 (22-42 cm). Pris 419:-
▲▲▲▲▲	4270-1	Manschett till M6/M5 Prof. B.E, M6AC/M5 B.E, 9210T (22-42 cm). Pris 619:-
▲▲▲▲▲	4272-1	Manschett till M7 Intelli IT (22-42 cm). Pris 439:-
▲▲▲▲▲	4922	Manschett till HEM-9210T (42-50 cm). Pris 1.715:-
▲▲▲▲▲	4209-1	Manschett till EVOLV (22-42 cm). Pris 295:-
▲▲▲▲▲	1223	Manschett till R5-I och R7 (13,5-21,5 cm). Pris 285:-
▲▲▲▲▲	1204	Nippel. Pris 15:-
▲▲▲▲▲	1204-1	Nippel till 773, M7, M10-IT och i-C10. Pris 15:-
▲▲▲▲▲	1204-4	Nippel till M7 IT, M6AC, M6 Prof. B.E, M5 B.E, M5 Prof. B.E, 9210T. Pris 15:-
▲▲▲▲▲	1204-5	Nippel till M7 IT-AFIB. Pris 15:-
▲▲▲▲▲	1240-4	Batterilucka till Omron M7, i-C10 och 705 CP II. Pris 19:-
▲▲▲▲▲	1260-4	Batterilucka till Omron M6 och M10-IT. Pris 19:-
▲▲▲▲▲	1270-4	Batterilucka till Omron M6W och M6 Prof. Pris 19:-
▲▲▲▲▲	4270-4	Batterilucka till Omron M7 IT, M6AC och M6 Prof. B.E. Pris 19:-
▲▲▲▲▲	4209-4	Batterilucka till Omron EVOLV. Pris 19:-
▲▲▲▲▲	4250-4	Batterilucka till Omron M5 B.E. och M5 Prof. B.E. Pris 19:-
▲▲▲▲▲	4257-4	Batterilucka till Omron M7 IT-AFIB. Pris 19:-
▲▲▲▲▲	1259	Nätadapter H. Pris 319:-
▲▲▲▲▲	1257	Nätadapter till MIT och i-Q. Pris 319:-
▲▲▲▲▲	1232	Skrivare till 705IT, 705CP-II, R7 och i-Q142. Pris 1.195:-
▲▲▲▲▲	1232-1	Pappersrullar till skrivare 5 st/tp. Pris 109:-
▲▲▲▲▲	1241-1	CD-rom till 705CP-II och R7. Pris 89:-
▲▲▲▲▲	1250-1	CD-rom till i-Q142, M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 89:-
▲▲▲▲▲	1241-2	USB-kabel till 705CP-II, R7 och i-Q142. Pris 698:-
▲▲▲▲▲	1243-2	USB-kabel till M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 698:-
▲▲▲▲▲	1270-2	Förlängningsslang 1,2 m till M7 IT, M6W, M6AC, M5 och 9210T. Pris 95:-
▲▲▲▲▲	1240-2	Förlängningsslang 1,2 m till 773, M7, M10-IT och i-C10. Pris 95:- (Ingår vid köp av en ny Omron M10-IT)

Tillbehör och reservdelar till Omron 907:

- Art.nr: 1227 Manschett Stor (32-42 cm). **Pris 1.260:-**
- Art.nr: 1226 Manschett Medium (22-32 cm). **Pris 1.220:-**
- Art.nr: 1225 Manschett Liten (17-22 cm). **Pris 970:-**
- Art.nr: 1234 Golvstativ. Ord. pris 4.275:- **Nu 2.795:-**
- Art.nr: 1235 Väggfäste. **Pris 1.895:-**
- Art.nr: 1236 Stångfäste. **Pris 2.695:-**
- Art.nr: 1233 Batteripack. **Pris 835:-**
- Art.nr: 1238 Nätadapter. **Pris 319:-**
- Art.nr: 1228 Förlängningsslang 1 m. **Pris 105:-**
- Art.nr: 1229 Förlängningsslang 1,3 m. **Pris 109:-**
- Art.nr: 1220-23 Snabbkoppling (hona+hane). **Pris 40:-**

Tillbehör och reservdelar till InBody BPBIO750:

- Art.nr: 7501 Manschett (17-42 cm). **Pris 595:-**
- Art.nr: 7502 Pappersrullar till skrivare 5 st/tp. **Pris 415:-**
- Art.nr: 7503 Stölskydd. **Pris 395:-**
- Art.nr: 7504 Bord. **Pris 3.765:-**
- Art.nr: 7505 Stol. **Pris 1.345:-**
- Art.nr: 7506 Strömkabel. **Pris 225:-**

Reservdelar manschetter till Omron SpotArm:

- Art.nr: 1250-2 Manschett/hölje till i-Q142. **Pris 319:-**
- Art.nr: 1251-2 Manschett/hölje till i-Q132. **Pris 319:-**

Tillbehör och reservdelar extra manschetter:

- Art.nr: 1001-10 Trippelmanschett™ med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.255:- **Nu 995:-**
- Art.nr: 1001-01 Trippelmanschett™ Latexfri med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.560:- **Nu 1.255:-**
- Art.nr: 1306-01 Manschett Spädbarn 0-1 år med nippel. **Pris 209:-**
- Art.nr: 1306-11 Manschett Spädbarn 0-1 år. Latexfri med nippel. **Pris 269:-**
- Art.nr: AJM-1306-01 AJM™-manschett Spädbarn 0-1 år. Latexfri med nippel. **Pris 325:-**
- Art.nr: 1305-01 Manschett Barn 1-4 år med nippel. **Pris 209:-**
- Art.nr: 1305-11 Manschett Barn 1-4 år. Latexfri med nippel. **Pris 279:-**
- Art.nr: AJM-1305-01 AJM™-manschett barn 1-4 år. Latexfri med nippel. **Pris 325:-**



Hygienskydd för blodtrycksmanschett



Art.nr: 1200

Art.nr: H-ACC-VAS-016



3 års garanti på **alla** Omrons mätare och 2 års garanti på InBody.
 (1 år på Omron och InBody manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter.)

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!
 För beställning använd bifogad beställningsblankett.

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2023.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
 Box 10022
 181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:
 Vasavägen 78-80
 181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
 www.ajmedicalshop.se
 E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
 VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
 Fax: 08-767 29 82



OMRON

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den senaste teknologin för en säkrare, snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på www.ajmedical.se


Splash-proof & Shock-proof

OMRON HBP-1320

Den ultimata blodtrycksmätaren för professionellt bruk som klarar alla patienter. Den är mycket hållbar, stabil och lätt att förflytta med sin låga vikt (520 g) och det inbyggda handtaget. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12-50 cm. Mätaren är **shock-proof** vilket innebär att den tål stötar, fall och ovarsam hantering. **Splash-proof** betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetter för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden.

Noll-indikator visar att mätaren har återställt på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren har en stor och upplyst display för att underlätta vid sämre ljusförhållanden och sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med manschetter med 1 m slang i storlek medium (22-32 cm) och stor (32-42 cm), uppladdningsbara batterier och nätadapter/laddare.

Se tillbehör och reservdelar ✘

Art.nr: 4232

Ord. pris 6.345:-

Kampanjpris 4.995:-


Blodtrycksmätare Omron HBP-1320 med stetoskop Littmann Classic III

Art.nr: 4232-J30

Ord. pris 7.680:-

Specialpris 5.495:-

Splash-proof

OMRON HBP-1100

Blodtrycksmätare för professionellt bruk. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är **splash-proof** vilket betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetter för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställt på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med standardmanschett (22-32 cm) och nätadapter.

Se tillbehör och reservdelar ✘

Art.nr: 4211

Ord. pris 4.395:-

Kampanjpris 3.495:-

Tillbehör och reservdelar

Golvstativ med korg
 Art.nr: 1234

Hygienkydd för blodtrycksmanschett

Art.nr: 1200



Art.nr: H-ACC-VAS-016

Tillbehör och reservdelar till Omron HBP-1320 ✘, HBP-1300 ✘ och HBP-1100 ✘:

- ✘ Art.nr: 4234 Manschett XL (42-50 cm) med 4,5 m slang. **Pris 1.395:-**
- ✘ Art.nr: 4235 Manschett L (32-42 cm) med 4,5 m slang. **Pris 1.165:-**
- ✘ Art.nr: 4236 Manschett M (22-32 cm) med 4,5 m slang. **Pris 825:-**
- ✘ Art.nr: 4237 Manschett S (17-22 cm) med 4,5 m slang. **Pris 795:-**
- ✘ Art.nr: 4238 Manschett XS (12-18 cm) med 4,5 m slang. **Pris 755:-**
- ✘ Art.nr: 4239 Manschett XL (42-50 cm) med 1 m slang. **Pris 1.095:-**
- ✘ Art.nr: 4240 Manschett L (32-42 cm) med 1 m slang. **Pris 865:-**
- ✘ Art.nr: 4241 Manschett M (22-32 cm) med 1 m slang. **Pris 525:-**
- ✘ Art.nr: 4242 Manschett S (17-22 cm) med 1 m slang. **Pris 495:-**
- ✘ Art.nr: 4243 Manschett XS (12-18 cm) med 1 m slang. **Pris 455:-**
- ✘ Art.nr: 1001-70 Trippelmanschett med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.270:- **Nu 1.020:-**
- ✘ Art.nr: 4244 Nippel. **Pris 25:-**
- ✘ Art.nr: 4245 Förlängningsslang 4,5 m. **Pris 395:-**

- ✘ Art.nr: 1200
- ✘ Art.nr: H-ACC-VAS-016
- ✘ Art.nr: 1234
- ✘ Art.nr: 4217
- ✘ Art.nr: 4218
- ✘ Art.nr: 4219
- ✘ Art.nr: 4220
- ✘ Art.nr: 4221
- ✘ Art.nr: 1001-40
- ✘ Art.nr: 4222
- ✘ Art.nr: 4223
- ✘ Art.nr: 1259
- ✘ Art.nr: 4224
- ✘ Art.nr: 4225
- ✘ Art.nr: 4226
- ✘ Art.nr: 4227

- Hygienkydd. 100 st/fp. **Pris 450:-**
- Hygienkydd för ben och armar. 100 st/fp. **Pris 465:-**
- Golvstativ. Ord. pris 4.275:- **Nu 2.795:-**
- Manschett XL (42-50 cm). **Pris 1.095:-**
- Manschett L (32-42 cm). **Pris 865:-**
- Manschett M (22-32 cm). **Pris 525:-**
- Manschett S (17-22 cm). **Pris 495:-**
- Manschett XS (12-18 cm). **Pris 455:-**
- Trippelmanschett™ med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.315:- **Nu 1.050:-**
- Batteripack. **Pris 825:-**
- Nätadapter. **Pris 319:-**
- Nätadapter H. **Pris 319:-**
- Förlängningsslang 1,5 m. **Pris 265:-**
- Förlängningsslang 3,5 m. **Pris 309:-**
- Nippel. **Pris 69:-**
- Snabbkoppling (hona+hane). **Pris 158:-**


 Se demovideo på ajmedical.se

OMRON RS7 Intelli IT

Blodtrycksmätare för handleden gör det enkelt att noggrant mäta blodtrycket oberoende av kroppstyp. RS7 väger endast 88 g och är den tystaste handledsmätaren Omron någonsin har gjort. Med den senaste Intellisense teknologin mäter den på "uppvägen" för minskat tryck i manschetter. När man sätter på bildskärmen, visar mätaren att man har satt på enheten korrekt runt handleden. Positionsgivaren kommer att visa när den är i rätt läge (hjärtnivå) för att få en korrekt avläsning. Medan enheten tar blodtrycket och pulsen, kommer den att indikera om det upptäckts ett oregelbundet hjärtslag eller om man är hypertensiv. Resultaten visas sedan på den stora LCD-skärmen och kan överföras automatiskt till en Bluetooth-kopplad smarttelefon. Manschetter klarar en handledsomkrets på 13,5-21,5 cm. Minne för 2 x 100 mätningar i tid och datum samt visar ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Levereras med batterier och förvaringssetui.

Se tillbehör och reservdelar ✦

Art.nr: 4210

Ord. pris 1.995:-

Kampanjpris 1.695:-
Tillbehör och reservdelar till Omron RS7 Intelli IT:

- ✦ Art.nr: 4208-3 Manschett (13,5-21,5 cm). **Pris 285:-**
- ✦ Art.nr: 4208-4 Batterilucka. **Pris 19:-**

RESP@RATE™

Ett nytt sätt att sänka blodtrycket helt utan biverkningar!

Effektivt – Tio internationella kliniska studier har alla visat positiv effekt. Den genomsnittliga blodtrycksreduktionen var efter 8 veckors behandling 14 mmHg systoliskt och 9 mmHg diastoliskt.

Säkert – I kliniska studier har inga biverkningar rapporterats.

Enkelt – enkel och behaglig att använda och går att kombinera med medicinering.

 Art.nr: 1001-100 Ord. pris 2.639:- **Specialpris 2.396:-**

 Se demovideo på ajmedical.se

 3 års garanti på **alla** mätare (1 år på Omrons manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter).

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!
 För beställning använd bifogad beställningsblankett.

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 31:a januari 2023.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

 AJ Medical
 Box 10022
 181 10 Lidingö, Sweden

 Besök- och leveransadress:
 Vasavägen 78-80
 181 41 Lidingö, Sweden

 www.ajmedical.se
 www.ajmedicalshop.se
 E-mail: info@ajmedical.se

 Org nr: 969622-9427
 VAT: SE969622942701

 Tel: 08-767 29 70
 Fax: 08-767 29 82

Nyhet!

HUNTLEIGH

Huntleigh SC500 Patientmonitor

- Blodtryck
- Puls
- Huntleigh SpO2-teknologi

2 års garanti

Art.nr: H-SC500

Ord. pris 21.195:-

Kampanjpris 18.995:-

Tillval:

Art.nr: H-SC500E EKG (I, II, III-avledningar). **Pris 4.195:-**

Art.nr: H-SC500N Nellcor SpO2-teknologi. **Pris 11.135:-**

Art.nr: H-SC500T Trådlös termometer. **Pris 2.155:-**

Art.nr: H-SC500P Integrerad skrivare. **Pris 4.285:-**



SC500 är en ny kompakt patientmonitor. Denna kraftfulla, flexibla plattform erbjuder blodtryck, puls och pulsoximetri. Som tillval kan man välja EKG, Nellcor SpO2-teknologi och integrerad skrivare. Den är utrustad med ett batteri som håller för 8 h användning. Resultaten visas på en 8" digital färg-display. SC500 lämpar sig för användning på både vuxna, barn och neonatala patienter. Det stora interna minnet kan lagra upp till 200 mätningssuppsättningar. Levereras med uppladdningsbart batteri, laddare, sensor för vuxen, blodtrycksmanschett för vuxen (25-35 cm) med 3 m slang, jordkabel och CD med användarmanual. 2 års garanti på mätaren.

- Tydlig 8" digital display i färg
- Trådlös termometer som tillval (upp till 10 m räckvidd)
- 200 mätningar i minne
- Long-life batterier (8 h)
- Val av SpO2-teknologi (Huntleigh eller Nellcor)
- EKG (I, II, III-avledningar) som tillval
- Skrivare (integrerad) som tillval



Golvstativ
Art.nr: H-ACC-VSM-153



Väggfäste
Art.nr: H-ACC-VSM-154

Tillbehör och reservdelar:

- Art.nr: H-ACC-VSM-279 Manschett vuxen 46-66 cm. **Pris 425:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-278 Manschett vuxen 33-47 cm. **Pris 295:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-277 Manschett vuxen 25-35 cm. **Pris 295:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-276 Manschett vuxen 20-28 cm. **Pris 295:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-275 Manschett barn 18-26 cm. **Pris 295:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-274 Manschett spädbarn 10-19 cm. **Pris 255:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-273 Manschett spädbarn 6-11 cm. **Pris 255:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-283 Engångsmanschett neonatal 7,0-12,8 cm. **Pris 195:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-282 Engångsmanschett neonatal 5,6-10,6 cm. **Pris 195:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-281 Engångsmanschett neonatal 4,0-7,6 cm. **Pris 195:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-280 Engångsmanschett neonatal 3,0-5,5 cm. **Pris 195:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-284 Slang 3 m till blodtrycksmanschetter. **Pris 255:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-289 Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 3 m kabel. **Pris 845:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-290 Huntleigh SpO2, 2 m förlängningskabel. **Pris 935:-**
- Art.nr: H-ACC-VSM-291 Huntleigh vuxen SpO2 sensor med 1 m kabel. **Pris 845:-**

- Art.nr: H-ACC-VSM-292
- Art.nr: H-ACC-VSM-310
- Art.nr: H-ACC-VSM-309
- Art.nr: H-ACC-VSM-293
- Art.nr: H-ACC-VSM-286
- Art.nr: H-ACC-VSM-287
- Art.nr: H-ACC-VSM-300
- Art.nr: H-ACC-VSM-303
- Art.nr: H-ACC-VSM-201
- Art.nr: H-ACC-VSM-288
- Art.nr: H-ACC-VSM-153
- Art.nr: H-ACC-VSM-154
- Art.nr: H-ACC-VSM-187
- Art.nr: H-ACC-VSM-189
- Art.nr: H-ACC-VSM-294

- Huntleigh neonatal/pediatrik omslagssensor med 1 m kabel. **Pris 845:-**
- DS100A Nellcor kompatibel sensor Oximax. **Pris 1.105:-**
- DOC10 Nellcor kompatibel förlängningskabel Oximax. **Pris 1.315:-**
- Provlock för termometer 200 st/10 fp. **Pris 255:-**
- Provlock för termometer 800 st/40 fp. **Pris 1.035:-**
- Provlock för termometer 8000 st/400 fp. **Pris 10.575:-**
- 3-vägs EKG-kabel. **Pris 1.425:-**
- 3-vägs Neonatal trunk. **Pris 805:-**
- EKG-elektroder för Neonatal, 3 st förkopplade (40 st/fp). **Pris 1.485:-**
- Monteringskit för väggfäste och golvstativ. **Pris 255:-**
- Golvstativ med inbyggd korg och 5 hjul. **Pris 7.655:-**
- Väggfäste. **Pris 8.455:-**
- Krok/hake för väggfäste. **Pris 695:-**
- Korg 3,5" för väggfäste. **Pris 1.925:-**
- IVA stångfäste. **Pris 1.155:-**

För mer avancerade patientmonitorer besök www.ajmedical.se

OMRON

Nyhet!



OMRON Complete (2 i 1) Blodtrycksmätare + EKG

Få en komplett bild av hjärthälsan med Omron Complete, en kombinerad blodtrycks- + EKG-monitor för enkla mätningar både inom sjukvården och i hemmiljö.

Att ha möjlighet att mäta båda dessa riskfaktorer för stroke i en enhet gör det möjligt för dem som lever med hjärtflimmer att enkelt hålla reda på deras tillstånd och veta när man ska söka behandling.

En kliniskt validerad blodtrycksmätare med inbyggd EKG-teknik för enkel blodtrycks- och EKG-övervakning. Omron Complete är lätt att använda och upptäcker hjärtflimmer och andra arytmier inom 30 sekunder. Fungerar med Omron Connect: Lagra obegränsade mätningar och spåra data över tiden. OBS! Mobiltelefonen som används som skärm medföljer ej. Levereras med manschett för armomfång 22-42 cm, batterier och förvaringsväska. 3 års garanti.

Art.nr: 4267

Ord. pris 3.495:-

Kampanjpris 2.795:-

Tillbehör:

- Art.nr: 1201 Manschett liten (17-22 cm). **Pris 389:-**
- Art.nr: 1259 Nätadapter H. **Pris 319:-**
- Art.nr: 1270-2 Förlängningskabel 1,2 m. **Pris 95:-**



OMRON NightView Blodtrycksmätare

En kliniskt validerad blodtrycksmätare för att mäta blodtrycket automatiskt under natten. Automatisk nattmätning: 02:00, 04:00, 4 timmar efter mätning. 1 användare 350 minnen. Levereras med manschett för handelsomfång 13,5-21,5 cm, batterier och förvaringssetui. 3 års garanti.

Art.nr: 4268

Ord. pris 4.375:-

Kampanjpris 3.495:-

OMRON P300 Intelli IT Pulsoximeter



Omron P300 Intelli IT Pulsoximeter/Saturationsmätare är kliniskt validerad och avsedd för användning både inom sjukvården och i hemmiljö. Den har en 1,12" OLED display och en inbyggd fingersond. Fungerar med Omron Connect. Levereras med batterier och förvaringssetui. 3 års garanti.

Art.nr: 4290

Ord. pris 3.375:-

Kampanjpris 2.695:-

OMRON PocketTens

Omron PocketTens minskar och lindrar smärta i muskler och leder, stelhet och domningar i rygg, armar, ben, nacke och fötter genom elektrisk nervstimulering mot den del av huden som är närmast smärtpunkten. Enheten är avsedd att användas på normal, frisk, torr och ren hud på vuxna patienter. Levereras med Long Life Pads, batterier och förvaringsväska. 3 års garanti.



Art.nr: 4046

Ord. pris 685:-

Kampanjpris 545:-

OMRON Eco Temp Intelli IT

Omron Eco Temp Intelli IT är en febertermometer för mätning oralt eller i armhålen. Fungerar med Omron Connect: Data från termometern omvandlas till ljudvägor och överförs sedan till en Smartphone. Eco Temp Intelli IT använder termometerens smärme som en ljudväg och överför data till en Smartphone via dess mikrofon. Levereras med batteri och skyddshölje. 3 års garanti.

Tillbehör: Art.nr: 4113-1 Hygienskydd. 100 st/fp. **Pris: 50:-**

Art.nr: 4119

Ord. pris 399:-

Kampanjpris 319:-



OMRON WheezeScan

Omron WheezeScan är ett verktyg som är utformat för att hjälpa till att upptäcka väsande och svår andning hos barn med astmasymtom. WheezeScan analyserar barnets andning för att snabbt och exakt berätta om barnets väsande och hjälper till att ta bort tvivel i ögonblicket av andningssvårigheter och det blir på så sätt enklare att följa läkarens behandlingsplan. Levereras med batterier och förvaringshölje. 3 års garanti.

Art.nr: 4070

Ord. pris 3.625:-

Kampanjpris 2.895:-



Nyhet!

3M

3M Enpatientstetoskop
Håll dina patienter säkra
Lysna med tillförsikt



3M Enpatientstetoskop för vuxna

Art.nr: 1580

Ord. pris 85:- **Kampanjpris 75:-**



3M Enpatientstetoskop för barn

Art.nr: 1581

Ord. pris 105:- **Kampanjpris 95:-**

Mindre bröststycke för barn.

