



OMRON

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den unika IntelliSense teknologin, som mäter på både upp- och nedvägen för en snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på www.ajmedical.se



OMRON M5 BLACK EDITION

Se demovideo på ajmedical.se

Blodtrycksmätare Omron M5 i nytt utförande. Manschetten passar normal och bred arm (22–42 cm) och har en 75 cm lång slang. Levereras med batterier och förvaringsväska. M5 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. M5 indikerar vid oregelbundna hjärtslag, har färgindikator som signalerar vid högt tryck och indikator för spänning av hypertoni. M5 styrs med en knapp för lättare handhavande. **Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och indikering (OK) att man har satt på manschetten korrekt.**

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4250-UN

Ord. pris 1.585:-

Kampanjpris 1.295:-



OMRON EVOLV

En revolution inom blodtrycksmätning är här! Tillförlitlig blodtrycksmätare med unikt formad manschett för överarmen och 360° noggrannhet, för både normal och bred arm **utan slang**. EVOLV mäter både på upp- och nedvägen för säkrare, snabbare och behagligare mätning. Mätaren har en **specialmanschett** som innehåller två storlekar i en (22–42 cm) och är formad för att undvika manschetthypertoni. Det nya är att manschetten har **360° noggrannhet** vilket betyder att det spelar ingen roll hur den sitter runt armen. Man kan med andra ord inte göra fel. EVOLV har även funktioner som indikator för kroppsrörelser under mätningen, guide för manschettapplikering visas med lampa, indikering av oregelbundna hjärtslag och Omron mobil-applikation för iPhone och Android m.m. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten i appen. Vikt endast 240 g. Manschett och batterier ingår. Rekommenderas även vid hemsjukvård och för utlåning till patienter.

Se tillbehör och reservdelar

Se demovideo på ajmedical.se

Art.nr: 4209

Ord. pris 2.679:-

Kampanjpris 1.995:-



Se demovideo på ajmedical.se

OMRON M5 PROFESSIONAL BLACK EDITION

Ett paket där den populära blodtrycksmätaren Omron M5 i nytt utförande ingår. I paketet medföljer manschetter för smal, normal och bred arm (17–42 cm), batterier, nätadapter och förvaringsväska. Manschetten för normal och bred arm har en längre (1,2 m) slang för smidigare användning! M5 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. M5 indikerar vid oregelbundna hjärtslag, har färgindikator som signalerar vid högt tryck och indikator för spänning av hypertoni. M5 styrs med en knapp för lättare handhavande. **Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och indikering (OK) att man har satt på manschetten korrekt.**

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4250P

Ord. pris 2.295:-

Kampanjpris 1.995:-

OMRON M4 Intelli IT

Blodtrycksmätaren omron M4 Intelli IT mäter blodtrycket med oscillometrisk metod vilket innebär att monitorn detekterar blodgenomströmningen genom artären och omvandlar rörelserna till en digital läsning. Den mäter blodtryck och pulsfrekvens snabbt och enkelt och indikerar vid högt blodtryck. Mätaren ger guidning vid applicerande av manschett för ett korrekt mätresultat. Den unika Intelli Wrap manschetten mäter blodtrycket från vilken position som helst runt överarmen, vilket minskar risken för felaktiga resultat. Omron M4 Intelli IT har en mobil applikation som ansluter till Omron Bluetooth-enheter och ger en enkel visning av mätningar, historik, grafer och medelvärdet. Man kan enkelt spara och dela hälsodata med andra program som t.ex. Apple Health. Klinisk validerad och godkänd även för gravida och diabetiker. Levereras med manschett för armmåfång 22-42 cm, 4 st AA batterier och förvaringsväska.

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 4277

Ord. pris 1.465:-

Kampanjpris 1.295:-

Bluetooth
SMART

OMRON HEM-9210T

Bluetooth blodtrycksmätare Omron HEM-9210T är en kompakt, helautomatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen. Den mäter ditt blodtryck och pulsfrekvens enkelt och snabbt. Omron HEM-9210T är utrustad med Bluetooth® Smart-teknik som enkelt kan anslutas till en gateway (en smartphone, surfplatta eller andra Bluetooth® Smart-aktiverade enheter) för att överföra data - så att patienter kan stanna hemma medan de är anslutna till vården. Levereras med 4 x AA-batterier, manschett som passar både normal och bred arm i storlek 22-42 cm och manual. 2 års garanti.

- 1-knappsfunktion
- Sömlös teknologi med Tele-health system
- Tydlig och stor LCD-skärm för enkel avläsning
- Omfattande varningsfunktioner: kroppsrörelse, oregelbunden hjärtrytm och låg batterinivå
- Lagring för upp till 100 mätningar
- Kommunikationsspecifikation för utvecklare
- Exempel på källkod och användarmanual
- Skanningsbar Mac-adress, serienummer och lösenord tryckt på paketet. Hög säkerhet med slumpmässigt genererat lösenord
- Tillbehör som säljs separat: manschetter i storlek Small (17-22 cm) och XL (42-50 cm) och nätadapter

Se tillbehör och reservdelar

Art. nr: 4291

Ord. pris 3.985:-

Kampanjpris 3.495:-



OMRON NightView

En kliniskt validerad blodtrycksmätare för att mäta blodtrycket automatiskt under natten. Automatisk nattmätning: 02:00, 04:00, 4 timmar efter mätning. 1 användare 350 minnen. Levereras med manschett för handledsomfång 13,5–21,5 cm, batterier och förvaringsset.

Art.nr: 4268

Ord. pris 4.375:-

Kampanjpris 3.495:-



Se demovideo på ajmedical.se

OMRON 907 Rekommenderas

Den ultimata blodtrycksmätaren som klarar alla problempatienter. Extra oscillometrisk och auskultatorisk mätning möjlig. Programmerbart genomsnitt av flera mätningar. Gömd funktion för avläsning (resultaten kan döljas för patienten). Levereras med uppladdningsbara batterier, adapter och standardmanschett (22–32 cm).

Se tillbehör och reservdelar

Art.nr: 1220

Ord. pris 8.955:-

Kampanjpris 7.395:-

Specialerbjudande!

Blodtrycksmätare Omron 907 med Trippelmanschett™, golvstativ och pulsoximeter

Blodtrycksmätaren Omron 907 som klarar alla problempatienter, golvstativ på hjul, Trippelmanschett™ för smal, normal och bred arm och en pulsoximeter MySign® S från EnviteC by Honeywell.

Art.nr: 1220-J20-3

Ord. pris 25.775:-

Specialpris 21.495:-

Blodtrycksmätare Omron 907 med golvstativ och Trippelmanschett™

Art.nr: 1220-J20

Ord. pris 14.485:-

Specialpris 11.995:-



3 års garanti på **alla** mätare (1 år på Omrons manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter).

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!
För beställning använd bifogad beställningsblankett.

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2024.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical

Box 10022

181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:

Vasavägen 78-80

181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se

www.ajmedicalshop.se

E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427

VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70

Fax: 08-767 29 82

OMRON

 Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den senaste teknologin för en säkrare, snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på www.ajmedical.se


Splash-proof & Shock-proof

OMRON HBP-1320

Den ultimata blodtrycksmätaren för professionellt bruk som klarar alla patienter. Den är mycket hållbar, stabil och lätt att förflytta med sin låga vikt (520 g) och det inbyggda handtaget. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12–50 cm. Mätaren är **shock-proof** vilket innebär att den tål stötar, fall och ovarsam hantering. **Splash-proof** betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden.

Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren har en stor och upplyst display för att underlätta vid sämre ljusförhållanden och sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med manschetter med 1 m slang i storlek medium (22-32 cm) och stor (32-42 cm), uppladdningsbara batterier och nätadapter/laddare.

Se tillbehör och reservdelar ✘

Art.nr: 4232

Ord. pris 6.345:-

Kampanjpris 4.995:-


Blodtrycksmätare Omron HBP-1320 med stetoskop Littmann Classic III

Art.nr: 4232-J30

Ord. pris 7.790:-

Specialpris 5.995:-


Splash-proof

OMRON HBP-1120

Blodtrycksmätare för professionellt bruk. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är **splash-proof** vilket betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med standardmanschett (22-32 cm) och nätadapter.

Se tillbehör och reservdelar ✘

Art.nr: 4231

Ord. pris 4.395:-

Kampanjpris 3.495:-

Tillbehör och reservdelar

 Golvstativ med korg
 Art.nr: 1234


Hygieniskydd för blodtrycksmanschett

Art.nr: 1200



Art.nr: H-ACC-VAS-016

Tillbehör och reservdelar till Omron HBP-1320 ✘, HBP-1120 ✘, HBP-1300 ✘ och HBP-1100 ✘:

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ✘ Art.nr: 4234 | Manschett XL (42-50 cm) med 4,5 m slang. Pris 1.395:- | ✘ ✘ ✘ Art.nr: 1200 | Hygieniskydd. 100 st/tp. Pris 450:- |
| ✘ Art.nr: 4235 | Manschett L (32-42 cm) med 4,5 m slang. Pris 1.165:- | ✘ ✘ ✘ Art.nr: H-ACC-VAS-016 | Hygieniskydd för ben och armar. 100 st/tp. Pris 665:- |
| ✘ Art.nr: 4236 | Manschett M (22-32 cm) med 4,5 m slang. Pris 825:- | ✘ ✘ Art.nr: 1234 | Golvstativ. Ord. pris 4.275:- Nu 2.995:- |
| ✘ Art.nr: 4237 | Manschett S (17-22 cm) med 4,5 m slang. Pris 795:- | ✘ ✘ Art.nr: 4217 | Manschett XL (42-50 cm). Pris 1.095:- |
| ✘ Art.nr: 4238 | Manschett XS (12-18 cm) med 4,5 m slang. Pris 755:- | ✘ ✘ Art.nr: 4218 | Manschett L (32-42 cm). Pris 865:- |
| ✘ ✘ Art.nr: 4239 | Manschett XL (42-50 cm) med 1 m slang. Pris 1.095:- | ✘ ✘ Art.nr: 4219 | Manschett M (22-32 cm). Pris 525:- |
| ✘ ✘ Art.nr: 4240 | Manschett L (32-42 cm) med 1 m slang. Pris 865:- | ✘ ✘ Art.nr: 4220 | Manschett S (17-22 cm). Pris 495:- |
| ✘ ✘ Art.nr: 4241 | Manschett M (22-32 cm) med 1 m slang. Pris 525:- | ✘ ✘ Art.nr: 4221 | Manschett XS (12-18 cm). Pris 455:- |
| ✘ ✘ Art.nr: 4242 | Manschett S (17-22 cm) med 1 m slang. Pris 495:- | ✘ ✘ Art.nr: 1001-40 | Trippelmanschett™ med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.315:- Nu 1.050:- |
| ✘ ✘ Art.nr: 4243 | Manschett XS (12-18 cm) med 1 m slang. Pris 455:- | ✘ ✘ Art.nr: 4222 | Batteripack. Pris 825:- |
| ✘ ✘ Art.nr: 1001-70 | Trippelmanschett med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.270:- Nu 1.020:- | ✘ ✘ Art.nr: 4223 | Nätadapter. Pris 319:- |
| ✘ ✘ Art.nr: 4244 | Nippel. Pris 25:- | ✘ ✘ Art.nr: 1259 | Nätadapter H. Pris 319:- |
| ✘ Art.nr: 4245 | Förlängningsslang 4,5 m. Pris 395:- | ✘ ✘ Art.nr: 4224 | Förlängningsslang 1,5 m. Pris 265:- |
| | | ✘ ✘ Art.nr: 4225 | Förlängningsslang 3,5 m. Pris 309:- |
| | | ✘ ✘ Art.nr: 4226 | Nippel. Pris 69:- |
| | | ✘ ✘ Art.nr: 4227 | Snabbkoppling (hona+hane). Pris 158:- |

OMRON RS7 Intelli IT


 Se demovideo på ajmedical.se

 Tillbehör och reservdelar till Omron RS7 Intelli IT:
 Art.nr: 4208-3 Manschett (13,5-21,5 cm). **Pris 285:-**
 Art.nr: 4208-4 Batterilucka. **Pris 19:-**

Art.nr: 4210

Ord. pris 1.995:-

Kampanjpris 1.695:-

Blodtrycksmätare för handleden gör det enkelt att noggrant mäta blodtrycket oberoende av kroppstyp. RS7 väger endast 88 g och är den tyngsta handelsmätaren Omron någonsin har gjort. Med den senaste Intelligensens teknologin mäter den på "uppvägen" för minskat tryck i manschetten. När man sätter på bildskärmen, visar mätaren att man har satt på enheten korrekt runt handleden. Positionsgivaren kommer att visa när den är i rätt läge (hjärtnivå) för att få en korrekt avläsning. Medan enheten tar blodtrycket och pulsen, kommer den att indikera om det upptäckts ett oregelbundet hjärtslag eller om man är hypertensisk. Resultaten visas sedan på den stora LCD-skärmen och kan överföras automatiskt till en Bluetooth-kopplad smarttelefon. Manschetten klarar en handelsomkrets på 13,5-21,5 cm. Minne för 2 x 100 mätningar i tid och datum samt visar ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Levereras med batterier och förvaringsetui.

OMRON P300 Intelli IT Pulsoximeter

Omron P300 Intelli IT Pulsoximeter/Saturationsmätare är kliniskt validerad och avsedd för användning både inom sjukvården och i hemmiljö. Den har en 1,12" OLED display och en inbyggd fingersensor. Fungerar med Omron Connect. Levereras med batterier och förvaringsetui. 3 års garanti.



Art.nr: 4290

Ord. pris 3.375:-

Kampanjpris 2.795:-

RESP@RATE™

Ett effektivt sätt att sänka blodtrycket helt utan biverkningar!

Effektivt – Tio internationella kliniska studier har alla visat positiv effekt. Den genomsnittliga blodtrycksreduktionen var efter 8 veckors behandling 14 mmHg systoliskt och 9 mmHg diastoliskt.

Säkert – I kliniska studier har inga biverkningar rapporterats.

Enkelt – enkel och behaglig att använda och går att kombinera med medicinering.


 Se demovideo på ajmedical.se

Art.nr: 1001-100

Ord. pris 2.639:-

Specialpris 2.396:-

OMRON WheezeScan

Omron WheezeScan är ett verktyg som är utformat för att hjälpa till att upptäcka väsande och svår andning hos barn med astmasymtom. WheezeScan analyserar barnets andning för att snabbt och exakt berätta om barnets väsande och hjälper till att ta bort tvivel i ögonblicket av andningsvårigheter och det blir på så sätt enklare att följa läkarens behandlingsplan. Levereras med batterier och förvaringshölje. 3 års garanti.



Art.nr: 4070

Ord. pris 3.625:-

Kampanjpris 2.895:-

 3 års garanti på **alla** mätare (1 år på Omrons manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter).

 Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!!
 För beställning använd bifogad beställningsblankett.



Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare/pulsoximeter

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enligt SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st–1.500:-/st*** per år beroende på modell, exklusivt reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st–1.800:-/st. Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år)*		

Välj fraktsätt: Sjukvård och företag Privatperson
 DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.) Postförskott (hämtas på utlämningsställe)
 Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod

Leveransadress: Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn:

Org.nr/Personnr:

Box:

Gatuadress:

Postnr. och ort:

Telefon: Fax:

E-post:

Kryssa för rutan om ni vill ha vårt nyhetsbrev via e-post.

Datum och namnteckning:

Namnförtydligande:

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö
och återfås servade och klara inom 5 dagar!** (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)
Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08–767 29 82
E-post: info@ajmedical.se