



OMRON

Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den unika IntelliSense teknologin, som mäter på både upp- och nedvägen för en snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på www.ajmedical.se

PREMIÄR!



Blodtrycksmätare Omron M4 Connect AFib med 1,2 m slang

Blodtrycksmätaren Omron M4 Connect AFib mäter blodtryck med oscillometrisk metod och kan upptäcka förmaxflimmer med hög noggrannhet. Den mäter blodtryck och puls snabbt, varnar vid högt blodtryck och guidar för korrekt placering av manschett.

Den unika Intelli Wrap-manschett mäter korrekt oavsett position runt överarmen. Via Omron Connect-appen kan man enkelt se, spara och dela mätningar samt följa historik och medelvärden, och koppla till t.ex. Apple Health.

Kliniskt validerad och godkänd för gravida och diabetiker. Levereras med manschett (22–42 cm), 4 AA-batterier, manual och förvaringsväska.

Se tillbehör och reservdelar ●

Art.nr: 4284-12M

Ord. pris 1589:-

Introduktionspris 1.395:-

OMRON EVOLV

En revolution inom blodtrycksmätning är här! Tillförlitlig blodtrycksmätare med unikt formad manschett för överarmen och 360° noggrannhet, för både normal och bred arm **utan slang**. EVOLV mäter både på upp- och nedvägen för säkrare, snabbare och behagligare mätning. Mätaren har en **specialmanschett** som innehåller två storlekar i en (22–42 cm) och är formad för att undvika manschetthypertoni. Det nya är att manschettens har **360° noggrannhet** vilket betyder att det spelar ingen roll hur den sitter runt armen. Man kan med andra ord inte göra fel. EVOLV har även funktioner som indikator för kroppsrörelser under mätningen, guide för manschettpacering visas med lampa, indikering av oregelbundna hjärtslag och Omron mobil-applikation för iPhone och Android m.m. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten i appen. Vikt endast 240 g. Manschett och batterier ingår.

Rekommenderas även vid hemsjukvård och för utlåning till patienter.

Se tillbehör och reservdelar ✱

Art.nr: 4209

Ord. pris 2.679:-

Kampanjpris 1.995:-Se demovideo på ajmedical.se

OMRON M5 PROFESSIONAL BLACK EDITION

Ett paket där den populära blodtrycksmätaren Omron M5 i nytt utförande ingår. I paketet medföljer manschetter för smal, normal och bred arm (17–42 cm), batterier, nätdapter och förvaringsväska. Manschettens för normal och bred arm har en längre (1,2 m) slang för smidigare användning! M5 är utrustad med en extra stor display för lättare avläsning. Minnesfunktionen lagrar de 100 senaste resultaten i tid och datum samt möjlighet att visa ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. M5 indikerar vid oregelbundna hjärtslag, har färgindikator som signalerar vid högt tryck och indikator för spänning av hypertoni. M5 styrs med en knapp för lättare handhavande. **Nu med "Dubbel Check", indikeringar vid normalt eller högt tryck och indikering (OK) att man har satt på manschettens korrekt.**

Se tillbehör och reservdelar ✨

Art.nr: 4250P

Ord. pris 2.295:-

Kampanjpris 1.995:-

OMRON M4 Intelli IT

Blodtrycksmätaren omron M4 Intelli IT mäter blodtrycket med oscillometrisk metod vilket innebär att monitorn detekterar blodgenomströmningen genom artären och omvandlar rörelserna till en digital läsning. Den mäter blodtryck och pulsfrekvens snabbt och enkelt och indikerar vid högt blodtryck. Mätaren ger guidning vid applicering av manschett för ett korrekt mätresultat. Den unika Intelli Wrap manschettens mäter blodtrycket från vilken position som helst runt överarmen, vilket minskar risken för felaktiga resultat. Omron M4 Intelli IT har en mobil applikation som ansluter till Omron Bluetooth-enheter och ger en enkel visning av mätningar, historik, grafer och medelvärden. Man kan enkelt spara och dela hälsodata med andra program som t.ex. Apple Health. Klinisk validerad och godkänd även för gravida och diabetiker. Levereras med manschett för armbåmsfång 22–42 cm, 4 st AA batterier och förvaringsväska.

Se tillbehör och reservdelar ●

Art.nr: 4277

Ord. pris 1.465:-

Kampanjpris 1.295:-

OMRON HEM-9210T


Bluetooth blodtrycksmätare Omron HEM-9210T är en kompakt, helautomatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen. Den mäter ditt blodtryck och pulsfrekvens enkelt och snabbt. Omron HEM-9210T är utrustad med Bluetooth® Smart-teknik som enkelt kan anslutas till en gateway (en smartphone, surfplatta eller andra Bluetooth® Smart-aktiverade enheter) för att överföra data - så att patienter kan stanna hemma medan de är anslutna till vården. Levereras med 4 x AA-batterier, manschett som passar både normal och bred arm i storlek 22–42 cm och manual. 2 års garanti.

- 1-knappsfunktion
- Sömlös teknologi med Tele-health system
- Tydlig och stor LCD-skärm för enkel avläsning
- Omfattande varningsfunktioner: kroppsrörelse, oregelbunden hjärtrytm och låg batterinivå
- Lagring för upp till 100 mätningar
- Kommunikationsspecifikation för utvecklare
- Exempel på källkod och användarmanual
- Skanningsbar Mac-adress, serienummer och lösenord tryckt på paketet. Hög säkerhet med slumpmässigt genererat lösenord
- Tillbehör som säljs separat: manschetter i storlek Small (17–22 cm) och XL (42–50 cm) och nätdapter

Se tillbehör och reservdelar ▲

Art.nr: 4921

Ord. pris 3.985:-

Kampanjpris 3.495:-

OMRON NightView

En kliniskt validerad blodtrycksmätare för att mäta blodtrycket automatiskt under natten. Automatisk nattmätning: 02:00, 04:00, 4 timmar efter mätning. 1 användare 350 minnen. Levereras med manschett för handledsömfång 13,5–21,5 cm, batterier och förvaringssetui.

Art.nr: 4268

Ord. pris 4.375:-

Kampanjpris 3.495:-Se demovideo på ajmedical.se

OMRON 907 Rekommenderas

Den ultimata blodtrycksmätaren som klarar alla problempatienter. Extra oscillometrisk och auskultatorisk mätning möjlig. Programmerbart genomsnitt av flera mätningar. Gömd funktion för avläsning (resultaten kan döljas för patienten). Levereras med uppladdningsbara batterier, adapter och standardmanschett (22–32 cm).

Se tillbehör och reservdelar ■

Art.nr: 1220

Ord. pris 8.955:-

Kampanjpris 7.395:-

Specialerbjudande!

Blodtrycksmätare Omron 907 med Trippelmanschett™, golvstativ och pulsoximeter

Blodtrycksmätaren Omron 907 som klarar alla problempatienter, golvstativ på hjul, Trippelmanschett™ för smal, normal och bred arm och en pulsoximeter MySign® S från EnviteC by Honeywell.

Art.nr: 1220-J20-3

Ord. pris 25.775:-

Specialpris 21.495:-

Blodtrycksmätare Omron 907 med golvstativ och Trippelmanschett™

Art.nr: 1220-J20

Ord. pris 14.485:-

Specialpris 11.995:-

3–5 års garanti på mätare (1 år på Omrons manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter).

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!
För beställning använd bifogad beställningsblankett.

OMRON M7 Intelli IT-AFib

Tillförlitlig blodtrycksmätare som är utrustad med den senaste tekniken AFib, som kan upptäcka förmaksflimmer med hög noggrannhet.

Med AFib indikerar mätaren vid hjärtflimmer och i TruRead-läget kan man automatiskt ta tre mätningar efter varandra och se genomsnittet. Kliniskt validerad och godkänd även för personer med diabetes och gravida. Indikerar vid oregelbundna hjärtslag och visar med hjälp av färglampa om blodtrycket är för högt. Visar veckovis medelvärde. Visar morgon-/kvällsmedelvärde och har minne för två personer + gäst med 100 sparade mätningar per person. Mätaren har en mobil-app som ansluter till Omron-Bluetooth-enheter och visar mätningar, historia, grafer och medelvärden. Gör det enkelt att spara och dela hälsodata med andra program som t.ex. Apple Health. Fungerar med iPhone och Android. Manschetten för armmått 22–42 cm garanterar ett mycket tillförlitligt resultat i alla positioner runt armen (360°) vilket minskar risken för felaktiga resultat. Manschetten är förformad och anpassar sig bekvämt efter armen och skapar på så sätt ett jämnt tryck. Levereras med manschett med en extra lång slang på 1,2 m, batterier och förvaringsväska.

Se tillbehör och reservdelar ★

Art.nr: 4258-12M

Ord. pris 1.989:-

Kampanjpris 1.695:-

Se demovideo
 på ajmedical.se

360° noggrannhet
 på manschetten



OMRON Complete (2 i 1) Blodtrycksmätare + EKG

Få en komplett bild av hjärthälsan med Omron Complete, en kombinerad blodtrycks- + EKG-monitor för enkla mätningar både inom sjukvården och i hemmiljö.

Att ha möjlighet att mäta båda dessa riskfaktorer för stroke i en enhet gör det möjligt för dem som lever med hjärtflimmer att enkelt hålla reda på deras tillstånd och veta när man ska söka behandling.

En kliniskt validerad blodtrycksmätare med inbyggd EKG-teknik för enkel blodtrycks- och EKG-övervakning. Omron Complete är lätt att använda och upptäcker hjärtflimmer och andra arytmier inom 30 sekunder. Fungerar med Omron Connect: Lagra obegränsade mätningar och spåra data över tiden. OBS! Mobiltelefonen som används som skärm medföljer ej. Levereras med manschett för armmått 22–42 cm, batterier och förvaringsväska.



Se tillbehör och reservdelar ★

Art.nr: 4267

Ord. pris 3.495:-

Kampanjpris 2.795:-

Tillbehör och reservdelar:

Symbol	Art.nr:	
★	2101	Måttband för överarm, handled och midja. Pris 165:-
★	1200	Hygienskydd. 100 st/fp. Pris 450:-
★	H-ACC-VAS-016	Hygienskydd för ben och armar. 100 st/fp. Pris 875:-
★	4257-V	Väska till Omron M7 Intelli IT-AFIB m.fl. Pris 335:-
★	1254-1	Manschett Stor (32-42 cm) till MIT. Pris 419:-
★	1254-2	Manschett Medium (22-32 cm) till MIT. Pris 255:-
★	1202	Manschett Medium (22-32 cm). Pris 235:-
★	1201	Manschett Liten (17-22 cm). Pris 389:-
★	1243-1	Manschett till 773, M7, M10-IT och i-C10 (22-42 cm). Pris 469:-
★	1270-1	Manschett till alla M6/M5 (22-42 cm). Pris 419:-
★	4270-1	Manschett till M6/M5 Prof. B.E., M6AC/M5 B.E., 9210T (22-42 cm). Pris 619:-
★	4272-1	Manschett till M4 och M7 Intelli IT (22-42 cm). Pris 439:-
★	4922	Manschett till HEM-9210T (42-50 cm). Pris 1.795:-
★	4209-1	Manschett till EVOLV (22-42 cm). Pris 295:-
★	1223	Manschett till R5-I och R7 (13,5-21,5 cm). Pris 285:-
★	1204	Nippel. Pris 15:-
★	1204-1	Nippel till 773, M7, M10-IT och i-C10. Pris 15:-
★	1204-4	Nippel till M7 IT, M6AC, M6 Prof. B.E., M5 B.E., M5 Prof. B.E., 9210T. Pris 15:-
★	1204-5	Nippel till M7 IT-AFIB, M4 IT och Complete. Pris 15:-
★	1240-4	Batterilucka till Omron M7, i-C10 och 705 CP II. Pris 19:-
★	1260-4	Batterilucka till Omron M6 och M10-IT. Pris 19:-
★	1270-4	Batterilucka till Omron M6W och M6 Prof. Pris 19:-
★	4270-4	Batterilucka till Omron M7 IT, M6AC och M6 Prof. B.E. Pris 19:-
★	4209-4	Batterilucka till Omron EVOLV. Pris 19:-
★	4250-4	Batterilucka till Omron M5 B.E. och M5 Prof. B.E. Pris 19:-
★	4257-4	Batterilucka till Omron M7 IT-AFIB och M4 IT. Pris 19:-
★	1259	Nätadapter H. Pris 319:-
★	1257	Nätadapter till MIT och i-Q. Pris 319:-
★	1232	Skrivare till 705IT, 705CP-II, R7 och i-Q142. Pris 1.195:-
★	1232-1	Pappersrullar till skrivare 5 st/fp. Pris 109:-
★	1241-1	CD-rom till 705CP-II och R7. Pris 89:-
★	1250-1	CD-rom till i-Q142, M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 89:-
★	1241-2	USB-kabel till 705CP-II, R7 och i-Q142. Pris 698:-
★	1243-2	USB-kabel till M10-IT och MIT Elite Plus. Pris 698:-
★	1270-2	Förlängningsslang 1,2 m till M7/M4 IT, M6W, M6AC, M5 och 9210T. Pris 95:-
★	1240-2	Förlängningsslang 1,2 m till 773, M7, M10-IT och i-C10. Pris 95:-

Rekommenderas

Tillbehör och reservdelar till Omron 907:

■ Art.nr: 1227	Manschett Stor (32-42 cm). Pris 1.260:-
■ Art.nr: 1226	Manschett Medium (22-32 cm). Pris 1.220:-
■ Art.nr: 1225	Manschett Liten (17-22 cm). Pris 970:-
■ Art.nr: 1234	Golvstativ. Ord. pris 4.275:- Nu 2.995:-
■ Art.nr: 1235	Väggfäste. Pris 1.895:-
■ Art.nr: 1236	Stångfäste. Pris 2.695:-
■ Art.nr: 1233	Batteripack. Pris 835:-
■ Art.nr: 1238	Nätadapter. Pris 319:-
■ Art.nr: 1228	Förlängningsslang 1 m. Pris 105:-
■ Art.nr: 1229	Förlängningsslang 1,3 m. Pris 109:-
■ Art.nr: 1220-23	Snabbkoppling (hona+hane). Pris 40:-

Tillbehör och reservdelar till InBody BPBIO750:

★ Art.nr: 7501	Manschett (17-42 cm). Pris 625:-
★ Art.nr: 7502	Pappersrullar till skrivare 5 st/fp. Pris 415:-
★ Art.nr: 7503	Stölskydd. Pris 395:-
★ Art.nr: 7504	Bord. Pris 3.765:-
★ Art.nr: 7505	Stol. Pris 1.345:-
★ Art.nr: 7506	Strömkabel. Pris 225:-

Reservdelar manschetter till Omron SpotArm:

Art.nr: 1250-2	Manschett/hölje till i-Q142. Pris 319:-
Art.nr: 1251-2	Manschett/hölje till i-Q132. Pris 319:-

Tillbehör och reservdelar extra manschetter:

Art.nr: 1001-10	Trippelmanschett™ med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.255:- Nu 995:-
Art.nr: 1001-01	Trippelmanschett™ Latexfri med nippel (17-43 cm). Ord. pris 1.560:- Nu 1.255:-
Art.nr: 1306-01	Manschett Spädbarn 0-1 år med nippel. Pris 209:-
Art.nr: 1306-11	Manschett Spädbarn 0-1 år. Latexfri med nippel. Pris 269:-
Art.nr: AJM-1306-01	AJM*-manschett Spädbarn 0-1 år. Latexfri med nippel. Pris 325:-
Art.nr: 1305-01	Manschett Barn 1-4 år med nippel. Pris 209:-
Art.nr: 1305-11	Manschett Barn 1-4 år. Latexfri med nippel. Pris 279:-
Art.nr: AJM-1305-01	AJM*-manschett barn 1-4 år. Latexfri med nippel. Pris 325:-




Nätadapter H
 Art.nr: 1259

Golvstativ
 Art.nr: 1234

Bord InBody
 Art.nr: 7504

Hygienskydd för
 blodtrycksmanschett



Art.nr: 1200

Art.nr: H-ACC-VAS-016



OBS! Vid köp av art.nr: 1201, 1306-01, 1306-11, AJM-1306-01, 1305-01, 1305-11 och AJM-1305-01 måste art.nr: 1240-2 köpas till (gäller för äldre M7, M10-IT och i-C10).

3–5 års garanti på mätare och 2 års garanti på InBody.

(1 år på Omron och InBody manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter.)

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!

För beställning använd bifogad beställningsblankett.

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2026.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical

Box 10022

181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:

Vasavägen 78-80

181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se

www.ajmedicalshop.se

E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427

VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70

Fax: 08-767 29 82

**OMRON**Alla Omrons elektroniska blodtrycksmätare som visas här är kliniskt godkända och ytterst tillförlitliga. De innehåller den senaste teknologin för en säkrare, snabbare och behagligare mätning. Läs gärna mer på www.ajmedical.se

Splash-proof & Shock-proof

OMRON HBP-1320

Den ultimata blodtrycksmätaren för professionellt bruk som klarar alla patienter. Den är mycket hållbar, stabil och lätt att förflytta med sin låga vikt (520 g) och det inbyggda handtaget. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12–50 cm. Mätaren är **shock-proof** vilket innebär att den tål stötar, fall och ovarsam hantering. **Splash-proof** betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden.

Noll-indikator visar att mätaren har återställt på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren har en stor och upplyst display för att underlätta vid sämre ljusförhållanden och sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med manschetter med 1 m slang i storlek medium (22–32 cm) och stor (32–42 cm), uppladdningsbara batterier och nätdapter/laddare.

Se tillbehör och reservdelar ✕

Art.nr: 4232

Ord. pris 6.345:-

Kampanjpris 4.995:-**Blodtrycksmätare Omron HBP-1320 med stetoskop Littmann Classic III**

Art.nr: 4232-J30

Ord. pris 7.790:-

Specialpris 5.995:-

Splash-proof

OMRON HBP-1120

Blodtrycksmätare för professionellt bruk. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är **splash-proof** vilket betyder att den tål vattenstänk och fukt. Mätaren kan även spritas av. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställt på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren sparar det senaste mätresultatet. Mätaren levereras med standardmanschett (22–32 cm) och nätdapter.

Se tillbehör och reservdelar ✕

Art.nr: 4231

Ord. pris 4.395:-

Kampanjpris 3.495:-

Tillbehör och reservdelar


Golvstativ med korg
Art.nr: 1234

Hygienskydd för blodtrycksmanschett

Art.nr: 1200



Art.nr: H-ACC-VAS-016



Tillbehör och reservdelar till Omron HBP-1320 ✕, HBP-1120 ✕, HBP-1300 ✕ och HBP-1100 ✕:

- ✕ Art.nr: 4234 Manschett XL (42–50 cm) med 4,5 m slang. **Pris 1.395:-**
- ✕ Art.nr: 4235 Manschett L (32–42 cm) med 4,5 m slang. **Pris 1.165:-**
- ✕ Art.nr: 4236 Manschett M (22–32 cm) med 4,5 m slang. **Pris 825:-**
- ✕ Art.nr: 4237 Manschett S (17–22 cm) med 4,5 m slang. **Pris 795:-**
- ✕ Art.nr: 4238 Manschett XS (12–18 cm) med 4,5 m slang. **Pris 755:-**
- ✕ Art.nr: 4239 Manschett XL (42–50 cm) med 1 m slang. **Pris 1.095:-**
- ✕ Art.nr: 4240 Manschett L (32–42 cm) med 1 m slang. **Pris 865:-**
- ✕ Art.nr: 4241 Manschett S (17–22 cm) med 1 m slang. **Pris 525:-**
- ✕ Art.nr: 4242 Manschett M (22–32 cm) med 1 m slang. **Pris 495:-**
- ✕ Art.nr: 4243 Manschett XS (12–18 cm) med 1 m slang. **Pris 455:-**
- ✕ Art.nr: 1001-70 Trippelmanschett med nippel (17–43 cm). Ord. pris 1.270:- **Nu 1.020:-**
- ✕ Art.nr: 4244 Nippel. **Pris 25:-**
- ✕ Art.nr: 4245 Förlängningsslang 4,5 m. **Pris 395:-**

- ✕ Art.nr: 1200 Hygienskydd. 100 st/tp. **Pris 450:-**
- ✕ Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd för ben och armar. 100 st/tp. **Pris 875:-**
- ✕ Art.nr: 1234 Golvstativ. Ord. pris 4.275:- **Nu 2.995:-**
- ✕ Art.nr: 4217 Manschett XL (42–50 cm). **Pris 1.095:-**
- ✕ Art.nr: 4218 Manschett L (32–42 cm). **Pris 865:-**
- ✕ Art.nr: 4219 Manschett M (22–32 cm). **Pris 525:-**
- ✕ Art.nr: 4220 Manschett S (17–22 cm). **Pris 495:-**
- ✕ Art.nr: 4221 Manschett XS (12–18 cm). **Pris 455:-**
- ✕ Art.nr: 1001-40 Trippelmanschett™ med nippel (17–43 cm). Ord. pris 1.315:- **Nu 1.050:-**
- ✕ Art.nr: 4222 Batteripack. **Pris 825:-**
- ✕ Art.nr: 4223 Nätdapter. **Pris 319:-**
- ✕ Art.nr: 1259 Nätdapter H. **Pris 319:-**
- ✕ Art.nr: 4224 Förlängningsslang 1,5 m. **Pris 265:-**
- ✕ Art.nr: 4225 Förlängningsslang 3,5 m. **Pris 309:-**
- ✕ Art.nr: 4226 Nippel. **Pris 69:-**
- ✕ Art.nr: 4227 Snabbkoppling (hona+hane). **Pris 158:-**

**OMRON RS7 Intelli IT**Se demovideo på ajmedical.se

Tillbehör och reservdelar till Omron RS7 Intelli IT:
Art.nr: 4208-3 Manschett (13,5–21,5 cm). **Pris 285:-**
Art.nr: 4208-4 Batterilucka. **Pris 19:-**

Blodtrycksmätare för handleden gör det enkelt att noggrant mäta blodtrycket oberoende av kroppstyp. RS7 väger endast 88 g och är den tystaste handelsmätaren Omron någonsin har gjort. Med den senaste intelligens teknologin mäter den på "uppvägen" för minskat tryck i manschetten. När man sätter på bildskärmen, visar mätaren att man har satt på enheten korrekt runt handleden. Positionsgivaren kommer att visa när den är i rätt läge (hjärtnivå) för att få en korrekt avläsning. Medan enheten tar blodtrycket och pulsen, kommer den att indikera om det upptäckts ett oregelbundet hjärtslag eller om man är hypertensisk. Resultaten visas sedan på den stora LCD-skärmen och kan överföras automatiskt till en Bluetooth-kopplad smarttelefon. Manschetten klarar en handelsomkrets på 13,5–21,5 cm. Minne för 2 x 100 mätningar i tid och datum samt visar ett genomsnitt av de tre senaste resultaten. Levereras med batterier och förvaringsetui.

Art.nr: 4210

Ord. pris 1.995:-

Kampanjpris 1.695:-**OMRON P300 Intelli IT Pulsoximeter**

Omron P300 Intelli IT Pulsoximeter/Saturationsmätare är kliniskt validerad och avsedd för användning både inom sjukvården och i hemmiljö. Den har en 1,12" OLED display och en inbyggd fingersensor. Fungerar med Omron Connect. Levereras med batterier och förvaringsetui. 3 års garanti.



Art.nr: 4290

Ord. pris 3.375:-

Kampanjpris 2.795:-**RESP@RATE™****Ett effektivt sätt att sänka blodtrycket helt utan biverkningar!**

Effektivt – Tio internationella kliniska studier har alla visat positiv effekt. Den genomsnittliga blodtrycksreduktionen var efter 8 veckors behandling 14 mmHg systoliskt och 9 mmHg diastoliskt.

Säkert – I kliniska studier har inga biverkningar rapporterats.

Enkelt – enkel och behaglig att använda och går att kombinera med medicinering.

Se demovideo på ajmedical.se

Art.nr: 1001-100

Ord. pris 2.639:-

Specialpris 2.396:-**OMRON WheezeScan**

Omron WheezeScan är ett verktyg som är utformat för att hjälpa till att upptäcka väsande och svår andning hos barn med astmasymtom. WheezeScan analyserar barnets andning för att snabbt och exakt berätta om barnets väsande och hjälper till att ta bort tvivel i ögonblicket av andningsvägrigheter och det blir på så sätt enklare att följa läkarens behandlingsplan. Levereras med batterier och förvaringshölje. 3 års garanti.



Art.nr: 4070

Ord. pris 3.625:-

Kampanjpris 2.895:-

3–5 års garanti på mätare (1 år på Omrons manschetter, 1 år på Trippelmanschett™ och barnmanschetter).

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!
För beställning använd bifogad beställningsblankett.

Returadress:

AJ Medical
Box 10022
SE-181 10 Lidingö

B

SVERIGE



PORTO BETALT

Missa inte våra unika månadserbjudanden i vår webshop: www.ajmedicalshop.se

OMRON

MicroAIR U100 Nebulisator



Omron MicroAIR U100 nebulisator är designad för att behandla tillstånd i de nedre luftvägarna såsom bronkit och astma genom inhalation av mediciner. Levereras med munstycke, vuxen-mask, barn-mask, mjuk förvaringsväska, batterier och manual. 3 års garanti.

- Liten och portabel
- Inhalation möjlig från olika vinklar
- Ljudlös
- Enknappsfunktion

Art.nr: 2210
Pris: 3.995:-

Se demovideo på ajmedical.se

OMRON

TENS E3 Intense



Omron TENS E3 Intense behandlar stress, trötthet, muskelsmärta, artros och spänningssmärta. Med enkla förvalda program kan du ställa in vilken del av kroppen du vill behandla. Den är ett komplement till smärtstillande tabletter och kan hjälpa till att förebygga återkommande smärtproblem. Levereras med Long Life Pads, batterier, bältesclip, mjuk förvaringsväska och manual. 3 års garanti.

Art.nr: 4043
Pris: 1.195:-

Se demovideo på ajmedical.se

OMRON

HeatTens



Omron HeatTens är avsedd att minska och lindra smärta i muskler och leder. Den minskar även stelhet och domningar i t.ex. rygg, armar, ben och axlar genom elektrisk nervstimulering mot den del av huden som är närmast smärtpunkten. Omron HeatTens erbjuder värme för lugnande lindring och med TENS-tekniken lindras smärtan samtidigt som blodcirkulationen förbättras. Omron HeatTens kan användas effektivt i kombination med andra typer av smärtbehandling eller läkemedel. 3 års garanti.

Art.nr: 4045
Ord. pris: 1.735:- **Kampanjpris 1.395:-**

Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 4016-1 Tvättbara Long Life Pads till Omron E1, E2, E3, E4 och Soft Touch. 2 st/fp. **Pris: 325:-**

OMRON

PocketTens



Omron PocketTens minskar och lindrar smärta i muskler och leder, stelhet och domningar i rygg, armar, ben, nacke och fötter genom elektrisk nervstimulering mot den del av huden som är närmast smärtpunkten. Enheten är avsedd att användas på normal, frisk, torr och ren hud på vuxna patienter. Levereras med Long Life Pads, batterier och förvaringsväska. 3 års garanti.

Art.nr: 4046
Ord. pris: 685:- **Kampanjpris 549:-**

OMRON

COMP AIR Pro Nebulisator



Omron COMP AIR Pro (NE-C900) är en högpressterande nebulisator avsedd för professionellt bruk för behandling av astma, kronisk bronkit, KOL, allergier och andra andningsproblem genom inandning av mediciner.

- För både barn och vuxna
- Smidig, logisk och lätt användning med en knapp
- Lättvikt med 2,2 kg
- Integrerat handtag för enkel transport
- Medicinbehållarens kapacitet: 2-7 ml
- Hög nebuliseringshastighet: 0,4 ml/min (kort nebuliseringstid)
- Partikelstorlek 3 µm MMAD. Säkerställer en effektiv behandling av de nedre luftvägarna

Levereras komplett med nebuliseringssett, luftslang (PVC, 2 m), munstycke, näskateter, mask för vuxen (PVC), mask för barn (PVC), 5 st extra luftfilter och svensk bruksanvisning. 3 års garanti.

Art.nr: 2213
Pris: 2.475:-

KINLEE

KINLee FT3010 Infraröd panntermometer

- Automatisk på och avstängning
- Stor och tydlig display
- Bakgrundsbelysning
- Inbyggd infraröd laserpekare för exakt mätning utan beröring
- Rengörs med 70% sprit
- Minne för 32 mätningar
- Valbar mellan Celsius/Fahrenheit
- Snabbmätning med hög precision, bra för barn och vuxna



Art.nr: 4118
Ord. pris: 975:- **Kampanjpris 875:-**

A&D
A&D Medical
A&D UT-801

Infraröd multifunktionstermometer

- 4 mätlägen: öra, panna, yta och rumstemperatur
- Designad att användas utan sonskydd – bra för ekonomi och miljö
- Lätt att rengöra



Art.nr: 4121
Ord. pris: 865:- **Kampanjpris 695:-**

OMRON

Kroppssammansättningsmätare med våg



Omron Viva
Art.nr: 4054
Kliniskt validerad med mycket hög noggrannhet.
Pris: 2.195:-

- Mäter kroppsvikt
- Mäter kroppsfett (%)
- Mäter visceral fettinnehåll (upp till 30 niv.)
- Mäter skelett och muskler (%)
- Mäter vilometabolism (kcal)
- Räknar ut BMI (Body Mass Index)
- 4 användare + gäst
- Avläsning på 4 sekunder
- Kompakt design med stor display
- 10-80 år, 2-150 kg
- Kan föra över resultaten till App
- 3 års garanti



Omron BF214
Art.nr: 4055
Kliniskt validerad med mycket hög noggrannhet.
Pris: 1.095:-

- Mäter kroppsvikt
- Mäter kroppsfett (%)
- Mäter skelett och muskler (%)
- Räknar ut BMI (Body Mass Index)
- 4 användare + gäst
- Minne
- Kompakt design med stor display
- 10-80 år, 2-150 kg
- Automatisk avstängning
- 3 års garanti

Se demovideo på ajmedical.se

OMRON

C102 Total 2 i 1 Nebulisator med näsdusch



Omron C102 Total är en unik 2 i 1 nebulisator med näsdusch. Nebulisatorn är utformad för att behandla sjukdomar i de nedre luftvägarna, som t.ex. bronkit, KOL, astma och olika typer av allergier, genom inandning av mediciner. Enhetens dubbla funktion möjliggör effektiv behandling och lindring av symtom på olika luftvägssjukdomar under årets alla säsonger.

Levereras komplett med nebuliseringskit, näsdusch, adapter, munstycke, mask för vuxen (PVC), mask för barn (PVC), luftslang (1 m), luftfilter (installerat i huvudenheten) och svensk bruksanvisning. 3 års garanti.

Art.nr: 2212
Pris: 1.195:-

OMRON

OMRON TERMOMETRAR:

Art.nr: 4115 Digital örontermometer
Omron Gentle Temp 521.
Ord. pris: 719:- **Kampanjpris 599:-**

Tillbehör: Art.nr: 4116
Provlock, 40 st/fp. **Pris: 110:-**

Art.nr: 4114 Digital örontermometer
Omron Gentle Temp 520.
Ord. pris: 599:- **Kampanjpris 495:-**

Tillbehör: Art.nr: 4116
Provlock, 40 st/fp. **Pris: 110:-**

Art.nr: 4119 Omron Eco Temp Intelli IT är en febertermometer för mätning oralt eller i armhålan. Fungerar med Omron Connect. Levereras med batteri och skyddshölje.
Ord. pris: 399:- **Kampanjpris 319:-**

Tillbehör: Art.nr: 4113-1
Hygienskydd. 100 st/fp. **Pris: 50:-**

Art.nr: 4113 Febertermometer Omron Flex Temp Smart för mätning oralt, rektalt eller i armhålan.
Pris: 119:-

Tillbehör: Art.nr: 4113-1
Hygienskydd. 100 st/fp. **Pris: 50:-**

BK-mätare

Art.nr: 4059 Ihopfällbar bukhöjdmätare. Det färliga fettet är fastare och finns djupt inne i buken. Därför kan man mäta bukhöjden när man ligger på rygg. Det gör att underhuds fettet sjunker ut en aning åt sidorna. BK-mätaren kan fällas ihop för transport eller förvaring och kan spris tas av. **Pris: 1.795:-**



Se demovideo på ajmedical.se

KaWe REFLEXHAMMARE:

Art.nr: 8861 KaWe Trömmar Original reflexhammare med metallskaft. **Pris: 575:-**

Art.nr: 8862 KaWe Witroe reflexhammare med plastskaft, borste och nål. **Pris: 495:-**

Art.nr: 8854 KaWe Colorflex stor reflexhammare. Finns i färgerna: svart, grå och blå. **Pris: 435:-**

Art.nr: 8860 KaWe Buck reflexhammare med metallskaft, borste och nål. **Pris: 365:-**

Art.nr: 8863 KaWe Babinsky reflexhammare. **Pris: 295:-**

Art.nr: 8881 KaWe Rossier reflexhammare, vit. Längd 24 cm. **Pris: 155:-**

Art.nr: 8882 KaWe Rossier reflexhammare, vit. Längd 36 cm. **Pris: 185:-**

Art.nr: 8880 Mediventon hopfällbar reflexhammare. **Pris: 389:-**



KaWe PENNLAMPOR:



Art.nr: 8896 KaWe DIALIGHT® XL pennlampa med huvud av plast och xenonlampa. Drivs med 1,5 V batteri micro typ AA (inkluderas ej). Finns i färgerna: svart och blå. **Pris: 675:-**



Art.nr: 8890 KaWe Cliplight pennlampa av metall. Levereras med batterier 1,5 V micro (AAA). Finns i färgerna: svart, blå, grå, gul, lila och röd. **Pris: 165:-**

KaWe STASBAND:

Art.nr: 8875-D KaWe stasband, engångs, 50 st/fp. **Pris: 785:-**

Art.nr: 8875 KaWe easy clic stasband med enkel multi-clip i modern design. Finns i alternativen: blå och barn. **Pris: 89:-**




KaWe STÄMGAFFLAR:

Art.nr: 8870 KaWe Rydel Seiffert stämgaflar c 128/C64 Hz för neurologer med dämpare och plastfot. **Pris: 1.795:-**

Art.nr: 8871 KaWe Lucae stämgaflar c 128 Hz för öronläkare med ställbara dämpare från c-h och plastfot. **Pris: 1.535:-**

Art.nr: 8873 KaWe Aluminium stämgaflar c 128 Hz för medicinska diagnoser med dämpare. **Pris: 989:-**

Art.nr: 8872 KaWe a1 stämgaflar 440 Hz för öronläkare med plastfot. **Pris: 789:-**



35 ÅR 1991-2026

— Kvalitet och Kunskap Sedan 1991 —

AJ MEDICAL
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

För mer information: besök vår webbplats www.ajmedical.se eller ring 08-767 29 70
För beställning: Ring 08-767 29 70 Faxe 08-767 29 82 Klicka www.ajmedicalshop.se
eller använd bifogad beställningsblankett och skicka in – Vi bjuder på portot!



Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-. **Betalningsvillkor:** 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.
Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2026. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalogen eller slutförsäljning.
På grund av rådande omständigheter reserverar vi oss även mot påverkade leveranstider.





Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare/pulsoximeter

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enligt SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st–2.395:-/st*** per år beroende på modell, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st–2.995:-/st. Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år)*		

Välj fraktsätt: Sjukvård och företag Privatperson
☐ DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.) ☐ Postförskott (hämtas på utlämningsställe)
☐ Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod

Leveransadress:

Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn:

Org.nr/Personnr:

Box:

Gatuadress:

Postnr. och ort:

Telefon: Fax:

E-post:

☐ Kryssa för rutan om ni vill ha vårt nyhetsbrev via e-post.

Datum och namnteckning:

Namnförtydligande:

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö
och återfås servade och klara inom 5 arbetsdagar! (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)
Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82
E-post: info@ajmedical.se**