

Omron 907 blodtrycksmätare med golvstativ och pulsoximeter – utformad för krav på hög kvalitet -

Snabba, smärtfria och individuellt korrekta mätningar från överarmen



Omron 907 komplett med golvstativ och pulsoximeter

Art.nr: 1220-J20E

Omron 907 är den ultimata blodtrycksmätaren som klarar alla problempatienter. Extra oscillometrisk och auskultatorisk mätning möjlig. Programmerbart genomsnitt av flera mätningar. Gömd funktion för avläsning (resultaten kan döljas för patienten). 3 års garanti.

- Digital helautomatisk överarmsmätare för professionellt bruk. (Omrons IntelliSense advanced technology)
- Kliniskt validerad/godkänd (i enlighet med AAMI, BHS och Internationella protokollet)
- Val mellan oscillometrisk eller auskultatorisk mätning
- Extra stor och tydlig dubbel display (visar systoliskt, diastoliskt och puls samtidigt)
- Programmerbart att mäta flera gånger efter varandra med olika intervaller
- Programmerbart genomsnitt av flera mätningar för mer korrekt diagnos
- Alternativ knappfunktion som visar eller döljer resultaten (för att inte oroa patienten)
- Tåliga manschetter med olika storlekar finns som tillbehör, medium manschetten följer med som standard (klarar 60 000 mätningar)
- Automatisk avstängning
- Levereras med uppladdningsbara batterier och nätadapter/laddare

EnviteC MySign® S by Honeywell är en saturationsmätare/pulsoximeter för professionellt bruk. Ger en enkel, snabb och pålitlig mätning och övervakning. 2 års garanti. CE-märkt.

- Vattentålig
- Laddningsbart batteri med laddare
- Liten, smidig och enkel
- Roterande 2,8” upplyst display som gör att den kan användas både liggande och stående.
- 320 g (med sensor)

Art. nr: 1220-J20E levereras komplett med blodtrycksmätaren Omron 907 med 1 st manschett M med 2,4 m slang, uppladdningsbara batterier, nätadapter/laddare och golvstativ. Pulsoximeter EnviteC MySign[®] S by Honeywell med stångfäste för golvstativet, uppladdningsbart batteri, nätadapter/laddare och 1 st FingerClip 1,2 m sensor.

Tillbehör och reservdelar:

Omron 907

1227 Manschett L (32-42 cm)
1226 Manschett M (22-32 cm)
1225 Manschett S (17-22 cm)
1001-10 TriCUFF Trippelmanschett (15-42 cm)
AJM-1305-01 Manschett Barn 1-4 år
AJM-1306-01 Manschett Spädbarn 0-1 år
1234 Golvstativ med korg
1233 Batteripack
1238 Nätadapter/laddare
1228 Förlängningsslang 1 m
1229 Förlängningsslang 1,3 m
1204 Nippel
1220-23 Snabbkoppling (hona+hane)

EnviteC MySign[®] S by Honeywell

E-100202 SoftTip[®] Plus sensor Large - R-3211-12Plus MySign S med **1,2 m** kabel
E-100201 SoftTip[®] Plus sensor Large - R-3211-31Plus MySign S med **2,95 m** kabel
E-100204 SoftTip[®] Plus sensor Medium - RM-3211-12plus MySign[®] S med **1,2 m** kabel
E-100203 SoftTip[®] Plus sensor Medium - RM-3211-31plus MySign[®] S med **2,95m** kabel
E-100206 SoftTip[®] Plus sensor Small - RM-3211-12plus MySign[®] S med **1,2 m** kabel
E-100205 SoftTip[®] Plus sensor Small - RM-3211-31plus MySign[®] S med **2,95 m** kabel
E-100208 FingerClip sensor - F-3211-12 MySign[®] S med **1,2 m** kabel
E-100207 FingerClip sensor - F-3211-12 MySign[®] S med **2,95 m** kabel
E-1002032 Öronsensor - ES-3211-12 MySign[®] S med **1,2 m** kabel
E-1002031 Öronsensor - ES-3211-31 MySign[®] S med **2,95 m** kabel
E-1001801 Fäste till MySign[®] S
E-1001829 Nätadapter till MySign[®] S
E-1001734 Återuppladdningsbart batteri till MySign[®] S
E-1002080 Mjukvaruprogram till MySign[®] S
E-1001764 Utfällbart stöd till MySign[®] S