

**Omron HBP-1300 blodtrycksmätare med golvstativ och pulsoximeter
– utformad för krav på hög kvalitet -**

Snabba, smärtfria och individuellt korrekta mätningar från överarmen



Omron HBP-1300 komplett med golvstativ och pulsoximeter

Art.nr: 4215-E10

Omron HBP-1300 är en blodtrycksmätare för professionellt bruk. Den är mycket hållbar och stabil och lätt att förflytta med sin låga vikt (520 g) och det inbyggda handtaget. Till mätaren finns avspritningsbara manschetter i storlek från 12 cm till 50 cm. Mätaren är shock-proof vilket innebär att den tål stötar, fall och ovarsam hantering. Splash-proof betyder att den tål vattenstänk och fukt. Motion stop-funktion gör att mätningen upphör i 5 sekunder vid kroppsrörelser. Det finns möjlighet att manuellt justera trycket i manschetten för ökad patientkomfort. Val mellan oscillometrisk och auskultatorisk mätning. Den upptäcker och indikerar oregelbunden puls och visar bara tillförlitliga värden. Noll-indikator visar att mätaren har återställts på noll för en mer tillförlitlig mätning. Mätaren har en stor och upplyst display för att underlätta vid sämre ljusförhållanden. 3 års garanti.

EnviteC MySign® S by Honeywell är en saturationsmätare/pulsoximeter för professionellt bruk. Ger en enkel, snabb och pålitlig mätning och övervakning. 2 års garanti. CE-märkt.

- Vattentålig
- Laddningsbart batteri med laddare
- Liten, smidig och enkel
- Roterande 2,8” upplyst display som gör att den kan användas både liggande och stående.
- 320 g (med sensor)

Art. nr: 4215-E10 levereras komplett med blodtrycksmätaren Omron HBP-1300 med 2 st manschetter M och L med 2,5 m slang, uppladdningsbara batterier, nätadapter/laddare och golvstativ. Pulsoximeter EnviteC MySign® S by Honeywell med stångfäste för golvstativet, uppladdningsbart batteri, nätadapter/laddare och 1 st fingersensor.

Tillbehör och reservdelar:

Omron HBP-1300

4217 Manschett XL (42-50 cm)

4218 Manschett L (32-42 cm)

4219 Manschett M (22-32 cm)

4220 Manschett S (17-22 cm)

4221 Manschett XS (12-18 cm)

1001-40 TriCUFF Trippelmanschett (15-42 cm)

1234 Golvstativ med korg

4222 Batteripack

4223 Nätadapter/laddare

4224 Förlängningsslang 1,5 m

4225 Förlängningsslang 3,5 m

4226 Nippel

4227 Snabbkoppling (hona+hane)

EnviteC MySign® S by Honeywell

- E-1002022** SoftTip® Plus sensor Large - R-3211-12Plus MySign S med **1,2 m** kabel
- E-1002021** SoftTip® Plus sensor Large - R-3211-31Plus MySign S med **2,95 m** kabel
- E-1002024** SoftTip® Plus sensor Medium - RM-3211-12plus MySign® S med **1,2 m** kabel
- E-1002023** SoftTip® Plus sensor Medium - RM-3211-31plus MySign® S med **2,95m** kabel
- E-1002026** SoftTip® Plus sensor Small - RM-3211-12plus MySign® S med **1,2 m** kabel
- E-1002025** SoftTip® Plus sensor Small - RM-3211-31plus MySign® S med **2,95 m kabel**
- E-1002028** FingerClip sensor - F-3211-12 MySign® S med **1,2 m** kabel
- E-1002027** FingerClip sensor - F-3211-12 MySign® S med **2,95 m** kabel
- E-1002032** Öronsensor - ES-3211-12 MySign® S med **1,2 m** kabel
- E-1002031** Öronsensor - ES-3211-31 MySign® S med **2,95 m** kabel
- E-1001801** Fäste till MySign® S
- E-1001829** Nätadapter till MySign® S
- E-1001734** Återuppladdningsbart batteri till MySign® S
- E-1002080** Mjukvaruprogram till MySign® S
- E-1001764** Utfällbart stöd till MySign® S