



seca

Våra medicinska personvagnar och längdmätare kommer från seca gmbh. Högkvalitativa produkter med genomtänkt design, högt hygien tänkande och smarta lösningar. Inte bara det... de är snygga också. AJ Medical är huvuddistributör av seca produkter i Sverige.

OBS!
Se nya seca modeller
Scale-up Line på
ajmedical.se

Personvagnar och längdmätare för barn och vuxna. Klass III för sjukvården

Se demovideo på ajmedical.se

seca 685 
Art.nr: 7039
Elektronisk multifunktionsvåg, med ramp. Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.
200 g 200-300 kg
Ord.pris 44.675:-
Kampanjpris 39.995:-

seca 677 
Art.nr: 7026
Elektronisk specialvåg.
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.
200 g 200-300 kg
Ord.pris 36.665:-
Kampanjpris 32.995:-

seca 657 
Art.nr: 7040
Elektronisk bärvåg.
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.
200 g 200-300 kg
Ord.pris 38.185:-
Kampanjpris 34.365:-

seca 645 
Art.nr: 7022
Elektronisk specialvåg.
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.
200 g 200-300 kg
Ord.pris 21.255:-
Kampanjpris 19.125:-

seca 635 
Art.nr: 7015
Elektronisk specialvåg.
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.
200 g 200-300 kg
Ord.pris 18.165:-
Kampanjpris 16.345:-

seca 959 
Art.nr: 7012
Modern och mobil elektronisk stolvåg, TARA, HOLD och BMI-funktion.
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 20 g upp till 50 kg.
50 g 50-150 kg. 100 g 150-300 kg
Ord.pris 20.145:-
Kampanjpris 18.135:-

seca 285 
Art.nr: 2850
Elektronisk mätstation som mäter och väger på samma gång.
Kapacitet: 300 kg
Gradering vikt: 50 g upp till 150 kg.
100 g 200-300 kg
Gradering längd: 1 mm
Ord.pris 19.995:-
Kampanjpris 17.995:-

seca 704 
Art.nr: 7013
Elektronisk pelarvåg med TARA, HOLD och BMI-funktion mm. En extra mamma-barnfunktion där barnet vägs i mammans famn.
Kapacitet: 300 kg. Gradering: 50 g upp till 150 kg. 100 g 150-300 kg
Ord.pris 11.995:-
Kampanjpris 9.995:-

seca 799 
Art.nr: 7032
Elektronisk prisvärd och lätt pelarvåg med TARA, HOLD och BMI-funktion.
Kapacitet: 200 kg
Gradering: 100 g upp till 150 kg.
200 g 150-200 kg
Ord.pris 9.995:-
Kampanjpris 9.195:-

seca 878 
Art.nr: 7038
Elektronisk golvvåg med dubbel display. HOLD och MOR/BARN-funktion.
Kapacitet: 200 kg. Gradering: 100 g upp till 150 kg. 200 g 150-200 kg
Ord.pris 8.995:-
Kampanjpris 7.995:-

seca 757 
Art.nr: 7005
Elektronisk barnvåg med självhäftande längdmåttband. Kapacitet: 15 kg
Gradering: 2 g upp till 5 kg. 5 g 5-15 kg
Måtskala: 0-50 cm
Gradering: 1 mm
Ord.pris 12.995:-
Kampanjpris 11.695:-

seca 376 
Art.nr: 7021
Elektronisk barnvåg med extra stor vägskål med högre kanter för ökad säkerhet.
Kapacitet: 20 kg. Gradering: 5 g upp till 7,5 kg. 10 g 7,5-20 kg
Ord.pris 9.895:-
Kampanjpris 8.895:-

Nya seca 336 och 336i 
Art.nr: 7007
Elektronisk barnvåg. Rekommenderas vid hembesök. Kapacitet: 20 kg
Gradering: 5 g upp till 10 kg. 10 g 10-20 kg
Ord.pris 9.995:- **Kampanjpris 8.495:-**
Art.nr: 7041 (336i) Kompatibel med alla EMR-system och EMR-förberedda produkter från seca.
Ord.pris 11.595:- **Kampanjpris 10.435:-**

seca 416 
Art.nr: 7029
Mätbräda för spädbarn och små barn. Hygienisk, lätt och smidig. Den skålade formen gör att barnet ligger rakare och säkrare än i gamla trämodeller.
Mätområde: 33-100 cm. Gradering: 1 mm
Ord.pris 4.425:-
Kampanjpris 3.995:-

seca 264 
Art.nr: 2640
Elektronisk längdmätare. Mätområde: 30-220 cm
Gradering: 1 mm
Ord.pris 9.995:-
Kampanjpris 8.995:-

seca 222 
Art.nr: 2221
Teleskopmätsticka för väggmontage. Mätområde: 6-230 cm
Gradering: 1 mm
Pris 1.639:-

seca 217 
Art.nr: 2170
Portabel längdmätare. Kan även användas med seca 878 golvvåg. Mätområde: 20-205 cm
Gradering: 1 mm
Pris 1.849:-

seca 213 
Art.nr: 2130
Portabel längdmätare. Isär-tagbar med stort huvudstöd lämplig för ambulerande verksamhet. Mätområde: 20-205 cm. Gradering: 1 mm
Pris 1.529:-

seca 216 
Art.nr: 2160
Längdmätare med löpande huvudstöd. Mätområde: 0-230 cm
Gradering: 1 mm
Pris 1.379:-

- Tillbehör och reservdelar:**
- Art.nr: 7016 Teleskopmätsticka seca 220 till seca 704 och 799. **Pris 1.589:-**
 - Art.nr: 2330-00 Längdmätare seca 233 till seca 376. 1st st huvudstöd ingår. **Pris 1.589:-**
 - Art.nr: 7027 Huvudstöd/fotstöd seca 418 till seca 376. **Pris 439:-**
 - Art.nr: 7043 Längdmätare seca 232N till seca 336 och 336 i. **Pris 1.549:-**
 - Art.nr: 7042 Digital längdmätare seca 234 till seca 336 och 336 i. **Pris 3.995:-**
 - Art.nr: 68-32-10-252 Adapter/laddare 12V. **Pris 862:-**
 - Art.nr: 68-32-10-266 Adapter/laddare 12V till seca 959. **Pris 898:-**
 - Art.nr: 68-22-12-721 Batteripack 6 x 1,2V. **Pris 998:-**
 - Art.nr: 7028 Transportväska med axelrem seca 421 till seca 878. **Pris 1.229:-**
 - Art.nr: 7011 Transportväska med axelrem seca 428 till seca 336. **Pris 1.289:-**
 - Art.nr: 7037 Transportväska med axelrem seca 414 till seca 376. **Pris 1.349:-**
 - Art.nr: 7009 Transportväska med hjul seca 425 till seca 757. **Pris 2.939:-**
 - Art.nr: 7409 Rygsäck seca 409 med starka handtag, midjebälte och vadderade remmar till seca 336 och 878 m.fl. **Pris 1.889:-**
 - Art.nr: 7437 Adapter seca 437 för att koppla ihop seca 878 med seca 217. **Pris 629:-**
 - Art.nr: 7456 USB adapter seca 456 wireless för överföring av data till PC. **Pris 795:-**
 - Art.nr: 7415 Analysprogram seca 115 med 3 licenser för PC. **Pris 6.450:-**
 - Art.nr: 7472 Displaypelare seca 472. För vågar med lös display. **Pris 2.455:-**
- 2 års garanti på alla vågar. 1 år på övrigt.

seca 402 Art.nr: 7044
Vagn till seca 757, seca 376, seca 336 i och seca 336. **Pris 8.865:-**

seca 403 Art.nr: 7045
Vagn till seca 757, seca 376, seca 336 i och seca 336. **Pris 9.685:-**

seca 212 Art.nr: 2120
Stadigt måttband för mätning av huvud-omfång 15 st/tp. Mätområde: 5-59 cm. Gradering: 1 mm **Pris 649:-**

seca 201 Art.nr: 2101
Måttband för midja, höft, arm eller ben 15-205 cm. **Pris 95:-**

seca 210 Art.nr: 2100
Ihoprullbar mätmatta till småbarn. Mätområde: 10-99 cm. Gradering: 5 mm **Pris 959:-**

seca 206 Art.nr: 2061
Automatisk väggsticka för väggmontage. Mätområde: 0-220 cm. Gradering: 1 mm **Pris 379:-**

seca integrationslösningar
Alla mätningar sparas i EMR*

I dagens utmanande värld av akutvård, är det nödvändigt, att du har exakta patientuppgifter när du än behöver dem. Tillhandahållandet av exakta data är avgörande för förbättrade kliniska beslut och optimering av arbetsflödet. Att ansluta dina seca-apparater till ett EMR-system hjälper att förebygga transkriptionsfel, samtidigt ger det mer tid till att tillbringa med dina patienter.

- + Effektivare processer**
Snabb mätning och nätverksöverföring av data
- + Inga transkriptionsfel**
Direkt överföring av data förbättrar patientsäkerheten
- + Central datalagring**
Lätt och snabb tillgång

*Electronic Medical Record = Elektronisk Patientjournal

1. Identifikation
Skanna koden på patienten och användaren

2. Mätning
Mäter längd och vikt

3. Dataöverföring
Skanna streckkoden / tryck på en knapp och data kommer att överföras

4. EMR
Data är nu integrerad i den digitala patientfilen

OBS! Använd rabattkoden AJ20 och få 5% i extra rabatt vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

