



Våra medicinska personvågar och längdmätare kommer från seca gmbh. Högkvalitativa produkter med genomtänkt design, högt hygienisktänkande och smarta lösningar. Inte bara det... de är snygga också. AJ Medical är huvuddistributör av seca produkter i Sverige.

Personvågar och längdmätare för barn och vuxna. Klass III för sjukvården

Se demovideo på ajmedical.se

<p>seca 685 Art.nr: 7039</p> <p>Elektronisk multifunktionsvåg, med ramp. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 100 g upp till 200 kg. 200 g 200-300 kg</p> <p>Ord.pris 44.675:- Kampanjpris 39.995:-</p>	<p>seca 677 Art.nr: 7026</p> <p>Elektronisk specialvåg. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 100 g upp till 200 kg. 200 g 200-300 kg</p> <p>Ord.pris 36.665:- Kampanjpris 32.995:-</p>	<p>seca 657 Art.nr: 7040</p> <p>Elektronisk bårvåg. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 100 g upp till 200 kg. 200 g 200-300 kg</p> <p>Ord.pris 38.185:- Kampanjpris 34.365:-</p>	<p>seca 645 Art.nr: 7022</p> <p>Elektronisk specialvåg. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 100 g upp till 200 kg. 200 g 200-300 kg</p> <p>Ord.pris 21.255:- Kampanjpris 19.125:-</p>	<p>seca 635 Art.nr: 7015</p> <p>Elektronisk specialvåg. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 100 g upp till 200 kg. 200 g 200-300 kg</p> <p>Ord.pris 18.165:- Kampanjpris 16.345:-</p>
<p>seca 959 Art.nr: 7012</p> <p>Modern och mobil elektronisk stolvåg. TARA, HOLD och BMI-funktion. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 20 g upp till 50 kg. 50 g 50-150 kg. 100 g 150-300 kg</p> <p>Ord.pris 20.145:- Kampanjpris 18.135:-</p>	<p>seca 285 Art.nr: 2850</p> <p>Elektronisk mätstation som mäter och väger på samma gång. Kapacitet: 300 kg. Gradering vikt: 50 g upp till 150 kg, 100 g 200-300 kg. Gradering längd: 1 mm</p> <p>Ord.pris 19.995:- Kampanjpris 17.995:-</p>	<p>seca 704 Art.nr: 7013</p> <p>Elektronisk pelarvåg med TARA, HOLD och BMI-funktion mm. En extra mamma-barnfunktion där barnet vägs i mammans famn. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 50 g upp till 150 kg. 100 g 150-300 kg</p> <p>Ord.pris 11.995:- Kampanjpris 9.995:-</p> <p><i>Rekommenderas! Nu även för BVC!</i></p>	<p>seca 799 Art.nr: 7032</p> <p>Elektronisk prisvärd och lätt pelarvåg med TARA, HOLD och BMI-funktion. Kapacitet: 200 kg. Gradering: 100 g upp till 150 kg. 200 g 150-200 kg</p> <p>Ord.pris 9.995:- Kampanjpris 9.195:-</p>	<p>seca 878 Art.nr: 7038</p> <p>Elektronisk golvvåg med dubbel display. HOLD och MOR/BARN-funktion. Kapacitet: 200 kg. Gradering: 100 g upp till 150 kg. 200 g 150-200 kg</p> <p>Ord.pris 8.995:- Kampanjpris 7.995:-</p>
<p>seca 757 Art.nr: 7005</p> <p>Elektronisk barnvåg med självhäftande längdmåttband. Kapacitet: 15 kg. Gradering: 2 g upp till 5 kg. 5 g 5-15 kg. Måtskala: 0-50 cm. Gradering: 1 mm</p> <p>Ord.pris 12.995:- Kampanjpris 11.695:-</p>	<p>seca 376 Art.nr: 7021</p> <p>Elektronisk barnvåg med extra stor vägskäl med högre kanter för ökad säkerhet. Kapacitet: 20 kg. Gradering: 5 g upp till 7,5 kg. 10 g 7,5-20 kg</p> <p>Ord.pris 9.895:- Kampanjpris 8.895:-</p> <p><i>Rekommenderas!</i></p>	<p>Nya seca 336 och 336i Art.nr: 7007</p> <p>Elektronisk barnvåg. Rekommenderas vid hembesök. Kapacitet: 20 kg. Gradering: 5 g upp till 10 kg. 10 g 10-20 kg. Ord.pris 9.995:- Kampanjpris 8.495:-</p> <p>Art.nr: 7041 (336 i) Kompatibel med alla EMR-system och EMR-förberedda produkter från seca. Ord.pris 11.595:- Kampanjpris 10.435:-</p>		<p>seca 416 Art.nr: 7029</p> <p>Måttbråda för spädbarn och små barn. Hygienisk, lätt och smidig. Den skålade formen gör att barnet ligger rakare och säkrare än i gamla trämodeller. Mätområde: 33-100 cm. Gradering: 1 mm</p> <p>Ord.pris 4.425:- Kampanjpris 3.995:-</p>
<p>seca 264 Art.nr: 2640</p> <p>Elektronisk längdmätare. Mätområde: 30-220 cm. Gradering: 1 mm</p> <p>Ord.pris 9.995:- Kampanjpris 8.995:-</p>	<p>seca 222 Art.nr: 2221</p> <p>Teleskopmätsticka för väggmontage. Mätområde: 6-230 cm. Gradering: 1 mm</p> <p>Pris 1.639:-</p>	<p>seca 217 Art.nr: 2170</p> <p>Portabel längdmätare. Kan även användas med seca 878 golvvåg. Mätområde: 20-205 cm. Gradering: 1 mm</p> <p>Pris 1.849:-</p>	<p>seca 213 Art.nr: 2130</p> <p>Portabel längdmätare. Isärtagbar med stort huvudstöd lämplig för ambulerande verksamhet. Mätområde: 20-205 cm. Gradering: 1 mm</p> <p>Pris 1.529:-</p>	<p>seca 216 Art.nr: 2160</p> <p>Längdmätare med löpande huvudstöd. Mätområde: 0-230 cm. Gradering: 1 mm</p> <p>Pris 1.379:-</p> <p><i>Extra robust!</i></p>

<p>Tillbehör och reservdelar:</p> <p>Art.nr: 7016 Teleskopmätsticka seca 220 till seca 704 och 799. Pris 1.589:-</p> <p>Art.nr: 2330-00 Längdmätare seca 233 till seca 376. 1st st huvudstöd ingår. Pris 1.589:-</p> <p>Art.nr: 7027 Huvudstöd/fotstöd seca 418 till seca 376. Pris 439:-</p> <p>Art.nr: 7043 Längdmätare seca 232N till seca 336 och 336 i. Pris 1.549:-</p> <p>Art.nr: 7042 Digital längdmätare seca 234 till seca 336 och 336 i. Pris 3.995:-</p> <p>Art.nr: 68-32-10-252 Adapter/laddare 12V. Pris 862:-</p> <p>Art.nr: 68-32-10-266 Adapter/laddare 12V till seca 959. Pris 898:-</p> <p>Art.nr: 68-22-12-721 Batteripack 6 x 1,2V. Pris 998:-</p> <p>Art.nr: 7028 Transportväska med axelrem seca 421 till seca 878. Pris 1.229:-</p> <p>Art.nr: 7011 Transportväska med axelrem seca 428 till seca 336. Pris 1.289:-</p> <p>Art.nr: 7037 Transportväska med axelrem seca 414 till seca 376. Pris 1.349:-</p> <p>Art.nr: 7009 Transportväska med hjul seca 425 till seca 757. Pris 2.939:-</p> <p>Art.nr: 7409 Rygsäck seca 409 med starka handtag, midjebälte och vadderade remmar till seca 336 och 878 m.fl. Pris 1.889:-</p> <p>Art.nr: 7437 Adapter seca 437 för att koppla ihop seca 878 med seca 217. Pris 629:-</p> <p>Art.nr: 7456 USB adapter seca 456 wireless för överföring av data till PC. Pris 795:-</p> <p>Art.nr: 7415 Analysprogram seca 115 med 3 licenser för PC. Pris 6.450:-</p> <p>Art.nr: 7472 Displaypelare seca 472. För vågar med lös display. Pris 2.455:-</p> <p>2 års garanti på alla vågar. 1 år på övrigt.</p>	<p>seca 402 Art.nr: 7044</p> <p>Vagn till seca 757, seca 376, seca 336 i och seca 336. Pris 8.865:-</p> <p>seca 403 Art.nr: 7045</p> <p>Vagn till seca 757, seca 376, seca 336 i och seca 336. Pris 9.685:-</p>	<p>seca 212 Art.nr: 2120</p> <p>Stadigt måttband för mätning av huvud-omfång 15 st/tp. Mätområde: 5-59 cm. Gradering: 1 mm Pris 649:-</p> <p>seca 201 Art.nr: 2101</p> <p>Måttband för midja, höft, arm eller ben 15-205 cm. Pris 95:-</p> <p>seca 210 Art.nr: 2100</p> <p>Ihoppullbar mätmatta till småbarn. Mätområde: 10-99 cm. Gradering: 5 mm Pris 959:-</p> <p>seca 206 Art.nr: 2061</p> <p>Automatisk väggsticka för väggmontage. Mätområde: 0-220 cm. Gradering: 1 mm Pris 379:-</p>
---	---	--

seca integrationslösningar
Alla mätningar sparas i EMR*

I dagens utmanande värld av akutvård, är det nödvändigt, att du har exakta patientuppgifter när du än behöver dem. Tillhandahållandet av exakta data är avgörande för förbättrade kliniska beslut och optimering av arbetsflödet. Att ansluta dina seca-apparater till ett EMR-system hjälper att förebygga transkriptionsfel, samtidigt ger det mer tid till att tillbringa med dina patienter.

- + Effektivare processer**
Snabb mätning och nätverksöverföring av data
- + Inga transkriptionsfel**
Direkt överföring av data förbättrar patientsäkerheten
- + Central datalagring**
Lätt och snabb tillgång

*Electronic Medical Record = Elektronisk Patientjournal

seca Precision for health

- 1. Identifikation**
Skanna koden på patienten och användaren
- 2. Mätning**
Mäter längd och vikt
- 3. Dataöverföring**
Skanna streckkoden / tryck på en knapp och data kommer att överföras
- 4. EMR**
Data är nu integrerad i den digitala patientfilen

OBS! Använd rabattkoden AJ21 och få 5% i extra rabatt vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Läs mer och se fler modeller av vågar och längdmätare på www.ajmedical.se



Nyhet!

seca Scale-up Line seca 654 med seca 455 och seca 257

Art. nr: 7051

EMR-validerad mätstation med ultraljudsteknik. Vågplatta med ID-Display™, stabil glasplattform, handräcke och längdmätare med ultraljudsteknik. ID-displayen kan direktanslutas till den elektroniska medicinska journalen. ID-Display™ låter dig se vilken patient som lagrades in med skannern för att förhindra förvirring. Det betyder mer kontroll för dig vid överföring till den elektroniska medicinska journalen (EMR) och avsevärt förbättrad säkerhet för användare och patienter. Displayen visar namn eller ID för användare och patienter. Displaystyrd dataöverföring. Röstsvar för patientvägledning hjälper personal. Snabb mätprocess tack vare den innovativa ultraljudsteknologin. Stor plattform tillverkad av seca Bearclaw Glass® praktiskt taget brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och hygien. Smidig transport med mycket robusta gummihjul. Fotavtryck i LED visar patienten den korrekta positionen för längdmätning.



seca Scale-up Line seca 654 med seca 257

Art. nr: 7050


EMR-validerad mätstation med ultraljudsteknik. Vågplatta med ID-Display™, stabil glasplattform och längdmätare med ultraljudsteknik. ID-displayen kan direktanslutas till den elektroniska medicinska journalen. Röstsvar för patientvägledning hjälper personal. Snabb mätprocess tack vare den innovativa ultraljudsteknologin. Smidig transport med mycket robusta gummihjul. Plattformen är tillverkad av seca Bearclaw Glass®, praktiskt taget brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och hygien.

Ord.pris 21.995:-

Kampanjpris 19.995:-

Ord.pris 27.995:-

Jubileumspris 21.995:-



seca 287 Mätstation

Art. nr: 7047

Ord.pris 23.300:-

Kampanjpris 19.995:-

Mätstation för längd och vikt med röstvägledning, klar för elektroniska patientjournaler. seca 287 har tre par ultraljudssensorer som registrerar patientens längd på några millisekunder. Den regelbundna autokalibreringen säkerställer exakta resultat. Allt beräknas med en särskilt framtagen algoritmer för digital analys, som ger en ojämförbart hög mätprecision. Röstvägledning kan aktiveras och är programmerad för oberoende mätning. Såväl enskilda mätningar som mätserier kan göras helt automatiskt på

ett tillförlitligt och exakt sätt. Ultraljudssensorerna från seca ger säkra och exakta mätresultat även vid kontinuerlig användning, då hela mätningen kan göras med stor bekvämlighet, tack vare den tysta akustiken. Allt från röstvägledning och integrering med patientjournalssystem, till den praktiska utskriften av mätresultaten - har utformats för att ge maximal support vid automatisk mätning. Kompatibel med alla elektroniska patientjournaler och seca produkter som är klara för elektroniska patientjournaler.



MIR är ett globalt företag inom medicinsk utrustning och mjukvara som grundades 1993 och som idag finns i mer än 100 länder världen över. Under mer än 25 år har de blivit internationellt erkända för sina många innovationer och framsteg inom tre olika marknadsområden: spirometri, oximetri och fjärrövervakning av patienter.



MIR Spirolab® Spirometer med oximetrifunktion

Art. nr: 2511

Ord.pris 30.795:-

Kampanjpris 27.695:-



PC-baserad spirometer med 7-tums pekskärm och inbyggd skrivare. Kan användas både som bärbar och stationär. Realtidstest också tillgängligt på PC via USB och Bluetooth. Perfekt för användning på sjukhus och astmamottagningar med sin snabba och tysta inbyggda termiska skrivare med anpassningsbart utskriftsformat. Låg vikt för enkel rörlighet med bärväska och uppladdningsbart batteri med lång livslängd. MIR Spirolab® spirometer levereras med: Winspiro PRO mjukvara för PC med gratis uppdateringar, mjuk sensor för pulsoximetri för vuxen, USB-kabel, Laddare, 1 rulle termopapper, 1 näsklämma, 1 MIR flergångsturbין, bärväska och CD med användarmanual.

MIR Spirolab® Spirometer

Art. nr: 2510

Ord.pris 28.595:-

Kampanjpris 25.695:-



PC-baserad spirometer med 7-tums pekskärm och inbyggd skrivare. Kan användas både som bärbar och stationär. Realtidstest också tillgängligt på PC via USB och Bluetooth. Perfekt för användning på sjukhus och astmamottagningar med sin snabba och tysta inbyggda termiska skrivare med anpassningsbart utskriftsformat. Låg vikt för enkel rörlighet med bärväska och uppladdningsbart batteri med lång livslängd. MIR Spirolab® spirometer levereras med: Winspiro PRO mjukvara för PC med gratis uppdateringar, USB-kabel, Laddare, 1 rulle termopapper, 1 näsklämma, 1 MIR flergångsturbין, bärväska och CD med användarmanual.

MIR Spirobank II® SMART med SpO2-modul och mjukvara

MIR Spirobank II® SMART är en komplett spirometer med pulsoximeter som levereras med Winspiro PRO mjukvara på svenska. Bärbart minilab för lungläkare och andningsterapeuter. Realtidstester också tillgängliga på PC via USB och mätaren kan även kopplas till surfplatta (iPad eller android) via Bluetooth. En mycket innovativ virtuell assistent tillgänglig i mobilappen, som stöder användare före, under och efter spirometritestet. Incitament-animationer tillgängliga på surfplattans skärm, som stöder patientens efterlevnad under ett spirometritest. Dela testresultat via appen, i PDF- eller HL7-standarder till en fjärrserver. Uppladdningsbart litiumjombatteri batteri med lång livslängd. Detta är laddningsbart via USB. Trafikljus visas för omedelbar testtolkning. SpO2 och pulsfrekvens (valfritt) direkt på displayen (inklusive pletysmografisk kurva). Högupplöst bakgrundsbelysning med realtidskurva och testresultat. Intern lagring av upp till 10.000 spirometritester eller 300 timmars oximetri.

Levereras med mjukvaran Winspiro PRO, pulsoximetri-sensor i storlek vuxen, och en återanvändningsbar turbin.

Mått: 160x55x25 mm



Art. nr: 2514

Ord.pris 14.295:-

Kampanjpris 12.795:-

MIR MiniSpir paket

En enkel och bra spirometer som pluggas in i uttaget för USB i datorn. Inga batterier eller andra kopplingar behövs. MiniSpir finns med både engångs- eller flergångsmunstycken. Vid användning av flergångsturbין rekommenderas bakteriefilter Piston att köpas till.

Programvaran Winspiro PRO är en PC-baserad mjukvara. Den är enkel att använda med ett ikonbaserat interface. Flöde/volym och volym/tid visas i realtid på datorn. Flera animationer mm finns. Möjlighet att skriva ut eller mejla en komplett spirometrirapport. CE-märkt. FDA-registrerad. ATS standard. ISO 9001-2000, ISO 13485.



Med engångsturbין

Art. nr: 2500

Ord.pris 12.935:-

Kampanjpris 9.995:-

Med flergångsturbין

Art. nr: 2502

Ord.pris 17.595:-

Kampanjpris 13.995:-

MIR tillbehör och reservdelar:



MIR Kalibreringspruta 3 Liter

Art. nr: 2513

Pris 575:-



Flergångsturbין

Art. nr: 2503

Pris 4.625:-



Engångsturbין FlowMIR

Art. nr: 2504

Pris 1.665:-



Nätverkslicens

Art. nr: 2501

Pris 4.895:-



Bakteriefilter Piston

Art. nr: 2505

Pris 1.350:-



Skrivarpapper

Till MIR Spirolab Spirometer 10-pack

Art. nr: 2512

Pris 765:-



Näsklämma

Art. nr: 2506

Pris 25:-

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2021.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Box 10022
181 10 Lidingö, Sweden

Besök- och leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82



Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enligt SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st** per år, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st. Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år) 585:-		

Välj fraktsätt: Sjukvård och företag Privatperson
 DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.) Postförskott (hämtas på utlämningsställe)
 Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod

Leveransadress: **Fakturaadress:** (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn:

Org.nr/Personnr:

Box:

Gatuadress:

Postnr./Ort:

Telefon: Fax:

E-post:

Kryssa för rutan om ni vill ha vårt nyhetsbrev via e-post.

Datum/Namnteckning:

Namnförtydligande:

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö
 och återfås servade och klara inom 5 dagar!** (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)
Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82
E-post: info@ajmedical.se

Klipp loss sidan eller kopiera och faxa in din beställning.