


seca

Våra medicinska personvågar och längdmätare kommer från seca gmbh. Högkvalitativa produkter med genomtänkt design, högt hygien tänkande och smarta lösningar. Inte bara det... de är snygga också. AJ Medical är huvuddistributör av seca produkter i Sverige.

Personvågar och längdmätare för barn och vuxna. Klass III för sjukvården III

seca 685

Art.nr: 7039

Elektronisk multifunktionsvåg med ramp. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 100 g upp till 200 kg. 200 g 200-300 kg

Ord.pris 43.755:-

Kampanjpris 39.385:-

seca 677

Art.nr: 7026

Elektronisk specialvåg. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 100 g upp till 200 kg. 200 g 200-300 kg

Ord.pris 40.465:-

Kampanjpris 36.425:-

seca 657

Art.nr: 7040

Elektronisk bärnvåg. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 100 g upp till 200 kg. 200 g 200-300 kg

Ord.pris 39.645:-

Kampanjpris 36.675:-

seca 645

Art.nr: 7022

Elektronisk specialvåg. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 100 g upp till 200 kg. 200 g 200-300 kg

Ord.pris 22.215:-

Kampanjpris 19.995:-

seca 635

Art.nr: 7015

Elektronisk specialvåg. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 100 g upp till 200 kg. 200 g 200-300 kg

Ord.pris 15.885:-

Kampanjpris 14.295:-

seca 959

Art.nr: 7012

Modern och mobil elektronisk stolvåg. TARA, HOLD och BMI-funktion. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 20 g upp till 50 kg. 50 g 50-150 kg. 100 g 150-300 kg

Ord.pris 32.795:-

Kampanjpris 29.495:-

seca 285

Art.nr: 2850

Elektronisk mätstation som mäter och väger på samma gång. Kapacitet: 300 kg. Gradering vikt: 50 g upp till 150 kg. 100 g 200-300 kg. Gradering längd: 1 mm

Ord.pris 28.495:-

Kampanjpris 25.645:-

seca 704

Art.nr: 7013

Elektronisk pelarvåg med TARA, HOLD och BMI-funktion mm. En extra mamma-barnfunktion där barnet vägs i mammans famn. Kapacitet: 300 kg. Gradering: 50 g upp till 150 kg. 100 g 150-300 kg

Ord.pris 15.385:-

Kampanjpris 13.845:-

seca 799

Art.nr: 7032

Elektronisk prisvård och lätt pelarvåg med TARA, HOLD och BMI-funktion. Kapacitet: 200 kg. Gradering: 100 g upp till 150 kg. 200 g 150-200 kg

Ord.pris 11.775:-

Kampanjpris 10.595:-

seca 878

Art.nr: 7038

Elektronisk golvvåg med dubbel display. HOLD och MOR/BARN-funktion. Kapacitet: 200 kg. Gradering: 100 g upp till 150 kg. 200 g 150-200 kg

Ord.pris 9.315:-

Kampanjpris 8.385:-

seca 757

Art.nr: 7005

Elektronisk barnvåg med självhäftande längdmåttband. Kapacitet: 15 kg. Gradering: 2 g upp till 5 kg. 5 g 5-15 kg. Måtskala: 0-50 cm. Gradering: 1 mm

Ord.pris 21.695:-

Kampanjpris 19.525:-

seca 376

Art.nr: 7021

Elektronisk barnvåg med extra stor vägskaal med högre kanter för ökad säkerhet. Kapacitet: 20 kg. Gradering: 5 g upp till 7,5 kg. 10 g 7,5-20 kg

Ord.pris 15.145:-

Kampanjpris 13.625:-

Nya seca 336 och 336i

Art.nr: 7007

 Elektronisk barnvåg. Rekommenderas vid hembesök. Kapacitet: 20 kg. Gradering: 5 g upp till 10 kg. 10 g 10-20 kg. Ord.pris 11.995:- **Kampanjpris 10.795:-**
Art.nr: 7041 (336 i) Kompatibel med alla EMR-system och EMR-förberedda produkter från seca. Ord.pris 15.625:- **Kampanjpris 13.995:-**

seca 416

Art.nr: 7029

Måttbräda för spädbarn och små barn. Hygienisk, lätt och smidig. Den skålade formen gör att barnet ligger rakare och säkrare än i gamla trämodeller. Måtområde: 33-100 cm. Gradering: 1 mm

Ord.pris 5.715:-

Kampanjpris 4.995:-

seca 264

Art.nr: 2640

Elektronisk längdmätare. Måtområde: 30-220 cm. Gradering: 1 mm

Ord.pris 11.825:-

Kampanjpris 10.635:-

seca 222

Art.nr: 2221

Teleskopmätsticka för väggmontage. Måtområde: 6-230 cm. Gradering: 1 mm

Pris 2.549:-


seca 217

Art.nr: 2170

Portabel längdmätare. Kan även användas med seca 878 golvvåg. Måtområde: 20-205 cm. Gradering: 1 mm

Pris 3.269:-


seca 213

Art.nr: 2130

Portabel längdmätare. Isärtagbar med stort huvudstöd lämplig för ambulanser verksamhet. Måtområde: 20-205 cm. Gradering: 1 mm

Pris 2.889:-


seca 216

Art.nr: 2160

Längdmätare med löpande huvudstöd. Måtområde: 0-230 cm. Gradering: 1 mm

Pris 2.339:-


Tillbehör och reservdelar:

 Art.nr: 7016 Teleskopmätsticka seca 220 till seca 704 och 799. **Pris 1.989:-**
 Art.nr: 2330-00 Längdmätare seca 233 till seca 376. 1st huvudstöd ingår. **Pris 2.769:-**
 Art.nr: 7027 Huvudstöd/fotstöd seca 418 till seca 376. **Pris 959:-**
 Art.nr: 7043 Längdmätare seca 232N till seca 336 och 336i. **Pris 2.769:-**
 Art.nr: 7042 Digital längdmätare seca 234 till seca 336 och 336i. **Pris 5.715:-**
 Art.nr: 68-32-10-252 Adapter/laddare 12V. **Pris 1.245:-**
 Art.nr: 68-32-10-266 Adapter/laddare 12V till seca 959. **Pris 1.295:-**
 Art.nr: 68-22-12-721 Batteripack 6 x 1,2V. **Pris 1.295:-**
 Art.nr: 7028 Transportväska med axelrem seca 421 till seca 878. **Pris 1.489:-**
 Art.nr: 7011 Transportväska med axelrem seca 428 till seca 336. **Pris 1.489:-**
 Art.nr: 7037 Transportväska med axelrem seca 414 till seca 376. **Pris 1.569:-**
 Art.nr: 7409 Ryggsäck seca 409 med starka handtag, midjebälte och vadderade remmar till seca 336 och 878 m.fl. **Pris 2.189:-**
 Art.nr: 7437 Adapter seca 437 för att koppla ihop seca 878 med seca 217. **Pris 969:-**
 Art.nr: 7415 Analysprogram seca 115 med 3 licenser för PC. **Pris 95:-**
 Art.nr: 7472 Displaypelare seca 472. För vågar med lös display. **Pris 2.935:-**
 Art.nr: 7452 Interface modul för överföring av resultat till EMR (längdmätare). **Pris 5.895:-**
 Art.nr: 7453 Interface modul för överföring av resultat till EMR (959). **Pris 5.895:-**
 Art.nr: 7454 Interface modul för överföring av resultat till EMR (757). **Pris 5.895:-**
 Art.nr: 7455 Interface modul för överföring av resultat till EMR (704). **Pris 5.895:-**
 2 års garanti på alla vågar. 1 år på övrigt.

seca 402 Art.nr: 7044
 Vagn till seca 757, seca 376, seca 336 i och seca 336. **Pris 8.785:-**

seca 403 Art.nr: 7045
 Vagn med låda och hylla till seca 757, seca 376, seca 336 i och seca 336. **Pris 12.295:-**

seca 212 Art.nr: 2120
 Stadigt måttband för mätning av huvud-omfång 15 st/tp. Måtområde: 5-59 cm. Gradering: 1 mm **Pris 889:-**

seca 201 Art.nr: 2101
 Måttband för midja, höft, arm eller ben 15-205 cm. **Pris 165:-**

seca 210 Art.nr: 2100
 Ihoprullbar mätmatta till småbarn. Måtområde: 10-99 cm. Gradering: 5 mm **Pris 1.569:-**

seca 206 Art.nr: 2061
 Automatisk väggsticka för väggmontage. Måtområde: 0-220 cm. Gradering: 1 mm **Pris 389:-**
seca integrationslösningar
Alla mätningar sparas i EMR*

I dagens utmanande värld av akutvård, är det nödvändigt, att du har exakta patientuppgifter när du än behöver dem. Tillhandahållandet av exakta data är avgörande för förbättrade kliniska beslut och optimering av arbetsflödet. Att ansluta dina seca-apparater till ett EMR-system hjälper att förebygga transkriptionsfel, samtidigt ger det mer tid till att tillbringa med dina patienter.

 + **Effektiva processer**
 Snabb mätning och nätverksöverföring av data

 + **Inga transkriptionsfel**
 Direkt överföring av data förbättrar patientsäkerheten

 + **Central datalagring**
 Lätt och snabb tillgång

*Electronic Medical Record = Elektronisk Patientjournal



- 1. Identifikation**
Skanna koden på patienten och användaren
- 2. Mätning**
Mäter längd och vikt
- 3. Dataöverföring**
Skanna streckkoden / tryck på en knapp och data kommer att överföras
- 4. EMR**
Data är nu integrerad i den digitala patientfilen

seca
 Precision for health

Obs! Använd rabattkoden AJ25 och få 5% i extra rabatt vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2025.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

 AJ Medical
 Box 10022
 181 10 Lidingö, Sweden

 Besök- och leveransadress:
 Vasavägen 78-80
 181 41 Lidingö, Sweden

 www.ajmedical.se
 www.ajmedicalshop.se
 E-mail: info@ajmedical.se

 Org nr: 969622-9427
 VAT: SE969622942701

 Tel: 08-767 29 70
 Fax: 08-767 29 82

seca Scale-up Line seca 655 med seca 455 och seca 257

Art.nr: 7051

EMR-validerad mätstation med ultraljudsteknik. Vågplatta med ID-Display™, stabil glasplattform, handrücke och längdmätare med ultraljudsteknik. ID-displayen kan direktanslutas till den elektroniska medicinska journalen. ID-Display™ låter dig se vilken patient som lagrades in med skannern för att förhindra förvirring. Det betyder mer kontroll för dig vid överföring till den elektroniska medicinska journalen (EMR) och avsevärt förbättrad säkerhet för användare och patienter. Displayen visar namn eller ID för användare och patienter. Displaystyrd dataöverföring. Röstsvär för patientvägledning hjälper personal. Snabb mätprocess tack vare den innovativa ultraljudsteknologin. Stor plattform tillverkad av seca Bearclaw Glass® praktiskt taget brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och hygien. Smidig transport med mycket robusta gummihjul. Fotavtryck i LED visar patienten den korrekta positionen för längdmätning.

Se demovideo på ajmedical.se



Ord.pris 45.725:-

Kampanjpris 37.995:-

seca Scale-up Line seca 655 med seca 257

Art.nr: 7050

EMR-validerad mätstation med ultraljudsteknik. Vågplatta med ID-Display™, stabil glasplattform och längdmätare med ultraljudsteknik. ID-displayen kan direktanslutas till den elektroniska medicinska journalen. Röstsvär för patientvägledning hjälper personal. Snabb mätprocess tack vare den innovativa ultraljudsteknologin. Smidig transport med mycket robusta gummihjul. Plattformen är tillverkad av seca Bearclaw Glass®, praktiskt taget brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och hygien.



Ord.pris 36.995:-

Kampanjpris 33.295:-

seca Scale-up Line seca 655 med seca 455

Art.nr: 7049

EMR-validerad vågplatta med ID-Display™, stabil glasplattform och handrücke. ID-displayen kan direktanslutas till den elektroniska medicinska journalen. Displaystyrd dataöverföring. Röstsvär för patientvägledning hjälper personal. Smidig transport med mycket robusta gummihjul. Plattformen är tillverkad av seca Bearclaw Glass®, praktiskt taget brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och hygien.




seca 651

Art.nr: 7055

EMR-validerad vågplatta med ID-Display™ och stabil glasplattform. ID-displayen kan direktanslutas till den elektroniska medicinska journalen. ID-Display™ låter dig se vilken patient som lagrades in med skannern för att förhindra förvirring. Det betyder mer kontroll för dig vid överföring till den elektroniska medicinska journalen (EMR) och avsevärt förbättrad säkerhet för användare och patienter. Displayen visar namn eller ID för användare och patienter. Displaystyrd dataöverföring. Röstsvär för patientvägledning hjälper personal. Stor plattform tillverkad av seca Bearclaw Glass® praktiskt taget brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och hygien.

Ord.pris 22.195:-

Kampanjpris 19.975:-



seca 287 Mätstation

Art.nr: 7047

Ord.pris 29.995:-

Kampanjpris 26.995:-

Mätstation för längd och vikt med röstvägledning, klar för elektroniska patientjournaler. seca 287 har tre par ultraljudssensorer som registrerar patientens längd på några millisekunder. Den regelbundna autokalibreringen säkerställer exakta resultat. Allt beräknas med en särskilt framtagen algoritmen för digital analys, som ger en ojämförbart hög mätprecision. Röstvägledning kan aktiveras och är programmerad för oberoende mätning. Såväl enskilda mätningar som mätserier kan göras helt automatiskt på

ett tillförlitligt och exakt sätt. Ultraljudssensorerna från seca ger säkra och exakta mätresultat även vid kontinuerlig användning, då hela mätningen kan göras med stor bekvämlighet, tack vare den tysta akustiken. Allt från röstvägledning och integrering med patientjournalssystem, till den praktiska utskriften av mätresultaten - har utformats för att ge maximal support vid automatisk mätning. Kompatibel med alla elektroniska patientjournaler och seca produkter som är klara för elektroniska patientjournaler.



MIR är ett globalt företag inom medicinsk utrustning och mjukvara som grundades 1993 och som idag finns i mer än 100 länder världen över. Under mer än 25 år har de blivit internationellt erkända för sina många innovationer och framsteg inom tre olika marknadsområden: spirometri, oximetri och fjärrövervakning av patienter.

MIR Spirolab® Spirometer med oximetrifunktion

Art.nr: 2511

Ord.pris 47.325:-

Kampanjpris 42.635:-



PC-baserad spirometer med 7-tums pekskärm och inbyggd skrivare. Kan användas både som bärbar och stationär. Realitidstest också tillgängligt på PC via USB och Bluetooth. Perfekt för användning på sjukhus och astmamottagningar med sin snabba och tysta inbyggda termiska skrivare med anpassningsbart utskriftsformat. Låg vikt för enkel rörlighet med bärväska och uppladdningsbart batteri med lång livslängd. MIR Spirolab® spirometer levereras med: MIR Spiro mjukvara för PC med gratis uppdateringar, mjuk sensor för pulsoximetri för vuxen, USB-kabel, Laddare, 1 rulle termopapper, 1 näsklämma, 1 MIR flergångsturbין, bärväska och CD med användarmanual.

MIR Spirolab® Spirometer

Art.nr: 2510

Ord.pris 43.995:-

Kampanjpris 39.595:-



PC-baserad spirometer med 7-tums pekskärm och inbyggd skrivare. Kan användas både som bärbar och stationär. Realitidstest också tillgängligt på PC via USB och Bluetooth. Perfekt för användning på sjukhus och astmamottagningar med sin snabba och tysta inbyggda termiska skrivare med anpassningsbart utskriftsformat. Låg vikt för enkel rörlighet med bärväska och uppladdningsbart batteri med lång livslängd. MIR Spirolab® spirometer levereras med: MIR Spiro mjukvara för PC med gratis uppdateringar, USB-kabel, Laddare, 1 rulle termopapper, 1 näsklämma, 1 MIR flergångsturbין, bärväska och CD med användarmanual.

MIR Spirobank II® SMART med SpO2-modul och mjukvara

MIR Spirobank II® SMART är en komplett spirometer med pulsoximetri som levereras med MIR Spiro mjukvara på svenska. Bärbart minilab för lungläkare och andningsterapeuter. Realitidstest också tillgängligt på PC via USB och mätaren kan även kopplas till surfplatta (iPad eller android) via Bluetooth. En mycket innovativ virtuell assistent tillgänglig i mobilappen, som stöder användare före, under och efter spirometritestet. Incitament-animationer tillgängliga på surfplattans skärm, som stöder patientens efterlevnad under ett spirometritest. Dela testresultat via appen, i PDF- eller HL7-standarder till en fjärrserver. Uppladdningsbart litiumjombatteri batteri med lång livslängd. Detta är laddningsbart via USB. Trafikljus visas för omedelbar testtolkning. SpO2 och pulsfrekvens (valfritt) direkt på displayen (inklusive pletysmografisk kurva). Högupplöst bakgrundsbelysning med realtidsskärma och testresultat. Intern lagring av upp till 10.000 spirometritester eller 300 timmars oximetri.

Levereras med mjukvaran MIR Spiro, pulsoximetri-sensor i storlek vuxen, och en återanvändningsbar turbין.

Mått: 160x55x25 mm



Art.nr: 2514

Ord.pris 25.895:-

Kampanjpris 23.295:-

MIR MiniSpir paket

En enkel och bra spirometer som pluggas in i uttaget för USB i datorn. Inga batterier eller andra kopplingar behövs. MiniSpir finns med både engångs- eller flergångsmunstycken. Vid användning av flergångsturbין rekommenderas bakteriefilter Piston att köpas till.

Programvaran MIR Spiro är en PC-baserad mjukvara. Den är enkel att använda med ett ikonbaserat interface. Flöde/volym och volym/tid visas i realtid på datorn. Flera animationer mm finns. Möjlighet att skriva ut eller mejla en komplett spirometrirapport. CE-märkt. FDA-registrerad. ATS standard. ISO 9001:2000, ISO 13485.

Levereras med mjukvaran MIR Spiro, turbין, USB-kabel och väska.



Med engångsturbין

Art.nr: 2502

Ord.pris 18.295:-

Kampanjpris 16.455:-

Med flergångsturbין

Art.nr: 2500

Ord.pris 20.815:-

Kampanjpris 18.735:-

MIR tillbehör och reservdelar:



MIR Kalibreringsspruta 3 Liter

Art.nr: 2513

Pris 6.895:-



Flergångsturbין

Art.nr: 2503

Pris 6.325:-



Engångsturbין FlowMIR

60 st/fp.

Art.nr: 2504

Pris 2.415:-



Uppgradering programvara

MIR Spiro Platinum Edition

5 arbetsstationer

Art.nr: 2501-PE Pris 11.995:-



Bakterie/virusfilter

120 st/fp.

Art.nr: 2505

Pris 3.315:-



Skrivarpapper

Till MIR Spirolab Spirometer, 10 st/fp.

Art.nr: 2512

Pris 765:-



Näsklämma

25 st/fp.

Art.nr: 2403

Pris 725:-



Engångsmunstycke

100 st/fp.

Art.nr: 2515

Pris 275:-



Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare/pulsoximeter

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enligt SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st–1.500:-/st*** per år beroende på modell, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st–1.800:-/st. Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år)*		

Välj fraktsätt: Sjukvård och företag

☐ DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.)

☐ Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Privatperson

☐ Postförskott (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod

Leveransadress:

Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn:

Org.nr/Personnr:

Box:

Gatuadress:

Postnr. och ort:

Telefon: Fax:

E-post:

☐ Kryssa för rutan om ni vill ha vårt nyhetsbrev via e-post.

Datum och namnteckning:

Namnförtydligande:

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö
och återfås servade och klara inom 5 arbetsdagar! (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)
Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82
E-post: info@ajmedical.se**