

**seca**

Våra medicinska personvågar och längdmätare kommer från seca gmbh. Högkvalitativa produkter med genomtänkt design, högt hygienisk tänkande och smarta lösningar. Inte bara det... de är snygga också. AJ Medical är huvuddistributör av seca produkter i Sverige.

Personvågar och längdmätare för barn och vuxna. Klass III för sjukvården III**seca 685**

Art.nr: 7039

Elektronisk multifunktionsvåg.
med ramp. Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.
200 g 200-300 kg

Ord.pris 43.755:-

Kampanjpris 39.385:-**seca 677**

Art.nr: 7026

Elektronisk specialvåg.
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.
200 g 200-300 kg

Ord.pris 40.465:-

Kampanjpris 36.425:-**seca 657**

Art.nr: 7040

Elektronisk bårvåg.
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.
200 g 200-300 kg

Ord.pris 39.645:-

Kampanjpris 36.675:-**seca 645**

Art.nr: 7022

Elektronisk specialvåg.
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.
200 g 200-300 kg

Ord.pris 22.215:-

Kampanjpris 19.995:-**seca 635**

Art.nr: 7015

Elektronisk specialvåg.
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.
200 g 200-300 kg

Ord.pris 15.885:-

Kampanjpris 14.295:-**seca 959**

Art.nr: 7012

Modern och mobil
elektronisk stolvåg. TARA,
HOLD och BMI-funktion.
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 20 g upp till 50 kg.
50 g 50-150 kg. 100 g 150-300 kg

Ord.pris 32.795:-

Kampanjpris 29.495:-**seca 285**

Art.nr: 2850

Elektronisk mätstation som
mäter och väger på samma gång.
Kapacitet: 300 kg
Gradering vikt: 50 g upp till 150
kg. 100 g 200-300 kg
Gradering längd: 1 mm

Ord.pris 28.495:-

Jubileumspris 22.795:-**seca 704**

Art.nr: 7013

Elektronisk pelarvåg med TARA,
HOLD och BMI-funktion mm. En
extra mamma-barnfunktion där
barnet vägs i mammans famn.
Kapacitet: 300 kg. Gradering: 50 g
upp till 150 kg. 100 g 150-300 kg

Ord.pris 15.385:-

Kampanjpris 13.845:-**seca 799**

Art.nr: 7032

Elektronisk prisvård och lätt
pelarvåg med TARA, HOLD
och BMI-funktion.
Kapacitet: 200 kg
Gradering: 100 g upp till 150
kg. 200 g 150-200 kg

Ord.pris 11.775:-

Kampanjpris 10.595:-**seca 878**

Art.nr: 7038

Elektronisk golvvåg
med dubbel display.
HOLD och MOR/BARN-
funktion.
Kapacitet: 200 kg. Gradering: 100 g
upp till 150 kg. 200 g 150-200 kg

Ord.pris 9.315:-

Kampanjpris 8.385:-**seca 757**

Art.nr: 7005

Elektronisk barnvåg med självhållande
längdmåttband. Kapacitet: 15 kg
Gradering: 2 g upp till 5 kg. 5 g 5-15 kg
Måtskala: 0-50 cm
Gradering: 1 mm

Ord.pris 21.695:-

Kampanjpris 19.525:-**seca 376**

Art.nr: 7021

Elektronisk barnvåg
med extra stor vägskål
med högre kanter för ökad säkerhet.
Kapacitet: 20 kg. Gradering: 5 g upp
till 7,5 kg. 10 g 7,5-20 kg

Ord.pris 15.145:-

Kampanjpris 13.625:-**Nya seca 336 och 336i**

Art.nr: 7007

Elektronisk barnvåg. Rekommenderas
vid hembesök. Kapacitet: 20 kg
Gradering: 5 g upp till 10 kg. 10 g 10-20 kg
Ord.pris 11.995:- **Kampanjpris 10.795:-**
Art.nr: 7041 (336 i) Kompatibel med alla
EMR-system och EMR-förberedda produkter
från seca.
Ord.pris 15.625:- **Kampanjpris 13.995:-****seca 416**

Art.nr: 7029

Måttbräda för spädbarn och små barn.
Hygienisk, lätt och smidig. Den skålade
formen gör att barnet ligger rakare och säkrare
än i gamla trämodeller.
Måtområde: 33–100 cm. Gradering: 1 mm

Ord.pris 5.715:-

Kampanjpris 4.995:-**seca 264**

Art.nr: 2640

Elektronisk längdmätare.
Måtområde: 30–220 cm
Gradering: 1 mm

Ord.pris 11.825:-

Jubileumspris 9.495:-**seca 222**

Art.nr: 2221

Teleskopmätsticka för
väggmontage.
Måtområde: 6–230 cm
Gradering: 1 mm**Pris 2.549:-****seca 217**

Art.nr: 2170

Portabel längdmätare.
Kan även användas med
seca 878 golvvåg.
Måtområde: 20–205 cm
Gradering: 1 mm
Pris 3.269:-**seca 213**

Art.nr: 2130

Portabel längdmätare. Isär-
tagbar med stort huvudstöd
lämplig för ambulanserande
verksamhet. Måtområde:
20–205 cm. Gradering: 1 mm
Pris 2.889:-**seca 216**

Art.nr: 2160

Längdmätare med löpande
huvudstöd.
Måtområde: 0–230 cm
Gradering: 1 mm**Pris 2.379:-****Tillbehör och reservdelar:**

Art.nr: 7016 Teleskopmätsticka seca 220 till seca 704 och 799. **Pris 1.989:-**
 Art.nr: 2330-00 Längdmätare seca 233 till seca 376. 1st huvudstöd ingår. **Pris 2.769:-**
 Art.nr: 7027 Huvudstöd/fotstöd seca 418 till seca 376. **Pris 959:-**
 Art.nr: 7043 Längdmätare seca 232N till seca 336 och 336i. **Pris 2.769:-**
 Art.nr: 7042 Digital längdmätare seca 234 till seca 336 och 336i. **Pris 5.715:-**
 Art.nr: 68-32-10-252 Adapter/laddare 12V. **Pris 1.245:-**
 Art.nr: 68-32-10-266 Adapter/laddare 12V till seca 959. **Pris 1.295:-**
 Art.nr: 68-22-12-721 Batteripack 6 x 1,2V. **Pris 1.295:-**
 Art.nr: 7028 Transportväska med axelrem seca 421 till seca 878. **Pris 1.489:-**
 Art.nr: 7011 Transportväska med axelrem seca 428 till seca 336. **Pris 1.489:-**
 Art.nr: 7037 Transportväska med axelrem seca 414 till seca 376. **Pris 1.569:-**
 Art.nr: 7409 Ryggsäck seca 409 med starka handtag, midjebälte och
 vadderade remmar till seca 336 och 878 m.fl. **Pris 2.189:-**
 Art.nr: 7437 Adapter seca 437 för att koppla ihop seca 878 med seca 217. **Pris 969:-**
 Art.nr: 7415 Analysprogram seca 115 med 3 licenser för PC. **Pris 95:-**
 Art.nr: 7472 Displaypelare seca 472. För vågar med lös display. **Pris 2.935:-**
 Art.nr: 7452 Interface modul för överföring av resultat till EMR (längdmätare). **Pris 5.895:-**
 Art.nr: 7453 Interface modul för överföring av resultat till EMR (959). **Pris 5.895:-**
 Art.nr: 7454 Interface modul för överföring av resultat till EMR (757). **Pris 5.895:-**
 Art.nr: 7455 Interface modul för överföring av resultat till EMR (704). **Pris 5.895:-**
 2 års garanti på alla vågar. 1 år på övrigt.

**seca 402** Art.nr: 7044
Vagn till seca 757, seca 376,
seca 336 i och seca 336.
Pris 8.785:-**seca 403** Art.nr: 7045
Vagn med låda och hylla till
seca 757, seca 376,
seca 336 i och seca 336.
Pris 12.295:-**seca 212** Art.nr: 2120
Stadigt måttband för mätning av huvud-
omfång 15 st/tp. Måtområde: 5–59 cm.
Gradering: 1 mm **Pris 889:-****seca 201** Art.nr: 2101
Måttband för midja, höft, arm
eller ben 15–205 cm. **Pris 165:-****seca 210** Art.nr: 2100
Ihoprullbar mätmatta till småbarn.
Måtområde: 10–99 cm.
Gradering: 5 mm **Pris 1.569:-****seca 206** Art.nr: 2061
Automatisk väggsticka för väggmontage.
Måtområde: 0–220 cm. Gradering: 1 mm
Pris 389:-**seca integrationslösningar**
Alla mätningar sparas i EMR*

I dagens utmanande värld av akutvård, är det nödvändigt, att du har exakta patientuppgifter när du än behöver dem. Tillhandahållandet av exakta data är avgörande för förbättrade kliniska beslut och optimering av arbetsflödet. Att ansluta dina seca-apparater till ett EMR-system hjälper att förebygga transkriptionsfel, samtidigt ger det mer tid till att tillbringa med dina patienter.

+ Effektivare processer
Snabb mätning och nätverks
överföring av data**+ Inga transkriptionsfel**
Direkt överföring av data
förbättrar patientsäkerheten**+ Central datalagring**
Lätt och snabb tillgång

*Electronic Medical Record = Elektronisk Patientjournal



- 1. Identifikation**
Skanna koden på patienten och användaren
- 2. Mätning**
Mäter längd och vikt
- 3. Dataöverföring**
Skanna streckkoden / tryck på en knapp och data kommer att överföras
- 4. EMR**
Data är nu integrerad i den digitala patientfilen

OB! Använd rabattkoden AJ26 och få **5% i extra rabatt** vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!**Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2026.**

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3.000:-.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Box 10022
181 10 Lidingö, SwedenBesök- och leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Swedenwww.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.seOrg nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

seca Scale-up Line seca 655 med seca 455 och seca 257

Art.nr: 7051

EMR-validerad mätstation med ultraljudsteknik. Vågplatta med ID-Display™, stabil glasplattform, handräcke och längdmätare med ultraljudsteknik. ID-displayen kan direktanslutas till den elektroniska medicinska journalen. ID-Display™ låter dig se vilken patient som lagrades i med skannern för att förhindra förvirring. Det betyder mer kontroll för dig vid överföring till den elektroniska medicinska journalen (EMR) och avsevärt förbättrad säkerhet för användare och patienter. Displayen visar namn eller ID för användare och patienter. Displaystyrd dataöverföring. Röstsvär för patientvägledning hjälper personal. Snabb mätprocess tack vare den innovativa ultraljudsteknologin. Stor plattform tillverkad av seca Bearclaw Glass® praktiskt taget brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och hygien. Smidig transport med mycket robusta gummihjul. Fotavtryck i LED visar patienten den korrekta positionen för längdmätning.

Se demovideo på ajmedical.se



Ord.pris 49.925:-

Jubileumspris 39.995:-

seca Scale-up Line seca 655 med seca 257

Art.nr: 7050

EMR-validerad mätstation med ultraljudsteknik. Vågplatta med ID-Display™, stabil glasplattform och längdmätare med ultraljudsteknik. ID-displayen kan direktanslutas till den elektroniska medicinska journalen. Röstsvär för patientvägledning hjälper personal. Snabb mätprocess tack vare den innovativa ultraljudsteknologin. Smidig transport med mycket robusta gummihjul. Plattformen är tillverkad av seca Bearclaw Glass®, praktiskt taget brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och hygien.



Ord.pris 42.765:-

Kampanjpris 38.495:-

seca Scale-up Line seca 655 med seca 455

Art.nr: 7049

EMR-validerad vågplatta med ID-Display™, stabil glasplattform och handräcke. ID-displayen kan direktanslutas till den elektroniska medicinska journalen. Displaystyrd dataöverföring. Röstsvär för patientvägledning hjälper personal. Smidig transport med mycket robusta gummihjul. Plattformen är tillverkad av seca Bearclaw Glass®, praktiskt taget brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och hygien.



Ord.pris 35.625:-

Kampanjpris 31.995:-

seca 651


Art.nr: 7055

EMR-validerad vågplatta med ID-Display™ och stabil glasplattform. ID-displayen kan direktanslutas till den elektroniska medicinska journalen. ID-Display™ låter dig se vilken patient som lagrades i med skannern för att förhindra förvirring. Det betyder mer kontroll för dig vid överföring till den elektroniska medicinska journalen (EMR) och avsevärt förbättrad säkerhet för användare och patienter. Displayen visar namn eller ID för användare och patienter. Displaystyrd dataöverföring. Röstsvär för patientvägledning hjälper personal. Stor plattform tillverkad av seca Bearclaw Glass® praktiskt taget brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och hygien.



Ord.pris 22.195:-

Kampanjpris 19.975:-



seca 287 Mätstation

Art.nr: 7047

Ord.pris 29.995:-

Jubileumspris 23.995:-



Mätstation för längd och vikt med röstvägledning, klar för elektroniska patientjournaler. seca 287 har tre par ultraljudssensorer som registrerar patientens längd på några millisekunder. Den regelbundna autokalibreringen säkerställer exakta resultat. Allt beräknas med en särskilt framtagen algoritm för digital analys, som ger en ojämförbart hög mätprecision. Röstvägledning kan aktiveras och är programmerad för oberoende mätning. Såväl enskilda mätningar som mätserier kan göras helt automatiskt på

ett tillförlitligt och exakt sätt. Ultraljudssensorerna från seca ger säkra och exakta mätresultat även vid kontinuerlig användning, då hela mätningen kan göras med stor bekvämlighet, tack vare den tysta akustiken. Allt från röstvägledning och integrering med patientjournalssystem, till den praktiska utskriften av mätresultaten - har utformats för att ge maximal support vid automatisk mätning. Kompatibel med alla elektroniska patientjournaler och seca produkter som är klara för elektroniska patientjournaler.



MIR är ett globalt företag inom medicinsk utrustning och mjukvara som grundades 1993 och som idag finns i mer än 100 länder världen över. Under mer än 25 år har de blivit internationellt erkända för sina många innovationer och framsteg inom tre olika marknadsområden: spirometri, oximetri och fjärrövervakning av patienter.

MIR Spirolab® Spirometer med oximetrifunktion

Art.nr: 2511

Ord.pris 49.995:-

Kampanjpris 44.995:-



PC-baserad spirometer med 7-tums pekskärm och inbyggd skrivare. Kan användas både som bärbar och stationär. Realitidstest också tillgängligt på PC via USB och Bluetooth. Perfekt för användning på sjukhus och astmamottagningar med sin snabba och tysta inbyggda termiska skrivare med anpassningsbart utskriftsformat. Låg vikt för enkel rörlighet med bärväska och uppladdningsbart batteri med lång livslängd. MIR Spirolab® spirometer levereras med: MIR Spiro mjukvara för PC med gratis uppdateringar, mjuk sensor för pulsoximetri för vuxen, USB-kabel, Laddare, 1 rulle termopapper, 1 näsklämma, 1 MIR flergångsturbין, bärväska och CD med användarmanual.

MIR Spirolab® Spirometer

Art.nr: 2510

Ord.pris 46.995:-

Kampanjpris 42.295:-



PC-baserad spirometer med 7-tums pekskärm och inbyggd skrivare. Kan användas både som bärbar och stationär. Realitidstest också tillgängligt på PC via USB och Bluetooth. Perfekt för användning på sjukhus och astmamottagningar med sin snabba och tysta inbyggda termiska skrivare med anpassningsbart utskriftsformat. Låg vikt för enkel rörlighet med bärväska och uppladdningsbart batteri med lång livslängd. MIR Spirolab® spirometer levereras med: MIR Spiro mjukvara för PC med gratis uppdateringar, USB-kabel, Laddare, 1 rulle termopapper, 1 näsklämma, 1 MIR flergångsturbין, bärväska och CD med användarmanual.

Se demovideo på ajmedical.se

MIR Spirobank II® SMART med SpO2-modul och mjukvara

MIR Spirobank II® SMART är en komplett spirometer med pulsoximetri som levereras med MIR Spiro mjukvara på svenska. Bärbart minilab för lungläkare och andningsterapeuter. Realitidstest också tillgängligt på PC via USB och mätaren kan även kopplas till surfplatta (iPad eller android) via Bluetooth. En mycket innovativ virtuell assistent tillgänglig i mobilappen, som stöder användare före, under och efter spirometritestet. Incitament-animationer tillgängliga på surfplattans skärm, som stöder patientens efterlevnad under ett spirometritest. Dela testresultat via appen, i PDF- eller HL7-standarder till en fjärrserver. Uppladdningsbart litiumjombatteri batteri med lång livslängd. Detta är laddningsbart via USB. Trafikljus visas för omedelbar testtolkning. SpO2 och pulsfrekvens (valfritt) direkt på displayen (inklusive pletysmografisk kurva). Högupplöst bakgrundsbelysning med realtidsskärma och testresultat. Intern lagring av upp till 10.000 spirometritester eller 300 timmars oximetri.

Levereras med mjukvaran MIR Spiro, pulsoximetri-sensor i storlek vuxen, och en återanvändningsbar turbין.

Mått: 160x55x25 mm



Art.nr: 2514

Ord.pris 27.595:-

Kampanjpris 24.795:-

MIR MiniSpir paket

En enkel och bra spirometer som pluggas in i uttaget för USB i datorn. Inga batterier eller andra kopplingar behövs. MiniSpir finns med både engångs- eller flergångsmunstycken. Vid användning av flergångsturbין rekommenderas bakteriefilter Piston att köpas till.

Programvaran MIR Spiro är en PC-baserad mjukvara. Den är enkel att använda med ett ikonbaserat interface. Flöde/volym och volym/tid visas i realtid på datorn. Flera animationer mm finns. Möjlighet att skriva ut eller mejla en komplett spirometrirapport. CE-märkt. FDA-registrerad. ATS standard. ISO 9001:2000, ISO 13485.

Levereras med mjukvaran MIR Spiro, turbין, USB-kabel och väska.



Med engångsturbין

Art.nr: 2502

Ord.pris 19.695:-

Kampanjpris 17.695:-

Med flergångsturbין

Art.nr: 2500

Ord.pris 21.995:-

Kampanjpris 19.795:-

MIR tillbehör och reservdelar:



MIR Kalibreringsspruta 3 Liter

Art.nr: 2513

Pris 7.245:-



Flergångsturbין

Art.nr: 2503

Pris 6.675:-



Engångsturbין FlowMIR

60 st/fp.

Art.nr: 2504

Pris 2.625:-



Uppgradering programvara

MIR Spiro Platinum Edition

1 licens för 5 år
 (kan installeras på 3 klienter/datorer)
 Art.nr: 2501-PE5 **Pris 8.645:-**



Bakterie/virusfilter

120 st/fp.

Art.nr: 2505

Pris 3.315:-



Skrivarpapper

Till MIR Spirolab Spirometer, 10 st/fp.

Art.nr: 2512

Pris 795:-



Näsklämma

25 st/fp.

Art.nr: 2403

Pris 725:-



Engångsmunstycke

100 st/fp.

Art.nr: 2515

Pris 275:-

