

FRAKTFRITT
vid order över
3.000,-

AJ MEDICAL®
BLODTRYCKSSPECIALISTEN™

Vid order över 5.000,- medföljer
OMRON Flex Temp Smart utan
extra kostnad

KAMPANJERBJUDANDE!

Manuella blodtrycksmätare med Trippelmanschett™ och AJM®-manschett

Läs mer på www.ajmedical.se

Bild

- Art.nr: 5011** Trippelmanschett™. Väljer automatiskt rätt storlek! En komplett trippelmanschett™ med **unika** handmanometern WA DS55 (extra stöttålig) med skruvventil. Ord. pris 2.074,- **Kampanjpris 1.595,-**
- Art.nr: 5012** En komplett trippelmanschett™ med **unika** handmanometern WA DS65 (extra stöttålig) med tryckventil. Ord. pris 2.224,- **Kampanjpris 1.695,-**
- Art.nr: 5015** En komplett trippelmanschett™ med elektronisk handmanometer. Ord. pris 2.240,- **Kampanjpris 1.795,-**
- Art.nr: 5703** En komplett trippelmanschett™ med **unika** väggmanometer WA 767 och integrerad korg. Ord. pris 3.255,- **Kampanjpris 2.695,-**
- Art.nr: 5173** En komplett trippelmanschett™ med **unika** bordsmanometer WA 767 och integrerad korg. Ord. pris 3.435,- **Kampanjpris 2.795,-**
- Art.nr: 5110** Ett komplett paket för att ta manuellt blodtryck. En komplett trippelmanschett™ med **unika** handmanometern WA DS65 (extra stöttålig) med tryckventil, stetoskop Welch Allyn Duophon 40 mm och hjärtnivåkudden HELP. Ord. pris 3.048,- **Kampanjpris 2.395,-**
- Art.nr: 5175** En komplett trippelmanschett™ på golvstativ med hjul med **unika** WA 767 och stor korg. Ord. pris 5.595,- **Kampanjpris 4.495,-**

Se demovideo på
www.ajmedical.se

Rekommenderas!

Blodtrycksmätare manuell AJM® med Welch Allyn DuraShock™.

Tål fall från höjd utan att förlora kalibreringen!

2-slang komplett med stötsäker manometer vid manschett och bollpump med skruvventil. Manschett har tydliga markeringar för kontroll så att rätt storlek används. Hela blodtrycksmätaren är latexfri. 5 års garanti på mekaniken. Läs mer om **unika** DuraShock™ teknologin på www.ajmedical.se. Denna modell finns även med koniska manschetter.

Art.nr: AJM-8005-00 6x20 cm för Barn 1-4 år. Ord. pris 895,-

Art.nr: AJM-8002-00 9x28 cm för Barn & Ungdom. Ord. pris 895,-

Art.nr: AJM-8001-00 12x35 cm för Normal arm. Ord. pris 815,-

Art.nr: AJM-8003-00 15x43 cm för Grov arm. Ord. pris 965,-

Art.nr: AJM-8020-00 14x37 cm för Grov arm, konisk. Ord. pris 1.195,-

Art.nr: AJM-8004-00 18x60 cm för Lårben. Ord. pris 1.245,-

Art.nr: AJM-8021-00 19x60 cm för Lårben, konisk. Ord. pris 1.245,-

1-slang helt latexfri med handmanometer och skruvventil DS55. 10 års garanti på mekaniken.

Denna modell finns även med koniska manschetter.

Art.nr: AJM-1306-00 3x20 cm för Nyfödda barn. Ord. pris 1.225,-

Art.nr: AJM-1305-00 6x20 cm för Barn 1-4 år. Ord. pris 1.195,-

Art.nr: AJM-1304-00 9x28 cm för Barn & Ungdom. Ord. pris 1.195,-

Art.nr: AJM-1301-00 12x35 cm för Normal arm. Ord. pris 1.115,-

Art.nr: AJM-1302-00 15x43 cm för Grov arm. Ord. pris 1.265,-

Art.nr: AJM-1319-00 14x37 cm för Grov arm, konisk. Ord. pris 1.495,-

Art.nr: AJM-1303-00 18x60 cm för Lårben. Ord. pris 1.545,-

Art.nr: AJM-1320-00 19x60 cm för Lårben, konisk. Ord. pris 1.545,-

Ovanstående 1-slags manschetter finns även med handmanometer WA DS65 och tryckventil.

Ange art.nr: -1612 istället för -00. Pristillägg 100,-. Reservdelar till 2- och 1-slags manschetter finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

Art.nr: AJM-1301-1615 En komplett AJM®-manschett för normal vuxen arm 25-35 cm med elektronisk handmanometer. Ord. pris: 1.235,- **Kampanjpris 995,-**

Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 1200 Hygienskydd. 100 st/tp. Pris 450,-

Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygienskydd för ben och armar. 100 st/tp. Pris 435,-

Art.nr: 1001 Trippelmanschett™ komplett utan manometer.
Ord. pris 1.245,- Nu **995,-**

Art.nr: 1001-00 Latexfri Trippelmanschett™. Ord. pris 1.550,- Nu **1.245,-**

Art.nr: 1002 Innerblåsa till Trippelmanschett™. Ord. pris 945,- Nu **795,-**

Art.nr: 1002-00 Latexfri innerblåsa till Trippelmanschett™. Ord. pris 1.175,- Nu **945,-**

Art.nr: 1003 Hölje/manschett till Trippelmanschett™. Pris 315,-

Art.nr: 1004 Spänne/lås till Trippelmanschett™. Pris 95,-

Art.nr: 1610 Handmanometer WA DS55 med skruvventil. Ord. pris 829,- Nu **665,-**

Art.nr: 1611 Handmanometer WA DS54 med skruvventil. Pris 499,-

Art.nr: 1909 Bollpump till WA DS55 och DS54. Pris 39,-

Art.nr: 1612 Handman. WA DS65 med tryckvent. Ord. pris 979,- Nu **785,-**

Art.nr: 1909-1 Bollpump till WA DS65. Pris 119,-

Art.nr: 1613 Handman. WA DS58 med skruvventil. Ord. pris 1.595,- Nu **1.295,-**

Art.nr: 1602 Handmanometer WA Disytest med tryckventil. Pris 499,-

Art.nr: 8006-12 Dosmanometer för DS minimus. Pris 525,-

Art.nr: 1615 Elektronisk handman. LD-20. Ord. pris 995,- Nu **795,-**

Art.nr: 1801 Hjärtnivåkudda HELP. Pris 495,-

Art.nr: 1899 Stoppur- Fasttime 2, digital. Pris 495,-

Kamp. pris 695,- Vid behov av alla 3 storlekarna välj:

Kamp. pris 695,-

Kamp. pris 695,-

Kamp. pris 795,-

Kamp. pris 895,-

Kamp. pris 995,-

Kamp. pris 995,-

Trippelmanschett™ För armar
med en omkrets mellan 17 och
43 cm= 9+12+15 cm blåsorna i en!

Kamp. pris 795,-

Kamp. pris 795,-

Kamp. pris 795,-

Kamp. pris 795,-

Kamp. pris 895,-

Kamp. pris 995,-

Kamp. pris 1.095,-

Kamp. pris 1.095,-

Vid behov av alla 3 storlekarna välj:
Trippelmanschett™ För armar
med en omkrets mellan 17 och
43 cm= 9+12+15 cm blåsorna i en!

Tillbehör och reservdelar till WA 767-serien:

Art.nr: 1905-4 T-koppling + 1 meter slang (för att koppla
Trippelmanschett™ till WA 767). Pris 69,-

Art.nr: 5272 Stor korg för golvstativ och väggmont. Pris 149,-

Art.nr: 5278 Vägghållare/fäste för montering på skena. Pris 159,-

Art.nr: 1906 Spiralslang. Pris 379,-

Art.nr: 1907 Boll med tryckventil. Pris 339,-

Art.nr: 1908 Boll stor med skruvventil. Pris 169,-

Art.nr: 1908-1 Boll liten med skruvventil. Pris 149,-

Art.nr: 5204-5 Snabbkoppling (hona+hane). Pris 76,-

Tillbehör och reservdelar till manschetter (hölje+blåsa):

Art.nr: AJM-8031 2-slang 9x28 cm för Barn & Ungdom. Pris 309,-

Art.nr: AJM-8032 2-slang 12x35 cm för Normal arm. Pris 239,-

Art.nr: AJM-8034 2-slang 15x43 cm för Grov arm. Pris 389,-

Art.nr: AJM-1316 1-slang 9x28 cm för Barn & Ungdom. Pris 309,-

Art.nr: AJM-1313 1-slang 12x35 cm för Normal arm. Pris 239,-

Art.nr: AJM-1314 1-slang 15x43 cm för Grov arm. Pris 389,-

Övriga storlekar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

**Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll av blodtrycksmätarna!
För beställning använd bifogad beställningsblankett**

3-10 års garanti på manometrar och livstids kalibreringsgaranti på 767-serien, 1 år på manschetter, tillbehör och reservdelar.
Kampanjpriserna gäller t.o.m. den 30:e juni 2019.

Leveransvillkor: Fraktfritt vid order över 3000,-. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Lagstadgad moms 25 % tillkommer.

AJ Medical
Uddvägen 32 A
181 30 Lidingö, Sweden


Leveransadress:
Vasavägen 78-80
181 41 Lidingö, Sweden

www.ajmedical.se
www.ajmedicalshop.se
E-mail: info@ajmedical.se

Org nr: 969622-9427
VAT: SE969622942701

Tel: 08-767 29 70
Fax: 08-767 29 82

Trippelmanschett™
För armomkrets
17-43 cm!



Så fungerar
DuraShock™
teknologin

Läs mer på
www.ajmedical.se

