



Manuella blodtrycksmätare med Trippelmanschett™ och **AJM®**-manschett. Läs mer på www.ajmedical.se



Se demovideo
på ajmedical.se

Rekommenderas

Trippelmanschett™. Väljer automatiskt rätt storlek! En komplett trippelmanschett™ med unika handmanometern WA DS55 (extra stöttålig) med skruvventil.

Art.nr: 5011

Ord. pris 2.074:-

Kampanjpris 1.595:-

En komplett trippelmanschett™ med unika handmanometern WA DS65 (extra stöttålig) med tryckventil.

Art.nr: 5012

Ord. pris 2.224:-

Kampanjpris 1.695:-



En komplett trippelmanschett™ med elektronisk handmanometer.

Art.nr: 5015

Ord. pris 2.240:-

Kampanjpris 1.795:-



En komplett trippelmanschett™ med unika väggmanometern WA 767 och integrerad korg.

Art.nr: 5703

Ord. pris 3.255:-

Kampanjpris 2.695:-



En komplett trippelmanschett™ med unika bordsmanometern WA 767 och integrerad korg.

Art.nr: 5173

Ord. pris 3.435:-

Kampanjpris 2.795:-



Ett komplett paket för att ta manuellt blodtryck. En komplett trippelmanschett™ med unika handmanometern WA DS65 (extra stöttålig) med tryckventil, stetoskop Welch Allyn Duophon 40 mm och hjärtnivåkudden HELP

Art.nr: 5110

Ord. pris 3.048:-

Kampanjpris 2.395:-




En komplett trippelmanschett™ på golvstativ med hjul med unika WA 767 och stor korg.

Art.nr: 5175

Ord. pris 5.595:-

Kampanjpris 4.495:-



Så fungerar DuraShock™ teknologin



Läs mer på
www.ajmedical.se

Blodtrycksmätare manuell AJM® med Welch Allyn DuraShock™.

Tål fall från höjd utan att förlora kalibreringen!

2-slang komplett med stötsäker manometer vid manschetten och bollpump med skruvventil. Manschetten har tydliga markeringar för kontroll så att rätt storlek används. Hela blodtrycksmätaren är latexfri. 5 års garanti på mekaniken. Läs mer om unika DuraShock™ teknologin på www.ajmedical.se. Denna modell finns även med koniska manschetter.

Art.nr: AJM-8005-00	6x20 cm för Barn 1-4 år. Ord. pris 895:-	Kamp. pris 695:-
Art.nr: AJM-8002-00	9x28 cm för Barn & Ungdom. Ord. pris 895:-	Kamp. pris 695:-
Art.nr: AJM-8001-00	12x35 cm för Normal arm. Ord. pris 815:-	Kamp. pris 695:-
Art.nr: AJM-8003-00	15x43 cm för Grov arm. Ord. pris 965:-	Kamp. pris 795:-
Art.nr: AJM-8020-00	14x37 cm för Grov arm, konisk. Ord. pris 1.195:-	Kamp. pris 895:-
Art.nr: AJM-8004-00	18x60 cm för Lårben. Ord. pris 1.245:-	Kamp. pris 995:-
Art.nr: AJM-8021-00	19x60 cm för Lårben, konisk. Ord. pris 1.245:-	Kamp. pris 995:-

1-slang helt latexfri med handmanometer och skruvventil DS55. 10 års garanti på mekaniken. Denna modell finns även med koniska manschetter.

Art.nr: AJM-1306-00	3x20 cm för Nyfödda barn. Ord. pris 1.225:-	Kamp. pris 795:-
Art.nr: AJM-1305-00	6x20 cm för Barn 1-4 år. Ord. pris 1.195:-	Kamp. pris 795:-
Art.nr: AJM-1304-00	9x28 cm för Barn & Ungdom. Ord. pris 1.195:-	Kamp. pris 795:-
Art.nr: AJM-1301-00	12x35 cm för Normal arm. Ord. pris 1.115:-	Kamp. pris 795:-
Art.nr: AJM-1302-00	15x43 cm för Grov arm. Ord. pris 1.265:-	Kamp. pris 895:-
Art.nr: AJM-1319-00	14x37 cm för Grov arm, konisk. Ord. pris 1.495:-	Kamp. pris 995:-
Art.nr: AJM-1303-00	18x60 cm för Lårben. Ord. pris 1.545:-	Kamp. pris 1.095:-
Art.nr: AJM-1320-00	19x60 cm för Lårben, konisk. Ord. pris 1.545:-	Kamp. pris 1.095:-

Ovanstående 1-slags manschetter finns även med handmanometer WA DS65 och tryckventil. Ange art.nr. -1612 istället för -00. Pristillägg 100:-. Reservdelar till 2- och 1-slags manschetter finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

Welch Allyn®

AJ MEDICAL®



Art.nr: AJM-8001-00



Art.nr: H-ACC-VAS-016



Art.nr: 1200



Art.nr: AJM-1301-00



Art.nr: AJM-1301-1612



En komplett AJM®-manschett för normal vuxen arm 25-35 cm med elektronisk handmanometer..

Art.nr: AJM-1301-1615

Ord. pris 1.235:-

Kampanjpris 995:-

Nya förbättrade manschetter!

Vid behov av alla tre storlekarna välj:

Trippelmanschett™
För armar med en omkrets mellan 17 och 43 cm = 9+12+15 cm blåsorna i en!

Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: 1200	Hygiskydd. 100 st/fp. Pris 450:-
Art.nr: H-ACC-VAS-016	Hygiskydd för ben och armar. 100 st/fp. Pris 435:-
Art.nr: 1001	Trippelmanschett™ komplett utan manometer Ord. pris 1.245:- Nu 995:-
Art.nr: 1001-00	Latexfri Trippelmanschett™. Ord. pris 1.550:- Nu 1.245:-
Art.nr: 1002	Innerblåsa till Trippelmanschett™. Ord. pris 945:- Nu 795:-
Art.nr: 1002-00	Latexfri innerblåsa till Trippelmanschett™. Ord. pris 1.175:- Nu 945:-
Art.nr: 1003	Hölje/manschett till Trippelmanschett™. Pris 315:-
Art.nr: 1004	Spänne/lås till Trippelmanschett™. Pris 95:-
Art.nr: 1610	Handmanometer WA DS55 med skruvventil. Ord. pris 829:- Nu 665:-
Art.nr: 1611	Handmanometer WA DS54 med skruvventil. Pris 499:-
Art.nr: 1909	Bollpump till WA DS55 och DS54. Pris 39:-
Art.nr: 1612	Handman. WA DS65 med tryckvent. Ord. pris 979:- Nu 785:-
Art.nr: 1909-1	Bollpump till WA DS65. Pris 119:-
Art.nr: 1613	Handman. WA DS58 med skruvventil. Ord. pris 1.595:- Nu 1.295:-
Art.nr: 1602	Handmanometer WA Disytest med tryckventil. Pris 499:-
Art.nr: 8006-12	Dosmanometer för DS minimus. Pris 525:-
Art.nr: 1615	Elektronisk handman. LD-20. Ord. pris 995:- Nu 795:-
Art.nr: 1801	Hjärtnivåkudde HELP. Pris 495:-
Art.nr: 1899	Stoppur- Fasttime 2, digital. Pris 495:-

Tillbehör och reservdelar till WA 767-serien:

Art.nr: 1905-4	T-koppling + 1 meter slang (för att koppla Trippelmanschett™ till WA 767). Pris 69:-
Art.nr: 5272	Stor korg för golstativ och väggmont. Pris 149:-
Art.nr: 5278	Vägghållare/fäste för montering på skena. Pris 159:-
Art.nr: 1906	Spiralslang. Pris 379:-
Art.nr: 1907	Boll med tryckventil. Pris 339:-
Art.nr: 1908	Boll stor med skruvventil. Pris 169:-
Art.nr: 1908-1	Boll liten med skruvventil. Pris 149:-
Art.nr: 5204-5	Snabbkoppling (hona+hane). Pris 76:-

Tillbehör och reservdelar till manschetter (hölje+blåsa):

Art.nr: AJM-8031	2-slang 9x28 cm för Barn & Ungdom. Pris 309:-
Art.nr: AJM-8032	2-slang 12x35 cm för Normal arm. Pris 239:-
Art.nr: AJM-8034	2-slang 15x43 cm för Grov arm. Pris 389:-
Art.nr: AJM-1316	1-slang 9x28 cm för Barn & Ungdom. Pris 309:-
Art.nr: AJM-1313	1-slang 12x35 cm för Normal arm. Pris 239:-
Art.nr: AJM-1314	1-slang 15x43 cm för Grov arm. Pris 389:-

Övriga storlekar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

3-10 års garanti på manometrar och livstids kalibreringsgaranti på 767-serien, 1 år på manschetter, tillbehör och reservdelar.

Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!
För beställning använd bifogad beställningsblankett



Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enl. SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st** per år, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st. Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år) 585:-		

Välj fraktsätt: ☐ Sjukvård och företag ☐ Privatperson
☐ DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.) ☐ Postförskott (hämtas på utlämningsställe)
☐ Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod

Leveransadress:

Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn:

Org.nr/Personnr:

Box:

Gatuadress:

Postnr./Ort:

Telefon: Fax:

E-post:

☐ Kryssa för rutan om ni vill ha unika erbjudanden via e-post.

Datum/Namnteckning:

Namnförtydligande:

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö
och återfås servade och klara inom 5 dagar! (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)**

Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82

E-post: info@ajmedical.se