


 Manuella blodtrycksmätare med Trippelmanschett™ och **AJM®**-manschett. Läs mer på www.ajmedical.se

Trippelmanschett™ För armomkrets 17-43 cm!

 Se demovideo
 på ajmedical.se


Trippelmanschett™. Väljer automatiskt rätt storlek! En komplett trippelmanschett™ med unika handmanometern WA DS55 (extra stöttålig) med skruvventil.

Art.nr: 5011

Ord. pris 2.134:-

Kampanjpris 1.595:-

En komplett trippelmanschett™ med unika handmanometern WA DS65 (extra stöttålig) med tryckventil.

Art.nr: 5012

Ord. pris 2.224:-

Kampanjpris 1.695:-

Rekommenderas



Trippelmanschett™ med WA DS65 och stetoskop Littmann Classic III i färgen svart.

Art.nr: 5012-J20-3

Ord. pris 3.669:-

Specialpris 2.895:-

En komplett trippelmanschett™ med unika väggmanometern WA 767 och integrerad korg.

Art.nr: 5703

Ord. pris 3.425:-

Kampanjpris 2.895:-

En komplett trippelmanschett™ med unika bordsmanometern WA 767 och integrerad korg.

Art.nr: 5173

Ord. pris 3.625:-

Kampanjpris 2.995:-

Ett komplett paket för att ta manuellt blodtryck. En komplett trippelmanschett™ med unika handmanometern WA DS65 (extra stöttålig) med tryckventil, stetoskop Welch Allyn Duophon 40 mm och hjärtnivåkudden HELP.

Art.nr: 5110

Ord. pris 3.188:-

Kampanjpris 2.595:-

En komplett trippelmanschett™ med den unika stöttåliga handmanometern DS54 med skruvventil från Welch Allyn och ett Littmann Lightweight stetoskop i färgen svart.

Art.nr: 5013-J20

Ord. pris 2.599:-

Specialpris 1.995:-

En komplett trippelmanschett™ på golvstativ med hjul med unika WA 767 och stor korg.

Art.nr: 5175

Ord. pris 5.995:-

Kampanjpris 4.995:-

Blodtrycksmätare manuell AJM® med Welch Allyn® DuraShock™. Tål fall från höjd utan att förlora kalibreringen!

 2-slang komplett med stötsäker manometer vid manschetten och bollpump med skruvventil. Manschetten har tydliga markeringar för kontroll så att rätt storlek används. Hela blodtrycksmätaren är latexfri. 5 års garanti på mekaniken. Läs mer om unika DuraShock™ teknologin på www.ajmedical.se. Denna modell finns även med koniska manschetter.

 Art.nr: AJM-8005-00 6x20 cm för Barn 1-4 år. Ord. pris 895:-
 Art.nr: AJM-8002-00 9x28 cm för Barn & Ungdom. Ord. pris 895:-
 Art.nr: AJM-8001-00 12x35 cm för Normal arm. Ord. pris 815:-
 Art.nr: AJM-8003-00 15x43 cm för Grov arm. Ord. pris 965:-
 Art.nr: AJM-8020-00 14x37 cm för Grov arm, konisk. Ord. pris 1.195:-
 Art.nr: AJM-8004-00 18x60 cm för Lårben. Ord. pris 1.245:-
 Art.nr: AJM-8021-00 19x60 cm för Lårben, konisk. Ord. pris 1.245:-

Kamp. pris 695:-
Kamp. pris 695:-
Kamp. pris 695:-
Kamp. pris 795:-
Kamp. pris 895:-
Kamp. pris 995:-
Kamp. pris 995:-

1-slang helt latexfri med handmanometer och skruvventil DS55. 10 års garanti på mekaniken. Denna modell finns även med koniska manschetter.

 Art.nr: AJM-1306-00 3x20 cm för Nyfödda barn. Ord. pris 1.225:-
 Art.nr: AJM-1305-00 6x20 cm för Barn 1-4 år. Ord. pris 1.195:-
 Art.nr: AJM-1304-00 9x28 cm för Barn & Ungdom. Ord. pris 1.195:-
 Art.nr: AJM-1301-00 12x35 cm för Normal arm. Ord. pris 1.115:-
 Art.nr: AJM-1302-00 15x43 cm för Grov arm. Ord. pris 1.265:-
 Art.nr: AJM-1319-00 14x37 cm för Grov arm, konisk. Ord. pris 1.495:-
 Art.nr: AJM-1303-00 18x60 cm för Lårben. Ord. pris 1.545:-
 Art.nr: AJM-1320-00 19x60 cm för Lårben, konisk. Ord. pris 1.545:-

Kamp. pris 795:-
Kamp. pris 795:-
Kamp. pris 795:-
Kamp. pris 795:-
Kamp. pris 895:-
Kamp. pris 995:-
Kamp. pris 1.095:-
Kamp. pris 1.095:-

 Ovanstående 1-slags manschetter finns även med handmanometer WA DS65 och tryckventil. Ange art.nr. -1612 istället för -00. Pristillägg 100:-. Reservdelar till 2- och 1-slags manschetter finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

Baxter
 Welch Allyn

AJ MEDICAL®


Art.nr: AJM-8001-00



Art.nr: H-ACC-VAS-016



Art.nr: 1200



Art.nr: AJM-1301-00



Art.nr: AJM-1301-1612

Vid behov av alla tre storlekarna välj:

 Trippelmanschett™
 För armar med en omkrets mellan 17 och 43 cm = 9+12+15 cm blåsorna i en!

Blodtrycksmätare AJM-manschett 12x35 dosmanometer med Littmann Lightweight i färgen svart.

Art.nr: AJM-J20-2

Ord. pris 1.450:-

Specialpris 1.195:-

Blodtrycksmätare AJM® - standard-manschett vuxen 25-35 cm med WA DS54 och stetoskop Littmann Classic III i färgen svart.

Art.nr: AJM-J20-3

Ord. pris 2.220:-

Specialpris 1.895:-

Nya förbättrade manschetter!

Tillbehör och reservdelar:

 Art.nr: 1200 Hygiskydd. 100 st/fp. **Pris 450:-**
 Art.nr: H-ACC-VAS-016 Hygiskydd för ben och armar. 100 st/fp. **Pris 875:-**
 Art.nr: 1001 Trippelmanschett™ komplett utan manometer Ord. pris 1.245:- **Nu 995:-**
 Art.nr: 1001-00 Latexfri Trippelmanschett™. Ord. pris 1.550:- **Nu 1.245:-**
 Art.nr: 1002 Innerblåsa till Trippelmanschett™. Ord. pris 945:- **Nu 795:-**
 Art.nr: 1002-00 Latexfri innerblåsa till Trippelmanschett™. Ord. pris 1.175:- **Nu 945:-**
 Art.nr: 1003 Hölje/manschett till Trippelmanschett™. **Pris 315:-**
 Art.nr: 1004 Spänne/lås till Trippelmanschett™. **Pris 95:-**
 Art.nr: 1610 Handmanometer WA DS55 med skruvventil. Ord. pris 889:- **Nu 799:-**
 Art.nr: 1611 Handmanometer WA DS54 med skruvventil. **Pris 599:-**
 Art.nr: 1909 Bollpump till WA DS55 och DS54. **Pris 39:-**
 Art.nr: 1612 Handman. WA DS65 med tryckvent. Ord. pris 979:- **Nu 879:-**
 Art.nr: 1909-1 Bollpump till WA DS65. **Pris 139:-**
 Art.nr: 1613 Handman. WA DS58 med skruvventil. Ord. pris 1.795:- **Nu 1.595:-**
 Art.nr: 8006-0012 Dosmanometer för DS minimus med hakfäste. **Pris 695:-**
 Art.nr: AJM-8041 Dosmanometer AJM typ minimus med kardborre **Pris 495:-**
 Art.nr: 1801 Hjärtnivåkudden HELP. **Pris 545:-**
 Art.nr: 1899 Stoppur. Fasttime 2, digital. **Pris 495:-**

Rekommenderas

Tillbehör och reservdelar till WA 767-serien:

 Art.nr: 1905-4 T-koppling + 1 meter slang (för att koppla Trippelmanschett™ till WA 767). **Pris 69:-**
 Art.nr: 5272 Stor korg för golstativ och väggmont. **Pris 169:-**
 Art.nr: 5278 Vägghållare/fäste för montering på skena. **Pris 199:-**
 Art.nr: 1906 Spiralslang. **Pris 569:-**
 Art.nr: 1907 Boll med tryckventil. **Pris 519:-**
 Art.nr: 1908 Boll stor med skruvventil. **Pris 169:-**
 Art.nr: 1908-1 Boll liten med skruvventil. **Pris 149:-**
 Art.nr: 5204-5 Snabbkoppling (hona+hane). **Pris 118:-**

Tillbehör och reservdelar till manschetter (hölje+blåsa):

 Art.nr: AJM-8031 2-slang 9x28 cm för Barn & Ungdom. **Pris 309:-**
 Art.nr: AJM-8032 2-slang 12x35 cm för Normal arm. **Pris 239:-**
 Art.nr: AJM-8034 2-slang 15x43 cm för Grov arm. **Pris 389:-**
 Art.nr: AJM-1316 1-slang 9x28 cm för Barn & Ungdom. **Pris 309:-**
 Art.nr: AJM-1313 1-slang 12x35 cm för Normal arm. **Pris 239:-**
 Art.nr: AJM-1314 1-slang 15x43 cm för Grov arm. **Pris 389:-**

 Övriga storlekar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70.

 Så fungerar
 DuraShock™
 teknologin

 Läs mer på
www.ajmedical.se

3-10 års garanti på manometrar och livstids kalibreringsgaranti på 767-serien, 1 år på manschetter, tillbehör och reservdelar.

 Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!
 För beställning använd bifogad beställningsblankett.



Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare/pulsoximeter

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enligt SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st–1.500:-/st*** per år beroende på modell, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st–1.800:-/st. Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år)*		

Välj fraktsätt: Sjukvård och företag

☐ DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.)

☐ Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Privatperson

☐ Postförskott (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod

Leveransadress:

Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn:

Org.nr/Personnr:

Box:

Gatuadress:

Postnr. och ort:

Telefon: Fax:

E-post:

☐ Kryssa för rutan om ni vill ha vårt nyhetsbrev via e-post.

Datum och namnteckning:

Namnförtydligande:

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö
och återfås servade och klara inom 5 arbetsdagar! (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)
Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82
E-post: info@ajmedical.se**