



Welch Allyn tillhandahåller PC-baserad diagnostik med CardioPerfect® Workstation – programsviten för vil- och arbets-EKG, långtids-EKG, ambulatoriskt blodtryck och spirometri.

Welch Allyn ABPM 7100 24-timmars blodtrycksmätare

 Se demovideo på ajmedical.se

Welch Allyn ABPM 7100 är en användarvänlig, bärbar enhet för dygnsövervakning av blodtryck. Den är utformad för att undvika effekterna av vitrockshypertoni, ge tillförlitliga data så att du kan göra noggranna sömnmätningar och anpassa läkemedelsbehandlingen efter patienternas behov. Enheten använder Windows®-baserad programvara som hjälper dig att analysera blodtrycksavläsningarna effektivare så att du kan diagnostisera potentiella komplikationer hos patienterna. Med allt det här kan ABPM 7100 hjälpa dig att förbättra hanteringen av blodtryck för dina patienter och göra övervakningen effektiv på din mottagning.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Med obegränsade protokoll kan du programmera mättningsperioder och upplåsningsfrekvenser utifrån de värden som ska studeras
- Använder oscilometrisk teknik, den främsta metoden för automatisk mätning av NIBP
- AFL (Auto Feedback Logic) under upplåsningen gör att patienten slipper känna obehag
- Lätt, kompakt och tyst för att öka patientfölsamheten
- Manschetterna är inte gjorda av latex. Risken för allergiska reaktioner hos patienten är därmed mindre
- Följer eller överskrider de senaste AAMI- och EHS-standarderna och har fått BHS-betyget A/A
- Innehåller programvara till Welch Allyn CardioPerfect® Workstation
- Uppgradera för att lägga till ytterligare funktioner, däribland mätning av centralt blodtryck och pulsvågsanalys (artärstelhet)

Uppgradering finns: Pulsvågsanalys och centralt blodtryck

Studier visar att mätning av pulsvåghastigheten i aorta och det centrala blodtrycket kan ge tydligare information om en potentiell hjärtinfarkt och


stroke än den blodtrycksmätning som endast görs på överarmen. Med Welch Allyn ABPM 7100 med pulsvågsanalys och central blodtrycksmätning kan båda mätningssätten användas i en enda enhet, så att du kan få exaktare mätresultat och enklare kan upptäcka kardiovaskulära risker och subkliniska organskador. Mätning av blodtryck och pulsvågor, kombinerat i en procedur. Omklassificering av riskpatienter: I.E.M. GmbH, 52222 Stolberg, Tyskland.

Med resultaten från Welch Allyn ABPM 7100 kan du enkelt skapa, skriva ut och anpassa detaljerade rapporter efter behov:

1. Statistiska sammanfattningar för systoliskt tryck, pulstryck, medelarttryck och hjärtfrekvens, inklusive lägsta värde, högsta värde, genomsnittsvärde och standardavvikelse
2. Grafiska presentationer av blodtrycksprofilen med bland annat tårtdiagram, stapeldiagram och korrelationsdiagram per dygn, samt enskild statistik för avläsning av dag och natt
3. Redigerbar tabellrapport för detaljerad analys
4. Trendverktyg för långsiktig utvärdering och medicinhantering
5. Sammanfattning

Kraftfull programvara som gör datahanteringen enklare

Welch Allyn ABPM 7100 är en del av programvaruserien CardioPerfect Workstation. Programvaran hanterar data från ABPM 7100 och andra kardiovaskulära enheter från Welch Allyn på samma sätt, så att du kan lagra all patientinformation i samma register. Du slipper pappershantering och får överföringsmöjligheter. På så vis kan du hämta och analysera information snabbt och fokusera på att ta hand om patienterna. Om du sedan är redo för elektroniska journaler (EMR) kan patientinformation och testdata enkelt överföras till flera ledande elektroniska journalsystem i ett enkelt elektroniskt gränssnitt.



Vi erbjuder även utbildning och installation vid behov. Ring för offert!

Art.nr: WA-ABPM-7100S Welch Allyn ABPM 7100S komplett med monitor, manschett REUSE-11 och REUSE-11L, väska, USB-kabel, batterier och programvara CardioPerfect® Workstation.
 Ord. pris 36.995:- **Kampanjpris 31.995:-**

Art.nr: WA-ABPM-7100HMS Welch Allyn ABPM 7100HMS komplett med monitor, manschett REUSE-11 och REUSE-11L, väska, USB-kabel, batterier, och programvara HMS, Hypertension Management Software.
 Ord. pris 28.645:- **Kampanjpris 25.695:-**

Art.nr: WA-ABPM-7100 Welch Allyn ABPM 7100 med monitor, manschett REUSE-11 och REUSE-11L, väska, USB-kabel och batterier exkl. programvara.
 Ord. pris 27.325:- **Kampanjpris 24.495:-**

Tillbehör och reservdelar:

- | | |
|---------------------------|---|
| Art.nr: WA-7100-21 | Väska och axelrem för ABPM 7100. Pris 1.455:- |
| Art.nr: WA-7100-24 | USB-gränssnittskabel för ABPM 7100. Pris 1.455:- |
| Art.nr: WA-REUSE-09-ABPM | ABPM-manschett, barn 14-20 cm. Pris 1.075:- |
| Art.nr: WA-REUSE-10-ABPM | ABPM-manschett, liten vuxen 20-24 cm. Pris 1.215:- |
| Art.nr: WA-REUSE-11-ABPM | ABPM-manschett, vuxen 24-32 cm. Pris 1.215:- |
| Art.nr: WA-REUSE-11L-ABPM | ABPM-manschett, stor vuxen 32-38 cm. Pris 1.215:- |
| Art.nr: WA-REUSE-12-ABPM | ABPM-manschett, extra stor 38-55 cm. Pris 1.375:- |

Kombinera med Welch Allyn EKG med samma programvara! Läs mer på www.ajmedical.se eller ring 08-767 29 70.



Welch Allyn otoskop och oftalmoskop



Art.nr: 2880-510 Pocket Plus LED Set med otoskop och oftalmoskop med hård väska. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär.
 Ord. pris 3.995:- **Kampanjpris 3.595:-**

Art.nr: 2871-510 Pocket LED Set med otoskop och oftalmoskop med mjuk väska. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär.
 Ord. pris 2.925:- **Kampanjpris 2.625:-**



Art.nr: 2880-10 Pocket Plus LED otoskop. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär.
 Ord. pris 1.895:- **Kampanjpris 1.695:-**

Art.nr: 2870-10 Pocket LED otoskop. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär.
 Ord. pris 1.295:- **Kampanjpris 1.165:-**



Art.nr: 2880-50 Pocket Plus LED oftalmoskop. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär.
 Ord. pris 2.345:- **Kampanjpris 2.095:-**

Art.nr: 2870-50 Pocket LED oftalmoskop. Finns i färgerna: svart, vanilj, plommon och blåbär.
 Ord. pris 1.825:- **Kampanjpris 1.635:-**


 Fler modeller presenteras på ajmedical.se
Nyhet!


Art.nr: WA-777PM3XXX2 (På bilden)
 Welch Allyn Green Series® 777 väggtransformator med PanOptic Plus LED oftalmoskop, MacroView Plus LED otoskop för iExaminer, med iExaminer SmartBracket.
Pris 22.175:-

Art.nr: WA-777SM2XXX2
 Welch Allyn Green Series® 777 integrerat väggssystem med coaxialt LED oftalmoskop och MacroView standard LED otoskop.
Pris 12.645:-

Nyhet!


Art.nr: WA-71PM3LDE2
 Welch Allyn 3,5V diagnostiskt set med PanOptic Plus LED oftalmoskop, MacroView Plus LED otoskop för iExaminer, universal bordsladdare och två premium litium-jon USB laddningsbara handtag.
Pris 24.825:-

Art.nr: WA-71SM2LDX2
 Welch Allyn 3,5V diagnostiskt set med coaxialt LED oftalmoskop, MacroView standard LED otoskop, universal bordsladdare och två litium-jon handtag.
Pris 14.155:-

Nyhet!


Art.nr: 2350
 Welch Allyn MacroView standard LED otoskop. Utformad med DuraShock. 3X större synfält. Levereras inklusive litium-jon handtag med laddare och bordsställ.
Pris 7.479:-

Art.nr: 2351
 Welch Allyn standard LED otoskop. Levereras inklusive litium-jon handtag med laddare och bordsställ.
Pris 5.379:-

Tillbehör och reservdelar:

- | | |
|-----------------|---|
| Art.nr: WA-1183 | Oftalmoskop PanOptic Plus för iExaminer (endast huvud). Pris 11.825:- |
| Art.nr: WA-1182 | Oftalmoskop PanOptic Standard (endast huvud) Pris 9.915:- |
| Art.nr: 2392 | Oftalmoskop 3,5V (endast huvud). Pris 3.169:- |
| Art.nr: 2393 | Coaxialoftalmoskop 3,5V (endast huvud). Pris 3.695:- |
| Art.nr: 2396 | Komplett laddare för ett instrument inkl. bordsställ och laddningsbart litiumjonhandtag 3,5V. Pris 3.295:- |
| Art.nr: 2397 | Bordsställ med laddare och transformator för ett litiumjonhandtag 3,5V. Pris 1.615:- |
| Art.nr: WA-7193 | Litiumjon Plus Powerhandtag med USB-laddare. Pris 3.845:- |
| Art.nr: WA-2383 | MacroView Plus otoskop/huvud. Pris 6.095:- |
| Art.nr: WA-2382 | MacroView Standard otoskop/huvud. Pris 4.185:- |
| Art.nr: WA-2502 | Standard otoskop/huvud. Pris 2.085:- |

- | | |
|----------------------|---|
| Art.nr: WA-11840IEX | iExaminer SmartBracket inklusive SmartClips. Pris 975:- |
| Art.nr: WA-118EC | PanOptic Basic & Plus ögonmussla, 5 st/tp. Pris 305:- |
| Art.nr: WA-719WAL | Väggfäste för bordsladdare med två handtag. Pris 1.515:- |
| Art.nr: 2379 | Bollpump för trumhinnetest (Standard och Pocket). Pris 159:- |
| Art.nr: 2380 | Bollpump för trumhinnetest (MacroView och nya standard). Pris 149:- |
| Art.nr: 2389 | Förvaringsbehållare för örontrattar. Pris 429:- |
| Art.nr: 2390 | Örontrattar för engångsbruk, vuxen. 850 st/tp. Pris 615:- |
| Art.nr: 2391 | Örontrattar för engångsbruk, barn. 850 st/tp. Pris 615:- |
| Art.nr: WA-52434CLR2 | Örontrattar LumiView Clear för engångsbruk, vuxen, 680 st/tp. Pris 595:- |
| Art.nr: WA-52432CLR2 | Örontrattar LumiView Clear för engångsbruk, barn, 680 st/tp. Pris 595:- |

 Fler modeller, tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se



WelchAllyn®

Welch Allyn grundades 1915 och är idag en världsledande innovatör och tillverkare av diagnostiska instrument till sjuk- och hälsovården över hela världen.

Blodtrycksmätare



Art.nr: **1971 Unika** Väggsmanometern **WA 767** med FlexiPort® manschett 11 komplett.

Ord. pris: 2.355,-
Kampanjpris 1.895,-



Art.nr: **1972 Unika** Bordsmanometern **WA 767** med FlexiPort® manschett 11 komplett.

Ord. pris: 2.555,-
Kampanjpris 1.995,-

Welch Allyns FlexiPort®-manschetter har lång livslängd och är prisvärda. De är förstahandsvalet för sjukhus och kliniker runt om i världen. FlexiPort®-manschetter finns även som enpatients-manschetter.

Läs mer på www.ajmedical.se



Denna modell finns även som golvstativ- och rälsmanometer. Paket med Trippelmanschett™ eller AJM® standardmanschett finns till alla ovanstående modeller. Se www.ajmedicalshop.se



Art.nr: **1906-20** Tvättlock till FlexiPort®-manschett. **Pris: 75,-**

Blodtrycksmätare WA DS44 komplett med FlexiPort®-manschett:

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord.pris:	Kamp.pris:
DS44-09	Barn	15-21 cm	795,-	695,-
DS44-10	Liten vuxen	20-26 cm	795,-	695,-
DS44-11	Vuxen	25-34 cm	795,-	695,-
DS44-12	Stor vuxen	32-43 cm	895,-	795,-

Tillbehör och reservdelar endast manschett:

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord. pris:	Nu:
REUSE-06	Litet spädbarn	7-10 cm	389,-	319,-
REUSE-07	Spädbarn	9-13 cm	389,-	319,-
REUSE-08	Litet barn	12-16 cm	389,-	319,-
REUSE-09	Barn	15-21 cm	389,-	319,-
REUSE-10	Liten vuxen	20-26 cm	389,-	319,-
REUSE-11	Vuxen	25-34 cm	389,-	319,-
REUSE-11L	Lång vuxen (konisk)	25-34 cm	389,-	319,-
REUSE-12	Stor vuxen	32-43 cm	389,-	319,-
REUSE-12L	Stor lång vuxen (konisk)	32-43 cm	389,-	319,-
REUSE-13	Lär	40-55 cm	389,-	319,-

Se demovideo på ajmedical.se



Tillbehör och reservdelar endast manschett med 1-slang och koppling:

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord. pris:	Nu:
REUSE-06-ITPE	Litet spädbarn	7-10 cm	469,-	379,-
REUSE-07-ITPE	Spädbarn	9-13 cm	469,-	379,-
REUSE-08-ITPE	Litet barn	12-16 cm	469,-	379,-
REUSE-09-ITPE	Barn	15-21 cm	469,-	379,-
REUSE-10-ITPE	Liten vuxen	20-26 cm	469,-	379,-
REUSE-11-ITPE	Vuxen	25-34 cm	469,-	379,-
REUSE-11L-ITPE	Lång vuxen (konisk)	25-34 cm	469,-	379,-
REUSE-12-ITPE	Stor vuxen	32-43 cm	469,-	379,-
REUSE-12L-ITPE	Stor lång vuxen (konisk)	32-43 cm	469,-	379,-
REUSE-13-ITPE	Lär	40-55 cm	469,-	379,-

Köp till någon av dessa handmanometrar

Paket med nedanstående handmanometrar och FlexiPort®-manschett storlek 11 för vuxen finns på www.ajmedicalshop.se till kampanjpris!



Art.nr: **1615**
 Elektronisk handmanometer med uppladdningsbart lithiumbatteri och laddare/nätadapter med 160 cm kabel.
 Ord.pris: 995,-
Nu 795,-



Art.nr: **1613**
 Handmanometer WA DS58 med skruvventil.
 Ord.pris: 1.795,-
Nu 1.495,-
 Livstids kalibreringsgaranti.



Art.nr: **1612**
 Handmanometer WA DS65 med tryckventil.
 Ord.pris: 979,-
Nu 785,-
 10 års garanti.



Art.nr: **1610**
 Handmanometer WA DS55 med skruvventil.
 Ord.pris: 829,-
Nu 695,-
 10 års garanti.



Art.nr: **1611**
 Handmanometer WA DS54 med skruvventil utan sked.
Pris 599,-
 5 års garanti.

Tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70. Garanti: Manometern WA 767 har livstids garanti. DS44 dosmanometer 5 år, FlexiPort®-manschetter 3 år och övrigt 1 år.

Enpatientmanschetter

Se demovideo på ajmedical.se

Rekommenderas



Welch Allyn® FlexiPort® EcoCuff™ enpatientmanschett utan slang och koppling. Blodtrycksmanschett som minimerar risken för smitta.

EcoCuff™ klarar 100 användningar. Den är helt fri från BPA, DEHP och PVC. Tillverkad av polypropen som vid förbränning enbart resulterar i koldioxid och vatten.

EcoCuff™ har FlexiPort™-teknik från Welch Allyn®. Detta gör det möjligt att ansluta den till så gott som varje typ av blodtrycksmätare. Levereras med 50 st/tp.

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Pris:
ECOCUFF-09	Barn	15-21 cm	1.950,-
ECOCUFF-10	Liten vuxen	20-28 cm	1.950,-
ECOCUFF-11	Vuxen	27-38 cm	1.950,-
ECOCUFF-12	Stor vuxen	33-45 cm	1.950,-

Tillbehör och reservdelar för FlexiPort®-manschetter:

Art.nr:	Pris:
MLT-TUBE	795,-
DS44	525,-
1908-FP	159,-
1900-FP	37,-
1906-P1	21,-
1906-P2	21,-
1906-10	39,-

Blodtrycksmätare

Welch Allyn® Connex® ProBP™ 3400 blodtrycksmätare utnyttjar avancerad teknologi för att ge noggranna och bekväma oscillometrisk blodtrycksmätningar. Den finns i två olika versioner. Antingen mäter den traditionellt på nedvägen eller med **SureBP™** på uppvägen. Läs gärna mer på www.ajmedical.se



Handhållen

Art.nr: **3401**
 Ord.pris: 7.215,-
Nu 6.395,-

Art.nr: **3402**
 Med SureBP™
 Ord.pris: 8.885,-
Nu 7.895,-



Bordsmodell

Art.nr: **3432**
 Ord.pris: 7.940,-
Nu 6.995,-

Art.nr: **3433**
 Med SureBP™
 Ord.pris: 9.610,-
Nu 8.595,-



Golvmodell

Art.nr: **3409**
 Ord.pris: 9.995,-
Nu 8.895,-

Art.nr: **3410**
 Med SureBP™
 Ord.pris: 11.655,-
Nu 10.395,-



Väggmodell

Art.nr: **3405**
 Ord.pris: 8.055,-
Nu 7.195,-

Art.nr: **3406**
 Med SureBP™
 Ord.pris: 9.715,-
Nu 8.695,-

WA Connex® ProBP™ 3400 levereras med FlexiPort®-manschetterna 11 och 12, batteri och laddare. 1 års garanti på mätaren och 3 års garanti på manschetterna. **Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!**

OBS! Använd rabattkoden AJ22 och få 5% i extra rabatt vid order över 10.000,- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Se demovideo på ajmedical.se

