

**Baxter**
Welch Allyn**Welch Allyn® tillhandahåller PC-baserat ambulatoriskt blodtryck med Hypertension Management Software (HMS) programvara och EKG skrivare för vilo- och arbets-EKG, samt Holter EKG****Welch Allyn® ABPM 7100 24-timmars blodtrycksmätare** Se demovideo på ajmedical.se**Vi erbjuder utbildning och installation vid behov. Ring för offert!**

Welch Allyn® ABPM 7100 24-timmars blodtrycksmätare med HMS programvara är en användarvänlig, bärbar enhet för dygnsövervakning av blodtryck. Den är utformad för att undvika effekterna av vitrots-hypertoni och ge tillförlitliga data så att du kan göra noggranna sömnmätningar och anpassa läkemedel efter patienternas behov. Enheten kan även kopplas till Windows®-baserad programvara (köpes som tillbehör) som hjälper dig att analysera blodtrycksavläsningarna effektivare så att du kan diagnosticera potentiella komplikationer hos patienterna. Med allt det här kan ABPM hjälpa dig att förbättra hanteringen av blodtryck för dina patienter och göra övervakningen effektiv på din mottagning.

Art.nr: WA-ABPM-7100HMS Welch Allyn® ABPM 7100HMS komplett med monitor, manschett REUSE-11 och REUSE-11L, väska, USB-kabel, batterier, och programvara, Hypertension Management Software HMS.Ord. pris 37.995:- **Kampanjpris 34.195:-****Art.nr: WA-ABPM-7100 Welch Allyn® ABPM 7100** med monitor, manschett REUSE-11 och REUSE-11L, väska, USB-kabel och batterier exkl. programvara.Ord. pris 35.995:- **Kampanjpris 32.395:-****Tillbehör och reservdelar:**

Art.nr: WA-900-1031-01	Engångsväska och axelrem för ABPM 7100 20 st/fp. Pris 795:-
Art.nr: WA-7100-21	Väska och axelrem för ABPM 7100. Pris 1.995:-
Art.nr: WA-7100-24	USB-gränssnittskabel för ABPM 7100. Pris 1.995:-
Art.nr: WA-7100-10	Batterilucka för ABPM 7100. Pris 215:-
Art.nr: WA-REUSE-09-ABPM	ABPM-manschett, barn 14-20 cm. Pris 1.435:-
Art.nr: WA-REUSE-10-ABPM	ABPM-manschett, liten vuxen 20-24 cm. Pris 1.635:-
Art.nr: WA-REUSE-11-ABPM	ABPM-manschett, vuxen 24-32 cm. Pris 1.635:-
Art.nr: WA-REUSE-11L-ABPM	ABPM-manschett, stor vuxen 32-38 cm. Pris 1.635:-
Art.nr: WA-REUSE-12-ABPM	ABPM-manschett, extra stor 38-55 cm. Pris 1.845:-

Baxter
Welch Allyn**Welch Allyn® enheter för vilo-EKG****Nyhet!****Welch Allyn® ELI® 230**

Art.nr: WA-ELI230-BDB-AAAAX

Ord. pris från 22.665:-

Kampanjpris från 20.395:-

Welch Allyn® ELI® 280 och 380 EKG har pekskärm och ELI® 230 och 150c EKG har skärm och tangentbord/knappsats.

ELI® 150c, 280 och 380 EKG med intuitivt användargränssnitt och flera anslutningsalternativ som hjälper dig att tillgodose dina verksamhetsbehov. Med beprövad EKG-prestanda, digital integrering och VERITAS™ tolknings-algoritm kan du känna dig trygg med att data är korrekt.

Välj den modul som fungerar bäst för ditt arbetsflöde: den innovativa trådlösa registreringsmodulen (WAM™) eller den trådbundna registreringsmodulen (AM™12). I båda ingår utbytbara avledningskablar, indikatorer för avledningsfel och fjärrkontroll med knappar för EKG-registrering och rytmteckning.

**Welch Allyn® ELI® 150c**

Art.nr: WA-ELI150C-ADB-AACBD

Ord. pris från 47.375:-

Kampanjpris från 42.635:-**Welch Allyn® ELI® 280**

Art.nr: WA-ELI280-BDB-AACBD

Ord. pris från 60.585:-

Kampanjpris från 54.525:-**Welch Allyn® ELI® 380**

Art.nr: WA-ELI380-DBX12

Ord. pris från 129.425:-

Kampanjpris från 116.485:-**Tillbehör och reservdelar till CardioPerfect och ELI® EKG:**

Art.nr: WA-404008-43	Arm med hållare för AM12 och WAM Pris 3.655:-	Art.nr: WA-9911-024-60	EKG vagn med draglåda Pris 16.995:-
Art.nr: WA-404008	Arm med hållare för Pro Recorder Pris 2.715:-	Art.nr: WA-9911-024-61	EKG vagn utan draglåda Pris 14.735:-
Art.nr: WA-9293-046-61	Avledarset AM12 m. banankontakt Pris 3.695:-	Art.nr: WA-9100-029-50	EKG papper (rulle) till ELI 230 Pris 1.995:-
Art.nr: WA-9293-047-61	Avledarset AM12 m. knappkontakt Pris 3.695:-	Art.nr: WA-9100-028-50	EKG Z-papper till ELI 150c Pris 4.375:-
Art.nr: WA-PRO-60024	Kommunikationskabel Pro Recorder Pris 9.335:-	Art.nr: WA-9100-026-51	EKG Z-papper till ELI 280 Pris 4.395:-
Art.nr: WA-715006	EKG-elektrod adapter, 10st/fp Pris 965:-	Art.nr: WA-9100-026-52	EKG Z-papper till ELI 380 Pris 4.395:-

**H3+ och H3scribe Holter-EKG****Kontakta oss för offert!**

H3+ Digital Holter-inspelare med funktioner för frekvensinspelning med standarddetektering av pacemakerspikar. Inspelaren stöder kontinuerlig inspelning i upp till två dagar med bara ett AAA-batteri. H3+ Digital Holter-inspelaren väger endast 28 gram och är liten och nätt, vilket gör den bekväm för patienter. H3+ har en grafisk display för förhandsgranskning av EKG-kurvor under patientanslutning som kan göras på valfri plats. Inspelningarna hämtas via USB-kabel till Holter-analysystemet H3scribe™ Holter (köps separat) som har VERITAS™-funktioner för signalbearbetning och analys av högsta klass. Inspelningarna importerar och analyseras snabbt i avancerade granskningsverktyg och redigeringsverktyg, vilket gör det möjligt att säkerställa korrekt rapportering av hög kvalitet.

INTEGRERA EKG-DATA TILL ERT JOURNALSISTEM MED ELI® Link**GATEWAY: EKG TILL JOURNALSISTEM**

ELI Link är en Microsoft® Windows®-tjänst som fungerar som en gateway mellan vilo-EKG-data från Baxter och journalsystemet. ELI Link möjliggör datautbyte för hela serien med Welch Allyn® ELI® vilo-EKG.

STÖDER ALLA KOMMUNIKATIONSSÄTT

Alla typer av EKG-kommunikation stöds av ELI® Link, inklusive LAN och WLAN. ELI® Link kan användas för att exportera PDF-, XML- eller DICOM®-meddelanden och kan även användas med ett HL7™ interface för att utbyta HL7-meddelanden. **Kontakta oss för en offert.**

X3scribe Arbets-EKG

Några av de mest uppskattade funktionerna hos X3scribe arbets-EKG är 24-tums pekskärm/gränssnitt med protokoll-drivna, fördefinierade inställningar, tolkning av 12-avlednings-EKG, dubbelriktad HL7® och DICOM-anslutning. Den trådlösa registreringsmodulen WAM™ bidrar till att förbättra säkerhet och patientkomfort samt minskar problemet med hinder för klinisk personal i undersökningsrummet. X3scribe-systemet är baserat på vetenskaplig excellens och levererar allt detta och mycket mer i en smart, användar- och patientfokuserad lösning.

Kontakta oss för offert!**Tillbehör och reservdelar till Welch Allyn® CP50 och CP150:**

Art.nr: WA-105342	Vagn/stativ med fyra hållbara hjul. 2 sidokorgar för förvaring. Arm och hylla ej inkluderade. Pris 15.295:-
Art.nr: WA-105343	Arm och hylla till vagn/stativ. Pris 2.885:-
Art.nr: WA-105410	Tolkningsprogram för CP150-2EN2. Pris 8.185:-
Art.nr: WA-721329	Patientkabel för CP50/CP150 med banankontakt 1,5 m. Pris 3.195:-
Art.nr: WA-719654	Patientkabel för CP50/CP150 med banankontakt 1 m. Pris 3.195:-
Art.nr: WA-BATT99	Batteripack till CP150. Pris 4.995:-
Art.nr: WA-108071	EKG-elektroder för vilo-EKG. 5000 st/fp. Pris 6.885:-
Art.nr: WA-108071-5	EKG-elektroder för vilo-EKG. 500 st/fp. Pris 765:-
Art.nr: WA-108070	EKG-elektroder med knapp. 300 st/fp. Pris 1.635:-
Art.nr: WA-715006	EKG-elektrod multifunktionsadapter. Pris 965:-

Art.nr: WA-105353	EKG-papper till CP150. 200 st ark per bunt. 5 buntar/fp. Pris 2.365:-
Art.nr: WA-406020	EKG-papper/Rulle till CP50. 4 rullar/fp. Pris 665:-

Tillbehör och reservdelar till Welch Allyn® Spiro Perfect II:

Art.nr: 2402	Munstycken. 100 st/fp. Pris 3.595:-
Art.nr: WA-703418	Munstycken. 25 st/fp. Pris 925:-
Art.nr: WA-30886-100	Bakteriefilter. 100 st/fp. Pris 3.595:-
Art.nr: WA-M91227-25	Handtagshållare för munstycke. 25 st/fp. Pris 2.385:-
Art.nr: WA-M91227	Handtagshållare för munstycke. 1 st/fp. Pris 125:-
Art.nr: 2403	Näsklämma. 25 st/fp. Pris 725:-
Art.nr: 2406	Tryckslang 2 m. Pris 795:-
Art.nr: 2407	Kalibreringsspruta 3 l. Pris 7.315:-



Baxter
 Welch Allyn

Blodtrycksmätare Welch Allyn® ProBP™ 3400

Welch Allyn® Connex® ProBP™ 3400 blodtrycksmätare utnyttjar avancerad teknologi för att ge noggranna och bekväma oscillometrisk blodtrycksmätningar. Den finns i två olika versioner. Antingen mäter den traditionellt på nedvägen eller med **SureBP™** på uppvägen. Läs gärna mer på www.ajmedical.se

Se demovideo
 på ajmedical.se



Handhållen

Art.nr: 3401
 Ord. pris 8.825:- **Kampanjpris 7.895:-**
 Art.nr: 3402
 Med SureBP™
 Ord. pris 10.685:- **Kampanjpris 9.595:-**




Bordsmodell

Art.nr: 3432
 Ord. pris 9.895:- **Kampanjpris 8.895:-**
 Art.nr: 3433
 Med SureBP™
 Ord. pris 11.765:- **Kampanjpris 10.585:-**



Väggmodell

Art.nr: 3405
 Ord. pris 9.845:- **Kampanjpris 8.795:-**
 Art.nr: 3406
 Med SureBP™
 Ord. pris 11.675:- **Kampanjpris 10.495:-**



Golvmodell

Art.nr: 3409
 Ord. pris 11.995:- **Kampanjpris 10.795:-**
 Art.nr: 3410
 Med SureBP™
 Ord. pris 13.995:- **Kampanjpris 12.595:-**

WA Connex® ProBP™ 3400 levereras med FlexiPort®-manschetterna 11 och 12, batteri och laddare.
 1 års garanti på mätaren och 3 års garanti på manschetterna. **Kom ihåg att teckna Serviceavtal för kalibreringskontroll!**

Welch Allyn® ProBP™ 2000 blodtrycksmätare

Welch Allyn® ProBP™ 2000 ger snabba och korrekta mätningar. Den är tillförlitlig och kliniskt validerad och passar i alla vårdmiljöer. Mätaren är utrustad med SureBP som baseras på mätning under uppblåsning vilket gör mätningen snabb och bekväm. Enheten aktiveras för mätning med en knapptryckning. Levereras med en FlexiPort blodtrycksmanschett flergångs, storlek 11 - vuxen och 4 st AA-batterier. 1 års garanti.

Art.nr WA-2000

Ord. pris 3.315:- **Kampanjpris 2.985:-**

Welch Allyn® ProBP™ 2000

Samma som ovan men med AA-uppladdningsbara batterier och laddnings-kit.

Art.nr WA-2000-P

Ord. pris 3.675:- **Kampanjpris 3.295:-**

Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: WA-107195 Golvstativ med korg. Pris 4.855:-
 Art.nr: WA-107194 Vägghölmöteringsfäste. Pris 795:-
 Art.nr: WA-107201 Hölmöteringsfäste/väggmonteringsfäste. Pris 485:-
 Art.nr: WA-107041 Nätadapter. Pris 695:-



Welch Allyn® ProBP™ 2400 blodtrycksmätare

Prisvärd och pålitlig automatisk blodtrycksmätare. Manschetterna kan tvättas i tvättmaskin (följ instruktionerna i manualen). Mätaren levereras med 1 manschett för vuxen, 1 manschett för stor vuxen, batteripack, laddare och CD med bruksanvisning. Kliniskt validerad enligt ESH-IP (European Society of Hypertension International Protocol). 1 års garanti.

Art.nr: 3470

Ord. pris 4.995:- **Kampanjpris 4.495:-**

Tillbehör och reservdelar manschetter för ProBP™ 2400:

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Pris:
REUSE-09-2400	Barn	14-22 cm	695:-
REUSE-11-2400	Vuxen	22-32 cm	775:-
REUSE-12-2400	Stor vuxen	32-42 cm	835:-
REUSE-12L-2400	Stor vuxen, lång	32-52 cm	895:-
3471	Golvstativ med korg.	Pris 4.995:-	
3472	Väggfäste med korg.	Pris 1.595:-	
3473	Nätadapter.	Pris 1.275:-	
3474	Batteripack.	Pris 1.275:-	
3477	Batteripack med hög kapacitet.	Pris 2.135:-	

Se demovideo
 på ajmedical.se



Tillbehör och reservdelar endast manschetter för ProBP™ 3400 och ProBP™ 2000:

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord. pris:	Nu:
REUSE-06	Litet spädbarn	7-10 cm	389:-	319:-
REUSE-07	Spädbarn	9-13 cm	389:-	319:-
REUSE-08	Litet barn	12-16 cm	389:-	319:-
REUSE-09	Barn	15-21 cm	389:-	319:-
REUSE-10	Liten vuxen	20-26 cm	389:-	319:-
REUSE-11	Vuxen	25-34 cm	389:-	319:-
REUSE-11L	Lång vuxen (konisk)	25-34 cm	389:-	319:-
REUSE-12	Stor vuxen	32-43 cm	389:-	319:-
REUSE-12L	Stor lång vuxen (konisk)	32-43 cm	389:-	319:-
REUSE-13	Lår	40-55 cm	389:-	319:-

Enpatientmanschetter

Se demovideo
 på ajmedical.se



Rekommenderas

Welch Allyn® FlexiPort® EcoCuff™ enpatientmanschett utan slang och koppling. Blodtrycksmanschett som minimerar risken för smitta.

EcoCuff™ klarar 100 användningar. Den är helt fri från BPA, DEHP och PVC. Tillverkad av polypropen som vid förbränning enbart resulterar i koldioxid och vatten.

EcoCuff™ har FlexiPort™-teknik från Welch Allyn®. Detta gör det möjligt att ansluta den till så gott som varje typ av blodtrycksmätare. Levereras med 50 st/tp.

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Pris:
ECOCUFF-09	Barn	15-21 cm	2.495:-
ECOCUFF-10	Liten vuxen	20-28 cm	2.495:-
ECOCUFF-11	Vuxen	27-38 cm	2.495:-
ECOCUFF-12	Stor vuxen	33-45 cm	2.495:-

Fler tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedical.se

OBS! Använd rabattkoden AJ26 och få 5% i extra rabatt vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!



Baxter Welch Allyn® grundades 1915 och är idag en världsledande innovatör och tillverkare
Welch Allyn av diagnostiska instrument till sjuk- och hälsovården över hela världen.

Blodtrycksmätare



Art.nr: 1971 Unika
Väggmanometern **WA 767**
med FlexiPort® manschett
11 komplett.

Ord. pris: 2.565:-
Kampanjpris 2.185:-



Art.nr: 1972 Unika
Bordsmanometern
WA 767 med Flexi-
Port® manschett 11
komplett.

Ord. pris: 2.765:-
Kampanjpris 2.355:-



Art.nr: 1974 Unika WA 767 på golvstativ
med FlexiPort® manschett 11 komplett.

Ord. pris: 5.285:-
Kampanjpris 4.495:-

Welch Allyn's FlexiPort®-manschetter har lång livslängd och är prisvärda. De är förstahandsval för sjukhus och kliniker runt om i världen. FlexiPort®-manschetter finns även som enpatientsmanschetter.

Läs mer på www.ajmedical.se



Blodtrycksmätare WA DS44 komplett med FlexiPort®-manschett:

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord.pris:	Kamp.pris:
DS44-09	Barn	15-21 cm	895:-	895:-
DS44-10	Liten vuxen	20-26 cm	895:-	795:-
DS44-11	Vuxen	25-34 cm	895:-	795:-
DS44-12	Stor vuxen	32-43 cm	995:-	895:-

Denna modell finns även som rälsmanometer. Paket med Trippelmanschett™ eller AJM® standardmanschett finns till alla ovanstående modeller. Se www.ajmedicalshop.se



Art.nr: 1906-20 Tvåttlock till FlexiPort®-manschett. **Pris: 95:-**

Tillbehör och reservdelar endast manschett:

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord. pris:	Nu:
REUSE-06	Litet spädbarn	7-10 cm	389:-	319:-
REUSE-07	Spädbarn	9-13 cm	389:-	319:-
REUSE-08	Litet barn	12-16 cm	389:-	319:-
REUSE-09	Barn	15-21 cm	389:-	319:-
REUSE-10	Liten vuxen	20-26 cm	389:-	319:-
REUSE-11	Vuxen	25-34 cm	389:-	319:-
REUSE-11L	Lång vuxen (konisk)	25-34 cm	389:-	319:-
REUSE-12	Stor vuxen	32-43 cm	389:-	319:-
REUSE-12L	Stor lång vuxen (konisk)	32-43 cm	389:-	319:-
REUSE-13	Lår	40-55 cm	389:-	319:-



Se demovideo på ajmedical.se

Tillbehör och reservdelar endast manschett med 1-slang och koppling:

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Ord. pris:	Nu:
REUSE-06-1TPE	Litet spädbarn	7-10 cm	469:-	379:-
REUSE-07-1TPE	Spädbarn	9-13 cm	469:-	379:-
REUSE-08-1TPE	Litet barn	12-16 cm	469:-	379:-
REUSE-09-1TPE	Barn	15-21 cm	469:-	379:-
REUSE-10-1TPE	Liten vuxen	20-26 cm	469:-	379:-
REUSE-11-1TPE	Vuxen	25-34 cm	469:-	379:-
REUSE-11L-1TPE	Lång vuxen (konisk)	25-34 cm	469:-	379:-
REUSE-12-1TPE	Stor vuxen	32-43 cm	469:-	379:-
REUSE-12L-1TPE	Stor lång vuxen (konisk)	32-43 cm	469:-	379:-
REUSE-13-1TPE	Lår	40-55 cm	469:-	379:-

Enpatientmanschetter

Welch Allyn® FlexiPort® EcoCuff™ enpatientmanschett utan slang och koppling. Blodtrycksmanschett som minimerar risken för smitta. EcoCuff™ klarar 100 användningar. Den är helt fri från BPA, DEHP och PVC. Tillverkad av polypropen som vid förbränning enbart resulterar i koldioxid och vatten. EcoCuff™ har FlexiPort®-teknik från Welch Allyn®. Detta gör det möjligt att ansluta den till så gott som varje typ av blodtrycksmätare. Levereras med 50 st/fp.



Rekommenderas

Se demovideo på ajmedical.se

Art.nr:	Storlek:	För mått:	Pris:
ECOCUFF-09	Barn	15-21 cm	2.495:-
ECOCUFF-10	Liten vuxen	20-28 cm	2.495:-
ECOCUFF-11	Vuxen	27-38 cm	2.495:-
ECOCUFF-12	Stor vuxen	33-45 cm	2.495:-

Tillbehör och reservdelar för FlexiPort®-manschetter:

Art.nr:		Pris:
DS44	Dosmanometer med FlexiPort® adapter	695:-
1908-FP	Pumpboll grå med skruvventil	159:-
1900-FP	Slang grå 80 cm	57:-
1906-P1	Koppling för FlexiPort® 1-slang	21:-
1906-P2	Koppling för FlexiPort® 2-slang	21:-
1906-10	Snabbkoppling för slangförlängning	89:-

Köp till någon av dessa handmanometrar

Paket med nedanstående handmanometrar och FlexiPort®-manschett storlek 11 för vuxen finns på www.ajmedicalshop.se till kampanjpris!



Art.nr: 1613
Handmanometer WA DS58 med skruvventil.
Ord.pris: 1.795:-
Nu 1.595:-
Livstids kalibreringsgaranti.



Art.nr: 1612
Handmanometer WA DS65 med tryckventil.
Ord.pris: 979:-
Nu 879:-
10 års garanti.



Art.nr: 1610
Handmanometer WA DS55 med skruvventil.
Ord.pris: 889:-
Nu 799:-
10 års garanti.



Art.nr: 1611
Handmanometer WA DS54 med skruvventil utan sked.
Pris 599:-
5 års garanti.

Tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se eller ring 08-767 29 70. Garanti: Manometern WA 767 har livstids garanti. DS44 dosmanometer 5 år, FlexiPort®-manschetter 3 år och övrigt 1 år.

Belysning – Welch Allyn®

Nyhet!

Green Series® 900 undersökningsbelysning har sex-LED lampor med anastående hållbarhet och manövrerbarhet och överträffad punktkvalitet och är redo för de mest krävande medicinska miljöerna med flera monteringsalternativ.

Art.nr: WA-44902	GS 900 med rullstativ.	Pris 49.665:-
Art.nr: WA-44900-C	GS 900 med takfäste.	Pris 53.365:-
Art.nr: WA-44900-W	GS 900 med väggfäste.	Pris 53.365:-

Green Series® 600 belysning för mindre ingrepp med rullstativ. Utformat särskilt för olika undersökningsförhållanden, med möjlighet att styra ljusflödet, och har tre vita lysdioder i en bredare huvuddel med integrerat handtag för enkel manövrering.

Art.nr: WA-44602

Pris 16.775:-



Green Series® 300 belysning med rullstativ för allmänna undersökningar. DS 300-undersökningsbelysningen har en vit, ljusstark LED lampa som aldrig behöver bytas ut och ger ett vitare, starkare ljus än halogenlampor och förbrukar mindre energi för förbättrad effektivitet. Den ger en verklighetstrogen färgåtergivning av vävnad.

Art.nr: WA-44452

Pris 9.745:-



Green Series® Exam Light IV är en ljusstark LED-lampa som ger tre gånger mer effekt än en standard-lampa och förbrukar mindre energi, vilket ger högre effektivitet. Lampa är perfekt för mottagningar för kvinnohälsa och andra specialistmottagningar där fokuserad belysning för specifika områden krävs.

Art.nr: WA-48812

Pris 16.775:-



PenLight Pennlampa för en snabb och effektiv undersökning av pupillens reflex. Ljust, vitt halogenljus för att korrekt kunna bedöma ögats vävnad. Mycket tålig och hållbar konstruktion av mässing. Drivs med AAA-batterier och 2,5 V halogenlampa.

Art.nr: 76600

Pris 1.159:-



Green Series® 600 med bords/väggfäste. Med samma funktionalitet som ovanstående med rullstativ.

Art.nr: WA-44612

Pris 14.795:-



Green Series® 300 med bords/väggfäste. Med samma funktionalitet som ovanstående med rullstativ.

Art.nr: WA-44412

Pris 6.895:-

OBS! Använd rabattkoden AJ26 och få 5% i extra rabatt vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Baxter
 Welch Allyn

Otoskop och oftalmoskop

Fler modeller
 presenteras på
 ajmedical.se



Art.nr: WA-777PM3WAS2

Welch Allyn® Green Series® 777 Integrerat väggssystem med PanOptic Plus LED oftalmoskop, MacroView Plus LED otoskop för iExaminer, förvaringsbehållare för örontrattar, manuell aneroid blodtrycksmätare och febertermometer med SureTemp Plus. Väggsplatta till oto-oftalmoskop medföljer.

Ord. pris 34.575:- **Kampanjpris 31.115:-**



Art.nr: WA-777PM3WAX2

Welch Allyn® Green Series® 777 integrerat väggssystem med PanOptic Plus LED oftalmoskop, MacroView Plus LED otoskop för iExaminer, förvaringsbehållare för örontrattar och manuell aneroid blodtrycksmätare.

Ord. pris 31.635:- **Kampanjpris 28.475:-**



Art.nr: WA-777PM3XXX2 (På bilden)

Welch Allyn® Green Series® 777 väggtransformator med PanOptic Plus LED oftalmoskop, MacroView Plus LED otoskop för iExaminer, med iExaminer SmartBracket.

Ord. pris 28.725:- **Kampanjpris 25.845:-**



Art.nr: WA-71PM3LDE2

Welch Allyn® 3,5V diagnostiskt set med PanOptic Plus LED oftalmoskop, MacroView Plus LED otoskop för iExaminer, universal bordsladdare och två premium litium-jon USB laddningsbara handtag.

Ord. pris 32.155:- **Kampanjpris 28.935:-**



Art.nr: 2350

Welch Allyn® MacroView Basic LED otoskop. Utformad med DuraShock. 3X större synfält. Levereras inklusive litium-jon handtag med laddare och bordsställ.

Ord. pris 9.989:- **Kampanjpris 8.985:-**



Art.nr: WA-777SM2XXX2

Welch Allyn® Green Series® 777 integrerat väggssystem med coaxialt LED oftalmoskop och MacroView standard LED otoskop.

Ord. pris 17.345:- **Kampanjpris 15.595:-**



Art.nr: WA-71SM2LDX2

Welch Allyn® 3,5V diagnostiskt set med coaxialt LED oftalmoskop, MacroView standard LED otoskop, universal bordsladdare och två litium-jon handtag.

Ord. pris 17.295:- **Kampanjpris 15.565:-**



Art.nr: 2351

Welch Allyn® standard LED otoskop. Levereras inklusive litium-jon handtag med laddare och bordsställ.

Ord. pris 7.689:- **Kampanjpris 6.895:-**



Art.nr: WA-71PM3LXE

Welch Allyn® PanOptic Plus och MacroView Plus iExaminer Kit levereras med PanOptic Plus oftalmoskopshuvud, MacroView Plus otoskopshuvud, ögonmussla, nya Enhance Premium USB litium-jonhandtag, USB-laddare och iExaminer SmartBracket i ett praktiskt hårt fodral. Mobiltelefon ingår ej.

Ord. pris 28.225:- **Kampanjpris 25.395:-**



Art.nr: WA-777PM2WAS2

Welch Allyn® Green Series® 777 Integrerat väggssystem med PanOptic Basic LED oftalmoskop, MacroView Basic LED otoskop, förvaringsbehållare för örontrattar, manuell aneroid blodtrycksmätare och SureTemp Plus Termometer. Väggsplatta till oto-oftalmoskop medföljer.

Ord. pris 28.595:- **Kampanjpris 25.735:-**



Art.nr: WA-71PX3LXE

Welch Allyn® PanOptic Plus iExaminer Kit levereras med PanOptic Plus oftalmoskopshuvud, ögonmussla, nya Enhance Premium USB litium-jonhandtag, USB-laddare och iExaminer SmartBracket i ett praktiskt hårt fodral. Mobiltelefon ingår ej.

Ord. pris 19.545:- **Kampanjpris 17.585:-**



Art.nr: WA-71PM2LDX2

Welch Allyn® 3,5V diagnostiskt set med PanOptic Standard LED oftalmoskop, MacroView Standard LED otoskop, universal bordsladdare och två litium-jon laddningsbara handtag.

Ord. pris 22.725:- **Kampanjpris 20.455:-**



Art.nr: WA-71XM3LXE

Welch Allyn® MacroView Plus iExaminer Kit levereras med MacroView Plus otoskopshuvud, nya Enhance Premium USB litium-jonhandtag, USB-laddare och iExaminer SmartBracket i ett praktiskt hårt fodral.

Ord. pris 13.815:- **Kampanjpris 12.435:-**



Art.nr: WA-71SM2NDX2

Welch Allyn® 3,5V diagnostikset med coaxialt LED oftalmoskop, MacroView standard LED otoskop, universal bordsladdare och två nickel-kadmium metall handtag.

Ord. pris 13.375:- **Kampanjpris 11.995:-**



Art.nr: 2880-S10 Pocket Plus LED Set med otoskop och oftalmoskop med hård väska. Finns i färgerna: svart, vit, plommon och blåbär.

Ord. pris 5.245:- **Kampanjpris 4.695:-**



Art.nr: 2880-10 Pocket Plus LED otoskop. Finns i färgerna: svart, vit, plommon och blåbär.

Ord. pris 2.485:- **Kampanjpris 2.235:-**



Art.nr: 2880-50 Pocket Plus LED oftalmoskop. Finns i färgerna: svart, vit, plommon och blåbär.

Ord. pris 2.995:- **Kampanjpris 2.625:-**



Art.nr: 2871-S10 Pocket LED Set med otoskop och oftalmoskop med mjuk väska. Finns i färgerna: svart, vit, plommon och blåbär.

Ord. pris 3.775:- **Kampanjpris 3.395:-**



Art.nr: 2870-10 Pocket LED otoskop. Finns i färgerna: svart, vit, plommon och blåbär.

Ord. pris 1.685:- **Kampanjpris 1.495:-**



Art.nr: 2870-50 Pocket LED oftalmoskop. Finns i färgerna: svart, vit, plommon och blåbär.

Ord. pris 2.375:- **Kampanjpris 2.135:-**

Tillbehör och reservdelar:

Art.nr: WA-1183 Oftalmoskop PanOptic Plus för iExaminer (endast huvud). **Pris 15.325:-**
 Art.nr: WA-1182 Oftalmoskop PanOptic Standard (endast huvud) **Pris 12.835:-**
 Art.nr: 2393-LED Coaxialoftalmoskop 3,5V (endast huvud). **Pris 4.945:-**
 Art.nr: 2396 Komplet laddare för ett instrument inkl. bordsställ och laddningsbart litiumjonhandtag 3,5V. **Pris 4.995:-**
 Art.nr: 2397 Bordsställ med laddare och transformator för ett litiumjonhandtag 3.5V. **Pris 2.675:-**
 Art.nr: WA-7193 Litiumjon Plus Powerhandtag med USB-laddare. **Pris 4.975:-**
 Art.nr: WA-2383 MacroView Plus otoskopshuvud. **Pris 7.895:-**
 Art.nr: WA-2382 MacroView Basic otoskopshuvud. **Pris 5.395:-**
 Art.nr: WA-2502 Standard otoskopshuvud. **Pris 2.695:-**
 Art.nr: WA-1184OIE iExaminer SmartBracket inklusive SmartClips. **Pris 1.265:-**
 Art.nr: WA-118EC PanOptic Basic & Plus ögonmussla, 5 st/tp. **Pris 395:-**

Art.nr: WA-719WAL Väggsfäste för bordsladdare med två handtag. **Pris 1.965:-**
 Art.nr: 2379 Bollpump för trumhinnetest (Standard och Pocket). **Pris 189:-**
 Art.nr: 2380 Bollpump för trumhinnetest (MacroView och nya standard). **Pris 189:-**
 Art.nr: 2389 Förvaringsbehållare för örontrattar. **Pris 489:-**
 Art.nr: 2390 Örontrattar för engångsbruk, vuxen. 850 st/tp. **Pris 765:-**
 Art.nr: 2391 Örontrattar för engångsbruk, barn. 850 st/tp. **Pris 765:-**
 Art.nr: WA-24330-B SofSeal tätningskrage till örontrattar, medium. 80 st/tp. **Pris 715:-**
 Art.nr: WA-24320-B SofSeal tätningskrage till örontrattar, liten. 80 st/tp. **Pris 695:-**
 Art.nr: WA-52434CLR2 Örontrattar LumiView Clear för engångsbruk, vuxen, 680 st/tp. **Pris 765:-**
 Art.nr: WA-52432CLR2 Örontrattar LumiView Clear för engångsbruk, barn, 680 st/tp. **Pris 765:-**

Fler modeller, tillbehör och reservdelar finns på www.ajmedicalshop.se



Beställning & serviceavtal för blodtrycksmätare/pulsoximeter

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för kalibreringskontroll enligt SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för **endast 195:-/st–2.395:-/st*** per år beroende på modell, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st–2.995:-/st. Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

Vi önskar göra följande beställning:

Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Art.nr	Produktbeskrivning:	Kr/st	Antal/st	Totalt/kr
1000-2KS	Service/kalibrering	(3 år)*		

Välj fraktsätt: Sjukvård och företag

☐ DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.)

☐ Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Privatperson

☐ Postförskott (hämtas på utlämningsställe)

Summa:

Ange gärna kundnumret (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod

Leveransadress:

Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn:

Org.nr/Personnr:

Box:

Gatuadress:

Postnr. och ort:

Telefon: Fax:

E-post:

☐ Kryssa för rutan om ni vill ha vårt nyhetsbrev via e-post.

Datum och namnteckning:

Namnförtydligande:

**Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö
och återfås servade och klara inom 5 arbetsdagar! (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)
Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08-767 29 82
E-post: info@ajmedical.se**