



Blodtrycks Specialisten™
seca 216

NYHET



Art. Nr. 2160



Huvudstöd med
läsfönster och låsskruv.

Längdmätare med löpande huvudstöd. Huvudstödet har läsfönster och låsskruv för så att längdmätningen inte kan påverkas när patienten flyttar sig. Beroende på hur högt man monterar längdmätaren så får man ända upp till 230cm maxlängd.

| | |
|--------------------|---|
| Mätområde: | Min .0 – 138 cm / Max. 90 - 230 cm |
| Gradering: | 1 mm |
| Vikt: | 2 kg |
| Mått: (B) | 8 cm (skaldelen) / 12 cm (huvudstödet) |
| Mått: (HxD) | 150 x 22 cm (inkl. huvudstöd) |

: uppfyller direktivet

93/42/EEC

MDD